

Caries Marker

Kullanım talimatı

Ürün Tanımı:

Caries Marker, içeriğindeki renk indikatörü (asit kırmızısı) sayesinde çürük dentini renklendirir.

Caries Marker böylece çürük alanların gözle tespitini mümkün kılar. Sağlıklı, enfekte olmamış ve remineralize olabilen dentin boyanmaz. Bu sayede zararsız ekskavasyon mümkün olur. Enfekte olmayan yani boyanmamış dentin kaldırılmamalıdır.

Endikasyonları:

Caries Marker çürük alanların işaretlenmesinde kullanılır

- görülebilen çürük kaldırıldıktan sonra kontrol amaçlı
- çürük ve sağlıklı dentinin sınırının belirlenmesinde özellikle sekonder çürüklerde
- çürük alanın tamamen uzaklaştırıldığından emin olunmak için
- görülmesi zor olan çürüklerin yer tespitinde
- çürük alanların hastaya gösterilmesinde
- eğitim ve öğretim amacıyla kullanımda (çekilmiş dişlerde)
- tıkanık kanal ağzlarının tespitinde
- dolgulardaki kırıkların ve kenar uyum bozukluklarının tespitinde

Kullanım:

Öncelikle yumuşatılmış ve gözle görülebilen, renklenmiş olan çürük kaldırılmalıdır.

Kavitenin tümüne, daha fazla olmamak şartıyla 5 - 10 sn. **Caries Marker** uygulanır ve daha sonra iyice yıkanır. Sıvının uygulaması en iyi **Pele Tim** (sünger) ile yapılabilmektedir.

Çürük dentin çok canlı bir kırmızı renkte boyanacaktır.

Renklenmiş olan bölgeler, sağlıklı dentini koruyarak tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Uygulama dentin renklenmeye kadar tekrarlanmalıdır.

Plak ve minedeki artık çürük de **Caries Marker** tarafından işaretleneceği için bu alanlar da kavitedeki çürük temizlenirken kaldırılmalıdır.

Uyarılar, Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Renklenmenin dozunu arttırmak için kavite kurutulabilir.

İşaretlenme süresi 10 sn.' den fazla olmamalıdır ve akabinde kavite tamamen yıkanmalıdır. Aksi takdirde sağlıklı dentinin de işaretlenmesi mümkündür ve yanıltıcı sonuç kaçınılmazdır.

Kan rengi ile karıştırma riskini engellemek için pulpaya yakın olunan bölgelerde kullanılmamalıdır.

Ten ve giysilerle temasından sakınılmalıdır. Ürün tarafından lekelenmiş giysiler sirke yardımıyla temizlenebilmektedir.

Caries Marker Propylenglycol içermektedir ve hassas hastalarda mukoza ile temasında reaksiyona neden olabilmektedir (örn. iritasyonlar, alerjiler). Ürünün içeriğindeki kimi maddelere karşı bilinen hassasiyet (alerji) var ise ürün kullanılmamalıdır.

Saklama Koşulları:

4 °C - 23 °C arasında saklanmalıdır.

Miadı geçmiş ürünler kullanılmamalıdır.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli bilgilerdir ve kullanıcıya mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel satın alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.

VOCO GmbH

Anton-Flettner-Str. 1-3

27472 Cuxhaven

Germany

Phone +49 (4721) 719-0

Fax +49 (4721) 719-140

e-mail: marketing@voco.com

www.voco.dental

VOCO