

# Ufi Gel hard

## Kullanım talimatı

### Ürün tanımı:

**Ufi Gel hard**, polimetakrilat esaslı, daimi ve sert bir besleme materyalidir. Kullanımı basit olan ürün ile direkt olduğu kadar, indirekt besleme yapılabilir. **Ufi Gel hard** likidi metilmetakrilat içermediğinden, alerji ve irritasyon riskleri en aza indirilmiştir. Setin içeriğinde bulunan Conditioner sayesinde protez ve beslemenin daimi ve güvenli tutuşu sağlanmıştır.

### Kullanım Alanları

- Total ya da parsiyel protezlerin tekrar fonksiyon kazanmasını sağlamakta; tüm ya da kısmi, sert ve daimi besleme olarak
- Protez kenarlarının uzatılması.

### Uygulanması

#### 1. Protezin hazırlanması

Kapanışı kontrol ediniz ve gerekliyse düzeltmeleri yapınız. Protezi bir fırça yardımıyla temizleyiniz ve kurutunuz. Uygun bir frez ile, bukkal ve labial köşelerde dahil olmak üzere, besleme yapılacak bölgeleri aşındırınız. Daha sonra temizleyiniz ve kurutunuz. **Ufi Gel hard**' in temas etmemesi gereken yüzeyleri (örneğin diş yüzeyleri, aşındırılmış yüzeyin altında kalan bukkal ve labial bölgeler gibi) Vazelin tarzı bir madde ile izole ediniz. **Parsiyel protezler, ataçmanlar vs. işlem öncesi silikon (akıcı) veya erimeyen mum ile kapatılmalıdır.**

#### 2. Conditioner uygulaması

Setin içinde bulunan fırça yardımıyla, besleme yapılacak tüm yüzeylere Conditioner uygulayınız ve kurumaya bırakınız. (yaklaşık 30 saniye). Materyali önce labial ve bukkal bölgelere, daha sonra protezin tümüne uygulayınız.

Conditioner madde, proteze uygulandıktan sonra yaklaşık 10 dakika etkisini sürdürmektedir.

**Dikkat: Conditioner çok uçucu bir madde olduğundan, kullandıktan sonra şişeyi derhal sıkıca kapatınız.**

Fırça, örneğin alkol ile temizlenebilir.

#### 3. Dozaj ve karıştırma

İlk kullanıma öncesinde, pipetin taşıma kapağını asıl kapağı ile değiştiriniz. **Ufi Gel hard**' in sıvısı ile tozunun karışma oranı 1 ml likide' e 3 ml (≈ 1,8 gr) toz şeklindedir. Bu; pipetin 2 bölümlük kısmına, cam silindirin de 1 kısmı oranına denk gelmektedir.

2 ölçek likit : 1 ölçek toz



Daha yoğun kıvama ihtiyaç duyulduğunda, örneğin protez kenarlarının uzatılmasında, daha fazla toz kullanılmalıdır.

Pipet ile sıvıyı alınız ve PP-karıştırma kabına koyunuz. Kısa bir süre tozu çalkalayınız ve cam silindiri içine koyunuz. Camın yan tarafına vurarak tozun doğru dozda olmasını sağlayınız.

Tozu sıvının içine katınız ve plastik spatül ile 10 sn. kadar homojen şekilde karıştırınız. Karıştırma kabının kenarından yavaşça dökerek hava kabarcığı oluşmasını engelleyiniz. Buna rağmen oluşan hava kabarcıklarının karıştırma kabını bir yüzeye vurarak gideriniz. Maddenin çalışılabilir kıvama gelmesini bekleyiniz (karıştırmaya başladıktan yaklaşık 1,5 dakika sonra).

#### 4. Ufi Gel hard uygulaması

Maddeyi, protezin hazırlanmış olan kenarlarına ve/veya yüzeyine eşit bir şekilde, plastik bir spatül ile uygulayınız, fazlalıkları uygun bir el aleti ile uzaklaştırınız. Protezi ağıza yerleştiriniz ve hastanın hafifçe oklüzal baskı uygulamasını sağlayınız. Daha sonra fonksiyonel, çiğneme ve yutkunma hareketlerini 2 dakika süreyle yaptırınız. Boğaza kaçmasını engellemek için, özellikle de üst protezlerin beslemesi yapılırken, yumuşak damaktan sert damağa geçişlerde dikkatli olunmalıdır. (A-hattı).

#### 4.1 Andırkatlı parsiyel ve total protezler

Karıştırmaya başladıktan 5 dakika sonra protezi çıkartınız ve fazlalıkları bistüri ya da makas ile derhal kesiniz, son kapanışı kontrol etmek için ağıza tekrar yerleştiriniz ve 2 - 3 dakika sertleşmesi için bekleyiniz.

Bu şekilde beklerken protezin pozisyonu değiştirilmemelidir, sıcak su ile sertleşme hızlandırılabilir, örneğin yaklaşık 40 °C' de basınçlı tencerede. **Sertleşen yüzeye oksijen etki edeceği için normal oda ortamında ile sertleşmesini beklemezsiniz.**

#### 4.2 Andırkatsız total protezler

Fazlalıklar, nihai polimerizasyon öncesi, ağız içinde ya da dışında alınabilir. Ağız içinde, uygun bir el aleti ile 5 dakikanın sonunda (karıştırmaya başladıktan sonra) fazlalıkları alınabilir. Protezin 2 - 3 dakika, **Ufi Gel hard** tamamen sertleşinceye kadar ağızda kalmasını sağlayınız. Ağız dışı uygulama 4.1' e bakınız.

#### 5. Bitim

Besleme uygulanmış protez günlük kullanıma uygun el aletleri ile (tungsten karbid frez, silikon cila pastası, cilalama diskleri) bitirilir, cilalanabilir.

Karıştırma Başlangıcı	2 dakika	Karıştırınız ve uygulayın
Protezi ağıza yerleştirme	1 dakika	Kuvvet uygulanması
	2 dakika	Fonksiyonel hareketler
Gerekli olduğunda protezi çıkartmak	1.5 dakika	Fazlalıkları alınız
Protezi tekrar ağıza yerleştirmek	2 dakika	Sertleşme
Çıkartmak	1 dakika	Bitim ve cila
	<b>9.5 dakika</b>	

- Ağız dışı  Ağız içi  Ağız içi ve ağız dışı

#### Uyarılar/ dikkat edilmesi gerekenler:

- Sıvı ve Conditioner şişelerini dikkatlice kapatınız ve dik konumda muhafaza ediniz.
- Sıvı ya da Conditioner deriye temas etmesinden kaçınınız. Temas etmesi halinde, temas eden yerleri su ve sabun ile iyice yıkayınız.
- Gözlere temas etmesi halinde, gözleri su ile yıkayınız ve göz doktoruna müracaat ediniz.
- **Ufi Gel hard** hidroksietilmetilakrilat, benzolperoksit, aseton içerir, alerjisi olanlarda kullanmayınız.
- Belirtilen süreler, oda sıcaklığının 25 °C, ağız sıcaklığının da 35 °C olduğuna göre hesaplanmıştır. Daha düşük sıcaklıklarda polimerizasyon daha yavaş olacaktır, daha yüksek sıcaklıklarda polimerizasyonu hızlandıracaktır.
- Çok uzun süre ya da hızlı karıştırma sonucunda, yüzey yapısını bozan hava kabarcıkları ve homojen olmayan kıvam meydana gelebilir.
- Karıştırma kabı birden fazla kere kullanılabilir.

#### Muhafaza koşulları:

4 °C - 23 °C. Kullanım tarihi geçmiş ürün kullanılmamalıdır.

#### Temizleme:

**Ufi Gel hard** ile besleme yapmış protezler, normal temizleyiciler ve prosedürlerle temizlenebilirler.

Bu, evde olduğu kadar, profesyonel temizliği de içermektedir.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli bilgilerdir ve kullanıcıya mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel satın alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany  
Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: marketing@voco.com  
www.voco.dental