

**voco****Meron Plus AC**

0482

In accordance with DIN EN ISO 9917-2, class 1

## Instructions for use

## Product description:

**Meron Plus AC** is a radiopaque, chemically curing, resin-modified glass ionomer luting cement in easy-to-use application capsules. The characteristics of the material are easy handling, low solubility in the mouth and high self-adhesion. Each capsule contains a minimum of 0.14 ml of usable cement.

## Indications:

## Luting of

- porcelain-fused-to-metal crowns, bridges on hard dental tissue and on cores rebuilt with amalgam, composites or glass ionomer materials
- metal inlays, onlays, crowns and bridges
- root posts
- all-ceramic crowns manufactured from silicate ceramic, zirconium dioxide-only or alumina-only ceramic cores
- orthodontic appliances

## Method of Use:

Thoroughly clean and dry enamel, dentine and cavity surfaces. Clean cores before luting (e.g. pumice, water), thoroughly rinse and dry with a gentle stream of air or cotton pellets (do not overdry).

Before application, the capsule has to be activated, mixed and opened.

## Activating the application capsule and mixing the material:

Only extract the application capsule from the tubular bag immediately before use. During activation, the liquid from the plunger must be pressed into the inside of the capsule as fully as possible. To achieve this, the end of application capsule where the plunger of liquid protrudes is slowly pressed down onto a hard surface (e.g. a table) as far as the plunger will move (see fig. 1). The capsule must only be activated directly before use and loaded immediately into a high-frequency mixer with approx. 4,000 oscillations per minute. Mix the activated application capsule for 10 s, remove it from the mixer without delay and insert it in the holder of an application device (e.g. AC Applicator, see corresponding instructions for use).

## Application:

Open the outlet by lifting the cannula until you feel a stop (see fig. 2), and apply the material within 10 s of the end of mixing by compressing the lever on the applicator slowly and evenly. The cannula can be aligned as required by turning the whole application capsule inside the holder. Working time and consistency may be influenced by the respective type of capsule mixer and mixing time.




Fig. 1: Activating the capsule

Fig. 2: Opening the capsule

## Luting of restorative pieces:

Apply the material onto the prepared area and/or into the restorative piece. Then place the restorative piece *in situ* and let it set under slight pressure. Any unnecessary waiting times between activation, mixing and application should be avoided, as the process of curing may impede extraction of the material and positioning of the restoration.

**Meron Plus AC** has a working time of approx. 2 min at room temperature and sets in the mouth in 3 - 5 min. After approx. 4 min the material reaches a gel-like consistency, making it easy to remove any excess material with the aid of a probe. Higher temperatures shorten and lower temperatures extend these working times.

## Luting of posts:

Apply **Meron Plus AC** only to the post and then place the post directly into the root canal. Vibrate the post slightly during placement to avoid trapping air. Do not apply the cement into the canal with a lentulo since this could increase the speed of setting.

Usable quantity per capsule	min. 0.14 ml
Net weight per capsule	min. 0.27 g
Mixing time	10 s
Working time	approx. 2 min
Setting time	3 - 5 min

## Information, precautionary measures:

Ensure that the application capsule is mixed immediately after activation.

Avoid contact of **Meron Plus AC** with eugenol, thymol or other substances which inhibit the setting of **Meron Plus AC**. Lute temporary pieces with eugenol-free temporary cements. Before final luting, completely remove all residues of varnishes and other substances (e.g. insulating agents) from the dental hard substance as they may impair adhesion.

Ensure sufficient residual dentine thickness to prevent pulp irritation. If necessary, protect the pulp or build up the core.

Rinse instruments immediately with cold water before the cement residues have set. After removal of orthodontic bands, remove cement residues quickly and gently with an ultrasonic scaler.

Avoid contact of **Meron Plus AC** with soft tissue.

**Meron Plus AC** contains polyacrylic acid, peroxide and methacrylates. **Meron Plus AC** should not be used in case of known hypersensitivities (allergies) to any of these ingredients.

In case of eye contact, rinse thoroughly with much water and contact an eye specialist.

## Storage instructions and application method:

Store **Meron Plus AC** in a dry place at temperatures of 15 °C to 23 °C. Only remove it from the foil immediately before use. Do not use after expiry date.

Our preparations have been developed for use in dentistry. As far as the application of the products delivered by us is concerned, our verbal and/or written information has been given to the best of our knowledge and without obligation. Our information and/or advice do not relieve you from examining the materials delivered by us as to their suitability for the intended purposes of application. As the application of our preparations is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our preparations in accordance with the existing standards and corresponding to the conditions as stipulated in our general terms of sale and delivery.



Entspricht DIN EN ISO 9917-2, Klasse 1

## Gebrauchsanweisung



Correspond à DIN EN ISO 9917-2, classe 1

## Mode d'emploi

## Description du produit :

**Meron Plus AC** est un ciment verre ionomère modifié à la résine, radio-opaque et à durcissement chimique en capsules d'application pratiques. Le matériau se distingue par une manipulation simple, une faible solubilité et une adhésion élevée. La quantité de ciment disponible par capsule est d'au moins 0,14 ml.

## Indications :

## Scellement de

- couronnes, bridges céramo-métalliques (technique de revêtement céramo-métallique) sur substance dentaire, reconstitutions de moignons par amalgame, matériau composite ou verre ionomère
- inlays, onlays, couronnes et bridges métalliques
- pivots radiculaires
- couronnes céramo-céramiques fabriquées en céramiques de silicate, de zirconium ou d'aluminium
- dispositifs orthodontiques

## Application :

Nettoyer soigneusement et sécher les faces labiales de l'email, de la dentine et de la restauration dentaire. Nettoyer les moignons avant le scellement (ex. pierre ponce, eau), rincer soigneusement et sécher au jet d'eau faible ou avec des tampons d'ouate (ne pas sécher de manière excessive).

Activer, mélanger et ouvrir la capsule avant l'application.

## Activation de la capsule d'application et mélange du matériau :

Ne retirer la capsule d'application du sachet tubulaire qu'immédiatement avant l'application. Lors de l'activation, le liquide doit être expulsé du piston, complètement si possible vers l'intérieur de la capsule. Pour cela, presser à fond lentement la capsule d'application avec le piston vers le bas contre une surface dure (par ex. une table) (voir ill. 1). N'activer la capsule qu'immédiatement avant l'usage. Aussitôt activée, fixer la capsule dans un mélangeur à haute fréquence pendant environ 4 000 vibrations par minute. Mélanger la capsule d'application activée pendant 10 s, puis la retirer immédiatement du mélangeur et l'insérer dans le support d'un applicateur (p. ex. AC Applicator, voir le mode d'emploi correspondant).

## Application :

Ouvrir l'orifice d'écoulement en soulevant la canule jusqu'à ce qu'elle s'enclenche nettement (voir ill. 2), et appliquer le matériau, au plus tard 10 s après la fin du mélange, en pressant doucement et régulièrement le levier de l'applicateur. Il est possible d'orienter la canule au choix en tournant l'ensemble de la capsule d'application dans le support. Le temps de mise en œuvre et la consistance peuvent dépendre du type de mélangeur pour capsules utilisé et du temps de mélange.



Abb. 1: Aktivieren der Kapsel



Abb. 2: Öffnen der Kapsel



III. 1 : Activation de la capsule



III. 2 : Ouverture de la capsule

## Scellement de restaurations :

Appliquer le matériau sur la préparation et/ou dans la restauration. Placer ensuite la restauration *in situ* et laisser durcir sous légère pression.

Éviter tout temps d'attente inutile entre l'activation, le mélange et l'application, le matériau qui durcit sortant plus difficilement et la restauration se laissant moins facilement mettre en place.

Meron Plus AC peut être travaillé pendant env. 2 min à température ambiante et prend en bouche après 3 à 5 min.

Après environ 4 min, le matériau prend une consistance gélatineuse, permettant de retirer facilement les excédents à l'aide d'une sonde.

Le temps d'application est raccourci par des températures plus élevées et rallongé par des températures plus faibles.

Scellement de pivots :

Appliquer **Meron Plus AC** uniquement sur le pivot et le placer directement dans le canal radiculaire des dents concernées. Faire légèrement vibrer le pivot lors de la mise en place, afin d'éviter les bulles d'air. Ne pas appliquer de lentulo lors de la mise en place du ciment dans le canal radiculaire pour ne pas accélérer excessivement la prise.

Quantité disponible	min. 0,14 ml
Quantité nette par capsule	min. 0,27 g
Temps de mélange	10 s
Temps de mise en œuvre	env. 2 min
Temps de prise	3 - 5 min

Consignes de sécurité, précautions :

Tenir compte du fait que la capsule d'application doit être mélangée immédiatement après l'activation.

Éviter tout contact de **Meron Plus AC** avec de l'eugénol, du thymol ou tout autre matériau susceptible d'empêcher le durcissement. Sceller les pièces provisoires à l'aide de ciments sans eugénol. Des restes de vernis et d'autres substances étrangères (par ex. agents isolants) présents sur les tissus dentaires peuvent empêcher l'adhésion et doivent être retirés complètement avant le scellement définitif.

Garder une épaisseur de la dentine suffisante pour éviter une irritation de la pulpe. Si nécessaire, appliquer une protection pulinaire à proximité de la pulpe ou effectuer une reconstitution du moignon.

Rincer immédiatement à l'eau froide les instruments utilisés, avant le durcissement des résidus de ciment.

Retirer rapidement et proprement les résidus de ciment après le retrait des bagues orthodontiques, à l'aide d'un détartrant à ultrasons.

Éviter tout contact de **Meron Plus AC** avec les tissus mous.

**Meron Plus AC** contient de l'acide polycrylique, du peroxyde et du méthacrylate. Dans le cas d'hypersensibilités (allergies) connues à ces composants de **Meron Plus AC** ne pas utiliser le produit.

Rincer à l'eau à l'heure en cas de contact avec les yeux et consulter un ophtalmologue.

Consignes de stockage et d'utilisation :

Stockez **Meron Plus AC** au sec entre 15 °C et 23 °C. Ne retirer du film d'emballage qu'immédiatement avant l'utilisation. Ne plus utiliser au-delà de la date de péremption.

Nos préparations ont été développées pour utilisation en dentisterie. Quant à l'utilisation des produits que nous livrons, les indications données verbalement et/ou par écrit sont données en bonne connaissance de cause et sans engagement de notre part. Nos indications et/ou nos conseils ne vous déchargez pas de tester les préparations que nous livrons en ce qui concerne leur utilisation adaptée pour l'application envisagée. Puisque l'utilisation de nos préparations s'effectue en dehors de notre contrôle, elle se fait exclusivement sous votre propre responsabilité. Nous garantissons bien entendu la qualité de nos produits selon les normes existantes ainsi que selon les standards correspondants à nos conditions générales de vente et de livraison.

1



Corresponde a DIN EN ISO 9917-2 , clase 1

## Instrucciones de uso

## Descripción del producto:

Meron Plus AC es un cemento de fijación de ionómero de vidrio radiopaco, de autocurado a base de resina modificada en cápsulas de aplicación. El material se caracteriza por su fácil elaboración, su baja solubilidad y su alta autoadhesión. La cantidad del cemento utilizable por cápsula es por lo menos 0,14 ml.

## Indicaciones:

- coronas, puentes de porcelana fundida sobre metal, sobre sustancia dentaria y muelones construidos con amalgama, composite o cementos ionómeros de vidrio
- inlays, onlays, puentes y coronas metálicas
- postes radiculares
- coronas de cerámica total de cerámica de silicato, dióxido de zirconio y óxido de aluminio
- dispositivos de ortodoncia

## Modo de aplicación:

Limpie completamente las superficies del esmalte, dentina y de la cavidad. Limpie los muelones antes del cementado (p. ej. con piedra pómex), enjuague completamente y seque con un chorro de aire suave o torundas de algodón (No rasequel).

Activar, mezclar y abrir la cápsula antes de la aplicación.

## Activación de la cápsula de aplicación y mezclado del material:

No extraiga la cápsula de aplicación de la bolsa tubular hasta el momento de su aplicación. Con fines de activación, el líquido tiene que ser expulsado del pistón, a ser posible, completamente hasta el interior de la cápsula. Al efecto, presione la cápsula de aplicación con dicho pistón hacia abajo contra una superficie dura (p.ej. una mesa) hasta alcanzar el tope (ver fig. 1). Active la cápsula de aplicación siempre inmediatamente antes de utilizarla y, acto seguido, fíjela en un mezclador de alta frecuencia a aprox. 4.000 oscilaciones por minuto. Mezcle la cápsula de aplicación activada durante 10 s, retirela inmediatamente del mezclador y colóquela en el soporte de un aplicador (p. ej., el AC Applicator, consulte las instrucciones de uso correspondientes).

## Aplicación:

Abra la boquilla de salida levantando la cánula hasta percibir que se alcanza el tope (véase fig. 2). Como máximo 10 s después de finalizar el mezclado, presionando lenta y constantemente la palanca del aplicador. Girando toda la cápsula de aplicación en el soporte, es posible posicionar la cánula con la orientación deseada. El tiempo de aplicación y la consistencia pueden variar en función del tipo de mezclador de cápsulas que se utilice y del tiempo de mezclado.



Fig. 1: Activación de la cápsula



Fig. 2: Apertura de la cápsula

## Cementación de piezas de restauración:

Aplique el material sobre la preparación y/o sobre la pieza a fijar. Luego posicione la pieza *in situ* y deje que endurezca bajo suave presión.

Se deben evitar tiempos de espera innecesarios entre activación, mezclado y aplicación, ya que el fraguado del material podrá dificultar la aplicación y posicionamiento de la restauración.

Meron Plus AC tiene un tiempo de trabajo de aprox. 2 min a temperatura ambiente y endurece en la boca en 3 - 5 min.

Después de 4 min el material alcanza una consistencia de gel por lo que el exceso se elimina fácilmente con un explorador. Temperaturas más elevadas acortan y temperaturas más bajas prolongan el tiempo de trabajo.

## Cementación de postes:

Aplique Meron Plus AC sólo sobre el poste y luego ubique el poste dentro del conducto. Haga vibrar suavemente el poste para evitar el atrapamiento de burbujas. No aplique el cemento dentro del conducto con un lentalo, ya que esto podría acelerar la reacción de endurecimiento excesivamente.

Cantidad disponible	como min. 0,14 ml
Masa neto por cápsula	como min. 0,27 g
Tiempo de mezclado	10 s
Tiempo de aplicación	aprox. 2 min
Tiempo de fraguado	3 - 5 min

## Indicaciones, medidas de prevención:

Asegúrese de que la cápsula de aplicación sea mezclada inmediatamente después de su activación. Evite el contacto de Meron Plus AC con eugenol, timol, u otras sustancias que pudieran inhibir el endurecimiento de Meron Plus AC. Cemente las piezas provisionales con cementos libres de eugenol. Antes de la fijación final remueve plenamente los residuos de cementos temporales, barnices u otras sustancias (p. ej. agentes aislantes) para asegurar una óptima adhesión. Asegure suficiente espesor de dentina remanente para evitar irritación pulpar. Si fuera necesario, proteja la pulpa o reconstruya el muelón.

Enjuague los instrumentos inmediatamente después del uso con agua fría antes que el residuo de cemento endurezca. Después de la remoción de bandas de ortodoncia, quite el cemento rápido y suavemente con un cavitador ultrasónico. Evite el contacto de Meron Plus AC con los tejidos blandos.

Meron Plus AC contiene ácido poliacrílico, peróxido y metacrilatos. Meron Plus AC no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra estos ingredientes.

En caso de contacto con los ojos, lavar bien con agua y contactar un oftalmólogo.

## Indicaciones de almacenamiento y aplicación:

Almacene Meron Plus AC en lugar seco a una temperatura entre 15 °C y 23 °C. No extraiga el producto de la lámina hasta el momento de su utilización. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odontológico. En lo que se refiere a la aplicación de nuestros productos, se han dado nuestras indicaciones verbales y/o escritas y consejos sin compromiso según nuestro leal saber y entender. Nuestras indicaciones y/o consejos no les dispensan de comprobar los preparados suministrados por nosotros respecto a su aptitud para la aplicación intencionada. Dado que la aplicación de nuestros preparados se efectúa fuera de nuestro control, la misma se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Naturalmente les aseguramos la calidad de nuestros preparados según las normas correspondientes y de acuerdo con el estándar establecido en nuestras condiciones generales de venta y entrega.



Em conformidade com a

DIN EN ISO 9917-2, classe 1

## Instruções de utilização

## Descrição do produto:

Meron Plus AC é um cimento de ionómero de vidro modificado por resina, radiopaco e autopolimerizável, que é fornecido em práticas cápsulas de aplicação. O material distingue-se pela sua facilidade de manuseio, por uma baixa solubilidade e um elevado grau de adesão. A quantidade de cimento por cápsula é de pelo menos 0,14 ml.

## Indicações:

## Cimentação de

- coroas e pontes metalocerâmicas em tecido dentário duro ou em cotos reconstruídos com amalgamas, compósitos ou cimentos de ionómero de vidro
- inlays, onlays, pontes e coronas metálicas
- espigões radiculares
- coronas em cerâmica pura confeccionadas com cerâmica de silicato, de dióxido de zircônio ou de óxido de alumínio
- dispositivos ortodonticos

## Modo de aplicação:

Limpie e seque muito bem as superfícies de esmalte e dentina e as cavidades de restauração. Limpie, por completo, os cotos antes da fixação (p. ex. com pedrarias, água) e seque com jacto de ar suave ou bolinhas de algodão (não sequer necessariamente). Antes da aplicação, a cápsula deve ser ativada, misturada e aberta.

## Ativação da cápsula de aplicação e mistura do material:

Retirar a cápsula de aplicação da embalagem apenas imediatamente antes da utilização. Ao ativar o material, deve pressionar o líquido do embolo completamente para dentro da cápsula. Para tal, premir a cápsula de aplicação, com o embolo voltado para baixo, contra uma superfície dura (p. ex., uma mesa) até ao fim (ver fig. 1). Ativar a cápsula apenas imediatamente antes da utilização e colorar de imediato num misturador de alta frequência com aprox. 4000 oscilações por min. Misturar a cápsula de aplicação ativada durante 10 s, retirar imediatamente do misturador e colocar no suporte de um aplicador (p. ex. AC Applicator, ver respectivas instruções de utilização).

## Aplicação:

Levantar cuidadosamente a cánula até o fim, para destapar a abertura da cápsula (ver fig. 2), e aplicar o material, no máximo 10 s após o fim da mistura, pressionando lenta e uniformemente a alavanca do aplicador. A cánula pode ser ajustada da forma desejada, rodando a cápsula de aplicação inteira no suporte. O tempo de trabalho e a consistência podem ser influenciados pelo tipo de misturador de cápsulas e pelo tempo de mistura correspondentes.



Fig. 1: Ativação da cápsula



Fig. 2: Abertura da cápsula



In corrispondenza con

DIN EN ISO 9917-2, I classe

## Istruzioni per l'uso

## Descrizione del prodotto:

Meron Plus AC è un vetroionomerico per la cementazione radiopaco, autoindurente e modificato con compostio nella capsula d'applicazione di facile uso. Il materiale si distingue per una lavorazione facile, una solubilità bassa e un'elevata autoadesione. La quantità per capsula è di minimo 0,14 ml.

## Indicazioni:

## Cimentazione di

- corone, ponti em metallo-cerâmica su tessuti duri dentali duro e monconi ricostruiti em amalgama, compósito o cimento vetroionomerico
- inlay, onlays, pontes e corone metálicas
- perni radiculares
- corone de cerâmica integral de silicato, dióxido de zircônia e óxido de alumínio
- aplicações ortodonticas

## Applicazione:

Pulire ed asciugare completamente smalto, dentina e le superfici della cavità. Pulire i monconi prima della cementazione (ad es. con pomice, acqua), sciacquare ed asciugare completamente con un leggero getto d'aria o batuffoli di cotone (Non asciugare eccessivamente). Prima dell'applicazione le capsule devono essere attivate, miscelate ed aperte.

## Attivazione della capsula d'applicazione e miscelazione del materiale:

Estrarre la capsula d'applicazione dalla busta soltanto poco prima di utilizzare il prodotto. Il liquido deve essere premuto completamente nella capsula dal pistone. Premere la capsula con il pistone all'ingiù lentamente su una superficie dura (ad es, un tavolo) finché si senta una piccola resistenza (vedere ill. 1). Attivare la capsula solo poco prima dell'uso e fissarla in un miscelatore con circa 4.000 oscillazioni al minuto. Miscelare la capsula per circa 10 s, ritirare la capsula dal miscelatore immediatamente e inserire la capsula nel dispositivo della pinza per applicazione (ad es. AC Applicator, vedere le istruzioni per l'uso corrispondenti).

## Aplicazione:

Aprire la capsula tirando su la cannula finché si senta una piccola resistenza (vedere ill. 2) e applicare il materiale al più tardi 10 s dopo la miscelazione premendo leggermente e omogeneamente la leva dell'applicatore. Ruotando la capsula nel dispositivo della pinza, si può variare l'allineamento della cannula. Il tempo di lavoro e la consistenza dipendono dal tipo di miscelatore per capsule e possono abbreviare o allungare i tempi di miscelazione.



III. 1: Attivare la capsula



III. 2: Aprire la capsula

## Cimentazione di manufatti protéticos:

Aplicar el material sulla preparazione e/o dentro al manufatto. Aplicare poi il manufatto protético *in situ* e lasciar indurre sotto una lieve presión.

Evitar lunghi tempi d'attesa tra l'attivazione, la miscelazione e l'applicazione perché l'indurimento del materiale potrebbe rendere più difficile l'applicazione e il posicionamento del restauro.

Meron Plus AC ha un tempo di lavorazione di circa 2 min a temperatura ambiente e indurre in el cavo oral en 3 - 5 min. Dopo circa 4 min, el material raggiunge una consistenza simile a un gel e el material en exceso può essere rimosso facilmente con una sonda. Le temperature più elevate abbreviano el tempo di lavoro, mentre quelle più basse lo allungano.

## Cementazione de pernos:

Aplicare Meron Plus AC solo sobre el perno y quindi inserte el perno nel canale radicular. Far vibrar levemente el perno nel canale para evitar la formacion de bolle d'aria.

Non aplicar el cemento dentro al canale con un Lentulo porque, desse modo, poderá acelerar demais a reacción de presa.

Quantidade disponível	min. 0,14 ml
Quantidade neta per capsula	min. 0,27 g
Tempo de mistura	10 s
Tempo de trabalho	aprox. 2 min
Tempo de presa	3 - 5 min

## Avisos, precauções:

Ter em conta de que a cápsula de aplicação tem de ser misturada logo após a ativação. Evite o contacto com eugenol, timol, ou outras substâncias que possam inibir o endurecimento de Meron Plus AC. Cementar restaurações provisórias com preparados sem eugenol. Os restos de verniz e outras substâncias estranhas (p. ex. agente isolante) no dente podem comprometer a adesão e devem ser removidos totalmente antes da fixação definitiva.

Certifique-se de que a dentina fica com uma espessura residual adequada, para evitar irritações pulpar. Se necessário, deverá ser usada uma proteção pulpar ou reconstruir o coto.

Enxágue imediatamente os instrumentos usados com água fria antes de os restos de cimento endurecerem.

Depois de remover bandas ortodonticas, eliminate os restos de cimento rápidamente e cuidadosamente com uma cureta ultrasônica. Evite o contacto de Meron Plus AC com o tecido mole.

O Meron Plus AC contém ácido poliacrílico, peróxido e metacrilatos. Meron Plus AC não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida a qualquer destes componentes.

Em caso de contacto com os olhos, lave com água abundante e consulte um oftalmologista.

## Indicações de armazenamento e de aplicação:

Armazenar o Meron Plus AC num local seco, a 15 °C - 23 °C. Retirar a cápsula da película apenas imediatamente antes da utilização. Não utilizar após expirar o prazo de validade.

Os nossos preparados são desenvolvidos para uso no sector odontológico. No que se refere à aplicação de nossos produtos, se han dado nuestras indicaciones verbales y/o escritas e conselhos sin compromiso según nuestro leal saber y entender. Nuestras indicaciones y/o consejos no les dispensan de comprobar los preparados suministrados por nosotros respecto a su aptitud para la aplicación intencionada. Dado que la aplicación de nuestros preparados se efectúa fuera de nuestro control, la misma se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Naturalmente les aseguramos la calidad de nuestros preparados según las normas correspondientes y de acuerdo con el estándar establecido en nuestras condiciones generales de venta y entrega.



ανταποκρίνεται στο DIN EN ISO 9917-2, class 1

## Οδηγίες χρήσης

## Περιγραφή προϊόντος:

H Meron Plus AC είναι μια ακτινοσκοπέρι, χρημάτικα πολυμεριζόμενη υαλο-ιονομερής κονιά συγκόλλησης με τροποποιημένη ρητίνη σε εύκολες προς χρήση κάψουλες εφαρμογής. Τα χαρακτηριστικά του ώλουν είναι ο εύκολος χειρισμός, η χαμηλή διαλυτότητα στο στόμα και η ψηλή αυτο-πρόσθιμη. Κάθε κάψουλα περιέχει τουλάχιστον 0,14 ml από κονιά προς χρήση.

## Ενδείξεις:

## Συγκόλληση για

- στεφάνες από πορσελάνη-μέταλλο, γέφυρες σε σκληρή οδοντική ουσία και κολοφόνια ανακατευασμένα με αμάλγαμα, αύνθετες ρητίνες ή υαλο-ιονομερή ώλικά
- μεταλλικά άνθετα, επένθετα, στεφάνες και γέφυρες
- ριζικοί άδενες
- ολο-κεραμικές στεφάνες παρασκευασμένες από κεραμικό πυριτίου, κεραμικά από διοξείδιο όρυζουν ή οξειδίου αργιλίου μόνο
- ορθοδοντικές εφαρμογές

## Μέθοδος εφαρμογής:

Καθαρίστε επιμελώς και στεγνώστε την αδαμαντίνη, την οδοντίνη και τις επιφάνειες στην κολοφόνη. Καθαρίστε τα κολοβώματα πριν τη συγκόλληση (π.χ. με ελαφρύ πορώδες εργαλείο, νερό). Επιτύπωτε επιμελώς και στεγνώστε με ελαφρύ ρεύμα αέρος με το τούλινα βάθμωσκος (μην υπερβράσετε!).

Πριν την εφαρμογή, η κάψουλα πρέπει να ενεργοποιηθεί, να αναμιχθεί και να ανοιχθεί.

## Ενεργοποίηση της κάψουλας εφαρμογής και ανάμιξη του υλικού:

Βγάλτε την κάψουλα εφαρμογής από το σακουλάκι μέσως πριν από τη χρήση. Κατά την ενεργοποίηση, θα πρέπει το υγρό από το φιάλιδο να πρωθεί διόστις στο δυνατόν περισσότερο στο εσωτερικό της κάψουλας. Για την επίτευξη αυτού, το άκρο από το οποίο προεξέχει το φιάλιδο του υγρού θα πρέπει να πιεστεί αργά σε μια σκληρή επιφάνεια (π.χ. τραπέτη) τόσο ώστε να μετακινθεί για να προσέξει το φιάλιδο (βλ. εικ. 1). Ενεργοποιήστε την κάψουλα εφαρμογής μέσως πριν από τη χρήση. Τοποθετήστε την μέσως πάνω σε έναν δονητή υψηλών υσχυτήτων με περίπου 4.000 δονήσεις αλλά λεπτά. Αφήστε την να αναμιχθεί για 10 δευτέρων. Αφαίρεστε την από τον δονητή χωρίς καθιστέρη και εφαρμόστε την στον βραχίονα συγκράτησης ενός εργαλείου εφαρμογής (π.χ. AC Applicator, βλ. αντίστοιχες σημειώσεις χρήσης).

## Εφαρμογή:

Ανοίξτε την έξοδο σηκώνοντας το ρύγχος μέχρι τέλους (βλ. εικ. 2) και εφαρμόστε το ώλικό μέσω σε 10 δευτέρων από το τέλος της ανάμιξης, πιέζοντας τις χειρολαβές του εργαλείου εφαρμογής αργά και ομαλά. Το ύγρος μπορεί να προσαρμοστεί κατά απαίτηση, περιστρέφοντας ολόκληρη την κάψουλα εφαρμογής μέσα στον βραχίονα συγκράτησης του εργαλείου εφαρμογής. Ο χρόνος εργασίας και η συνοχή μπορεί να επηρεαστούν από το αντίστοιχο τύπο συσκευής ανάμιξης και από τον χρόνο ανάμιξης.



Εικ. 1: Ενεργοποίηση της κάψουλας εφαρμογής

Εικ. 2: Ανοίγμα της κάψουλας

## Συγκόλληση εργασίας αποκατάστασης:

Τοποθετήστε το ώλικο στην προετοιμασμένη περιοχή καθ/ή στην εργασία. Στη συνέχεια τοποθετήστε την εργασία *in situ* και αφήστε την να πήξη ασκώντας ελαφριά πίεση. Αποφύγετε τις διάκοπες καθυστέρησης μεταξύ ενεργοποίησης, ανάμιξης και εφαρμογής, καθώς η διαδικασία πήξης μπορεί να εμποδίσει την διανομή του ώλικου και την τοποθέτηση της αποκατάστασης.

H Meron Plus AC παραμένει επεξεργάσιμη περίπου 2 λεπτά σε θερμοκρασία διαμονής και πήξει μέσω στόμα σε 3 - 5 λεπτά. Μετά από περίπου 4 λεπτά το ώλικο φτάνει σε μια συνοχή μορφής γει, έτσι ώστε η περίσσεια να αφαιρείται εύκολα με ένα εργαλείο ανίχνευσης. Οι ψηλές θερμοκρασίες επιβράδυνουν το χρόνο εργασίας ενώ ο αρμόλες την επιμηκύνουν.

## Συγκόλληση αέρων:

Τοποθετήστε την Meron Plus AC μόνο πάνω στον άρνα και στη συνέχεια εφαρμόστε τον δέρνοντας στα ριζικά κανάλια. Σταθεροποιήστε τον άρνα στην θέση του κάνοντας ελαφριές παλμικές κινήσεις για να αποφύγετε την δημιουργία εσώκλευτων φυσαλίδων αέρος. Μην τοποθετήστε την κονιά μέσα στο κανάλι με lento για καθώς αυτό θα επιταχύνει κατά πολὺ την διαδικασία πήξης.

Ποσότητα ανά κάψουλα	min. 0,14 ml
Καθαρό βάρος ανά κάψουλα	min. 0,27 g
Χρόνος ανάμιξης	10 s
Χρόνος εργασίας	2 min περίπου
Χρόνος πήξης	3 - 5 min

## Πληροφορίες, μέτρα προφύλαξης:

Σιγουρεύετε ότι η κάψουλα εφαρμογής θα αναμιχθεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση.

Αποφύγετε την επαφή της Meron Plus AC με ευγενόλη, θυμόλη ή άλλες ουσίες που παρεμποδίζουν την πήξη της Meron Plus AC. Προσολόγιστε τις πρωσαρινές εργασίες με πρωσαρινή κονιά χωρίς εγγενόλη. Πριν την τελική συγκόλληση, αφαιρέστε κάθε ίχνος περίσσειας από βερνίκια και κάθε άλλες ουσίες (π.χ. παράνοτες απομόνωση) από την ολική σύσταση καθώς μπορεί να καταστρέψουν τη συγκόλληση. Διασφαλίστε μια αρκετή ποσότητα πάχους οδοντίνη για να αποφύγετε τον ερεθισμό του πολφού. Εάν είναι απαίτηση, προστατεύστε τον πολφό ή κάνετε ανασύσταση του κολοβώματος.

Ξεπλύνετε τα εργαλεία αμέσως με κρύο νερό πριν την πήξη της περίσσειας της κονιάς. Μετά την αφρίση των ορθοδοντικών άκιστρων, αφαιρέστε τις περίσσειες της κονιάς γρήγορα και απαλά με λουτρό υπερήψην.

Αποφύγετε την επαφή της Meron Plus AC με τον μαλακό ιστό.

H Meron Plus AC περιέχει polyacrylic acid, peroxide και methacrylate. H Meron Plus AC δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωστών υπερευαίσθησηών (αλλεργίες) με σημαντική ποσότητα από τα συστατικά.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε επιμελώς με νερό και συμβουλευθείτε έναν οφθαλμίατρο.

## Όδηγίες αποθήκευσης και μέθοδος εφαρμογής:

Αποθηκεύετε την Meron Plus AC σε στεγνό μέρος θερμοκρασίας 15 °C - 23 °C. Βγάλτε την από το σακουλάκι αμέσως πριν από τη χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

Τα παρασκευάσματα μας δημιουργήθηκαν για οδοντιατρική χρήση. Όσον αφορά στην εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας, οι πληροφορίες που δίνονται είναι βασισμένες στην πολυτελή γνώση μας και δεν είναι υποχρεωτικές. Οι πληροφορίες και οι συμβουλές μας δεν απολύτως θίγουν τη δική σας εξέταση και δοκιμή των προϊόντων μας πριν την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Όμως για αποτέλεσμα δοκιμής που γίνεται χωρίς τον δικό μας έλεγο, η ευθύνη είναι αποκλειστικά σας.



Voldoet aan DIN EN ISO 9917-2, klasse 1

## Gebruiksaanwijzing

## Produktomschrijving:

Meron Plus AC is een radiopaque, chemisch uithardende, resin gemodificeerd glasioromeer bevestigingscement in een handige applicatie capsule.

De karaktereigenschappen van het materiaal zijn, uitermate makkelijke bewerking, lage oplosbaarheid in de mond, en hoge zelf-adhesie. Elke capsule bevat minimaal 0,14 ml bruibare cement.

## Indicaties:

## Bevestigen van

- porselein op metaal kronen, bruggen op tandsubstantie, stompopbouwen van amalgam, composiet of glasioromeercement
- metalen inlays, onlays, kronen en bruggen
- stiftten
- volkeramische kronen van silicon-, zirkonium dioxide- of aluminiumoxide
- orthodontische werkstukken

## Applicatie:

Glazuur, dentine en cavitiesoppervlak grondig drogen en reinigen. Stompen voor het bevestigen reinigen (puimsteen, water), grondig spoelen en met een zachte luchtstromer of wattenpellets drogen (niet uitdrogen).

Voor het appliceren moet de capsule worden geactiveerd, gemengd en geopend.

## Applicatiecapsule activeren en materiaal mengen:

Neem de applicatiecapsule pas direct voor gebruik uit de foliefolie. Bij het activeren moet de vloeistof uit de vloeistofzuiger so volledig mogelijk in het binnenste van de capsule worden gedrukt. Hierdoor wordt de applicatiecapsule met de vloeistofzuiger omlaag langzaam op een hard oppervlak (bijv. tafel) tot aan de aanslag gedrukt (zie afb. 1). Activeren de capsule pas direct voor gebruik en klemt deze onmiddellijk in een hoogfrequent mengapparaat met een 4000 bewegingen per min. Meng de geactiveerde applicatiecapsule 10 seconden, neem deze direct uit het mengapparaat en zet de capsule in dehouder van de applicator (bijv. AC Applicator, zie dienovereenkomstige gebruiksinformatie).

## Applicatie:

Open de uitlaatopening door de canule tot de voelbare aanslag op te tillen (zie afb. 2) en breng het materiaal uiterlijk 10 seconden na mengeinde aan door de hendel van de applicator langzaam, gelijkmataar samen te drukken. Door de gehele applicatiecapsule in de houder te draaien kan de canule naar believen in de juiste stand worden gebracht. Verwerkingsstijd en consistentie kunnen worden beïnvloed door het desbetreffende type capsulesmengapparaat en de mengtijd.

## Bevestiging van restauraties:

Het materiaal op de preparatie en/of de restauratie aanbrengen. Aansluitend de restauratie in situ plaatsen en onder lichte druk uitharden. Tussen activatie, mixen en applicatie dient men geen tijd veloren te laten gaan, daar het uithardingsproces van het materiaal direct is, en daardoor het plaatsen van de restauratie belemmerd. Bij kamertemperatuur heeft Meron Plus AC een verwerkingsstijd van ongeveer 2 min, en er hardt na 3 - 5 min. in de mond uit. Na ongeveer 4 min. krijgt het materiaal een gel-achtige consistentie zodat overschot gemakkelijk met een sonde verwijderd kan worden. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de verwerkingsstijd.

## Bevestiging van stiftten:

Breng Meron Plus AC alleen op de stift aan en plaats de stift in het wortekanaal. De stift bij het aanbrengen licht vibreren om luchtkletsling te vermijden. Breng Meron Plus AC niet aan met een lentulo gezien de versnelde invloed die dit kan hebben op de uithardingstijd.

## Anwijzingen voor stiftten:

Breng Meron Plus AC alleen op de stift aan en plaats de stift in het wortekanaal. Vibrer de stiftten voor het aanbrengen licht vibreren om luchtkletsling te vermijden.

Breng Meron Plus AC niet aan met een lentulo gezien de versnelde invloed die dit kan hebben op de uithardingstijd.

Zorg voor voldoende dentinedentide om pulpa-irritatie te voorkomen. Indien noodzakelijk de stomp opbouwen of de pulpa beschermen.

Reinig met koud water vooraf de cementresten zijn uitgedraaid την ρετζίνη.

Cementresten na het verwijderen van de orthodontische bandjes snel en voorzichtig met een ultrasone scalar van het element verwijderen.

Vermijd contact met Meron Plus AC met zacht weefsel.

Meron Plus AC bevat polyacrylylzuur, peroxide en methacrylate. Bij bekende overgevoeligheden (allergieën) voor de inhoudsstoffen in Meron Plus AC moet van het gebruik afgezien worden.

In het geval van oogcontact met Meron Plus AC, direct de ogen spoelen en een oogarts raadplegen.

## Anwijzingen voor opslag en gebruik:

Meron Plus AC droogt bij 15 °C - 23 °C bewaren. Pas direct voor gebruik uit de folie nemen. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

Onze preparaten worden ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde. Voor het gebruik van ons geleverde preparaten geldt dat onze mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen naar beste weten worden gegeven, maar dat deze niet bindend zijn. Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de plicht de door ons geleverde preparaten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te keuren. Aangezien het gebruik van onze preparaten gebeurt buiten onze controle is deze uitsluitend voor uw eigen verantwoording. Uiteraard garanderen wij de kwaliteit van onze preparaten in overeenstemming met de voorwaarden als vastgelegd in onze leverings- en verkoopsvoorwaarden.



I overensstemmelse med

DIN EN ISO 9917-2, klasse 1

## Brugsanvisning

## Produktbeskrivelse:

Meron Plus AC er en radiopak, kemisk hærdende, resinforstærket glasionomer-cement i applikationskapsler. Materialen karakteriseres ved sin nemme håndtering, lave oploselighed i munnen og stærke binding. Hver kapsel indeholder minimum 0,14 ml brugbar cement.

## Indikationer:

## Cementering af

- VMK-kroner, broer til tandsubstantie, eller opbygning af amalgam, komposit eller glasionomer
- metal indlæg, onlays, broer og kroner
- stifter
- kroner fremstillet af aluminiumoxid eller zirkoniumoxid
- orthodontisk apparatur

## Anvendelse:

Grundig rengøring af kavitets fladerne. Evt. opbygning rengøres. Skyl og tør grundigt med luft eller bolmundspellets (lad være med at overtørre). For appliceringen skal kapslen aktiveres, rystes og åbnes.

Aktivering af kapslen og blanding af materiale:

Udgået først kapslen af foliepakken umiddelbart før brug. Ved aktivering skal al væsken i væskepatronen presses ind i kapselden. For at gøre dette, presses patronen langsamt imod en hård overflade (feks en bordplade), til den er presset helt i bund (se fig 1). Kapslen må kun aktiveres direkte for den bliver blandet i en højfrekvens mixer med ca 4000 vibrationer pr minut. Kapslen bør blandes i 10 sekunder. Fjern kapslen fra mixeren straks efter blanding og placer den i en applikator (feks AC Applicator, se den tilhørende brugsanvisning).

## Erfaring med kapslen og blandning af materiale:

Udgået først kapslen af foliepakken umiddelbart før brug. Ved aktivering skal al væsken i væskepatronen presses ind i kapselden. For at gøre dette, presses patronen langsamt imod en hård overflade (feks en bordplade).

For at undgå spildtid mellem aktivering og applikation bør undgås, for at materialet ikke bliver hårdt for placering af restaureringen.

Meron Plus AC har en arbejdstid på 2 min ved stuetemperatur og afbinder i munnen på 3 - 5 min. Etter ca. 4 min vil materialet opnå en konsistens som gel og eventuelt overskud kan fjernes med en sond. Højere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlænger arbejdstiden.

## Cementering af restaureringer:

Materialen appliceres på præparation og restaurering. Dernæst sættes restaureringen på plads med et let tryk.

Unodvendig spildtid mellem aktivering og applikation bør undgås, for at materialet ikke bliver hårdt for placering af restaureringen.

Meron Plus AC har en arbejdstid på 2 min ved stuetemperatur og afbinder i munnen på 3 - 5 min. Etter ca. 4 min vil materialet opnå en konsistens som gel og eventuelt overskud kan fjernes med en sond. Højere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlænger arbejdstiden.

## Cementering af stiftten:

Merón Plus AC på rodstiftten og sæt den derefter i rodkanalen. Vibrer stiftten for at undgå luftbobler.

Der bør ikke anvendes Lentulo-spiraler til indføring af cementen i rodkanalen, da dette accelererer afbindingen.

## Information, advarsler, forebyggelse:

Vær sikker på at applikationskapslen blandes straks efter aktivering.

Undgå at Meron Plus AC kommer i kontakt med eugenol, thymol, eller andre materialer som kan forhindre afbindingen. Cementer provisorier med eugenol cement. For færdig cementering fjernes alt provisorisk cement, for at sikre optimal binding. Vær sikker på dentintykkelsen, beskyt eventuelt pulpa, eller lav en opbygning.

Skyl omgående instrumentet med kaldt vand for cement-resterne er afbundet. Efter fjernelse af ortodontiske bånd fjernes cementresterne hurtigt og forsigtigt med en ultralydscauler.

Undgå kontakt med Meron Plus AC til blødt væv.

Meron Plus AC indeholder polyakrylsyre, peroxid og methacrylate. Meron Plus AC AC bør ikke bruges i tilfælde af kendt hypersensitivitet (allergi) mod materialets ingredienser.

I tilfælde af at stoffet kommer i øjnene, skyldes med vand og en øjenlæge kontaktes.

## Opbevaring og applikationsmetode:

Opbevar Meron Plus AC på et st



**Tuotekuvauus:**

Meron Plus AC on röntgenopakki, kemiallisesti kovettuva, resiinimodifioitu lasi-ionomeerisementti helpkokäytöisissä annostelukapseliseissa. Materiaali on ominaisuuksiltaan helposti käsiteltävä, suuhun niukasti liukeneva ja vahvasti itsekiinnityvä. Kapseli sisältää vähintään 0,14 ml käyttökelpoista sementtiä.

**Indikaatioit:**

- metalliin sidotut posiliikruunut, kovaan hammaskudokseen kiinnitettävät sillat ja pilareiden uudelleenkantaminen amalgaamien, yhdistelmämuovien ja lasi-ionomeerisementtien kanssa
- metalli-inlay, onlays, kruunut ja sillat
- juurikanavanaastat
- kokeraamiset kruunut, jotka ovat valmistettu silikaatista, zirkoniumdioksidista tai alumiinioksidiheramiasta
- oikomiskojeet

**Käyttötapa:**

Puhdista huolellisesti ja kuivaa kiile, dentini ja kaviteettien pinnat. Puhdista pilari ennen sementointia (esim. hohkakivi, vesi) huuhtele kauttaaltaan ja kuivaa kevyesti puustaamalla tai vanpalolla. (Älä ylikuivaaj!

Ennen käyttöä kapseli täytyy aktivoida, sekoittaa ja avata.

**Annostelukapselin aktivointi ja materiaalin sekoittaminen:**

Poista kapseli suojaopakkausestaan vasta juuri ennen sen käyttöä. Aktivoivin aikana määrän sisällä oleva neste täytyy puristaa kapselin sisään niin täydellisesti kuin mahdollista. Tämä tapahtuu seuraavanlaisesti: annostelukapselin loppuosa, missä mäntä sijaitsee, painetaan alas kovaa pinta (esim. pöytä) vasten (ks. kuva 1) kunnes mäntä ilikuu. Kapseli tulee aktivoida siis vain juuri ennen sen käyttöä ja asettaa välittömästi sekoittimeen, n. 4000 RPM. Sekoita aktivoitua annostelukapselia 10 sekunnin ajan, poista annostelukapseli sekoittimesta välittömästi sekoittimisen jälkeen ja aseta se kapseli annostelijaan (esim. AC Applicator, ks. vastaava käyttöohjeet).

**Annostelu:**

Aava poistoaikaa varovasti nostamalla annostelukärkeä kunes tunnet sen pysähtyvän (ks. kuva 2) ja annostelle materiaali 10 sekunnin kuluessa sekoittamisen jälkeen puristamalla annostelijan vipua hitaasti ja tasaiseksi. Kärki voidaan suunnata vaadittuun suuntaan kääntämällä koko annostelukapselia annostelijan sisällä. Työskentelyaikaa ja koostumukseen vaikuttavat käytettävän sekoittajan tyyppi ja sekoitusaikea.



Kuva 1: Kapselin aktivoointi

Kuva 2: Kapselin avaiminen

**Restauraatioiden sementointi:**

Lévitä materiaalia sopivala instrumentilla preparoidulle alueelle ja/tai kiinnitettävään kappaleeseen. Aseta kiinnitettävä kappale paikalleen ja anna koettava keveny paineen alla. Ylimääräistä odottusakaa aktivoitaa, sekoittamisen ja annostuksen välliä tulisi välttää, koska koettuminen voi haitata ylimääräisen materiaalin poistamista ja restauration asentoa.

Meron Plus AC:n on työskentelyaikaa noin 2 minuuttia huoneenlämmössä, ja se koettuu suussa 3 - 5 minuutissa. Noin 4 minuutissa sementti muuttuu koostumuksestaan geelimäiseksi, joka helpottaa ylimääräisen sementin poistamista sondilla. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalammat lämpötilat taas pidentävät työskentelyaikaa.

**Nastojen sementointi:**

Lévitä Meron Plus AC:tä vain nastalle ja aseta se suoraan juurikanavaan. Käytä kevyttä vibratiota nastan paikalleen asettamisen aikana ilmakuplien välittämiseksi. Älä käytä sementin kanavaan viidentiin lentulooda, koska se saattaa nopeuttaa sementin koettumista huomattavasti.

Käytettävässä oleva määrä	min. 0,14 ml
Nettopaino per kapseli	min. 0,27 g
Sekoitusaika	10 s
Työskentelyaika	noin 2 min
Koettumisaika	3 - 5 min

**Lisätiedot, varotoimenpiteet:**

Varmista, että kapseli sekoitetaan välittömästi aktivoinnin jälkeen.

Vältä Meron Plus AC:n kontaktia eugenolin, tymolin tai muuhun aineisiin mitkä esittävät Meron Plus AC:n koettumista. Sementoi väläikäiseksi tarkoitetut kappaleet eugenolittona väläikaisella sementillä. Ennen lopullista sementointia poista täysin kaikki väläikaisen sementin jäännökset, lakkat ja muut aineet (esim. eristyksaineet) varmistaaksesi optimaalisen sidostumisen.

Varmista riittävä dentiiliin paksuus pulpan ärsytyksen välittämiseksi. Jos tarpeen, suojaa pulpa tai rakenna pilari.

Huuhtele instrumentti heti käytön jälkeen kylmällä vedellä ennen kuin sementin jäännökset koettuvat. Oikomiskojeiden poiston jälkeen, poista sementtijäännökset nopeasti ja varovasti ultraänniläitteellä.

Vältä Meron Plus AC:n kontaktia pehmytkudokseen.

Meron Plus AC sisältää polyakryylihappoa, peroksidia ja metakrylaatteja. Meron Plus AC ei pitäisi käyttää mikäli on todettuja yliherkkyyksiä (allergioita) kyseisille ainesosille.

Jos ainetta joutuu silmään, huuhtele välittömästi vedellä ja ota yhteyttä silmälääkäriin.

**Säilytykseen ja käyttöön liittyvät ohjeet:**

Säilytä Meron Plus AC kuivassa paikassa 15 °C - 23 °C lämpötilassa. Poista kapseli foliostaan vain juuri ennen välittömiä käyttöitä.

Älä käytä viimeisen käyttöpäiväyksen jälkeen.

Tuotteemme on kehitetty hammaslääkitäkkytöön. Toimittamme tuotteiden käyttöön koskevat suulliset ja/tai kirjalliset tiedot ovat käytössämme oilleiden parhaiden tietojen mukaisia ja ne eivät ole velvoitavia. Antamamme tiedot tai neuvoit eivät vapauta käyttäjää arvioimasta toimittamme tuotteiden soveltuuvautta aiottu käyttöön. Koska emme voi velvoittaa toimittamme tuotteiden käyttöä, käyttääjä on itse täysin vastuussa niiden käytöstä. Takaamme luonnollisesti valmistiedemme voimassa olevien standardien mukaisen laadun ja myyntiä sekä jakelua koskevien yleisten sopimusehtojen mukaisuuden.



Bruksanvisning

**Produktbeskrivelse:**

Meron Plus AC er en kjemisk herdende, resinforsterket glassionomer sement med røntgenkontrast og kommer i applikasjonskapsler som er lett å bruke. Materialer karakteriseres med enkel hantering, lite vannopptak i munnen og høy selv-adhesjon. Hver kapsel inneholder et minimum på 0,14 ml sement for bruk.

**Indikasjoner:**

Sementering av

- PG kronge-bro på tannsubstans og konsern laget av amalgam, komposit og glassionomer sementer
- metall innlegg, onlays, broer og kroner
- stifter
- kroner av ren alumina porselein eller kjerner av ren zirkonium dioksid
- kjeveortopediske deler

**Anvendelsesmåte:**

Gjør grundig rent og torrlegg emaljen, dentinet og overflaten i kavitten. Rengjør konsern for sementering (f.eks med pimpestein og vann). Spyl grundig med vann og blås overflaten forsiktig torre med luft eller tork med bomulspellets (ikke knuskt). For applikasjon må kapselen aktiveres, blandes og åpnes.

**Aktivering av applikasjonskapselen og blanding av materialet:**

Applikasjonskapselen skal ikke tas ut fra oppbevaringsposen for umiddelbart før bruk. Under aktivering skal væsken i stempellet presses inn i innsiden av kapselen så godt som mulig. For å oppnå dette skal enden på applikasjonskapselen hvor stempellet med væsken er sakte presses ned mot en hard flate (f.eks et bord) så langt som stempellet beveger seg. (se fig. 1). Kapselen skal aktiveres umiddelbart før bruk og settes med en gang inn i en høyfrekvens mixer med ca 4 000 oscillatorer i minuttet. Den aktiverde applikasjonskapselen skal ristes i 10 sekunder, ta den raskt ut av mixeren og plasser den i en applikasjonsenhet (for eksempel AC Applicator, se medfølgende bruksanvisning).

**Applikasjon:**

Kapselen åpnes ved å løfte kanylen inntil man merker at den stopper (se fig. 2), og appliser materialet innen 10 sekunder etter at mixingen er avsluttet ved å trykke inn håndtaket på applikatoren jevt og sakte. Kanylen kan snus i ønsket retning ved å snu hele applikasjonskapselen inne i holderen.

Arbeidstiden og konsistensen kan influeres ved de forskjellige typen mixer og blandetid.



Fig. 1: Aktivering av kapselen



Bruksanvisning

**Produktbeskrivning:**

Meron Plus AC är ett röntgenkontrasterande, kemiskt härdande, resinmodifierat glasjonomercement i lättanvända applikationskapslar. Materialet karaktäriseras av enkel hantering, låg löslighet i munnen och hög självbindning. Varje kapsel innehåller minst 0,14 ml användbart cement.

**Indikationer:**

Fastsättning av

- MK-kronor och broar på tandsubstans och på pelare uppbyggda av metall, komposit eller glasjonomer
- inlägg, onlays, broar och kronor av metall
- rotstift
- helikeramiska kronor av silikatporssl, zirkoniumdioxid eller aluminiumoxid
- ortodontisk apparatur

**Användningsteknik:**

Ytan på emalj och dentin respektive insidan på konstruktionen rengörs och torkas noggrant. Stift/pelare rengörs före appliceringen (t ex med pimpsten och vatten), spolas noggrant och torkas med mjuk luftström eller bomulspellets (övertorka inte). Före appliceringen måste kapseln aktiveras, blandas och öppnas.

**Aktivering av kapseln och blandning av materialet:**

Ta ut kapseln ur folieförpackningen först omedelbart före användningen. Under aktivering måste vätskan i kolven tryckas in så fullständigt som möjligt i kapsels inre. För att åstadkomma detta ska den ända på applikationskapseln där kolven sticker ut, sakta tryckas ner mot en hård yta (t.ex. ett bord) så långt som kolven kan röra sig (se fig. 1). Kapseln ska aktiveras först direkt före användning och omedelbart placeras i en högfrekvensblandare med ca 4000 oscillationer per minut. Blanda den aktiverade kapseln i 10 sek. Avlägsna kapseln från bländaren utan dröjsmål och placera den i hållaren på appliceringsverket (t.ex. AC Applicator, se tillhörande bruksanvisning).

**Applicering:**

Öppna försiktigt kapseln genom att lyfta spetsen tills ett stopp kännas (se fig. 2) och applicera materialet inom 10 sek. Efter blandningens slut, med ett längsamt och ständigt tryck på applikatoren. Spetsen kan ritkas in efter behov genom att hela kapseln vrids i hållaren. Arbetstid och konsistens kan påverkas av olika typer av blandningsapparater och av blandningstiden.



Fig. 2: Öppning av kapseln

**Fastsättning av konstruktioner:**

Applicera produkten på preparationen och/eller konstruktionen. Placer sedan konstruktionen på plats och låt hårdna under lätt tryck. All onödig väntetid mellan aktivering, blandning och applicering ska undvikas, eftersom härdningsprocessen kan försvåra extruderad av materialet och placering av restaureration.

Meron Plus AC kan bearbetas under 2 min i rumstemperatur och härdas på 3 - 5 min i munnen. Efter ca 4 min får materialet en gelaktig konsistens, så att överskott lätt kan avlägsnas med sonden. Högre temperaturer ger kortare, lägre temperaturer längre bearbetningstid.

**Fastsättning av stift:**

Applicera Meron Plus AC endast på stiftet och sätt in direkt i den preparerade rotkanalen. Låt stiftet vibra lätt under införingen för att undvika luftinneslutningar. Använd inte lentholt-spiral för att föra in cement i rotkanalen, eftersom detta kan göra att härdningen sker för snabbt.

Tillgänglig mängd	min. 0,14 ml
Nettovikt per kapsel	min. 0,27 g
Blandningstid	10 s
Arbetstid	ca 2 min
Härdningstid	3 - 5 min

**Information, försiktighetsåtgärder:**

Se till att kapseln blandas direkt efter aktivering. Undvik kontakt med eugenol, tymol och andra ämnen som kan störa härdningen av Meron Plus AC. Använd eugenolfrä preparat för att säffa fast provisoriska konstruktioner.

Lackrester och andra främmande ämnen (t ex isolering) på tandsubstansen kan försämra vidhäftningen och måste avlägsnas helt före den slutliga fastsättningen.

Lämna tillräckligt mycket restdentin för att undvika pulpaurritation. Om sår är nödvändigt bör man lägga på ett pulpaskydd i närlänet av pulpan, eller bygga upp en pelare.

Använd instrumentet rengörs omedelbart med kallvatten innan cementresterna härdar. Cementresten efter borttagning av ortodontiska band tas snabbt och skonsamt bort med ultraljudsskalern.

Undvik kontakt mellan Meron Plus AC och mjukvävnad i munnen.

Meron Plus AC innehåller polyakrylylsa, peroksid och metakrylat. Meron Plus AC ska inte användas vid känd hypersensitivitet (allergi) mot något av innehållet. Vid ögonkontakt shall ögon spolas med vatten och ögonläkare kontaktas.

**Förvaring och hanteringsråd:**


Förvara Meron Plus AC torrt och vid temperaturer på 15 °C - 23 °C. Ta endast ut kapseln ur folieförpackningen omedelbart före användning. Använd ej efter utgångsdatum.

Våra beredningar är utvecklade för dentalområdet. Den information vi lämnat avspeglar vår kunskap i dagsläget om användning av produkten, men innebär ingen garanti från vår sida. Våra muntliga eller skriftliga upplysningar och/eller råd befarar inte användaren om skyldigheten att själv bedöma huruvida produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. Eftersom vi inte kan styra hur produkten används faller hela ansvarat på användaren i det enskilda fallet. Vi garanterar naturligtvis att vår produkt uppfyller kraven i tillämpliga standarder och motsvarar de villkor som anges i våra allmänna försäljnings- och leveransvilkor.

Last revised: 02/2017

**VOCO GmbH**  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: marketing@voco.com  
www.voco.com



VC 60 AA1736 E1 0217 99 © by VOCO





## Návod k použití

## Popis produktu:

**Meron Plus AC** je rentgen kontrastní, chemicky tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný skloionomerní upevňovací cement ve snadno použitelných aplikačních kapslích. Každá kapsle obsahuje minimálně 0,14 ml využitelného cementu.

## Indikace:

## Upevňování:

- metalokeramických korunek, můstků na tvrdé zubní tkáně a pahýly dostavěné pomocí amalgamu, kompozitu nebo skloionomerních cementů
- kovových inlejí, onlejí, korunek a můstků
- kořenových čepů
- celokeramických korunek vyrobených ze silikátové keramiky, a keramiky na bázi oxida zirkoničitého nebo oxida hlinitého
- ortodontických aparatů

## Způsob použití:

Sklivinu, dentin a povrch kavity důkladně vycistěte a osušte. Pahýly před upevňováním také očistěte (např. pemzou, vodou), důkladně opálchněte a osušte jemným proudem vzduchu nebo vratovými peletkami (Nepřesuštel).

Před nanášením je nutné aktivovat, promíchat a otevřít aplikační kapsli.

## Aktivace aplikační kapsle a míchaní materiálu:

Aplikační kapsli vyjměte z trubkovitého obalu až těsně před použitím.

Během aktivace musí být pokud možno všechna tekutina z baňky vlačně dovnitř kapsle. Za tímto účelem se na tvrdé podložce (např. na stole) pomalu stlačí konec aplikační kapsle, kde je umístěna baňka s tekutinou, až se do kapsle zasune (viz obr. 1). Kapsle se musí aktivovat těsně před použitím a poté ihned vložit do vysokofrekvenční míchačky se zhruba 4000 krmity za minutu. Aktivovanou aplikaci kapsli míchejte po dobu 10 sekund, bez prodlev vyjměte z míchačky a vložte do držáku aplikátoru (např. AC Applicator, viz příslušný návod k použití).

## Použití:

Opatrně otevřete kapsli tak, že až nedoraz zvednete kanylu (viz obr. 2), a pomály a rovným rámcem páky aplikátoru naneste materiál během 10 sekund od ukončení míchaní. Kanylu je možné podle potřeby nasměrovat otočením celé aplikační kapsle v držáku. Doba zpracování a konzistence může být ovlivněna konkretním typem míchačky kapsli a dobou míchaní.



Obr. 1: Aktivace kapsle

Obr. 2: Otevření kapsle

## Upevňování náhrad:

Materiál nanese na oblast preparace a/nebo dovnitř prvku náhrady. Náhradu poté nasadte do úst a za mírného tlaku nechte ztuhnout.

Je třeba zabránit zbytečným časovým prodlevám mezi aktivací, míchaním a aplikací, protože proces vytvrzování může bránit ubírání materiálu a umístění náhrady.

**Meron Plus AC** má při pokojové teplotě dobu zpracování cca 2 minuty a v ústech tuhne během 3 - 5 minut. Po cca 4 minutách má materiál konzistenci gelu, takže je možné sondou snadno odstranit případné přebytky. Výšší teploty zkracují dobu zpracování, nižší teploty ji prodlužují.

## Upevňování kořenových čepů:

Naneste **Meron Plus AC** pouze na čep a umístěte jej přímo do kořenového kanálu. Při umístování čepem měrně zavírujte, aby se uvolnily případné vzduchové bublinky. Cement nenanášejte do kořenového kanálu pomocí lentulu, protože by tak výrazně zvýšila rychlosť tuhnutí.

Množství materiálu v každé kapsli	min. 0,14 ml
Čistá hmotnost každé kapsle	min. 0,27 g
Doba míchaní	10 s
Doba zpracování	cca 2 min
Doba tuhnutí	3 - 5 min

## Informace, bezpečnostní opatření:

Zajistěte, aby doslo k promíchaní aplikáční kapsle bezprostředně po aktivaci. Zabraňte styku **Meron Plus AC** s eugenolem, tymolem nebo jinými sloučeninami ovlivňujícimi tuhnutí **Meron Plus AC**. Provozní náhrady upevňujte pomocí provozních cementů bez obsahu eugenolu. Před definitivním upevňováním z tvrdých zubních tkání zcela odstraňte všecky zbytky lák a dalších materiálů (např. izolačních prostředků), protože by mohly narušit adhezi.

Aby nedošlo k podráždění dřeně, zachovujte zbyvající dentinu v dostatečně tloušťce. Je-li to nutné, dřen chráňte nebo zhotovte dostavbu.

Nástroje ihned opálchněte studenou vodou, než stačí zbytky cementu ztuhnout. Po odstranění ortodontických zámků odstraňte rychle a šetrně zbytky cementu pomocí ultrazvukového scalera. Zabraňte styku **Meron Plus AC** s někými tkáněmi.

**Meron Plus AC** obsahuje kyselinu polyakrylovou, peroxid a metakrylát.

**Meron Plus AC** by se neměl používat v případě známé hypersenzitivnosti (alergie) na některou z jeho složek.

V případě zasažení očí, očí důkladně vypláchněte vodou a kontaktujte svého očního lékaře.

## Pokyny pro skladování a způsob použití:

Skladujte **Meron Plus AC** na suchém místě, při teplotě 15 °C - 23 °C. Z fólie jej vyjměte až bezprostředně před použitím. Nepoužívejte po vypršení data expirace.

Naše preparáty jsou vyuvinuté pro použití v Zubním lékařství. Příslušné informace o použití – ústní/psané jsou podány podle našich nejlepších znalostí, nicméně nezávazně. Na naše informace/návod se nemůžete odvolávat v případě použití za jiným účelem, než je uvedeno v návodu. Uživatel našich preparátrů je plně zodpovědný za jejich správnou aplikaci. Zaručujeme samozřejmě kvalitu našich preparátrů v souladu se stávajícími standardy a našimi obecnými dodacími a prodejnými podmínkami.



## În conformitate cu standardele

## DIN EN ISO 9917-2, clasa 1

## Instrucțiuni de folosire

## Descrierea produsului:

**Meron Plus AC** este un material de cimentare ionomer de sticlă îmbunătățit cu răsina, radioopac, autopolimerizabil, depozitat în capsule cu utilizare facilă. Materialul se caracterizează prin manevrare usoară, grad scăzut de solubilitate în gură și o adezivitate chimică mare. Fiecare capsulă conține o cantitate minimă de 0,14 ml de ciment.

## Indicații:

## Cimentarea de:

- coroane metalo-ceramice și punți pe bonturi dentare sau pe reconstituiri corono-radiculare din amalgam, rășini compozite sau cimenturi ionomere de sticlă
- Inlay-uri, onlay-uri, coroane și punți metalice
- Pivoti radiculari
- Coroane integrale ceramice fabricate din ceramică silicată, dioxid de zirconiu sau oxid de aluminiu
- Dispozitive ortodontice

## Metoda de aplicare:

Curățați și uscați cu atenție dentina, smaltul și suprafața cavităților. Curățați reconstituiri corono-radiculare înainte de cimentare cu pastă abrasivă, călită abundant cu apă și uscați deliciat cu un jet usor de aer sau cu bulete de vătă (A nu se usca excesiv) înainte de aplicare capsula trebuie să fie activată, mixată și deschisă.

## Activarea capsulei de aplicare și amestecarea materialului:

Extragăti capsula de aplicare din punca tubulară doar înainte de utilizare. În timpul activării, lichidul din recipient trebuie să fie impins în interiorul capsulei, cât de mulți posibil. Pentru aceasta, capsula de aplicare va fi presată încet cu capătul care prezintă un orificiu de lichid orientat în jos, de o suprafață dură (de ex masă) (vezi fig. 1). Activăți capsula de aplicare imediat înainte de utilizare și puneti imediat la capsula de aplicare activată într-un malaxor cu frecvență înaltă de aprox. 4000 oscilații pe minut. Capsula activată va fi mixată timp de 10 sec apoiați în introducere imediat într-un clește aplicator adecvat (ex. AC Applicator, vezi instrucțiunile de utilizare specifice).

## Aplicarea:

Deschideți cu atenție ridicând vârful capsulei de aplicare până când simțiți că se opresc (vezi fig. 2), aplicați materialul în cel mult 10 secunde de la sfârșitul mixării, prin apăsarea manetei aplicatorului incet și uniform. Capsula poate să fie orientată după cum este necesar, prin învărtirea întregii capsule de aplicare în menținătorul cleștelui aplicator.

Tipul de malaxor și timpul de amestec pot influența timpul de lucru și consistența materialului.



Fig. 1: Activarea capsulei



Fig. 2: Deschiderea capsulei



## В съответствие с DIN EN ISO 9917-2, клас 1

## Инструкции за употреба

## Описание на продукта:

**Meron Plus AC** е рентген контрастен, химически полимеризиращ, модифициран със смола глас иономерен цимент в лесни за използване апликационни капсули. Характеристиките на материала са лесна обработка, ниска разтворимост в устата и висока самоадхезия. Всяка капсула съдържа минимум 0,14 ml използваем цимент.

## Показания:

## Фиксиране на:

- Металокерамични корони и мостове към твърдите зъбни тъкани или към пъчката, изградени от алгама, композит или глас иономерен цимент
- Метални инлеи, онлеи, корони и мостове
- Коренови щифтове
- Изцяло керамични корони, изработени от силикатна керамика или керамика на цирконий или алюминиев оксид
- Ортодонтични апарати

## Начин на приложение:

Добре почистете и подсушете емайла, дентина и кавитатните повърхности. Попълнете пъчката преди залепянето (напр. с пемза, вода), обильно изплакнете и подсушете с нехна въздушна струя или памучен тупфер (не пресуварайте!). Преди използване капсулата трябва да бъде активирана, размесена и отворена.

## Активиране на апликационната капсула и смесване на материала:

Само извадете апликационната капсула от цилиндричната торбичка непосредствено преди употреба. По време на активирането течността от флашона трябва да се изтласка във вътрешността на капсулата колкото е възможно по-често. За да се попълчи това, краят на апликационната капсула, където флашонът с течността леко се показва, се притиска бавно върху тънда повърхност (напр. маса) докога флашонът се движи. (вж фиг. 1). Капсулата трябва да бъде активирана непосредствено преди употреба и да бъде поставена във веднарна във високочестотна миксер на ок. 4000 трептения в минута. Смесвате активираната апликационна капсула за 10 секунди, извадете я от миксера без бавене и я поставете в дръжката на апликаторното устройство (напр. AC Applicator, виж съответните инструкции за употреба).

## Нанасяне:

Отворете накрайника чрез повдигане на канюлота докато усетите затруднение (вж. фиг. 2) и нанесете материала в рамките на 10 s от края на смесването чрез притискане на лоста на апликатора бавно и равномерно. Канюлота може да бъде обръната накъдето искате през завъртане на цялата апликационна капсула вътре в дръжката. Работното време и консистенцията може да се влияят от съответния миксер.

## Фиксиране на възстановявання:

Нанесете материала върху препариранията зона и/или върху възстановяването. След това поставете възстановяването на мястото му и изнакайте материала да се вътвърди като придържате с лек натиск. Всеки нещужно изчакване между активирането, смесването и нанасянето трябва да се избегва, тъй като процесът на вътвърдане може да затрудни изваждането на материала и поставянето на възстановяването.

**Meron Plus AC** има работно време от около 2 мин. на стайна температура и се вътвърдява в устата за 3 - 5 мин. След около 4 мин. материалът достига гелоподобна консистенция така че излишният материал може лесно да се отстрани със сonda. По високите температури скъсяват, а по-ниските температури удължават работното време.

**Фиксиране на щифтове:**

Нанесете **Meron Plus AC** само върху щифта и след това поставете щифта директно в кореновия канал. Леко вибрирайте щифта по време на поставянето, за да избегнете затварянето на въздух. Не поставяйте цимент в канала с лентуло, тъй като това може да ускори вътвърдането.

## Фиксиране на възстановяването:

Нанесете материала върху възстановяването на мястото му и изнакайте материала да се вътвърди като придържате с лек натиск.

Всеки нещужно изчакване между активирането, смесването и нанасянето трябва да се избегва, тъй като процесът на вътвърдане може да затрудни изваждането на материала и поставянето на възстановяването.

**Meron Plus AC** има работно време от около 2 мин. на стайна температура и се вътвърдява в устата за 3 - 5 мин. След около 4 мин. материалът достига гелоподобна консистенция така че излишният материал може лесно да се отстрани със сonda. По високите температури скъсяват, а по-ниските температури удължават работното време.

## Фиксиране на щифтове:

Нанесете **Meron Plus AC** само върху щифта и след това поставете щифта директно в кореновия канал. Леко вибрирайте щифта по време на поставянето, за да избегнете затварянето на въздух. Не поставяйте цимент в канала с лентуло, тъй като това може да ускори вътвърдането.

**Информация, предпазни мерки:**

Внимавайте апликационната капсула да се смесва веднарна след активизацията. Избягвайте контакт на **Meron Plus AC** с евгенол, timol ili други вещества, които инхибират вътвърдането на **Meron Plus AC**. Временното фиксиране на възстановяването трябва да се прави с беззевенолови временни цименти. Преди окончателното фиксиране отстранете всички останки от лакове и други субстанции (напр. изолации/агенти) от вътвърдените зъбни тъкани, тъй като те могат да попречат на адхезията. Осигурете достатъчна дебелина на оставящия дентин, за да предпазите пулпата от дразнене. Ако е необходимо, запечете пулпата или изградете пъччето. Измийте инструментите веднарна със студена вода пред остатъците от цимент да се вътвърдят. След сваленето на ортодонтическите ленти почистете внимателно остатъците от цимент с упражнения скалер. Избягвайте контакт на **Meron Plus AC** с меките тъкани. **Meron Plus AC** съдържа полиакриловая киселина, пероксид и метакрилат. **Meron Plus AC** не трябва да се използва в случаи на известна съръчуквущителност (алергия) към някоя от тези съставки. В случай на контакт с очите използвайте с офтalamolog.

## Указания за съхранението и метода на апликация:

Съхранявайте **Meron Plus AC** на сухо място при температура от 15 °C - 23 °C. Изваждайте материала от филтофо непосредствено преди употреба. Не използвайте след изтичане срока на годност.

Нашият продукти са предназначени за използване в стоматологията. Що се отнася до приложението на доставяните от нас продукти, устната и/или писмената информация, която предоставяме за тях е най-добрата, с която разполагаме. Тя не е задължителна. Нашата информация и/или препоръки не се освобождават от задължението сами да изprobвате качествата на материала, отнесени към предназначението му. Тъй като работата с нашите продукти е вън от нашия контрол, потребителите е лично отговорен за използването им. Разбира се, се гарантираме, че нашите продукти отговарят на съществуващите стандарти за качество и изисквания към условията, които ние поставяме към продажбите и доставянето.

## Navodila za uporabo

## Návod na použitie

## Naudojimo instrukcija

## Opis proizvoda:

Meron Plus AC je samostrojujoč, z umetno maso ojačeni steklasto ionomerini cement za pritridje, ki je neprepusten za rentgenske žarke, in se nahaja v uporabniku prijaznini kapsulah za nanos. Material ima dobre obdelovalne lastnosti, majhno topnot in visoko stopnjo oprijemljivosti. Uporabna količina cementa v kapsuli znaša najmanj 0,14 ml.

## Indikacije:

## Za pritridje

- keramično preoblečenih zobnih kron, mostičkov (kovinsko-keramična tehnika) na zobi substanci, amalgamskih, kompozitnih ali steklasto ionomerinih navlek za km
- kovinskih inlejev, kovinskih onlejev ter kovinskih kron in mostičkov
- koreninskih zatičev
- polnokeramičnih zobnih kron iz silikatne, cirkonijeve oksidne in aluminijeve oksidne keramike
- kletkastih ortopedskih prirav

## Način uporabe:

Notranjo površino sklenine, dentina ter obnove temeljito očistite in posušite. Navleka za km pred pritridjejo očistite (npr. s plovcom, vodo), temeljito sperite in osušite z blagim pihanjem ali bombažnimi tamponi (pazite, da se ne izsušijo). Pred nanosom morate kapsulo aktivirati, zmešati in odpreti.

## Aktiviranje aplikacijske kapsule in mešanje materiala:

Aplikacijsko kapsulo vzmete iz cevaste vrčke šele neposredno pred uporabo. Pri aktivirjanju je treba tekočino z batom po možnosti v celoti iztisniti v notranjost kapsule. V ta namen aplikacijsko kapsulo z navzdol obrnjennim batom za tekočino povsem odstranite in poskrpite pritisni ob trdo površino (npr. ob mizo) (glejte sliko 1). Kapsulo aktivirajte šele neposredno pred uporabo in jo nato nemudoma položite v visokofrekvenčni mešalnik za kapsule s približno 4000 vrtjali na minuto. Aktivirano aplikacijsko kapsulo pustite mešati 10 sekund. Kapsulo zatem takoj odstranite iz mešalnika in jo vstavite držalo aplikatorja (na primer AC Applicator, glejte ustreza navodila za uporabo).

## Aplikacija:

Z dvigom kanila povsem odprite izpustno odprtino (glejte sliko 2) in material najpozneje 10 sekund po koncu mešanja nanesite s počasnim, enakomernim stiskanjem ročaja aplikatorja. Z vrtenjem kapsule v držalu lahko kanilo usmerite v želeno smer. Uporabljeni mešalnik za kapsule in čas mešanja lahko vplivata na čas uporabe in gostoto materiala.



Slika 1: Aktiviranje kapsule

Slika 2: Odpiranje kapsule



Obr. 1: Aktivovanje kapsuly

Obr. 2: Otvorenie kapsuly

## Pritridje obnove:

Material nanesete na priravo in/ali obnovo. Zatem obnovo namestite in ob blagom pritriskanju postope, da se material strdi.

Med aktivirjanjem, mešanjem in nanosom materiala se izogibajte nepotrebnu čakanju, saj lahko začetek strevjanja materiala otežuje nanos in nameščanje obnove.

Meron Plus AC lahko pri sobni temperaturi obdelujete približno 2 minuti, v ustih pa se veže po 3 - 5 minutah.

Po približno 4 minutah material doseže želeju podobno konsistenco in odvečni material lahko preprosto odstranite s pomočjo sonde. Višje temperature skrajšajo čas uporabe, nižje pa ga podaljšajo.

## Pritridje koreninskih zatičev:

S cementom Meron Plus AC namažite izključno koreninski zatič in ga vstavite neposredno v izdelan koreninski kanal. Zaradi preprečevanja nastanka zračnih mehurčkov pri vstavljanju koreninski zatič rahlo trestite. Za vstavljanje cementa v koreninski kanal ne uporabljajte spirale lento, saj lahko pride do prehitre vezave materiala.

Razpoložljiva količina	najmanj 0,14 ml
Neto masa na kapsulo	najmanj 0,27 g
Čas mešanja	10 s
Čas delovanja	približno 2 min
Čas vezave	3 - 5 min

## Opozorila in predvidnostni ukrepi:

Upoštevajte, da je treba kapsulo zmešati takoj po aktivirjanju. Izogibajte se stiku z evgenolom, timolom ali drugimi materiali, ki lahko vplivajo na strevjanje cementa Meron Plus AC. Začasno oskrbo pritridje s preparamtom, ki ne vsebuje evgenola. Ostanki laka in drugih tujih substanc (npr. izolacijskih sredstev) na trdnj površini zoba lahko vplivajo na oprijem in jih je treba pred dokončno pritridjev v celoti odstraniti.

Zaradi preprečevanja vnetja zbrane pulpe pazite na zadostno preostalo debelinu dentina. Po potrebi v bližini pulpe uporabite zaščito pulpe oziroma navleko za km. Uporabljene instrumente tik pred strevjanjem ostankov cementa sperite s hladno vodo. Ostanki cementa po odstranitvi ortodontičnih trakov hitro in pazljivo odstranite s pomočjo ultrazvočne naprave za odstranjevanje. Izogibajte se stiku cementa Meron Plus AC z mehkim tkivom.

Meron Plus AC vsebuje polikrilino kislino, peroksid in metakrilat. Pri znani preobčutljivosti (alergiji) na te sestavine Meron Plus AC materiala ne smete uporabiti. Pri stiku z očmi takoj sperite z obilo vode in poiščite pomoč zdravnika.

## Navodila za shranjevanje in uporabo:

Meron Plus AC hranite na suhem pri temperaturi 15 °C - 23 °C. Folijo odstranite šele neposredno pred uporabo. Materiala ne smete uporabljati po preteku datuma uporabe.

Naši preparati so razviti za uporabo v zobozdravstvu. Naša ustna in/ali pisna navodila in nasveti, ki zadevajo uporabo naših preparativ, temeljijo na našem najboljšem poznavanju in so neobvezujoča. Naša navodila in/ali nasveti vas ne osvobodijo lastne preizkušnje in presoje o primernosti za načrtovanje uporabo naših preparativ. Ker poteka uporaba naših preparativov brez našega nadzora, nosite odgovornost sami. Seveda pa zagotavljamo kakovost naših izdelkov v skladu z obstoječimi normami ter v skladu s standardi, ki so določeni na naših splošnih dostavnih in prodajnih pogojih.

## Popis výrobku:

Prípravok Meron Plus AC je röntgenkontrastný, samotuhúci, plastom modifikovaný skloionomerný upevňovač cement v praktických aplikáciach kapsuliach. Tento materiál sa vyznačuje dobrou spracovateľnosťou, nízkou rozpustnosťou a vysokou samoprihľadavosťou. Použiteľné množstvo cementu v každej kapsule je minimálne 0,14 ml.

## Indikácie:

## Pripravovanie

- korunka fazetovaných keramikou, mostíkov (metalokeramickou technikou) na zobi substanci, amalgamských, kompozitných ali steklasto ionomeriných navlek za km
- kovových inlejev, kovových onlejev ter kovových kron in mostíkov
- koreninských zatičov
- polnokeramičnih zobnih kron iz silikatne, cirkonijeve oksidne in aluminijeve oksidne keramike
- kletkastih ortopedskih prirav

## Spôsob aplikácie:

Vnútorné plochy skloviny, dentinu a rekonštrukcie dôkladne očistite a vysušte. Pahýle pred pripevňovaním očistite (napr. pemzou, vodom), dôkladne opáchnite a vysušte miernym prúdom vzduchu alebo vatyvými peletami (nevysušujte nadmernel). Pred aplikovaním treba kapsulu aktivovať, premiešať a otvoriť.

## Aktivácia aplikáčnej kapsuly a miešanie materiálu:

Aplikáčnu kapsulu vyberte z hadicového vrečka až bezprostredne pred použitím. Pri aktivácii sa musí celý objem tekutiny z piestu pre tekutinu pretlači dovnútra kapsuly. Aplikáčnu kapsulu zatlačte piestrom pre tekutinu otoceným smerom nadol proti tvrdemu povrchu (napr. stolu) až na doraz (pozri obr. 1). Kapsulu aktivujte až bezprostredne pred použitím a ihneď ju uchytíte vo vysokofrekvenčnom miešači s cca. 4000 krmitmi za min. Aktivovanú aplikáčnu kapsulu premiešať 10 s, hned ju vberete z miešača a uchytíte do upinadla aplikátora (napr. AC Applicator, pozri obr. 2). Aktivovanú aplikáčnu kapsulu premiešať 10 s, hned ju vberete z miešača a uchytíte do upinadla aplikátora (napr. AC Applicator, pozri obr. 2).

## Aplikácia:

Vypúšťači otvorote otvorte nadvhnutím kanyl až po citelný doraz (pozri obr. 2) a materiál aplikujte najneskor 10 sekund od ukončenia miešania pomaly, vopomerejne stlačaním páčky aplikátora. Otlačaním celej aplikáčnej kapsuly v upínadle možno kanyl nasmerovať lubovoľným smerom. Doba opracovateľnosti a konzistencia mózu byt ovplyvnené v závislosti od typu miešača a doby miešania.



## Pripravenie rekonštrukcie:

Materiál nanešte na prípravu a/alebo rekonštrukciu. Potom rekonštrukciu umiestrite in situ a nechajte vytvrdniť pri miernom tlaku.

Zabráňte zbytočným čakaniam, dobarm a medzi aktiváciu, miešaním a aplikáciu, pretože tvrdnutiu materiálu môže staťať hanesenie materiálu a umiestnenie náhrady.

Meron Plus AC možno spracovať pri izbovej teplote približne 2 min. a vytvrdne v ústoch po 3 - 5 min.

Po cca 4 min. dosiahne materiál gélovitú konzistenciu, takže sa zvyšky dajú sondou lahko odstraní. Vyššie teploty skracujú, nízke teploty predlžujú dobu opracovateľnosti.

## Pripravenie čapov:

Prípravkom Meron Plus AC potrite len čap, ktorý osadte priamo do vypracovaného koreňového kanálka. Nechajte čap pri osadzovaní zláhka vibrovať, aby ste zabránili tvorbe vzdutových bubliniek. Pri ukladaní cementu do koreňového kanálka nepoužívajte špirálu Lentulo, pretože by sa tým mohlo vytvrdnutie príliš urýchliť.

## Pripravitev koreneninských zatičov:

S cementom Meron Plus AC namažite izključno koreninski zatič in ga vstavite neposredno v izdelan koreninski kanal. Zaradi preprečevanja nastanka zračnih mehurčkov pri vstavljanju koreninski zatič rahlo trestite. Za vstavljanje cementa v koreninski kanal ne uporabljajte spirale lento, saj lahko pride do prehitre vezave materiala.

Disponibilné množstvo	najmenej 0,14 ml
Množstvo netto na kapsulu	najmenej 0,27 g
Doba miešania	10 s
Doba spracovania	cca. 2 min
Doba tuhnutia	3 - 5 min

## Pokyny, bezpečnostné opatrenia:

Nezabudnite na to, že aplikáčnu kapsulu treba po aktivovaní ihned premiešať. Zabráňte styku prípravku Meron Plus AC s eugenolom, tymolom alebo inými materiámi, ktorí ovplyvňujú jeho vytvrdnutie. Prípravujte províorne protetické pomôcky s prípravkami bez eugenolu. Zvyšky laku a iných cudzích látok (napr. izolačných prostriedkov) na Zubovine môžu nepriznávať ovplyvňať príhavosť, a preto sa musia pred konečným pripravením uplie odstrániť.

Dobjite na dosتانčno hrubku zvyškového dentínu, aby sa zabránilo podráždeniam pulpy. Ak je to potrebné, v blízkosti pulpy treba aplikovať ochranu pulpy, resp. vynaklopod. Po vytvrdnutí zvyškov cementu ihned opláchnite studenou vodou. Zvyšky cementu po odstránení ortodontických kružkov odstráňte rýchlo a šetrne ultrazvočným odlupovačom (scaler). Zabráňte kontaktu prípravku Meron Plus AC s mäkkým tkivanom.

Prípravok Meron Plus AC obsahuje kyselinu polyakrylovú, peroxid a metakrilát. Pri známej precitlivosti (alergii) na tieto zložky Meron Plus AC je nutné upustiť od použitia tohto prípravku.

Pri kontakte s očami okamžite vypláchnite velkým množstvom vody a vyhľadajte odborného lekára.

## Pokyny k skladovaniu a používaniu:

Meron Plus AC skladujte v suchu pri teplote 15 °C - 23 °C. Z fólie ho vyberte až bezprostredne pred použitím. Po uplynutí dátumu expirácie sa prípravok nesmie použiť.

Naše prípravky sú využívané pre použitie v Zubnom lekárstve. Čo sa týka použitia nám dovolených prípravkov, sú náši súťomné až písomné pokyny, či násťe rádavá podla najlepšej vedomia a nezávazne. Našimi pokynmi a rádavimi nie sú záväzne. Pretože po použití našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, staže za zodpovední výhradne sami. Ručíme samozrejme za akosť našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj podľa štandardu stanoveného na našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

## Produktu aprášomas:

Meron Plus AC je radiokontrastišká, cheminio kietejimo, derva modifikovaná sklo-jonomerinsá cementas lengvo naudojimo kapsulēse. Medžiaga charakteru zojama lengvo naudojimu, mažu tirpum burnoje a uakšta savaimine adhezija. Kiekviena kapsulē turi mažiausiai 0,14 ml naudojamo cemento.

## Indikacijos:

## Cementavimui

- metalo keramikos karūnelių ir tiltų cementavimui prie kietujų danties audinių ir kulkelių iš amalgamos, kompozito ar stiklo jonomero
- metalo išlotų, užlotų, karūnelių ir tiltų
- šakninių kaiščių
- vien keramikos karūnelių, pagamintų iš silikato, cirkonio oksido ar aliuminio oksido keramikos
- ortodontiniu aparatu

## Naudojimo būdas:

Kruopščiai nuvalykite ir nusausinkite emali, dentiną ir ertmes. Nuvalykite kultis prieš cementavimą (pvz., pemza, vandeniu), kruopščiai nuskalaukite ir nudžiovinkite svetliną orovje ar medvilnés kempiénelėmis (neperdžiovinkite). Prieš aplikavimą kapsulę turi būti aktyvuota, sumaišyta ir atidaryta.

## Aktyvuokite kapsulę ir sumaišykite medžiagą:

Išimkite kapsulę iš jos pakuočios tik prieš pat naudojimą. Aktyvavimo metu skystis iš rezervoarų turėti išsausas iš kapsulės viuip kai galima labiau. Kad tai pasiekumėte, spauskite/stumkite kapsulės galą, talpinanti skystį, į kietą paviršių (pvz., stalą) tol, kol jis judės (žiūrėkite pav.1).

Kapsulę aktyvuokite tik prieš pat naudojimą, nedelsiant talpinkite į uakšto dažnį maišytuvą su maždaug 4.000 virpesių per minute. Maišykite aktyvuotą kapsulę 10 sekundžių, išimkite iš maišytuvo tuoju pat, idėkite į aplikavimo prietaiso laikiklio (pvz., AC Applicator, žiūrėkite attinkamas naudojimo instrukcijas).

## Aplikavimas:

Atsargiai atidarykite aplikavimo angą pakeldami kaniulą, kol pajusite sustojimą (žiūrėkite pav. 2), ir aplikuokite medžiagą tiesiogiai į ertmę per 10 s nuo sumaišymo pabaigos, spausdami aplikatorius svertį įtoli gyli. Kaniulės padėtis gali būti pasiekiamė, spauskite/stumkite kapsulės galą, talpinanti skystį, į kietą paviršių (pvz., stalą) tol, kol jis judės (žiūrėkite pav. 1).

## Darbo laikas:

Darbo laikas ir konsistencija gali priklausyti nuo kaičių, kurie yra aplikuojamus.

## Kaičių cementavimas:

Aplikuokite medžiagą ant paruošto paviršių ar/ir restauracijos. Tada dėkite restauraciją į vietą ir leiskite kietei švelnias spausdami.

Bekos bereikalingas lukačius tarp aktyvavimo, maišymo ir aplikavimo turėti būti vengiamas, nes kietėjimo procesas gali medžiagos ištumimą ir restauracijos padėti.

Meron Plus AC darbo laikas apie 2 min. kambario temperatūroje ir sukietėja burboje per 3 - 5 min. Po maždaug 4 min. medžiaga pasiekia gelio konsistenciją ir tada medžiagos perteklius gali būti pašalinatas zondo pagalba. Aukščesnės temperatūros sutrumpina, o žemesnės prailgina darbo laiką.

## Kaičių cementavimas:

Aplikuokite Meron Plus AC tik ant kaičių ir vieskei tiesiogiai į šaknies kanalą. Švelnias vibruiokite kaičių įvedimo metu, kad išvengtumėte oro intarpų. Neveskitė cemento į kanalą Lentulo spiralių pagalba, kadangi tai gali pageirinti kietėjimą.

## Gaunamas kiekis:

mažiausiai 0,14 ml

## Neto svoris kapsulėje:

mažiausiai 0,27 g

## Maišymo laikas:

10 s

## Darbo laikas:

maždaug 2 min

## Kietėjimo laikas:

3 - 5 min

## Informacija, apsaugos priemonės:

Užtikrinkite, kad aplikavimo kapsulę yra maišoma iškart po aktyvavimo. Venkite Meron Plus AC kontaktu su eugenolom, timolu ir kitomis medžiagomis, kurios gali įtakoti Meron Plus AC kietėjimą. Laikinam cementavimui naudokite beeugenolinus cementus. Prieš galutinį cementavimą gerai nuvalykite lako ar kitų medžiagų likučius iš kapsulės nuo kietujų danties audinių, kadangi jie gali įtakoti medžiagų likučius.

Užtikrinkite pakankamą likušio dentino sluošnį, kad būtų išvengta pulpos dirginimo. Jei reikia, apsaugokite pulpą ar atstatykite danties kultą.

Nuplaukite medžiagos likučius nuo instrumentų nedelsiant, kol medžiagos likučio nesukietėjot.

Po ortodontinių aparatu naumiomo, ūvelių ar greitai pašalinke medžiagos likučius ultragarsinio skleronimo pagalba. Venkite Meron Plus AC kontaktu su minkštaisiais audiniais.

Meron Plus AC sudėtyje yra poliakrilinės rūgtystės, peroksidio ir metakrilato.

Meron Plus AC neturėt būti naudojamas esant žinomam padidintam jautrumui (alergijai) bientrai iš šiuo sudėtinėmis dalių.

Esant atskiltiniams kontaktams su akimis, kruopščiai plaukite gausiu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytoją.

## Laikymo instrukcija ir aplikavimo būdas:

Laikykite Meron Plus AC sausoje vietoje 15 °C - 23 °C temperatūroje. Išimkite iš folinės pakuočios tik prieš pat naudojimą. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laiku.

Müsų preparatai surakti naudoti odontologijoje. Kadangi ju pritaikymas yra aktualus, mes sutelkime išsiamai žodinę ir rašytinę informaciją. Tačiau ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti, kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Suprantama, mes užtikriname jų kokybę atitinkamais standartams ir gamybos bei prekybos sąlygomis.

**Produkta apraksts:**

**Meron Plus AC** ir ēri lietojamās aplikācijas kapsulas iepildīts rentgenkontrastejošs, pašcietējošs nostiprināšanas cements no stikla jonomēriem, kam pievienoti polimēri. Materiāls ir viegli apstrādājams, vāji šķīstošs un teicami pieķeras pie virsmas. Katra kapsula satur vismaz 0,14 ml izmantojama cementa.

**Pielietojums:**

Lai nostiprinātu

- ar keramiku pārkālūtus kronus, tiltus (metāla keramikas sistēmu tehnoloģija) uz zoba vai no amalgamas, kompozītmateriāla vai stikla jonomēra izveidota zoba stumbreņa
- metāla inlejas, onlejas, kroņus un tiltus
- sakņu tapas
- pilnkeramiski kroņus, kas izgatavoti no silikātu, cirkonija dioksida vai aluminijs oksīda keramikas
- ortodontiskas ierices

**Lietošanas veids:**

Kārtīgi notiriet un nosusiniet emajas, dentina un restaurācijas iekšējo virsmu. Pirms nostiprināšanas notiriet stumberņus (piem., ar pumeku un ūdeni), kārtīgi noskalotiet un nosusiniet ar viegli gaisa plūsmu vai vates plāksni (nepārsausināt!). Kapsula pirms apliecināšanas ir jāaktivizē, jāsamaisa un jātāver.

**Aplikācijas kapsulu aktivizēšana un materiāla samaisīšana:**

Aplikācijas kapsula jāzīmē no iesaīnojuma tikai tieši pirms izmantošanas. Aktivizēšanas procesā šķidrumi no virzula iespējami pilnā apmērā jāiespiež kuras iekšēi. Tāpēc aplikācijas kapsula (ar šķidrumu satura ūzīmējumu) ir jāzīmē uz leju) jānolej uz cetas pamatēm (piem., uz galda) un lēnām jānospiež līdz galam (skat. 1. att.). Kapsuli aktivizējiet tikai tieši pirms lietošanas un tūdāl ievietojiet augstfrekvences maišītājā 400 svārstībām minūtē. Aktivitāti aplikācijas kapsula jāmaisa 10 sek., tūtē pēc tam jāzīmē no maišītāja un jānolej aplikatora (piem., AC Applicator, skatīt attiecīgo lietošanas informāciju) turētāja.

**Uzklašāna:**

Paceliet kanili uz augšu līdz jūtamu atturei, atbrivojiet atveri (skat. 2. att.) un ne vēlāk kā 10 s pēc maišīšanas beigām uzklašiet materiālu, lēnām un vienmērīgi spiežot klat aplikatora svītru. Turētājā pagriezot visu aplikācijas kapsulu, kanili iespējams novietot jebkurā pozīcijā. Izmantotā kapsulu maišīšana un maišīšanas ilgums var ietekmēt apstrādes laiku un materiāla konsistenci.



1.att.: Kapsulas aktivizācija

2.att.: Kapsulas atvēršana

**Restaurāciju nostiprināšana:**

Uzklajet materiālu uz sagatavotā zoba un/vai restaurācijas. Pēc tam novietojiet restaurāciju vajadzīgajā vietā un laujiet saciņet zem vieglā spiediena.

Procesā gaitā stāp aktīvizēšanu, sajaušanu un apliešanu vajadzētu izvairīties no nevajadzīgām pāzīmēm, jo materiāls saciņēt var apgrūtināt materiāla izspiešanu un restaurācijas pozīcionēšanu.

Istaba temperatūrā **Meron Plus AC** var apstrādāt apmēram 2 minūtes, mutē tas saciņēt pēc 3 - 5 min.

Apmēram pēc 4 min. materiāls iegūst ļeļejai līdzīgu konsistenci, tāpēc lieko materiālu var viegli novērt ar zondi. Augstāka temperatūra saīsina, bet zemāka temperatūra palīdzīna apstrādes laiku.

**Tapi nostiprināšana:**

Apziediet ar **Meron Plus AC** tikai tapu un ievietojiet to sagatavotajā saknes kanālā. Levītošanas procesā ļaujiet tapai viegli vibrēt, lai likvidētu gaisa iestāgumus. Neļojet lentalus spirāli, lai ieklātu cementu saknes kanālā, jo tā var panākt pārāku saciņēšanu.

Legūstamais daudzums	vismaz 0,14 ml
Kapsulas masa neto	vismaz 0,27 g
Sajaušanas laiks	10 s
Apstrādāšanas laiks	aptuveni 2 min
Saciņēšanas laiks	3 - 5 min

**Norādes, piersardzības pasākumi:**

Jānem vērā, ka aplikācijas kapsula ir jāsamaisa tūdā pēc aktivizēšanas. Neļaujiet saskari ar eigenolu, timolu vai citiem materiāliem, kas ietekmē **Meron Plus AC** saciņēšanu. Pagaidu protēzes nostiprināt ar eigenolu nesaturošiem preparātiem, laka atlikas vai citas svešas vielas (piem., izolējošie līdzekļi), kas atrodas uz zoba cietas substances, var ietekmēt saciņēšanu, tāpēc pirms gālgīgās nostiprināšanas tās ir pilnībā jānōjēm.

Lai izvairītos no pulpas kairinājuma, piemērs uzmanību pietiekamam atlikušā dentīna biezumam. Ja nepieciešams, pulpas tuvumā ir jāliej aizsargājoši līdzekļi vai jāzīmē zoba stumbernis.

Lietotie instrumenti tūdā jānoskalo ar aukstu ūdeni, pirms cementa atlikas ir sākušas cītēt. Pēc ortodontiski lento izņēmšanas cementa atlikas var ātri un saudzīgi notirīt ar ultraskābes zobākmens noņēmšanas ierīci. Neļaujiet **Meron Plus AC** saskari ar mikstajiem audiem.

**Meron Plus AC** satur polakrāskābi, peroksidu un metakrilātiem. Ja ir zināms par paaugstinātu jutību (alergiju) pret šīm **Meron Plus AC** sastāvdāļām, no izmantošanas ir jāatlauts.

Ja iekļūst acis, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un vērsies pie acu ārstā.

**Norādes par uzglabāšanu un pielietošanu:**

**Meron Plus AC** jāglabā sausā vietā 15 °C - 23 °C temperatūrā. Izņemt no folijas tikai tieši pirms lietošanas. Nelietot pēc derīguma termīna beigām.

Mūsu preparāti ir paredzēti pielietošanai zobārstniecībā. Atiecībā uz mūsu preparātu pielietošanu, mūsu mutiskie un/vai raktiskie norādījumi, piem., mūsu ieteikumi, ir doti balstoties uz mūsu zināšanām un nav obligāti jāievēro. Mūsu norādījumi un/vai ieteikumi nenozīmē, ka Jums nebūtu jāpārbauda mūsu materiālu atbilstība Jūsu izvēlētajam pielietošanas veidam. Tā kā mēs nespējam kontrolēt preparātu izmantošanu, ietotās ir pilnībā atbildīgs par savu rīcību. Protams, mēs garantējam, ka mūsu preparātu kvalitāte atbilst pastāvošajiem standartiem un mūsu vispārējiem piegādes un pārdošanas noteikumiem.

**Opis proizvoda:**

**Meron Plus AC** je samostvrđajavući staklenionomerni cement za cementiranje, vidljiv na rendgenu, modificiran plastikom u aplikacijskim kapsulama jednostavnim za uporabu. Materija karakterizira lakoča obrade, mala topiljivost i visoka sposobnost samoprianjanja. Korištena količina cementa u kapsuli iznosi minimalno 0,14 ml.

**Indikacije:**

Za cementiranje

- ar keramiku pārkālūtus kronus, tiltus (metāla keramikas sistēmu tehnoloģija) uz zoba vai no amalgamas, kompozītmateriāla vai stikla jonomēriem, kam pievienoti polimēri. Materiāls ir viegli apstrādājams, vāji šķīstošs un teicami pieķeras pie virsmas. Katra kapsula satur vismaz 0,14 ml izmantojama cementa.
- metāla inlejas, onlejas, kroņus un tiltus
- sakņu tapas
- pilnkeramiski kroņus, kas izgatavoti no silikātu, cirkonija dioksida vai aluminijs oksīda keramikas
- ortodontiskas ierices

**Vrsta primjene:**

Temeljito očistite površine Zubne cakline, dentina i unutarnje površine restauracije te ih osušite. Pri cementiranju očistite bataljke (npr. plavcem, vodom), temeljito ih isperite i osušite blagom strujom zraka ili zubnim tamponom (nemojte ih previše osušiti). Prije nanošenja kapsulu treba aktivirati, promješati i otvoriti.

**Aktiviranje aplikacijske kapsule i miješanje materijala:**

Aplikacijsku kapsulu treba izvaditi iz vrećice neposredno prije primjene. Pri aktiviranju tekućinu iz klipa s tekućinom po mogućnosti u potpunosti istisnuti u unutrašnjost kapsule. U tu svrhu aplikacijsku kapsulu s klipom za tekućine polako okrenite prema dolje na čvrstu površinu (npr. stol) sve do graničnika (vidi sliku 1). Kapsulu aktivirati neposredno prije uporabe i odmah je staviti u visokofrekventni miješać s oko 4000 okretaja u min. Aktiviranu aplikacijsku kapsulu miješati 10 s, odmah je izvaditi iz miješaća i umetnuti u držač aplikatora (npr. AC Applicator, vidи dotične informacije za uporabu).

**Aplikacija:**

Podizanjem kanile dok ne osjetite graničnik otvorite otvor za ispuštanje (vidi sl. 2) i materijal aplicirajte najkasnije 10 s po završetku miješanja laganim, ravnomjernim pritišćanjem poluge aplikatora.

Okretnjem cijele aplikacijske kapsule u držaču može centrirati kanilu po želji. Svaki tip mješaća za kapsulu i vrijeme miješanja utječu na vrijeme obrade i konzistenciju.

**Pričvršćivanje restauracija:**

Nanesite materijal na preparaciju i/ili restauraciju. Nakon toga postavite restauraciju „in situ“ i pustite da se stvrdne, lagano je pritišću.

Izbjevgavajte nepotrebna vremena čekanja izmedu aktiviranja, miješanja i apliciranja jer stvrdnjavanje materijala može otežati izlaženje i pozicioniranje restauracije.

**Meron Plus AC** se na sobnoj temperaturi može obradivati oko 2 minute, a nakon 3 - 5 min u ustima se veže.

Nakon oko 4 min materijal postiže konzistenciju gela tako da se viškovi mogu lako ukloniti sondom.

Više temperature skračuju, a niske temperature produžuju vrijeme obrade.

**Pričvršćivanje kolicića:**

Sredstvom **Meron Plus AC** premazuje isključivo kolicić i umetnite ga izravno u obradeni korijenski kanal. Postuite da zatlik pri unošenju lagano vibrira kako biste izbjegli mjeherice zraka. Za nanošenje cementa u korijenski kanal nemojte upotrijevljati lentalo-spiralu jer se time stvrdnjavanje može previše ubrzati.

Raspoloživa kolicićina	min. 0,14 ml
Neto težina po kapsuli	min. 0,27 g
Vrijeme miješanja	10 s
Vrijeme obrade	oko 2 min
Vrijeme vezanja	3 - 5 min

**Upote i mje opreza:**

Imajte na umu da se aplikacijska kapsula treba zamiješati odmah nakon aktiviranja. Izbjevgavajte dodir s eugenolom, timolom ili drugim materijalima koji utječu na stvrdnjavanje sredstva **Meron Plus AC**. Pričvršćivanje prvične namodnostima pomoći će pripravljenu preparatu koji ne sadrži eugenol. Ostatci laka i druge strane čestice (npr. izolacijski materijal) na tvrdom zubnom tkivu mogu negativno utjecati na prianjanje i treba ih u potpunosti ukloniti prije završnog pričvršćivanja.

Pripravljene instrumente odmah isprati hladnom vodom prije stvrdnjavanja ostatak cementa. Ostatci cementa mogu se nakon skidanja metalnih prstenova brzo i bezbolno skiniti ultrazvučnim skidačem kamenca (scaler). Izbjevgavajte kontakt sredstva **Meron Plus AC** s mekim tkivom.

**Meron Plus AC** sadrži polakrāskābi, peroksiidi i metakrilāti. Kod poznatih prevelikih osjetljivosti (alergije) na ove sastojke **Meron Plus AC** treba odustati od njegove primjene. U slučaju da dođe u dodir s očima, odmah isprati s puno vode i potražiti pomoći leječnika.

**Upote za čuvanje i primjenu:**

**Meron Plus AC** čuvati na suhom mjestu na temperaturama od 15 °C - 23 °C. Neposredno prije uporabe izvaditi ga iz folije. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja.

Nāsti preparāti razvijeni su za primjenu na području stomatologije. Što se tiče primjene preparata koje isporučujemo, naše usmene i/lj pismene preporuke, odnosno naši savjeti dani su prema našem najboljem znanju po su prema tome neobvezujući. Bez obzira na naše upute i/lj savjet, obavezni ste i dalje provjeriti prikladnost isporučenih preparata za planiranje svrhe primjene. S obzirom da se naši preparati primjenjuju bez naše kontrole, za primjenu ste odgovorni isklučivo Vi. Mi, naravno, jamčimo kvalitetu naših preparata u skladu s postojećim normama te u skladu sa standardima utvrđenim u našim općim uvjetima isporuke i prodaje.

**Toote kirjeldus:**

**Meron Plus AC** on röntgenkontrastne keemilisest kövastuv vaiguga modifitseeritud klaasioneer-kinnitustsegment lihtsasti kasutatavates aplikatsioonikapslit. Materjal omadusteks on lihtne käsitlemine, väike lahustuvus suus ja kõrg adhesiivsus. Iga kapsel sisaldb minimaalselt 0,14 ml kasutatavat tsementi.

**Näidustused:**

- Portselan-metallkroonide, hamba kövakoel ja amalgamaa taastatud köntidel olevate sildade, komposit - või klaasioneermaterjalide kinnitamine
- Metallist panuste, kroonide ja sildade kinnitamine
- Juuretihiitide kinnitamine
- Silikaatterakeramika valmistamist täiskeraamiliste, ainult tsirkoniumdioksiidist või aluminiumist köntide kinnitamine
- Ortodontiliste vahendite kinnitamine

**Kasutusviisi:**

Puhastage ja kuivatage email, dentiin ja kaviteedid pinnad pöhjalkult. Puhastage köndid enne kinnitamist (nt pimsi, veega), loputage hoolikalt ja kuivatage örna öhjuva või valutuulidega (mitte liigelt kuivata).

Enne apliteerimist tuleb kapseli aktiveerida, sega ja avada.

**Aplikatsioonikapsli aktiveerimine ja materjal segamine:**

Võtke aplikatsioonikapseli torukujuliselt, kotist välja vahetult enne kasutamist. Aktiveerimise ajal peaks pudelis olevat vedelikud kapsilisse suruma vürmikulut palju. Selle saavutamiseks surutakse aplikatsioonikapseli seda otsa, millesse vederlikupadel tungib, aeglaselt vastu kõva pinda (nii laud) nii kaugel, kui pudel liigub (vt joon. 1). Kapseli tuleb aktiveerida vahetult enne kasutamist ja koheseid kinnitamiseks.

**Apliteerimine:**

Avage väljalaskeava, tötest kanüli, kuni tunnete selle jöödmist lõppasendisse (vt joon. 2), ning kandke materjalit 10 s jooksul alates segamise läpimeelseks (segamiseks) ja kinnitamiseks (kinnitamiseks) 10 s, eemaldage see viitmatama segajast ja sisestage see aplikatsioonikapsli hoidjasse (nii AC Aplikator, vaadake vastavaid kasutusjuhiseid).

**Restauratiivsade kinnitamine:**

Kandke materjalit ettevalmistatud aladele ja/või restauratiivosa sisse. Seejärel paigaldage restauratiivsitu in situ ja laske sellise kellegi surve all kövastuda. Vältida tuleks igasuguse tarbijate ooteteega aktiviteerimist, segamise ja apliteerimist, kuna kõvastamisprosesse võib takistada materjal väljutamist ja restauratiivsitu paigutamist. **Meron Plus AC** töötlemisega on u 2 min toatemperatuuri ja see kövastub suus 3 - 5 min. Parast 4 min saavutatakse materjal geelitulisse konsistentsi, võimaldades üleilüasettel hõlpsasti ekskavatori abil eemaldada. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam temperatuur pikendab töötlemisega.

**Tühiidate kinnitamine:**

Kandke **Meron Plus AC** ainult tühiidate tihvtile ja seejärel asetage tüht otse juurekanalis. Liigutage tühiidat selle asetamise ajal kergelt küljet-küljele, vältimaks öhu lukustumist kanalis. Ärge kandke tsementi kanalisse lemtuloga, kuna see võib kõvastumist kiirendada.

Tagage piisav dentiini jätkapaksus, vältimaks pubi ärritust. Vajadusel kaitseks pulpi või köndi ülesheitust.

Loputage instrumentid viivitamatult külma veega, enne tsemendijääkide kövastamist. Peataid ondottontlike vörude eemaldamist on võimalik materjalijälje kiresti ja örnalt eemaldada ultrahelisondi kasutades. Vältige **Meron Plus AC** kokkupuudet pehmehete kudedega.

**Meron Plus AC** sisaldb polakrūklahpet, peroksiidi ja metakrūlate. **Meron Plus AC** ei tohiks sidata teadaoleva üllitudlikkuse (allergia) korral üksköök millise koostisosaga suutes.

Silma sattumisel loputage hoolikalt rohke veega ja vörte ühendust silmaarstiga.

**Säilitamine ja aplikatsioonimeetod:**

Säilitage **Meron Plus AC**-d kuivnas kohas temperatuurivahemikus 15 kuni 23 °C. Eemaldage see fooriumist vahetult enne kasutamist. Mitte kasutada pärast kõlblikkusaja loppu.

Meie toodetud preparaadiid on loodud kasutamiseks hambaravis. Meilt hangituid preparataid korral on võimalik saada meilt suulisi ja/või kirjalikke näpunäiteid. Kuna meie preparaadiid kasutamine toimub meie poolse kontrollita, siis on see ainuüksi seise isiklikul vastutusel. Meie omalt poolt garanteerime preparaadiid kvaliteedi vastavalt esinevatele normidele ja vastavalt kehtivatele üldistele varustamis- ja müügistaristidele.

Last revised: 02/2017

**VOCO GmbH**  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: marketing@voco.com  
www.voco.com

VC 60 BB1736 E1 0217 99 © by Voco