



EN Instructions for use

MD EU Medical device

Product description:

CediTEC is a luting agent system for the permanent luting of methacrylate-based prosthetic teeth in methacrylate-based denture bases. The **CediTEC Adhesive cartridge** mixes the paste automatically without producing any errors or bubbles. The system comprises **CediTEC Adhesive (cartridge)** and **CediTEC Primer**.

Colour:
Pink

Indications:

- Luting of prefabricated prosthetic teeth and CAD/CAM-produced individual teeth and tooth sections in CAD/CAM-produced denture bases
- Luting of prosthetic teeth in the scope of a repair or extension

Contraindications:

- CediTEC contains methacrylates, benzoyl peroxide, butylated hydroxytoluene (cartridge), methacrylates, acetone (Primer). CediTEC should therefore not be used in patients with a known hypersensitivity (allergy) to these ingredients.
- Luting of ceramic teeth

Patient target group:

CediTEC is suitable for use in all patients without any age or gender restrictions.

Performance features:

The product's performance features satisfy the requirements of the intended use and the relevant product standards.

User:

CediTEC should only be used by a professionally trained dental practitioner.

Use:

Preparation:

Checking the accuracy of fit:

Check the prosthetic teeth's accuracy of fit before sticking them in position in the denture base.

Preparation of the prosthetic teeth:

For an optimal bond, blast the luting surface of the prosthetic teeth with aluminium oxide (50 µm-110 µm, 1 bar-2 bar). Use a suction device to remove any dust.

Remove abrasive material residues carefully with an ultrasound bath, steam cleaner or compressed air. The instructions for use from the manufacturers must be observed and followed.

Note: Observe and follow any further information provided by the manufacturer regarding the pre-treatment of the prosthetic teeth!

Preparation of the denture base:

For an optimal bond, blast the luting surface of the denture base with aluminium oxide (50 µm-110 µm, 1 bar-2 bar). Use a suction device to remove any dust.

Remove abrasive material residues carefully with an ultrasound bath, steam cleaner or compressed air. The instructions for use from the manufacturers must be observed and followed.

Note: Observe and follow any further information provided by the manufacturer regarding the pre-treatment of the denture base!

Luting:

1. Applying the primer

Pour a few drops of **CediTEC Primer** onto a mixing tray and apply it to the points to be stuck together using the enclosed Easy Brush application brush. The bottle must be resealed immediately after use.

Prosthetic teeth

Apply the primer to the adhesive surfaces of the teeth and allow to dry for 30 seconds.

Denture base

Apply the primer generously to the adhesive surfaces of the cavities and allow to dry for 30 seconds.

2. Preparation of the cartridge

Insert the **CediTEC Adhesive cartridge** in the **VOCO Dispenser** (type 2) or a similar mixing gun with a suitable plunger. For technical reasons there may be slight differences in the fill levels of both cartridges chambers.

You should therefore remove the cartridge cap and continue to press out the material until an equal amount has been ejected from both outlets. Then attach a mixing tip (type 20) and lock in place with a 90° turn. The material is expelled by pressing the lever and is automatically mixed in the correct ratio.

Refit the original twist cap to prevent the **CediTEC Adhesive** pastes drying out during storage.

3. Application of CediTEC Adhesive

Apply **CediTEC Adhesive** to the tooth cavities and insert individual teeth and/or tooth sections directly. The quantity of luting agent is dependent upon the size of the cavities.

Large quantities of excess material should be removed using a suitable instrument directly after insertion of the prosthetic teeth. Smaller quantities of excess material can be removed with finishing diamonds or flexible polishing wheels following the polymerisation.

Note: The working time as of the application is 4 minutes (at 23 °C).

4. Polymerisation in the pressure pot

To achieve an optimal adhesive bond, the polymerisation must occur in the pressure pot immediately after insertion of the teeth or removal of the excess material.

Curing time: 15 minutes

Water temperature: 50 °C

Pressure: 2-6 bar

Warnings/precautionary measures:

Our information and/or advice do not relieve you of the obligation of checking that the products supplied by us are suitable for their intended purpose.

- Store the prime bottle sealed properly at all times.
- Avoid skin contact with the primer. Any areas of the skin that have come into contact with the products should be washed thoroughly with soap and water.
- In case of eye contact, rinse well with plenty of water and consult an ophthalmologist.
- The warranted product characteristics can only be achieved when using the supplied original mixing tips, which are also available as accessories.

Storage instructions and application method:

Store at between 4 °C and 23 °C. If the material is stored in the refrigerator, bring it to room temperature before use. Do not store the product in a place where it is exposed to direct artificial light or sunlight. Do not use the product after its expiry date.

Disposal:

Dispose of the product in accordance with local regulations.

Reporting obligation:

Serious events such as death, temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's health condition and a serious risk to public health that arise or could have arisen in association with the use of **CediTEC** must be reported to VOCO GmbH and the responsible authority.

DE

Gebrauchsanweisung

MD EU Medizinprodukt

FR

Mode d'emploi

MD UE Dispositif médical

Produktbeschreibung:

CediTEC ist ein Befestigungsmaterialsystem für die definitive Befestigung von methacrylatbasierten Prothesenzähnen in methacrylatbasierten Prothesenbasen. Mit der **CediTEC Adhesive**-Kartusche wird die Paste automatisch fehler- und blasenfrei angemischt. Das System besteht aus dem **CediTEC Adhesive** (Kartusche) und dem **CediTEC Primer**.

Farbe:

rosa

Indikationen:

- Befestigung von konfektionierten Prothesenzähnen und CAD/CAM gefertigte Einzelzähnen und Segmenten in CAD/CAM gefertigte Prothesenbasen
- Prothesenzahnbefestigung im Rahmen einer Reparatur oder Ergänzung

Kontraindikationen:

- CediTEC enthält Methacrylate, Benzoylperoxid, Butylhydroxytoluol (Kartusche), Methacrylate, Aceton (Primer). Bei bekannten Überempfindlichkeiten (Allergien) gegen diese Inhaltsstoffe von **CediTEC** ist auf die Anwendung zu verzichten.
- Befestigung von Keramikzähnen

Patientenzielgruppe:

CediTEC kann für alle Patienten ohne Einschränkung hinsichtlich ihres Alters oder Geschlechts angewendet werden.

Leistungsmerkmale:

Die Leistungsmerkmale des Produkts entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung und den einschlägigen Produktnormen.

Anwender:

Die Anwendung von **CediTEC** erfolgt durch den professionell in der Zahnmedizin ausgebildeten Anwender.

Anwendung:

Vorbereitung:

Kontrolle der Passung:

Kontrollieren sie vor dem Einkleben die Passung der Prothesenzähne in der Prothesenbasis.

Vorbereitung der Prothesenzähne:

Für einen optimalen Verbund die Befestigungsfläche der Prothesenzähne mit Aluminiumoxid (50 - 110 µm, 1 - 2 bar) abstrahlen. Verwenden sie eine Absauganlage gegen auftretenden Staub.

Strahlmittelrückstände sorgfältig mittels Ultraschallbad, Dampfreiniger oder Druckluft entfernen. Die jeweiligen Gebrauchsanweisungen der Hersteller sind zu beachten.

Hinweis: Weiterführende Informationen der Hersteller zur Vorbereitung der Prothesenzähne beachten!

Vorbereitung der Prothesenbasis:

Für einen optimalen Verbund die Befestigungsfläche der Prothesenbasis mit Aluminiumoxid (50 - 110 µm, 1 - 2 bar) abstrahlen. Verwenden sie eine Absauganlage gegen auftretenden Staub.

Strahlmittelrückstände sorgfältig mittels Ultraschallbad, Dampfreiniger oder Druckluft entfernen. Die jeweiligen Gebrauchsanweisungen der Hersteller sind zu beachten.

Hinweis: Weiterführende Informationen der Hersteller zur Vorbereitung der Prothesenbasis beachten!

Befestigung:

1. Auftragen des Primers

Geben Sie einige Tropfen **CediTEC Primer** auf eine Mischpalette und tragen Sie es mit dem beiliegenden Easy Brush Applikationspinsel auf die zu verklebenden Stellen auf. Die Flasche muss nach Gebrauch sofort verschlossen werden.

Prothesenzähne

Primer auf die Klebefläche der Zähne auftragen und an der Luft 30 s trocknen lassen.

Prothesenbasis

Primer großflächig auf die Klebefläche der Kavitäten auftragen und an der Luft 30 s trocknen lassen.

2. Vorbereitung der Kartusche

CediTEC Adhesive Kartusche in **VOCO-Dispenser** (Typ 2) oder eine baugleiche Mischpistole mit passenden Kolben einsetzen. Technisch bedingt können sich geringe Differenzen im Füllstand bei der Kartuschenkammer ergeben.

Daher Kartuschenverschluss entfernen und solange Material aussprengen, bis aus beiden Austrittsöffnungen gleichmäßig Material gefördert wird. Anschließend Mischkanüle (Typ 20) aufsetzen und durch 90° Drehung arretieren. Das Material wird durch Betätigung des Griffhebels herausgedrückt und dabei automatisch im richtigen Verhältnis angemischt.

CediTEC Adhesive mit aufgesetztem Original-Drehverschluss lagern, um ein Austrocknen der Pasten zu verhindern.

3. Applikation von CediTEC Adhesive

CediTEC Adhesive in die Zahnkavitäten applizieren und Einzelzähne und/oder Zahnssegmente direkt einsetzen. Die Menge des Befestigungsmaterials ist von der Größe der Kavitäten abhängig.

Große Überschüsse sollten direkt nach dem Einsetzen der Prothesenzähne mit einem geeigneten Instrument entfernt werden. Nach der Polymerisation können freie Überschüsse mit Finierdiamanten oder flexiblen Polierscheiben entfernt werden.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit ab Applikation liegt bei 4 Minuten (bei 23 °C)

4. Polymerisation im Drucktopf

Um einen optimalen Haftverbund zu erreichen, muss die Polymerisation direkt nach dem Einsetzen der Zähne bzw. der Überschussefernung im Drucktopf erfolgen.

Polymerisationszeit: 15 Minuten

Wassertemperatur: 50 °C

Druck: 2 - 6 bar

Hinweise/Vorsichtsmaßnahmen:

Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns gelieferten Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke zu prüfen.

- Primerflasche stets gut verschlossen lagern.

- Hautkontakt mit Primer vermeiden. Kontaktstellen mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.

- Bei Augenkontakt gut mit Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

- Die zugesagten Produkteigenschaften werden nur unter Verwendung der mitgelieferten und als Zubehör erhältlichen, originalen Mischkanülen erreicht.

Lager- und Anwendungshinweise:

Lagerung bei 4 °C - 23 °C. Bei Lagerung im Kühlschrank das Material vor der Verwendung auf Raumtemperatur bringen. Produkt nicht bei direktem Licht oder Sonnenstrahlung lagern. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Entsorgung:

Ertötung des Produkts gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht:

Schwerwiegende Vorkommnisse wie der Tod, die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen und eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit, die im Zusammenhang mit **CediTEC** aufgetreten sind oder hätten auftreten können, sind der VOCO GmbH und der zuständigen Behörde zu melden.

Description du produit :

CediTEC est un système de matériaux de fixation destiné à sceller définitivement dans une base de prothèse à base de méthacrylate les dents à base de méthacrylate de la prothèse. La cartouche de **CediTEC Adhesive** mélange la pâte automatiquement, sans erreur et sans bulles d'air. Le système se compose de **CediTEC Adhesive** (cartouche) et de **CediTEC Primer**.

Teinte :

rose

Indications :

- Scellement, dans des bases de prothèses fabriquées par CFAO, de dents de prothèse confectionnées ou de dents unitaires ou segments fabriqués par CFAO
- Scellement de dents de prothèse dans le cadre d'une réparation ou d'un complément

Contre-indications :

- CediTEC contient, dans la cartouche, des méthacrylates, du peroxyde de benzoyl, de l'hydroxytoluène butylé, et dans le Primer, des méthacrylates, de l'acétone. Ne pas utiliser **CediTEC** en cas d'hypersensibilités connues (allergies) aux composants du produit.
- Scellement de dents en céramique

Groupe cible de patients :

CediTEC peut être utilisé pour tous les patients, tous âges et sexes confondus.

Caractéristiques de performances :

Les caractéristiques de performances du produit sont conformes aux critères exigés par sa destination et aux normes applicables.

Utilisateurs :

L'application de **CediTEC** est réservée aux utilisateurs ayant reçu une formation professionnelle en médecine dentaire.

Utilisation :

Préparation :

Contrôle de l'ajustage :

Contrôler, avant le collage, l'ajustage des dents dans la base de la prothèse.

Préparation des dents de la prothèse :

Pour obtenir une liaison optimale, sabler la surface de scellement des dents de la prothèse avec de l'oxyde d'aluminium (50 µm à 110 µm, pression de 1 bar à 2 bars). Utiliser un système d'aspiration pour évacuer la poussière produite.

Éliminer soigneusement les résidus de produit de sablage à l'aide d'un bain à ultrasons, d'un nettoyeur vapeur ou d'air comprimé. Respecter les modes d'emploi fournis par les différents fabricants.

Remarque : Se conformer aux informations plus détaillées fournies par le fabricant pour le traitement préparatoire des dents de la prothèse.

Préparation de la base de la prothèse :

Pour obtenir une liaison optimale, sabler la surface de scellement de la base de la prothèse avec de l'oxyde d'aluminium (50 µm à 110 µm, pression de 1 bar à 2 bars). Utiliser un système d'aspiration pour évacuer la poussière produite.

Éliminer soigneusement les résidus de produit de sablage à l'aide d'un bain à ultrasons, d'un nettoyeur vapeur ou d'air comprimé. Respecter les modes d'emploi fournis par les différents fabricants.

Remarque : Se conformer aux informations plus détaillées fournies par le fabricant pour le traitement préparatoire de la base de la prothèse.

Fixation :

1. Application du Primer

Déposer quelques gouttes de **CediTEC Primer** sur une palette de mélange et en enduire les surfaces à coller avec le pinceau d'application Easy Brush fourni avec le produit. Refermer immédiatement le flacon après usage.

Dents de la prothèse

Appliquer le Primer sur la surface de collage des dents et laisser sécher à l'air pendant 30 s.

Base de la prothèse

Appliquer le Primer sur la toute surface de collage des cavités et laisser sécher à l'air pendant 30 s.

2. Préparation de la cartouche

Placer la cartouche de **CediTEC Adhesive** dans le distributeur **VOCO** (type 2) ou dans un pistolet mélangeur de construction identique ayant un piston correspondant. Pour des raisons techniques, le niveau de remplissage peut diverger légèrement d'une chambre de cartouche à l'autre.

Pour cette raison, enlever la fermeture de la cartouche et purger la cartouche jusqu'à l'obtention d'un débit égal par les deux orifices. Placer ensuite l'embout mélangeur (type 20) et le bloquer en le tournant de 90°. Actionner le levier de la poignée pour extraire le matériau qui est alors automatiquement mélangé dans le bain rapport de mélange.

Rémettre la fermeture filetée d'origine sur la cartouche de **CediTEC Adhesive** pour la stocker afin d'éviter le dessèchement de la pâte.

3. Application de CediTEC Adhesive

Appliquer **CediTEC Adhesive** dans les cavités prévues pour les dents et insérer directement les dents unitaires et/ou les segments dentaires. La quantité de matériau de fixation à utiliser dépend de la taille des cavités.

Éliminer les plus gros excédents de produit directement après l'insertion des dents de la prothèse avec un instrument approprié. Après la polymérisation, il est nécessaire d'éliminer les excédents plus petits à l'aide de diamants de finition ou de disques à polir souples.

Remarque : Le temps de mise en œuvre du produit est de 4 minutes (à 23 °C) dès l'application.

4. Polymérisation sous pression en cocotte

Il est indispensable, pour obtenir une force d'adhérence optimale, d'effectuer la polymérisation sous pression en cocotte aussitôt après l'insertion des dents ou l'élimination des excédents.

Temps de polymérisation : 15 minutes

Température de l'eau : 50 °C

Pression : 2 à 6 bars

Remarques/précautions :

Nos indications et/ou conseils ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier que les préparations que nous avons livrées correspondent à l'utilisation envisagée.

- Toujours bien fermer le flacon de Primer pour le stocker.

- Éviter le contact entre le Primer et la peau. En cas de contact, laver abondamment à l'eau et au savon les points de contact.

- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un ophtalmologue.

- Les caractéristiques indiquées ne sont atteintes que lors d'une utilisation des embouts mélangeurs originaux fournis avec le produit et disponibles en tant qu'accessoires.

Consignes de stockage et d'utilisation :

Stockage de 4 °C à 23 °C. En cas de stockage au réfrigérateur, le matériau doit être mis à température ambiante avant l'utilisation. Stocker le produit à l'abri de la lumière directe et des rayons du soleil. Ne plus utiliser le produit après la date de péremption.

Élimination : Éliminer le produit conformément aux réglementations locales.

Déclaration obligatoire :

Signaler impérativement à la société VOCO GmbH et à l'autorité compétente tout incident grave tel que la mort, une grave dégradation, temporaire ou permanente, de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou de toute autre personne, ou une menace grave pour la santé publique, survenu ou qui aurait pu survenir en rapport avec **CediTEC**.

Descripción del producto:

CediTEC es un sistema de materiales de fijación para la fijación definitiva de dientes protésicos con base de metacrilato en bases protésicas con base de metacrilato. Con los cartuchos CediTEC Adhesive, la pasta se mezcla automáticamente sin errores ni burbujas. El sistema está compuesto por CediTEC Adhesive (cartucho) y CediTEC Primer.

Color:
rosa

Indicaciones:

- Fijación de dientes protésicos confeccionados, así como de dientes individuales y segmentos fabricados con CAD/CAM, en bases protésicas fabricadas con CAD/CAM
- Fijación de dientes protésicos en el marco de una reparación o ampliación

Contraindicaciones:

- CediTEC contiene metacrilatos, peróxido de benzoilo, butilidroxitoleno en los cartuchos, y metacrilatos y acetona en la solución de preparación (Primer). En caso de que exista alguna hipersensibilidad conocida (alergia) a estas sustancias, absténgase de aplicar CediTEC.
- Fijación de dientes cerámicos

Pacientes destinatarios:

CediTEC puede emplearse en todo tipo de pacientes, sin limitaciones de edad o sexo.

Características:

Las características del producto cumplen los requisitos de la finalidad prevista y las normas de producto pertinentes.

Usuario:

La aplicación de CediTEC debe llevarla a cabo un usuario profesional cualificado y formado en odontología.

Uso:**Preparación:****Comprobación del ajuste:**

Antes de llevar a cabo la adhesión, compruebe el ajuste de los dientes protésicos en la base protésica.

Preparación de los dientes protésicos:

Para obtener una unión óptima, hay que arenar la superficie de fijación de los dientes protésicos con óxido de aluminio (50 - 110 µm, 1 - 2 bar). Utilice un dispositivo de aspiración para eliminar el polvo que se genera.

Elimine cuidadosamente los restos de material de arenado mediante un baño de ultrasonidos, depurador de vapor o aire comprimido. Observe las instrucciones de uso correspondientes del fabricante.

Observación: Observar la información adicional del fabricante acerca del tratamiento previo de los dientes protésicos.

Preparación de la base protésica:

Para obtener una unión óptima, hay que arenar la superficie de fijación de la base protésica con óxido de aluminio (50 - 110 µm, 1 - 2 bar). Utilice un dispositivo de aspiración para eliminar el polvo que se genera.

Elimine cuidadosamente los restos de material de arenado mediante un baño de ultrasonidos, depurador de vapor o aire comprimido. Observe las instrucciones de uso correspondientes del fabricante.

Observación: Observar la información adicional del fabricante acerca del tratamiento previo de la base protésica.

Fijación:**1. Aplicación de la solución de preparación**

Vierta unas gotas de CediTEC Primer en una paleta mezcladora y aplíquelo en las zonas que desea pegar con ayuda del pincel de aplicación Easy Brush. El frasco debe cerrarse inmediatamente después de su uso.

Dientes protésicos

Aplique la solución de preparación sobre la superficie de adhesión de los dientes y deje secar al aire durante 30 s.

Base protésica

Aplique una amplia capa de solución de preparación sobre la superficie de adhesión de las cavidades y deje secar al aire durante 30 s.

2. Preparación del cartucho

Introduzca el cartucho de CediTEC Adhesive en el dispensador VOCO (tipo 2) o en una pistola de mezclado del mismo diseño con un émbolo adecuado. En función de las condiciones técnicas, el nivel de llenado puede ser diferente entre una y otra cámara del cartucho.

Por este motivo, retire la tapa del cartucho y presione el material hasta que salga de forma uniforme por ambos orificios de salida. A continuación, coloque una cánula de mezclado (tipo 20) y bloquéela girándola 90°. El material se expelle hacia fuera accionando la palanca, de tal modo que se mezcla automáticamente en la proporción exacta.

Almacene CediTEC Adhesive con el tapón original enroscado, a fin de evitar que la pasta de seque.

3. Aplicación de CediTEC Adhesive

Aplique CediTEC Adhesive en las cavidades dentales y coloque directamente los dientes individuales y/o segmentos de dientes. La cantidad de material de fijación dependerá del tamaño de las cavidades.

El exceso de material grueso debe retirarse directamente después de la colocación de los dientes protésicos con un instrumento adecuado. Tras la polimerización, puede retirarse el exceso de material fino con una punta de diamante o un disco de pulido flexible.

Observación: El tiempo de manipulación desde la aplicación es de 4 minutos (a 23 °C)

4. Polimerización en olla polimerizadora

Para conseguir una unión adhesiva óptima, la polimerización debe realizarse directamente después de la colocación de los dientes o de la eliminación del exceso de material en una olla polimerizadora.

Tiempo de polimerización: 15 minutos

Temperatura del agua: 50 °C

Presión: 2 - 6 bar

Indicaciones/medidas de prevención:

Nuestras indicaciones y/o consejos no le eximen de la responsabilidad de comprobar los productos que suministramos en cuanto a su idoneidad para los fines de aplicación previstos.

- Almacene el frasco de solución de preparación siempre bien cerrado.
- Evite el contacto de la solución de preparación con la piel. En caso de contacto, lávese abundantemente con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, láveselos abundantemente con agua y acuda a un médico.

- Las propiedades del producto garantizadas sólo son conseguidas bajo el uso de las cánulas de mezcla originales suministradas y disponibles como accesorios.

Indicaciones de almacenamiento y aplicación:

Almacenar a una temperatura de entre 4 y 23 °C. Si almacena el material en el frigorífico, llévelo a temperatura ambiente antes de utilizarlo. No almacene el producto en un lugar donde incida directamente la luz o la radiación solar. No utilice el producto una vez vencida la fecha de caducidad.

Gestión de desechos:

Deseche el producto conforme a la normativa local aplicable.

Obligación de notificación:

Los incidentes graves, como el fallecimiento, el deterioro grave temporal o permanente de la salud de un paciente, usuario u otra persona, así como las amenazas graves para la salud pública que se hayan producido o puedan producirse en relación con CediTEC, deben notificarse a VOCO GmbH y a las autoridades competentes.

Descrição do produto:

CediTEC é um sistema de material de fixação para a fixação definitiva de dentes protéticos com base de metacrilato em bases protéticas com base de metacrilato. Com o cartucho CediTEC Adhesive, a pasta se mistura automaticamente sem erros e sem bolhas. O sistema é composto pelo CediTEC Adhesive (cartucho) e pelo CediTEC Primer.

Cor:
rosa

Indicações:

- Fixação de dentes protéticos confeccionados, assim como de dentes individuais e segmentos fabricados com CAD/CAM, em bases protéticas fabricadas com CAD/CAM
- Fixação de dentes protéticos no âmbito de uma reparação ou complemento

Contraindicações:

- CediTEC contém metacrilatos, peróxido de benzoilo, butilidroxitoleno (cartucho), metacrilato, acetona (Primer). O CediTEC não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida a qualquer um destes componentes.
- Fixação de dentes de cerâmica

Grupo-alvo de pacientes:

CediTEC pode ser aplicado em todos os pacientes sem limitações em virtude da sua idade ou sexo.

Características de desempenho:

As características de desempenho do produto estão em conformidade com a finalidade prevista e as normas relevantes do produto.

Utilizador:

A aplicação do CediTEC é realizada pelo utilizador com formação profissional em medicina dentária.

Aplicação:**Preparação:****Controlo do encaixe:**

Antes da colagem, controle o encaixe dos dentes de prótese na base de prótese.

Preparação dos dentes de prótese:

Para uma união ideal, jatear óxido de alumínio (50 - 110 µm, 1 - 2 bar) na superfície de fixação dos dentes de prótese. Utilize um sistema de aspiração contra a formação de pó.

Remover cuidadosamente os resíduos de abrasivo por meio de um banho de ultrassons, dispositivo de limpeza a vapor ou ar comprimido. Devem ser respeitadas as respectivas instruções de utilização dos fabricantes.

Aviso: Respeitar as informações secundárias dos fabricantes para pré-tratamento dos dentes de prótese!

Preparação da base de prótese:

Para uma união ideal, jatear óxido de alumínio (50 - 110 µm, 1 - 2 bar) na superfície de fixação da base de prótese. Utilize um sistema de aspiração contra a formação de pó.

Remover cuidadosamente os resíduos de abrasivo por meio de um banho de ultrassons, dispositivo de limpeza a vapor ou ar comprimido. Devem ser respeitadas as respectivas instruções de utilização dos fabricantes.

Aviso: Respeitar as informações secundárias dos fabricantes para pré-tratamento da base de prótese!

Fixação:**1. Aplicação do primer**

Coloque algumas gotas de CediTEC Primer numa paleta de mistura e aplique-as com o pincel de aplicação Easy Brush fornecido nos pontos a colar. O frasco tem de ser fechado imediatamente após a utilização.

Dentes de prótese

Aplicar primer na superfície de colagem dos dentes e deixar secar ao ar por 30 s.

Base de prótese

Aplicar primer numa grande área da superfície de colagem das cavidades e deixar secar ao ar por 30 s.

2. Preparação do cartucho

Inserir o cartucho CediTEC Adhesive no dispensador VOCO (tipo 2) ou numa pistola de mistura de construção idêntica com o émbolo adequado. Devido a razões técnicas, podem ocorrer pequenas diferenças no nível de preenchimento entre ambas as câmaras do cartucho.

Assim sendo, remover a tampa do cartucho e proceder à extrusão do material até que saia de igual forma de ambas as aberturas de saída. Em seguida, colocar uma cánula de mistura (tipo 20) e fixar com uma volta de 90°. O material é extraído através do acionamento da alavanca do punho, sendo automaticamente misturado na proporção correta.

Armazenar CediTEC Adhesive com a tampa de rosca original colocada, para evitar a secagem das pastas.

3. Aplicação de CediTEC Adhesive

Aplicar CediTEC Adhesive nas cavidades dos dentes e inserir diretamente os dentes individuais e/ou os segmentos de dentes. A quantidade de material de fixação depende do tamanho das cavidades.

Os excessos grosseiros devem ser removidos com um instrumento adequado imediatamente após a colocação dos dentes de prótese. Após a polimerização, os excessos finos podem ser removidos com brocas diamantadas de acabamento ou discos de polimento flexíveis.

Aviso: O tempo de processamento a partir da aplicação é de 4 minutos (a 23 °C)

4. Polimerização na panela de pressão

Para obter uma união adesiva ideal, a polimerização tem de ser realizada imediatamente após a colocação dos dentes ou a remoção de excessos na panela de pressão.

Tempo de polimerização: 15 minutos

Temperatura da água: 50 °C

Pressão: 2 - 6 bar

Avisos/medidas de precaução:

As nossas indicações e/ou conselhos não os isentam de verificar se os produtos fornecidos por nós são adequados para o uso pretendido.

- Armazenar o frasco de primer sempre bem fechado.

- Evitar o contato do primer com a pele. Lavar bem os pontos de contato com água e sabão.

- Em caso de contacto com os olhos, lavar bem com água e consultar um oftalmologista.

- As propriedades do produto asseguradas só são conseguidas quando se utilizam as pontas misturadoras originais fornecidas, também disponíveis como acessórios.

Indicações de armazenamento e de aplicação:

Armazenamento a 4 °C - 23 °C. Com o armazenamento no frigorífico, colocar o material à temperatura ambiente antes da utilização. Não armazenar o produto sob luz ou radiação solar direta. Não utilizar depois de expirar o prazo de validade.

Eliminação:

Eliminar o produto de acordo com os regulamentos locais.

Obrigação de notificação:

Ocorrências graves como morte, deterioração temporária ou permanente grave do estado de saúde de um paciente, utilizador ou outras pessoas e um grave risco para a saúde pública, que ocorreram ou poderiam ter ocorrido em combinação com CediTEC, devem ser comunicadas à VOCO GmbH e às autoridades competentes.

Descrizione del prodotto:

CediTEC è un materiale di fissaggio per la cementazione definitiva di denti per protesi a base di metacrilato in basi protetiche a base di metacrilato. Con la cartuccia CediTEC Adhesive la pasta viene miscelata automaticamente senza errori e senza formare bolle. Il sistema è composto da CediTEC Adhesive (cartuccia) e da CediTEC Primer.

Colore:
Rosa

Indicazioni:

- Cementazione di denti confezionati e denti realizzati con sistema CAD/CAM su base per protesi mobile
- Cementazione di denti per protesi nell'ambito di una riparazione o di un'integrazione

Contraindicationi:

- CediTEC contiene metacrilato, perossido di benzoilo, butilidrossitolene (cartuccia), metacrilato, acetone (primer). Non utilizzare CediTEC in caso di nota ipersensibilità (allergia) a uno dei presenti componenti.
- Cementazione di denti in ceramica

Target di pazienti:

CediTEC può essere impiegato per il trattamento di tutti i pazienti senza alcuna limitazione per quanto riguarda età o sesso.

Caratteristiche prestazionali:

Le caratteristiche prestazionali del prodotto sono conformi ai requisiti della destinazione d'uso e alle norme di prodotto pertinenti.

Utilizzatore:

L'applicazione di CediTEC deve essere effettuata da un utilizzatore con una formazione professionale in odontoiatria.

Utilizzo:**Preparazione:****Controllo dell'adattamento:**

Controllare l'adattamento della protesi dentale nella base della protesi prima di procedere con il fissaggio.

Preparazione dei denti per protesi:

Per un'adesione ottimale, sabbiare la superficie di cementazione dei denti per protesi con ossido d'alluminio (50 - 110 µm, 1 - 2 bar). Utilizzare un impianto di aspirazione per rimuovere la polvere che si presenta.

Eliminare accuratamente eventuali residui di sabbia con un bagno a ultrasuoni, con un pulitore a vapore o aria compressa. È necessario osservare le istruzioni per l'uso dei fabbricanti.

Note: si prega di osservare eventuali ulteriori informazioni dei fabbricanti per il trattamento preliminare dei denti per protesi!

Preparazione della base protesica:

Per un'adesione ottimale, sabbiare la superficie di cementazione della base protesica con ossido d'alluminio (50 - 110 µm, 1 - 2 bar). Utilizzare un impianto di aspirazione per rimuovere la polvere che si presenta.

Eliminare accuratamente eventuali residui di sabbia con un bagno a ultrasuoni, con un pulitore a vapore o aria compressa. È necessario osservare le istruzioni per l'uso dei fabbricanti.

Note: si prega di osservare eventuali ulteriori informazioni dei fabbricanti per il trattamento preliminare delle basi protesiche!

Cementazione:**1. Applicazione del primer**

Versare qualche goccia di CediTEC Primer su un vassoio di miscelazione e applicarlo con il pennello per applicazione Easy Brush fornito sui punti da incollare. Dopo l'utilizzo è necessario richiudere immediatamente il flacone.

Denti della protesi

Applicare il primer sulla superficie adesiva dei denti e lasciare asciugare all'aria per 30 s.

Base protesica

Applicare il primer su tutta la superficie di adesione della cavità e lasciare asciugare all'aria per 30 s.

2. Preparazione della cartuccia

Applicare la cartuccia CediTEC Adhesive nel dispenser VOCO (tipo 2) o in una pistola di miscelazione simile con pistoni adatti. Per motivi tecnici possono essere presenti lievi differenze di livello nelle due camere della cartuccia.

Togliere quindi il tappo della cartuccia ed ergere il materiale fino a ottenerne una fuoriuscita omogenea del materiale dalla entrata i fori. Posizionare quindi la cannuola di miscelazione (tipo 20) sulla parte superiore e bloccarla ruotandola di 90°. Il materiale viene spinto fuori zittendo la leva dell'impugnatura e miscelato automaticamente nel giusto rapporto.

Conservare CediTEC Adhesive con il tappo a vite originale posizionato al di sopra per evitare che le paste si secchino.

3. Applicazione di CediTEC Adhesive

Applicare CediTEC Adhesive nelle cavità dentali e collocare direttamente il singolo dente e/ il segmento dentale. La quantità del materiale di fissaggio dipende dalla grandezza delle cavità.

Il materiale in eccesso più evidente deve essere rimosso subito dopo aver collocato i denti della protesi con uno strumento adeguato. Dopo il processo di polimerizzazione è possibile rimuovere il materiale in eccesso più fine con diamanti di finitura o dischi lucidatori flessibili.

Note: il tempo di lavorazione a partire dall'applicazione varia dai 4 minuti (a 23 °C).

4. Polimerizzazione in contenitore a pressione

Per ottenere un'adesione ottimale, la polimerizzazione deve avvenire in un contenitore a pressione subito dopo aver posizionato i denti o aver rimosso il materiale in eccesso.

Tempo di polimerizzazione: 15 minuti

Temperatura dell'acqua: 50 °C

Pressione: 2 - 6 bar

Note/precauzioni:

Le nostre indicazioni e/o i nostri consigli non esonerano dall'esaminare l'idoneità dei preparati da noi forniti relativamente ai loro ambiti di utilizzo previsti.

- Conservare il flacone del primer sempre correttamente chiuso.

- Evitare il contatto tra pelle e primer. Lavare accuratamente i punti di contatto con acqua e sapone.

- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare bene con acqua e consultare un oculista.

- Le assicurate caratteristiche del prodotto si raggiungono solo utilizzando le cannule di miscelazione originali fornite insieme al prodotto, rispettivamente disponibili come accessori.

Istruzioni di conservazione e utilizzo:

Conservare a 4 °C - 23 °C. Se conservato in frigorifero, portare il materiale a temperatura ambiente prima dell'impiego. Evitare l'esposizione diretta alla luce diretta o solare. Non utilizzare dopo che è stata superata la data di scadenza.

Smaltimento:

Smaltimento del prodotto in base alle normative amministrative locali.

Obligo di notifica:

Incidenti gravi come il decesso, il grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di salute del paziente, dell'utilizzatore o di un'altra persona e una grave minaccia per la salute pubblica che si sono verificati o avrebbero potuto verificarsi in combinazione con CediTEC devono essere segnalati a VOCO GmbH e all'autorità competente.

Περιγραφή προϊόντος:

To **CediTEC** είναι ένα σύστημα υλικού στερέωσης για την οριστική στερέωση τεχνητών δοντιών μεθακυρολική βάσης σε βάσεις πρόσθεσης μεθακυρολικής βάσης. Με τη φύση του **CediTEC Adhesive** η πάστα αναμιγνύεται σε πόδαμα άφογα και χωρίς φυσαλίδες. Το συστήμα αποτελείται από το συγκολλητικό (φυσιγγά) **CediTEC Adhesive** και τον ενεργοποιητή **CediTEC Primer**.

Απόχρωση:
ροζ

Ενδείξεις:

- Στερέωση έτοιμων τεχνητών δοντιών και μεμονωμένων δοντιών και τυμπάνων κατασκευασμένων με CAD/CAM σε βάσεις πρόσθεσης κατασκευασμένων με CAD/CAM
- Στερέωση τεχνητών δοντιών στα πλαίσια επισκευής ή συμπλήρωσης

Αντινόησης:

- Το **CediTEC** περιέχει μεθακυρολικό εστέρα, υπεροξείδιο του βενζολίου, βουτυλούδροξιτολουνέο (φυσιγγά), μεθακυρολικός εστέρα, ακετόνη (ενεργοποιητή). Το **CediTEC** δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωτών υπερευαίσθησών (αλλεργιών) σε αυτά τα συστατικά.
- Στερέωση κεραμικών δοντών

Στοχευμένη ομάδα ασθενών:

To **CediTEC** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους ασθενείς χωρίς περιορισμό αναφορικά με την ηλικία ή το φύλο τους.

Χαρακτηριστικά επίδοσης:

Τα χαρακτηριστικά επίδοσης του προϊόντος αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της προβλεπόμενης χρήσης και των ιωχύστων προτύπων προϊόντος.

Χρήστης:

Η εφαρμογή της **CediTEC** πραγματοποιείται από χρήστη με επαγγελματική επικαίουση στην οδοντιατρική.

Εφαρμογή:

Προετοιμασία:

Έλεγχος της εφαρμογής:

Ελέγχετε πριν από τη συγκόλληση την εφαρμογή των τεχνητών δοντιών στη βάση της πρόσθεσης.

Προετοιμασία των τεχνητών δοντιών:

Για τη βάσιτση πρόσθουν, αμοιβολάστε την επιφάνεια στερέωσης των τεχνητών δοντιών με οξείδιο του αργιλίου (50–100 μμ, σε πίεση 1–2 bar). Χρησιμοποιήστε εξτριλογικό αναρρόφητης για τη δημιουργούμενη σκόνη.

Απομακρύνετε προεπικά τα υπολειμματα του υλικού αμοιβολής με σε λουτρό υπερήχων, με ατμοκαθαριστή ή με πεπισμένο αέρα. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αντιστοίχεις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Υπόδειξη: Λαβέτε υπόψη περιεπέμπτων πληροφορίες του κατασκευαστή για την προετεργασία των τεχνητών δοντών!

Προετοιμασία της βάσης της πρόσθεσης:

Για τη βάσιτση πρόσθουν, αμοιβολάστε την επιφάνεια στερέωσης της βάσης της πρόσθεσης με οξείδιο του αργιλίου (50–100 μμ, σε πίεση 1–2 bar). Χρησιμοποιήστε εξτριλογικό αναρρόφητης για τη δημιουργούμενη σκόνη.

Απομακρύνετε προεπικά τα υπολειμματα του υλικού αμοιβολής με σε λουτρό υπερήχων, με ατμοκαθαριστή ή με πεπισμένο αέρα. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αντιστοίχεις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Υπόδειξη: Λαβέτε υπόψη περιεπέμπτων πληροφορίες του κατασκευαστή για την προετεργασία της βάσης της πρόσθεσης!

Στερέωση:

1. Εφαρμογή του ενεργοποιητή

Τοποθετήστε λίγες σταγόνες **CediTEC Primer** σε μια παλέτα ανάμειξης και απλώστε το με περιλαμβάνοντα στη συσκευασία πινέλο εφαρμογής Easy Brush στις θέσεις που πρόκειται να συγκολλήσουν. Η φάιλ θα κλείνεται αμέσως μετά τη χρήση.

Τεχνητά δόντια

Απλώστε τον ενεργοποιητή στην επιφάνεια συγκόλλησης των δοντιών και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα για 30 σ.

Βάση πρόσθεσης

Απλώστε τον ενεργοποιητή σε μεγάλη επιφάνεια στην επιφάνεια συγκόλλησης των κοιλότητων και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα για 30 σ.

2. Προετοιμασία της φύσιγγας:

Τοποθετήστε τη φύσιγγα **CediTEC Adhesive** στον διανεμητή **VOCO** (ύπουλο 2) ή σε ένα κατασκευαστικό όμιο πιστόλι ανάμειξης με κατάλληλο έμβολο. Για τεχνητούς λόγων, ενδέχεται πριν από την πώτη χρήση να υπάρχουν μικρές διαφορές στο επίπεδο πλήρωσης μετανά των δύο θαλαμών της σύριγγας.

Για το λόγο αυτού, αφαιρέστε το καπάκι της φύσιγγας και εκπιέστε υλικό, μέρι με βγαίνεις ουσιούφωνα και από τα δύο στόμια. Στη συνέχεια ποτοπέτηστε το προστόμιο ανάμειξης (ύπουλο 20) και ασφαλίστε το περιστρέφοντας κατά 90°. Ενεργοποιήστε τον ροχόλ αρβίτη, το υλικό εκπιέζεται και αναμιγνύεται αυτόματα στη σωστή αναλογία.

Φυλάσσετε το **CediTEC Adhesive** με ποτοπέτηση το αρχικό στρεβόμενο πάιμα, προκειμένου να αποφεύγετε το στέγνωμα των παστών.

3. Εφαρμογή του **CediTEC Adhesive**

Εφαρμόστε το **CediTEC Adhesive** απευθείας στις οδοντικές κοιλότητες και στα μεμονωμένα δόντια / και τημάτων δοντιών. Η πορότητα του υλικού στερέωσης εξαρτάται από το μέγεθος των κοιλότητων.

Η αδρή περίσταση θα πρέπει να αφαιρέστε με κατάλληλο εργαλείο αμέσως μετά την ποτοπέτηση των τεχνητών δοντιών. Η λεπτή περίσταση μπορεί να αφαιρέσεται μετά τον πολυμερισμό με διαμόρφωτα τελεόματα ή συμπύκτων δίσκους στιβάνων.

Υπόδειξη: Ο χρόνος κατεργασίας μετά την εφαρμογή είναι 4 λεπτά (στους 23 °C).

4. Πολυμερισμός στα αυτόκαυτα

Για την επίτευγμα βελτιστούσα σύνδεσης, ο πολυμερισμός πρέπει να πραγματοποιηθεί σε αυτόκαυτο αμέσως μετά την ποτοπέτηση των δοντιών και την απομάκρυνση της περίστασης.

Χρόνος πολυμερισμού: 15 λεπτά

Θερμοκρασία νερού: 50 °C

Πίεση: 2–6 bar

Υποδείξεις/προφυσλάξεις:

Οι υποδείξεις ή/και οι συμβουλές μας δεν σας απαλλάσσουν από την ευθύνη να ελέγχετε την καταλληλότητα των παρασκευασμάτων που σας προμηθεύουμε για τη συκολλητική εφαρμογή.

– Φυλάσσετε τη φύλα ενεργοποιητή πάντοτε καλά κλειστή.

– Αποφεύγετε την επαγγή του ενεργοποιητή με το δέρμα. Ξεπλύνετε ενδελεχώς τις θέσεις επαγγής με νερό και ασπόνδυλο.

– Σε περίπτωση επαγγής με τα μάτια, πλύνετε τα καλά με άφθονο νερό και ζητήστε από την ιατροκαθαριστική συμβούλη.

– Τα εγγυμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορούν να επιτευχθούν μόνον όταν χρησιμοποιείτε τα παρεχόμενα γνήσια ρύγχη αναμείξη, τα οποία διατίθενται και παρελκόμενα.

Οδηγίες φύλαξης και εφαρμογής:

Φύλαξη στους 4 °C–23 °C. Σε περίπτωση φύλαξης στο ψυγείο, φέρνετε το υλικό πριν από τη χρήση σε θερμοκρασία δομάτων. Μη φύλασσετε το προϊόν σε άμεσο φως ή ηλιακή ακτινοβολία. Μην το χρησιμοποιείτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης.

Απόρριψη: Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.

Υποχρέωση δήλωσης:

Σοβαρά περιστατικά όπως ο θάνατος, η παροδική ή μόνιμη, σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης υγείας ενός ασθενούς, χρήση ή άλλων προσώπων και ένας σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, που συνέβησαν ή θα μπορούν να συμβούν σε συνάρτηση με την **CediTEC**, θα πρέπει να αναφέρονται στην VOCO GmbH και στην αρμόδια αρχή.

Productbeschrijving:

CediTEC is een bevestigingsmateriaalsysteem voor definitieve bevestiging van prothesetanden op basis van methacrylaat in prothesebases op basis van methacrylaat. Met de **CediTEC Adhesive**-patroon wordt de pasta automatisch gemengd zonder fouteen of luchtbelletten. Het systeem bestaat uit de **CediTEC Adhesive** (patroon) en de **CediTEC Primer**.

Kleur:

roze

Indicaties:

- Bevestiging van op maat gemaakte prothesetanden en met CAD/CAM vervaardigde afzonderlijke tanden en segmenten in met CAD/CAM vervaardigde prothesebases
- Bevestiging van een prothesetand in het kader van een reparatie of aanvulling

Contra-indicaties:

- **CediTEC** bevat in de patroon methacrylaten, benzoylperoxide en butylhydroxytoluen, en in de primer methacrylaten en acetone. Bij bekende overgevoeligheid (allergie) voor deze bestanddelen van **CediTEC** moet van het gebruik worden afgezien.
- Bevestiging van keramiektanden

Patiëntendoeleind:

CediTEC kan voor alle patiënten zonder beperking ten aanzien van leeftijd of geslacht worden gebruikt.

Prestatie-eigenschappen:

De prestatie-eigenschappen van het hulpmiddel voldoen aan de eisen van het beoogde doel en de geldende productnormen.

Gebruiker:

CediTEC wordt toegepast door professioneel in de tandheelkunde opgeleide gebruikers.

Toepassing:

Voorbereiding:

Controle van de pasvorm:

Controleer of de prothesetanden in de prothesebasis passen voordat u ze vastlijmt.

Voorbereiding van de prothesetanden:

Voor een optimale hechting moet het bevestigingsvlak van de prothesetanden met aluminiumoxide (50 – 110 μm, bij 1 - 2 bar) worden geografraald. Gebruik een afzuiginstallatie tegen de stofvorming.

Verwijder straalmidelresten zorgvuldig met een ultrasoon bad, stoomreiniger of perslucht. Er dient goed nota te worden genomen van de gebruiksaanwijzingen van de fabrikanten.

Aanwijzing: Neem overige informatie van de fabrikant over voorbereiding van de prothesetanden in acht!

Voorbereiding van de prothesebasis:

Voor een optimale hechting moet het bevestigingsvlak van de prothesebasis met aluminiumoxide (50 – 110 μm, bij 1 - 2 bar) worden geografraald. Gebruik een afzuiginstallatie tegen de stofvorming.

Verwijder straalmidelresten zorgvuldig met een ultrasoon bad, stoomreiniger of perslucht. Er dient goed nota te worden genomen van de gebruiksaanwijzingen van de fabrikanten.

Aanwijzing: Neem overige informatie van de fabrikant over voorbereiding van de prothesebasis in acht!

Bevestiging:

1. Aanbrengen van de primer

Doe enkele druppels **CediTEC Primer** op een mengpalet en breng dit met het meegeleverde Easy Brush-penseel aan op de plaatsen voor de hechting. De fles moet na gebruik onmiddellijk weer worden gesloten.

Prothesetanden

Breng primer aan op de lijmvlakken van de tanden en laat deze 30 seconden aan de lucht drogen.

Prothebase

Breng ruimschoots primer aan op de lijmvlakken van de caviteiten en laat deze 30 seconden aan de lucht drogen.

2. Voorbereiding van de patroon

Plaats een **CediTEC Adhesive**-patroon in de **VOCO-Dispenser** (type 2) of een mengpistool met een compatibele constructie en een passende kolf. Het is technisch mogelijk dat er geringe verschillen in vulhoeveelheid zijn tussen de beide patroonkokers.

Knijp daarnaar om het verwijderen van de dop van het materiaal zo lang eruit totdat u beide uitstroombewerkingen gelijktijdig materiaal komt. Breng vervolgens de mengcanule (type 20) aan en vergrendel deze door de canule 90° te draaien. Bedien de handgreep om het materiaal naar buiten te drukken en daarbij automatisch in de goede verhouding te mengen.

Breng **CediTEC Adhesive** op met de originele draaivergrendeling op het pistool om te voorkomen dat de pasta uitdroogt.

3. Applicatie van **CediTEC Adhesive**

Breng **CediTEC Adhesive** in de tandcaviteiten en plaats de afzonderlijke tanden en/of tandsegmenten onmiddellijk. De hoeveelheid bevestigingsmateriaal is afhankelijk van de grootte van de caviteiten.

Grote hoeveelheden overvloedig materiaal moeten direct na het plaatsen van de prothesetanden met een geschikt instrument worden verwijderd.

Na de polymerisatie kunnen kleine hoeveelheden overvloedig materiaal met polijstdiamant van flexibele polijstschijven worden verwijderd.

Aanwijzingen voor verwijdering van overvloedig materiaal:

Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de verplichting om door ons geleverde preparaten te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing.

– Sluit de fles met primer altijd goed af wanneer u deze bewaart.

– Vermijd huidcontact met de primer. Was plaatjes die in contact zijn geweest grondig met water en zeep.

– Spoel na contact met de ogen grondig met veel water en raadpleeg een arts.

– De gegarandeerde producteigenschappen kunnen alleen worden bereikt bij gebruik van de bijgeleverde originele mengtips, deze zijn ook als toebehoren verkrijgbaar.

Aanwijzingen voor opslag en gebruik:

Bewaren bij 4 °C – 23 °C. Breng bij bewaren in de koelkast het materiaal voor gebruik op kamertemperatuur. Bewaar het product niet bij directe zonlicht. Gebruik het product niet meer nadat de vervaldatum is verstreken.

Afvoer:

Afvoer van het hulpmiddel volgens de lokale officiële voorschriften.

Meldingsplicht:

Erfstige incidenten zoals overlijden, tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere personen en een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, die in samenhang met **CediTEC** zijn opgetreden of hadden kunnen optreden, moeten aan VOCO GmbH en de verantwoordelijke autoriteiten worden gemeld.

Produktbeschrijving:

CediTEC er et fastgørelsesmaterialesystem til den definitive fastgørelse af prothesetanden i methacrylatbaserede protesebasér. Med **CediTEC** Adhesive-magasinet blænde pasten på automatiske fejl- og boglefri. Systemet består af **CediTEC Adhesive** (magasin) og **CediTEC Primer**.

Farve:

rosa

Indikationer:

- Fastgørelse af færdige protesebasér og CAD/CAM-fremstillede enkelteänder og segmenter

Tuotekuvaus:

CediTEC -kiinneysmateriaalijärjestelmä on tarkoitettu metakrylaattipohjaisten hammasproteesien lopulliseen kiinnitykseen metakrylaattipohjaisiin proteesipohjiin. CediTEC Adhesive -sidosaineepatrullaun avulla tähän sekoitetaan automaattisesti virheettomasti ja ilman ilmakuolia. Järjestelmä koostuu CediTEC Adhesive -sidosaineesta (patruuna) ja CediTEC Primer -primeristä.

Väri:
vaaleanpunainen

Käytöaotheet:

- Valmiiden hammasproteesien sekä CAD/CAM:n avulla valmistettujen yhden hampaan proteesi ja osaproteesien kiinnitys CAD/CAM:n avulla valmistettuihin proteesipohjiin
- Hammasproteesin kiinnitys korjaus- tai täydenystoimenpiteessä

Vasta-aheet:

- CediTEC sisältää metakrylaattia, bentsoyliperoksidia, butylhydroksitolueenia (patruuna), metakrylaattia, asetonia (primer). CediTEC-tuotetta ei pitäisi käyttää, mikäli on todettuja yliherkkyyksiä (allergioita) kyseisille ainesosille.
- Keraamisten hampaiden kiinnittämisen

Potilashohderyhmä:

CediTEC-tuotetta voidaan käyttää kaikilla potilailla ilman ikääntä tai sukupuoleen liittyviä rajoituksia.

Suorituskyky:

Tuotteen suorituskyky on käyttötarkoituksen edellyttämien vaatimusten ja asianomaisten laitennormien mukaisista.

Käyttäjät:

CediTEC-tuotetta hammaslääketieteellisen ammattikoulutuksen saaneet käyttäjät.

Käytötapa:

Valmistelu:

Sopivuuden tarkastus:

Tarkista hammasproteesien sopivuus proteesipohjaan ennen sidostamista.

Hammasproteesien valmisteluminen:

Optimaalisen sidoksen varmistamiseksi puhalla hammasproteesien kiinnityspinta alumiinioksidilla (50–110 µm) 1–2 barin paineella. Poista muodostunut pöly asianmukaella ilmataiteella.

Poista puhallusjäämät huolellisesti ultraäänihaueteessa, höyrypesurilla tai paineilmalla. Valmistajan toimittamia käyttöohjeita on noudatettava.

Huomautus: Noudata valmistajan antamia hammasproteesien esikäsittelyä koskevia lisätietoja!

Proteesipohjan valmisteluminen:

Optimaalisen sidoksen varmistamiseksi puhalla proteesipohjan kiinnityspinta alumiinioksidilla (50–110 µm) 1–2 barin paineella. Poista muodostunut pöly asianmukaella ilmataiteella.

Poista puhallusjäämät huolellisesti ultraäänihaueteessa, höyrypesurilla tai paineilmalla. Valmistajan toimittamia käyttöohjeita on noudatettava.

Huomautus: Noudata valmistajan antamia proteesipohjen esikäsittelyä koskevia lisätietoja!

Kiinnitys:

1. Primerin levittäminen

Annostele muuttama pisara CediTEC Primer -primeriä sekoitusulastalle ja levitä se oheisella Easy Brush -applikointisiveltimellä sidostettävän kohtiin. Pullo on suljettava heti käytön jälkeen.

Hammasproteesit

Levitä primeria hampaiden kiinnityspintaan ja anna kuivua ilman vaikutuksesta 30 sekuntia.

Proteesipohja

Levitä primeria laajalle alueelle kaviteettien kiinnityspintaan ja anna kuivua ilman vaikutuksesta 30 sekuntia.

2. Patruunan valmisteluminen

Aseta CediTEC Adhesive -patruuna VOCO-annostelijaan (tyyppi 2) tai muuhun samanlaiseen ja sopivaltaan määrällä varustettavaan sekoituspistooliin. Teknisistä syistä molempein patruunakumoiiden täytötoistot voivat vaihdella hieman.

Poista sen vuoksi patruunun korkki ja pursta materiaalia ulos, kunnes materiaalia pursoittauissa kummastakin kammiosta tasaisesti ja yhtä paljon. Aseta sen jälkeen sekoituskärki (tyyppi 20) paikalleen ja lukitse kääntämällä 90°. Materiaalia pursoitetaan painamalla kahvipuuna, jolloin materiaali sekoituu automaattisesti oikeassa sekoitusyhteenkuussa.

Säilytä CediTEC Adhesive -sidosainetta alkuperäisellä karkilla suljetussa pullossa, jotta tähän ei pääse kuivumaan.

3. CediTEC Adhesive -sidosaineen applikointi

Applikoili CediTEC Adhesive -sidosainetta hammaskaviteeteihin, ja aseta yhden hampaan proteesit ja/tai osaproteesit suoraan paikalleen. Kiinnitysmateriaalin määra riippuu kaviteettien koosta.

Ruusata ylimäärätä poistettavaa sopivalla instrumentilla heti hammasproteesien asettamisen jälkeen. Vähäiset ylimäärät voidaan poistaa kovettumisen jälkeen viimeistelymittaille tai joustavilla kiihottulaiskailoilla.

Huomautus: Työskentelyalyka applikaation jälkeen on 4 minuuttia (23 °C:n lämpötilassa).

4. Kovettuminen paineastiassa

Optimaalinen sidostuminen takaamiseksi on kovettuminen tehtävä paineastiassa heti hampaiden asettamisen ja ylimääräisen poistamisen jälkeen.

Kovettumisaika: 15 minuuttia

Veden lämpötila: 50 °C

Paine: 2–6 bar

Huomautukset/varotoimenpiteet:

Anttamarme tiedot tai neuvoit eivät vapauta käyttää velvollisuudesta arvioida toimittamme tuotteiden soveltuvuutta aiottuun käyttöön.

– Säilytä primeripullo aina tiivisesti suljettuna.
– Vältä primerin joutumista iholle. Puhdistä kosketuskohdat huolellisesti vedellä ja saippualla.

– Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele huolellisesti vedellä ja hakeudu silmälääkärin. Parhaan tuloksen saa käytämisellä mukana toimitettuja alkuperäisiä sekoituskärkiä, joita voi tilata myös erikseen.

Säilytys- ja käyttöohjeita:

Säilytys 4–23 °C:n lämpötilassa. Jääkaapissa säilytetyn materiaalin on annettava lämmetä huonelämpötilaan ennen käyttöä. Tuotetta ei saa säilyttää suoralle valolle tai aurinkovalolle altistettuna. Ainetta ei saa säilyttää viimeisen käytöpäivämäärän jälkeen.

Hävittäminen:

Hävitä tuote paikallisten viranomaismäärysten mukaisesti.

Ilmoitusvelvollisuus:

Vakavista vaaratilanteista, kuten kuolema, potilaan, käyttäjän tai muiden henkilöiden terveydentilan ohimenevä tai pysyvä vakava heikkeneminen, ja vakava vaara julkiselle terveydelle, joita ilmenee tai olisi voinut ilmetä CediTEC käytössä, on ilmoitettava VOCO GmbH:lle sekä asiasta vastaavalle viranomaiselle.

Produktbeskrivelse:

CediTEC er et festematerialsystem for permanent feste av metakrylatbaserete protesetinner i metakrylatbaserte protesebaser. Med CediTEC Adhesive-patronen blandas pastaen automatisk uten fel og bobler. Systemet består av CediTEC Adhesive (patron) og CediTEC Primer.

Farge:

rosa

Indikasjoner:

- Festing av konfeksjonerte protesetinner og CAD/CAM-produksjonsprotesebaser med segmenter i CAD/CAM-produksjonsprotesebaser
- Festing av protesetinner i forbundelse med en reparasjon eller en restaurering

Kontraindikasjoner:

- CediTEC inneholder metakrylat, benzoylperoksid, butylhydroksitoluo (patron), og metakrylat, aceton (primer). CediTEC må ikke brukes ved kjent overføringstiltighet (allergier) overfor innholdsstoffene.
- Festing av keramikkstener

Pasientmålgruppe:

CediTEC kan brukes hos alle pasienter uten begrensninger med tanke på alder eller kjønn.

Egenskaper:

Produkts egenskaper samsvarer med kravene til den tiltenkte bruken og relevante produktstandarder.

Bruker:

CediTEC skal brukes av profesjonelle brukere med odontologisk utdanning.

Anvendelse:

Klargjøring:

Kontroll på pasning:

Før innbringning må du kontrollere pasningen av protesetinnerne i protesebasen.

Klargjøring av protesetinnene:

Før en optimal festeforbindelse må festefletten til protesetinnene sandblåses med aluminiumoxid (50–110 µm, 1–2 bar). Bruk en oppsugningsinnretning mot eventuelt stov som oppstår.

Rester fra sandblåsingene må fjernes noye ved hjelp av et ultralydbad, en dampvasker eller trykkluft. Ta hensyn til bruksanvisningene fra de gjeldende produsentene.

Merknad: Ta hensyn til all annen tilleggsinformasjon fra produsentene med hensyn til klargjøring av protesetinnene!

Klargjøring av protesebasen:

Før en optimal festeforbindelse må festefletten til protesebasen sandblåses med aluminiumoxid (50–110 µm, 1–2 bar). Bruk en oppsugningsinnretning mot eventuelt stov som oppstår.

Rester fra sandblåsingene må fjernes noye ved hjelp av et ultralydbad, en dampvasker eller trykkluft. Ta hensyn til bruksanvisningene fra de gjeldende produsentene.

Merknad: Ta hensyn til all annen tilleggsinformasjon fra produsentene med hensyn til klargjøring av protesebasen!

Feste:

1. Färgning av primern

Drypp et par dräper av CediTEC Primer på en blandepalett, och påför primern på stedet som ska limes ned vid hjälpen av den vedlagda Easy Brush-penseln. Flaskan måste lukkas om det är längre än 10 minuter.

Protesetinner

Påför primeren på limoverflaten till tennene, och la den lufttorka i 30 sekunder.

Protesebase

Påför primeren bredt över limoverflaten till kavitetene, och la den lufttorka i 30 sekunder.

2. Klargjøring av patronen

Sett CediTEC Adhesive-patronen i VOCO-dispenser-en (type 2) eller en blandepistol med lignende konstruksjon og passende kolbe. Av tekniske årsaker kan det oppstå små forskjeller i påfyllningsnivå mellom patronkamrene.

Det er derfor viktig at man fjerner patronhatten og presser ut materiale intill det flyter lett fra begge åpningene. Dette må du sette på blandingskanalen (type 20) og læse den på plass ved å dreie den 90°. Materialelet presses ut og blandes automatisk med riktig forhold ved at du bruker håndtaket.

Oppbevar CediTEC Adhesive med den originales skruhetten på for å hindre at pastaen tørker ut.

3. Färgning av CediTEC Adhesive

Påför CediTEC Adhesive i tannkavitetene, och sett inn enkelttennene och/eller tannsegmentene direkte. Mengden festemateriale är avhängig av storleken på kavitetene.

Stora överskuddar bör fjernes rett etter innsetting av protesetinnene ved hjälp av ett egen instrument. Efter polymerisering kan små överskuddar fjernes med en diamslips eller en fleksibel polarisingskvive.

Merknad: Bearbeidningstiden efter applikasjon er 4 minutter (vid 23 °C)

4. Polymerisering i trykkhodet

För att få en optimal bonding må polymeriseringen utföras i trykkhoden rett efter innsetting av tennene eller fjerningen av överskudd.

Polymeriseringstid: 15 minuter

Vanntemperatur: 50 °C

Tryck: 2–6 bar

Merknader/sikkerhetstillstånd:

Våre merknader/eller rådar fråt deg ikke fra å kontrollere om produktene som leveres av oss, er egnet til det tiltenkte formålet.

– Oppbevar primerflasken alltid godt lukket.

– Unngå hudkontakt med primeren. Berørte steder på huden må vaskes grundig med vann og såpe.

– Ved øyekontakt må du skylla godt med vann och oppsöke en øyelege.

– De garanterade produktekspenserna kan kun oppnås ved bruk av de medfølgende originale blandningsspissene, som også er tilgjengelig som tilbehør.

Oppvergings- og bruksinformasjon:

Lagring ved 4–23 °C. Ved lagring i kjøleskap må materialet anta romtemperatur før bruk. Produktet må ikke lagres i direkte lys eller sollys. Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen.

Kassering:

Produktet må avfallsbehandles i henhold til lokale forskrifter.

Meldelikt:

Alvorlige tilfeller som dödsfall, midlertidig eller permanent alvorlig forringelse av helsen til patienten, brukeren eller andre personer og en alvorlig folkehelseproblem som oppstår eller kunne ha oppstått i forbindelse med bruk av CediTEC, må rapporteres til VOCO GmbH og de ansvarlige myndighetene.

Produktbeskrivning:

CediTEC är ett fastmaterialsystem för permanent feste av metakrylatbaserade protesetinner i metakrylatbaserade protesbaser. Med CediTEC Adhesive-patronen blandas pastaen automatiskt fel- och bubbelfritt. Systemet består av CediTEC Adhesive (patron) och CediTEC Primer.

Färg:

Rosa

Indikationer:

- Fästning av konfeksionerade protesetinner och CAD/CAM-tillverkade protesbaser tänder och segment i CAD/CAM-tillverkade protesbaser
- Fästning av proteständer inom ramen för reparation eller utökningar

Kontraindikationer:

- CediTEC innehåller metakrylat, bensoylperoxid, butylhydroxitoluo (patron), metakrylat, aceton (primer). Vid känd överkänslighet (allergi) mot något av innehållet ska CediTEC inte användas.
- Infästning av keramiska tänder

Patientmålgrupp:

CediTEC kan användas för alla patienter utan begränsning avseende ålder eller kön.

Prestandaegenskaper:

Produkten prestandaegenskaper motsvarar kraven enligt dess avsedda ändamål samt gällande produktstandarder.

Användare:

Användningen av CediTEC utförs av användare med professionell utbildning inom tandmedicin.

Användning:

Förberedelse:

Kontroll på passform:

Kontrollera proteständernas passform i protesbasen innan limningen.

Förbereda proteständerna:

För en optimal förbindelse ska proteständernas fästyta blästras med aluminiumoxid (50–110 µm, 1–2 bar). Använd en uppussningsanläggning för dammet som bildas. Avlägsna omsorgsfullt rester av blästermedel med hjälp av ultraljudsbad, ängrengörare eller trykkluft. Observera tillverkarnas bruksanvisningar.

Obs: Observera övrig information från tillverkarna rörande förbehandling av proteständerna!

Förbereda protesbasen:

För en optimal förbindelse ska protesbasens fästyta blästras med aluminiumoxid (50–110 µm, 1–2 bar). Använd en uppussningsanläggning för dammet som bildas. Avlägsna omsorgsfullt rester av blästermedel med hjälp av ultraljudsbad, ängrengörare eller trykkluft. Observera tillverkarnas bruksanvisningar.

Protessättar:

Aplicera primer på tändernas limyta och låt lufttorka i 30 sekunder.

Protessättar:

Aplicera över kaviteraternas hela limyta och låt lufttorka i 30 sekunder.

2. Förbereda patronen

Sätt in CediTEC Adhesive-patronen i VOCO-dispenser-en (typ 2) eller en likvärdig blandningspistol med passande kolvlar. Av tekniska skäl kan små skillnader föreligga mellan de båda patronkamrarna i fråga om fyllnadsnivå.

Därför bör man börja med att ta bort patronhatten och pressa ut material ur båda kamrarna tills lika stora mängder kommer ur båda öppningarna. Sätt därefter på blandningspistolen (typ 20) och läs den genom att vrida den 90°. När man trycker in spaken trycks materialet ut och blandas därför automatiskt i rätt förhållande.

Förvara CediTEC Adhesive med original-vridlocket på för att förhindra att pastorna törkar ut.

3. Aplicering av CediTEC Adhesive

Aplicera CediTEC Adhesive i tandkaviteterna och sätt in enskilda tänder och/eller tandsegment direkt. Mångden fastmaterial beror på storleken på kaviteterna. Stora överskott ska avlägsnas med ett lämpligt instrument direkt efter att proteständerna har satts in. Efter polymerisering kan mindre överskott avlägsnas med mindre originalblandningssparsarna, som även finns tillgängliga som tillbehör.

Obs: Bearbetningstiden från appliqueringen ligger på 4 minuter (vid 23 °C)

4. Polymerisering i tryckkärl

För att förbindelsen ska vidhäfta optimalt måste polymeriseringen ske i tryckkärllet direkt efter att tänderna har satts in resp. efter att överskottet har avlägsnats.

Polymeriseringstid: 15 minuter

Vanntemperatur: 50 °C

Tryck: 2–6 bar

Information/försiktighetsåtgärder:

Våra anvisningar och/eller vår rådgivning befriar dig inte från att kontrollera de av oss levererade preparaten avseende deras lämplighet för den avsedda användningen.

– Förvara alltid primerflaskan väl tillsluten.

– Undvik hudkontakt med primer. Tvätta av kontaktställen noga med vatten och tvål.

– Vid ögonkontakt: skölj noga med vatten och uppsök ögonläkare.

– De utlovade produktekspenserna kan endast uppnås vid användning av de medföljande originalblandningssparsarna, som även finns tillgängliga som tillbehör.

Anvisningar för förvaring och användning:

Förvaring vid 4 °C–23 °C. Vid förvaring i kylskåp ska materialet värmas upp till rumstemperatur innan användning. Förvara inte produkten i direkt ljus eller solstrålning. Använd inte efter utgångsdatum.

Avfallshantering:

Produkten ska avfallshanteras enligt föreskrifter från lokala myndigheter.

Rapporteringsskyldighet:

Allvarliga tillstånd som dödsfall, tillfällig eller permanent bestående försämring av helsen till patienten, brukeren eller andra personer hälsotsitständ samt allvarlig fara för folkhälsan, som uppkommer eller skulle ha kunnat uppkomma i samband med CediTEC ska rapporteras till VOCO GmbH samt till ansvarig myndighet.

Last revised: 2024-01

VOCO GmbH

Anton-Flettner-Str. 1-3

27472 Cuxhaven

Germany

Phone +49 (4721) 719-0

Fax +49 (4721) 719-

**HU Használati utasítás
MD EU Orvostechnikai eszköz**
Terhéteklérás:

A CediTEC egy, a metakrilát alapú protézislapokon lévő protézisfogak végének rögzítéséhez való rögzítőanyag-rendszer. A CediTEC Adhesive ragasztóanyag-kartussal a paszta automatikusan hibamentesen és buborékkel nélkül összekeverhető. A rendszer a CediTEC Adhesive (ragasztóanyag-kartus) és a CediTEC Primer alapozó összetevőkből áll.

Szin:
rózsaszín**Javallatok:**

- A hagyományos protézisfogak és a CAD/CAM rendszerekkel készült önálló fogak és hidak rögzítéséhez a CAD/CAM rendszerekkel készült protézislapra
- A protézisfogak rögzítéséhez javítás vagy pótlás során

Ellenjavallatok:

- A CediTEC kartus metakrilátos, benzol-iperoxidos, butil-hidroxi-toluol-, a Primer alapozó pedig metakrilátos és acetont tartalmaz. Bármiel ezen összetevőjével szembeni ismert túlerzékenység (allergia) esetén a CediTEC nem használható fel.
- Kerámiatagok rögzítése

Beteg célcsoport:

A CediTEC minden beteg esetében korra és nemre vonatkozó megkötések nélkül alkalmazható.

Teljesítmény jellemzők:

A termék teljesítmény jellemzői megfelelnek a rendeltetés szerinti követelményeknek és a vonatkozó termékszabványoknak.

Felhasználók:

A CediTEC csak szakképzett fogászati személyzet használhatja.

Felhasználás:**Előkészítés:****A illesztés ellenőrzése:**

A beragasztás előtt ellenőrizze a protézisfogak illeszkedését a protézislapon. A protézisfogok előkészítéséhez:

A protézisfog optimális tapadásához a rögzítési felületet érdesítse alumínium-oxiddal (50–110 µm, 1–2 bar nyomással). A fellépő porképződés ellen alkalmazzon elszívőberendezést.

A szörödött forgácsanyagot alaposan el kell távolítani ultrahangos tisztítóberendezéssel, göztisztítóval vagy sűrített levegő használataival. Vegye figyelembe a gyártó vonatkozó használati utasításait.

Megjegyzés: Olvassa el a gyártó további információt a protézisfogak előkezelésére vonatkozóan!

A protézislap előkészítése:

A protézislap optimális tapadásához a rögzítési felületet érdesítse alumínium-oxiddal (50–110 µm, 1–2 bar nyomással). A fellépő porképződés ellen alkalmazzon elszívőberendezést.

A szörödött forgácsanyagot alaposan el kell távolítani ultrahangos tisztítóberendezéssel, göztisztítóval vagy sűrített levegő használataival. Vegye figyelembe a gyártó vonatkozó használati utasításait.

Megjegyzés: Olvassa el a gyártó további információt a protézislap előkezelésére vonatkozóan!

Rögzítés:**1. A Primer alapozó felvitelle**

Csereppenten néhány cseppept a CediTEC Primer alapozóból egy keverőlapra és vigye fel a melékkelt Easy Brush applikálócsettel a ragasztandó pontokra. A palackot használat után azonnal zárja le.

Protézisfogak

Vigye fel a Primer alapozót a fogak ragasztandó felületére és hagyja 30 másodpercig a levegőn száradni.

Protézislap

Bőségesen vigye fel a Primer alapozót az üregekbe és hagyja 30 másodpercig a levegőn száradni.

2. A kartus előkészítése

Helyezze a CediTEC Adhesive ragasztókartust a VOCO-Dispenser adagolóba (2-es típus) vagy azzal azonos kialakítású és dugattyújú keverőpistolyba. Technikai okokból előfordulhat, hogy a kartuskamrák töltési színje enyhé eltérést mutat.

Ebben az esetben távolítsa el a kartussapkákat, és a dugattyú segítségével addig prérselej az anyagot, míg az mindenkorral törlik a dugattyút. Végül helyezze fel a keverőcsőrököt (20-as típus) és ütközésig fordítja el 90°-kal. A fogantyúk használatával nyomhatja ki az anyagot, amelyet ezáltal az eszköz automatikusan a megfelelő arányokban kever ki.

Annak érdekében, hogy a paszta ne száradjan ki, a CediTEC Adhesive ragasztót az eredetileg felhelyezett vedőzárral tárolja.

3. A CediTEC Adhesive ragasztó alkalmazása

Vigyen fel CediTEC Adhesive ragasztót a fogire, majd közvetlenül helyezze rá az önálló fogat vagy hidat. A rögzítőanyag mennyisége a fogire nagyságától függ. A felesleges közvetlenül a protézisfogak beragasztását követően egy arra alkalmas eszközzel a két fél távolítani. A polimerizáció után a felesleges gyémántfűrészvel vagy rugalmas polírozó koronggal kell eltávolítani.

Megjegyzés: A megmunkálási idő az alkalmazástól számítva 4 perc (23 °C-on).

4. Polimerizálás/polimerizációs készülékek

Az optimális tapadás eléréséhez a polimerizációs közvetlenül a fogak beragasztását vagy a felesleges ragasztóanyag mennyiségeinek eltávolítását követően kell történnie egy polimerizációs készüléken.

Polimerizációs idő: 15 perc

Vízhőmélységet: 50 °C

Nyomás: 2–6 bar

Megjegyzések/öntvélezkedések:

Megjegyzések: És/vagy tanácsaink nem mentesítik Önt az alól, hogy ellenőrizze az általunk szállított készítményeknek a szándékolt alkalmazási célakra való megfelelőséget.

- Az alapozó palackját mindenkorral lezárná kell tárolni.

- Kerülje az alapozó bőrrel való érintkezést. Az érintkezési felületeket vízzel és szappannal alaposan lemosa.

- Szembe kerülés esetén alaposan öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz.

- Az ígytermékelmezők csak a szállításhoz mellékelt és tartozékként is kapható edeteli keverőkánnal használhatával érhetők el.

Tárolási és alkalmazási utasítások:

4–23 °C között tárolandó. Hűtőszekrényben való tárolás esetén a használat előtt várja meg, amíg az anyag szobahőmérsékletre melegszik. A termékkel tilos közvetlen fények vagy napsugárzásnak kitett helyen tárolni. Lejárat idő után ne használja fel.

Ártalmatlanítás:

A termék ártalmatlanítása a helyi hatósági előírások szerint történik.

Jelentési kötelezettség:

A CediTEC alkalmazásával kapcsolatos olyan, ténylegesen vagy esetlegesen felmerülő súlyos eseményeket, mint a beteg, a felhasználó vagy más személyek halála vagy egészségi állapotának idegenlens vagy tartósan súlyos romlása, illetve a súlyos közigazgatási veszély, be kell jelenteni a VOCO GmbH és az illetékes hatóság számára.

Opis produktu:

CediTEC to system materiałów mocujących do ostatecznego osadzania metakrylanowych zębów sztucznych w płytach protezy z metakrylanu. Kartusz produktu CediTEC Adhesive umożliwia automatyczne, bezbłędne mieszanie pasty bez jej napowietrzania. System składa się z produktów CediTEC Adhesive (kartusz) oraz CediTEC Primer.

Dostępne odcięcie:
różowy**Wskazania:**

- Osadzanie gotowych zębów sztucznych oraz zębów pojedynczych i segmentów zębów sztucznych wykonanych techniką CAD/CAM w płytach protezy wykonanych techniką CAD/CAM
- Mocowanie zębów sztucznych w protezie w ramach naprawy lub uzupełnienia

Przeciwwskazania:

- CediTEC zawiera metakrylan, nadtnienek benzoilu, butylowany hydroksytoluolem (kartusz), metakrylan, aceton (primer). W przypadku rozpoznanej nadwrażliwości (alergii) na składnik CediTEC należy zrezygnować z zastosowania produktu.
- Mocowanie zębów sztucznych w protezie w ramach naprawy lub uzupełnienia

Właściwości:

- Właściwości produktu odpowiadają wymogom wynikającym z jego przeznaczenia oraz obowiązujących norm produkcyjnych.
- CediTEC jest przeznaczony do stosowania przez użytkownika profesjonalnego posiadającego wykształcenie stomatologiczne.

Zastosowanie:**Przygotowanie:****Kontrola dopasowania:**

Przed klejeniem należy skontrolować dopasowanie zębów sztucznych w płycie protezy.

Przygotowanie zębów sztucznych:

Celem uzyskania optymalnej siły wiązania, powierzchnię mocowania zębów sztucznych wypłaszczyć tlenkiem glinu (50–110 µm, pod ciśnieniem 1–2 bar). Z powodu pylenia należy stosować przy tym system odysiania pylu. Pozostałość materiału ściernego dokładnie usunąć za pomocą myjki ultradźwiękowej, parowej lub sprężonego powietrza. Przestrzegać odpowiednich instrukcji użycia udostępnionych przez producentów.

Wskazówka: Należy przestrzegać dodatkowych informacji producentów w zakresie przygotowania zębów sztucznych!**Przygotowanie płyty protezy:**

Celem uzyskania optymalnej siły wiązania, powierzchnię mocowania płyty protezy wypłaszczyć tlenkiem glinu (50–110 µm, pod ciśnieniem 1–2 bar). Z powodu pylienia należy stosować przy tym system odysiania pylu.

Zostanie połyku materiału ściernego dokładnie usunąć za pomocą myjki ultradźwiękowej, parowej lub sprężonego powietrza. Przestrzegać odpowiednich instrukcji użycia udostępnionych przez producentów.

Wskazówka: Należy przestrzegać dodatkowych informacji producentów w zakresie przygotowania płyty protezy!**Zamocowanie:****1. Aplikacja primer**

Nalożyc kilka kropel produktu CediTEC Primer na paletę do mieszania, a następnie nanieść produkt na klejone powierzchnie za pomocą dołączonego pędzelka Easy Brush. Po użyciu należy natychmiast zamknąć butelek.

Zęby sztuczne

Nanieść primer na powierzchnię klejenia zębów i pozostawić do samoczynnego wyschnięcia pod wpływem powietrza przez 30 s.

Podstawa protezy

Nanieść primer na powierzchnię klejenia dolów zębowych protezy i pozostawić do samoczynnego wyschnięcia pod wpływem powietrza przez 30 s.

2. Przygotowanie kartusza

Umieść kartusz produktu CediTEC Adhesive w dyspenserze VOCO (typu 2) lub pistolecie mieszącym o identycznej konstrukcji z pasującymi kolbami. Ze względu na technologię, poziom napelnienia poszczególnych komór kartusza może się nieznacznie różnić.

Dlatego też należy usunąć zamknięcie kartusza i wyciągnąć materiał do momentu, gdy ilość materiału uzykiwanego z obu komór będzie jednakowa. Zalożyc koriówkę mieszącą (typ 20) i zablokować ją poprzez przekreślenie o 90° zgodnie z ruchem wskazówk zegara. Po uciśnięciu dźwigni spustowej materiał zostaje wyciągnięty z kartusza i automatycznie zmieszaany we właściwej proporcji.

CediTEC Adhesive należy przechowywać z założoną oryginalną zakrętką, aby zapobiec wyschnięciu pasty.

3. Aplikacja CediTEC Adhesive

Zapakuj jako CediTEC Adhesive do dolów zębowych protezy i natychmiast osadzić pojedyncze zęby/oraz/lub segmenty zębów. Ilość materiału mocującego zależy od rozmiaru dolów zębowych protezy.

Większe nadmiary należy usunąć za pomocą odpowiedniego narzędzi bezpośrednio po osadzeniu zębów sztucznych. Po polimerizacji dolne nadmiary materiału można usuwać diamentami wykańczającymi lub elastycznymi krążkami do polerowania.

Wskazówka: Czas plastyczności materiału od chwili aplikacji wynosi 4 minut (w temp. 23 °C)

4. Polimerizacja w polimeryzatorze ciśnieniowym

W celu uzyskania optymalnego związania, polimerizacja musi być przeprowadzana w polimeryzatorze ciśnieniowym, bezpośrednio po osadzeniu sztucznych zębów lub usunięciu nadmiaru materiału.

Czas polimerizacji: 15 minut

Temperatura wody: 50 °C

Ciszenie: 2 - 6 bar

Informacje dodatkowe/środki ostrożności:

Udzielenie przez nas informacji oraz/lub porady nie zwalniają Państwa z obowiązku sprawdzenia przydatności dostarczonych przez nas preparatów do zamierzonych zastosowań.

- Unikaj kontaktu primeru ze skórą. Miejsca kontaktu dokładnie przemyć wodą i mydłem.

- W razie kontaktu z oczami, obficie przemyć oczy wodą i udać się do okulisty.

- Gwarantowane właściwości produktu można uzyskać tylko przy użyciu dostarczonych oryginalnych koriówek mieszących, które są również dostępne jako akcesoria.

Informacje dot. przechowywania i zastosowania:

Przechowywać w temperaturze 4 °C - 23 °C. Po przechowywaniu w lodówce, ogrzać materiał przed użyciem do temperatury pokojowej. Nie przechowywać produktu w miejscu bezpośrednio oświetlonym lub nasłonecznionym. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Utylizacja:

Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

Obowiązek zgłoszenia:

Wszelkie poważne incydenty, takie jak zgon pacjenta, czasowe lub trwałe poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby oraz poważne zagrożenie zdrowia publicznego, które wystąpiły bądź mogły wystąpić w związku z zastosowaniem produktu CediTEC, należy zgłaszać firmie VOCO GmbH oraz właściwym organom.

Popis produktu:

CediTEC je fixační systém pro definitivní upevnění zubních náhrad na bázi methakrylu do bází náhrad na bázi methakrylátu. Pomoci kartuše CediTEC s adhezivem se pasta namíche automaticky bez chyb a bez bublin. Systém je tvoren adhezivem (kartuše) CediTEC a primerem CediTEC.

Odstín:

růžová

Indikace:

- Upevnění konfekčních zubních náhrad a jednotlivých zubů a segmentů zhotovených technologiemi CAD/CAM do bází náhrad zhotovených technologiemi CAD/CAM
- Upevnění zubních náhrad v rámci opravy nebo doplnění

Kontraindikace:

- CediTEC obsahuje methakrylát, benzoylperoxid, butylhydroxytoluol (kartuše); methakrylát, aceton (primer). V případě známé přecitlivosti (alergie) na tyto složky produktu CediTEC je nutné od použití upustit.
- Upevnění keramických zubů

Cílová skupina pacientů:

CediTEC lze použít pro všechny pacienty bez omezení věku nebo pohlaví.

Funkční charakteristiky:

Funkční charakteristiky produktu odpovídají požadavkům určenému účelu použití a příslušným standardům výrobků.

Uživatel:

Aplikaci produktu CediTEC provádí uživatel odborně vzdělaný v oboru zubního lékařství.

Použití:**Příprava:****Kontrola uložení:**

Před vlepěním zkontrolujte, zda Zubní náhrady na bázi správně dosedají.

Příprava zubních náhrad:

Před vlepěním optimálně spojení zdrsněte uplevňovací plochu zubních náhrad otryskáním oxidem hlinitým (50–110 µm, 1–2 bar). Použijte odsávací jednotku, aby se netvoril prach.

Zbytky píska/připravky, případně odstraněte pomocí ultrazvukové lázně, parní čističky nebo stlačeným vzduchem. Dodržujte návody k použití příslušných výrobků.

Upozornění:**1. Naneseń primeru:**

Přidejte několik kapek primeru CediTEC na míchací paletu a pomocí přiloženého aplikátoru Easy Brush naneste primer na lepené místo. Lahvičku je po použití ihned uzavřít.

Zubní náhrady

Naneste primer na lepené plochy zubů a nechtejte jej na vzduchu 30 s schnout.

Báze náhrady

Naneste primer na lepenou plochu kavít a nechtejte jej na vzduchu 30 s schnout.

2. Příprava kartuše:

Vložte kartuši s adhezivem CediTEC do dispenzera VOCO (typ 2) nebo do míchací pistole stejněho typu s odpovídajícím pistolem. V závislosti na technických vlastnostech se mohou objevit drobné rozdíly v množství náplně v jednotlivých komórkách kartuše.

Z toho důvodu sejměte víčko kartuše a vytáčete materiál tak dlouho, dokud nezáčne vytékat rovnoramenně z obou výstupních otvorů. Poté nasadte míchací hrot (typu 20) a otočením o 90° jej zajistěte. Stisknutím spouště rokety je materiál vytáčen a přitom se automaticky ve správném pořadí namíče.

Adhezivem CediTEC skladujte s nasazeným originálním víčkem, aby nedošlo k vyschnutí pasty.

3. Aplikace adheziva CediTEC

Aplikujte adhezivem CediTEC do zubních kavít a ihned vložte jednotlivé zuby a/nebo zubařské segmenty. Množství fixačního materiálu závisí na velikosti kavít.

Hrubé přebryky by se mely ihned po vložení zubních náhrad odstranit vzhledem k vysokému výkonu. Po polymerizaci je možné jemně přebryky odstranit diamantovou finýrkou nebo pomocí flexibilních leštících kotoučů.

Upozornění: Čas na zpracování od aplikace se pohybuje mezi 4 minutami (při 23 °C).**4. Polymerizace v tlakovém hrnci**

Pro dosažení optimální kvality spoje musí ihned po vložení zubů, příp. odstranění přebryk, proběhnout polymerizace v tlakovém hrnci.

Čas polymerizace: 15 minut

Teplota vody: 50 °C

Tlak: 2–6 bar

Informace/bezpečnostní opatření:

Záva informace a/nebo rady Vás nezbavují povinnosti zkонтroloват, zda jsou námi dodané přípravky vhodné pro zamýšlené účely použití.

</div

Descrierea produsului:

CediTEC este un sistem de materiale de fixare destinație fixării definitive a dintilor de proteză pe bază de metacrilat în baze de proteze pe bază de metacrilat. Cu cartușul de CediTEC Adhesive pasta se amestecă automat, fără greșeli și fără bule de aer. Sistemul este alcătuit din CediTEC Adhesive (cartuș) și CediTEC Primer.

Culoarea:

Roz

Indicații:

- Fixarea dintilor de proteză confectionați și a dintilor individuali produși cu tehnologia CAD/CAM și a segmentelor în bazele de proteze produse cu tehnologia CAD/CAM
- Fixarea dintilor de proteză în cadrul unei reparări sau completări

Contraindicații:

- CediTEC conține metacrilat, peroxid de benzoiu, hidroxitoluen butilat (cartuș), metacrilat, acetona (Primer). Dacă se cunoaște o hipersensibilitate (alergie) la substanțele continute în CediTEC, se va renunța la utilizare.
- Fixarea dintilor ceramici

Grupa țintă de pacienți:

CediTEC se poate utiliza pentru toți pacienții, fără limitare în ceea ce privește vârsta sau sexul.

Caracteristici de performanță:

Caracteristicile de performanță ale produsului corespund cerințelor utilizării conforme și normelor aplicabile cu privire la produs.

Utilizator:

Utilizarea CediTEC este rezervată utilizatorilor profesioniști, calificați în domeniul medicinii dentare.

Utilizarea:**Pregătire:****Controlul potrivirii:**

Inainte de lipire, controlați potrivirea dintilor de proteză în baza protezei.

Pregătirea dintilor de proteză:

Pentru o aderență optimă, sablați suprafața de fixare a dintilor de proteză cu oxiid de aluminiu (50 – 110 µm, 1 – 2 bar). Utilizați un aspirator pentru a aspira pulberea care se formează.

Îndepărtați cu grijă resturile de material de sablare, folosind o baie cu ultrasunete, un dispozitiv de curățat cu vapori sau aer comprimat. Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorilor.

Indicație: Respectați informațiile suplimentare ale producătorilor cu privire la tratamentul prealabil al dintilor de proteză!

Pregătirea bazei protezei:

Pentru o aderență optimă, sablați suprafața de fixare a bazei protezei cu oxiid de aluminiu (50 – 110 µm, 1 – 2 bar). Utilizați un aspirator pentru a aspira pulberea care se formează.

Îndepărtați cu grijă resturile de material de sablare, folosind o baie cu ultrasunete, un dispozitiv de curățat cu vapori sau aer comprimat. Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorilor.

Indicație: Respectați informațiile suplimentare ale producătorilor cu privire la tratamentul prealabil al bazei protezei!

Fixare:**1. Aplicarea primer-ului**

Punei căteva picături de CediTEC Primer pe o paletă de mixare și aplicați produsul pe punctele de lipire, folosind pensula de aplicare Easy Brush din pachetul de livrare. Flaconul trebuie închis imediat după utilizare.

Dinti de proteză

Aplicați primer pe suprafața de lipire a dintilor și lăsați să se usuce la aer timp de 30 s.

Baza protezei

Aplicați primer pe toată suprafața de lipire a cavitaților și lăsați să se usuce la aer timp de 30 s.

2. Pregătirea cartușului

Introduceți cartușul de CediTEC Adhesive în dispenserul VOCO (tip 2) sau intr-un pistol de mixare cu construcție similară, cu un piston adeziv. Din motive tehnice pot exista diferențe mici între nivelurile de umplere ale celor două camere ale cartușului.

În aceste cazuri scoateți capacul cartușului și împingeți materialul până când din ambele capete ale cartușului se distribuie material în mod uniform. Apoi punteți vârful de piston (tip 20) și blocați-l printr-o rotație la 90°. Materialul este scos în afară prin acționarea manetei, amestecându-se automat în raportul de amestec corect.

CediTEC Adhesive se va depozita cu capacul original înșurubat, pentru a împiedica uscarea pastelor.

3. Aplicarea CediTEC Adhesive

Aplicați CediTEC Adhesive în cavitatele dentare și introduceți direct dintii individuali și/sau segmentele dentare. Cantitatea materialului de fixare depinde de dimensiunea cavitaților.

Surplusurile mari trebuie îndepărtate direct după introducerea dintilor de proteză, cu ajutorul unui instrument adeziv. După polimerizare, surplusurile de finежă se pot îndepărta cu diamante de finisaj sau discuri de polizare flexible.

Indicație: Timpul de prelucrare începând din momentul aplicării este de 4 minute (la 23 °C).

4. Polimerizare în vasul sub presiune

Pentru o aderență optimă, polimerizarea trebuie să aibă loc direct după introducerea dintilor, respectiv îndepărtarea surplusului, în vasul sub presiune.

Durata polimerizării: 15 minute

Temperatura apel: 50 °C

Presiune: 2 – 6 bar

Indicații/măsuri de precauție:

Indicațiile și/sau consilierea noastră nu vă exoneră de obligația de a verifica dacă preparatele livrate de noi sunt adecvate pentru scopurile de utilizare prevăzute.

- Flaconul de primer trebuie depozitat întotdeauna bine închis.
- Evitați contactul pielii cu primer-ul. Punctele de contact se vor spăla temeinic cu apă și săpun.
- În cazul contactului cu ochii se va clăti imediat cu apă și se va consulta un medic oftalmolog.
- Proprietățile garantate ale produsului se realizează numai prin utilizarea vârfurilor de mixare originale furnizate cu produsul, care sunt disponibile și ca accesoriu.

Indicații privind depozitarea și utilizarea:

Se depozitează între 4 °C – 23 °C. La depozitarea în frigider se reduce materialul înainte de utilizare la temperatură încăperii. Nu depozitați produsul la lumină directă sau sub acțiunea directă a razelor soarelui. A nu se utilizează produsul după data expirării.

Eliminarea:

Eliminarea produsului conform dispozițiilor legale locale.

Obligația de anunțare:

Incidente grave cum sunt decesul, deteriorarea gravă, temporară sau permanentă, a stării de sănătate a unui pacient, a unui utilizator sau a unei alte persoane și amenințare gravă la adresa sănătății publice, care au apărut sau ar putea apărea în legătură cu CediTEC trebuie comunicate VOCO GmbH și autorității competente.

Описание на продукта:

CediTEC е система материали за закрепване за окончателно закрепване на протезни зъби на базата на метакрилат в протезни опори на базата на метакрилат. С картуши ахезив CediTEC пастата се смесва автоматично без дефекти и мехури. Системата се състои от ахезива CediTEC (картуш) и праймера CediTEC.

Цвят:

розов

Показания:

- Закрепване на конфекционирани протезни зъби и изработени с CAD/CAM отделни зъби и сегменти в изработени с CAD/CAM протезни опори
- Закрепване на протезни зъби в рамките на поправка или допълнение

Противопоказания:

- CediTEC съдържа метакрилат, бензоил пероксид, бутилхидрокситулол (картуш); метакрилат, актон (праймер). При установена чувствителност (алергия) към тези съставки на CediTEC не трябва да се използва.
- Закрепване на керамични зъби

Целева група пациенти:

CediTEC може да се прилага за всички пациенти без ограничения предвид възрастта или пола им.

Характеристики:

Характеристиките на продукта съответстват на изискванията на предназначението и съответните продуктови стандарти.

Потребители:

CediTEC се прилага от професионално обучени специалисти в областта на стоматологията.

Приложение:**Подготовка:****Проверка на напасването:**

Преди залепването проверете напасването на протезните зъби в протезната опора.

Подготовка на протезните зъби:

За оптимално свързване извършете струйно почистване на повърхността за закрепване на протезната опора с алуминиев оксид (50 – 110 µm, 1 – 2 bar). Срецувай обезвреждана се прах използвайте аспирационна система. Старателно отстранете остатъци от абразивното средство посредством ултразвукова баня, парочистка или състъп въздух. Съответните инструкции за употреба на производителят трябва да се славят.

Указание: Следващите допълнителни инструкции на производителят относно предварителната обработка на протезните зъби!

Подготовка на протезната опора:

За оптимално свързване извършете струйно почистване на повърхността за закрепване на протезната опора с алуминиев оксид (50 – 110 µm, 1 – 2 bar). Срецувай обезвреждана се прах използвайте аспирационна система. Старателно отстранете остатъци от абразивното средство посредством ултразвукова баня, парочистка или състъп въздух. Съответните инструкции за употреба на производителят трябва да се славят.

Указание: Следващите допълнителни инструкции на производителят относно предварителната обработка на протезната опора!

Закрепване:**1. Нанасяне на праймера:**

Силните няколко капки праймер CediTEC върху палета за смесване и го нанесете с приложената апликационна четка Easy Brush върху местата за залепване. След потреба фляконът трябва незабавно да се затвори.

Протезни зъби:

Нанесете праймер върху повърхността за залепване на зъбите и оставете да изсъхне за 30 с на въздух.

Протезна опора:

Нанесете праймер на широка площ върху повърхността за залепване на кавитите и оставете да изсъхне за 30 с на въздух.

2. Подготовка на картичка:

Поставете картичка ахезива CediTEC в диспенсъра VOCO (тип 2) или смесителен пистолет с подобна конструкция с подходящи бутала. По технически причини могат да възникнат малки разлики в нивото на напълване на двете камери на картичка.

Затов отстранете капачката на картичка и изстисквайте материал, докато той започне да изтича равномерно по двата отвора. След това поставете смесителна канюла (тип 20) и я фиксирайте чрез завъртане на 90°. Материалът се изстиска чрез задействане на ръкожвактата и при това автоматично се смесва в правилно съотношение.

Съхранявайте адезива CediTEC с поставена оригинална въртяща се капачка, за да предотвратите изсъхване на пастите.

3. Апликация на адезива CediTEC

Аплицирайте адезива CediTEC във външните кавитети и поставете директно отделни зъби и/или зъбни сегменти. Количество на материала за закрепване зависи от размера на протезните зъби. След полимеризацията непосредствено след поставянето на протезните зъби.

Големите изливи трябва да се отстранят с подходящ инструмент непосредствено след поставянето на протезните зъби. След полимеризацията малки изливи могат да се отстрани с финициращи даманти или гъвкави покрила дискове.

Указание: Времето за използване след апликацията е 4 минути (при 23 °C)

4. Полимеризация в автоклав

Za da se постigne optimalko скрепление, полимеризацията трябва да се извърши в автоклав непосредствено след поставянето на зъбите. Рес. отстраняването на изливи.

Време на полимеризация: 15 минути

Температура води: 50 °C

Напягане: 2 – 6 bar

Указания/Предлазни мерки:

Нашите указания и/или съвети не Ви освобождават от задължението да проверите годността на доставените от нас препарати за предвидените цели на употреба.

- Съхранявайте флякона с праймера винаги добре затворен.

- Избегвайте контакт на кожата с праймера. Измийте старателно местата на контакт с вода и сапун.

- При контакт с очите измийте добре с вода и посетете очен лекар.

- Гарантираните характеристики на продукта могат да бъдат постигнати само при използване на оригинални смесителни канюли, които също се предлагат като аксесоари.

Указания за съхранение и употреба:

Съхранени при 4 °C – 23 °C. При съхранение в хладилник използвайте материала след достигане на стапна температура. Не съхранявайте продукта на пряка светлина или слънце. Не използвайте повече след изтикане на срока на годност.

Изхвърляне:

Продуктът се изхвърля съобразно разпоредбите на местните власти.

Задължение за уведомяване:

Сериозни промесвания, като смърт, временно или трайно сериозно влошаване на здравното състояние на пациента, потребителя или други лица и сериозна опасност за общественото здраве, които са възникнали или могат да възникнат във връзка с CediTEC, трябва да се съобщят на VOCO GmbH и компетентните власти.

Opis izdelka:

CediTEC je sistem pritrilnih materialov za dokončno pritridle zob protre na osnovi metakrilata v baze protre na osnovi metakrilata. Z adhezivno kartušo CediTEC se pasta samodejno zmeša brez napak in mehurčkov. Sistem sestavlja adheziv CediTEC (kartuša) in primer CediTEC Primer.

Barva:

roza

Indikacie:

- pritridle konfekcioniranih proteznih zob in posamičnih zob in segmentov, izdelanih s CAD/CAM, v baze protre, izdelanih s CAD/CAM
- pritridle proteznih zob kot del popravila ali dopolnitve

Kontraindikacie:

- CediTEC vsebuje metakrilate, benzoil peroksid, butilihidroksitoluen (kartuš), metakrilat, aceton (primer). Pri znani preobčutljivosti (alergiji) na te sestavine materiala CediTEC ne smete uporabiti.
- Pritridle keramični zob

Ciljna skupina pacientov:

CediTEC se lahko uporablja za vse paciente brez kakršnih koli omejitev glede njihove starosti ali spola.

Značilnosti:

Značilnosti izdelka ustrezajo zahtevam za predvideni namen in veljavnim standardom za izdelek.

Uporabnik:

CediTEC uporablja strokovno usposobljen uporabnik zuba medicine.

Uporaba:**Priprava:****Preverjanje prileganja:**

Pred lepljenjem preverite prileganje proteznih zob v bazo proteze.

Prprava proteznih zob:

Za optimalno lepljenje obrusite površino proteznih zob z aluminijevim oksidom (50–100 µm, 1–2 bar). Proti nastaluemu prahu uporabite sesalno napravo.

Ostanke abraziva skrbno odstranite z ultrazvočno kopeljo, s pannim čistilnikom ali stisnjem zrakom. Upoštevajte navodila proizvajalca za uporabo.

Opozorilo:

Upoštevajte dodatne informacije proizvajalca o predhodni obdelavi proteznih zob!

Pririditev:**1. Nanašanje primerja**

Nekaj kapljic primerja CediTEC Primer dajte na mešalno paleto ter jih s pomočjo prilogenega aplikacijskega čopiča Easy Brush nanesite na mesta, ki jih želite zlepiti. Steklenco je treba po uporabi takoj zapreti.

Primer:

Primer nanesite na lepilne površine zob in ga pustite sušiti na zraku približno 30 sekund.

Za proteze:

Primer nanesite na veliko nanesite na površine kavitet in ga pustite sušiti na zraku približno 30 sekund.

2. Priprava kartuze

Kartušo adheziva CediTEC Adhesive vstavite v dozimernik VOCO (tip 2) ali enako mešalno pistoletu z ustreznimi baticami. Iz tehničnih razlogov lahko pride do manjših odstopanj v stanju napolnjenosti obeh prekataj kartuš.

Zato odstranite pokruš kartuša in tako dolgo iztiskajte material, dokler obe izstopni odprtini ne podate enake količini materiala. Nato namestite mešalno kanilo (tip 20) in jo pridržite z zasukom za 90°. S pritiskom na vzvod se material iztisne in se pri tem samodejno zmeša v pravilne razmerje.

Adheziv CediTEC Adhesive hraničite z nameščenim originalnim navojnim pokrovčkom, da preprečite sušenje.

3. Nanos adheziva CediTEC Adhesive

Adheziv CediTEC Adhesive nanesite v zobno kavitet in neposredno vstavite posamične zive in/ali zobe segmente. Količina pritriljenega materiala je odvisna od velikosti kavitet.

Grobne ostanke je treba takoj po vstavitvi proteznih zob odstraniti z ustreznim instrumentom. Po polimerizaciji lahko fine ostanke odstranite s finim dijamantom ali gibljivimi polimernimi ploščami.

Opozorilo: Čas obdelave od nanosa je 4 minut (pri 23 °C)

4. Polimerizacija v tlačni posodi

Za doseganje optimalnega lepljenega spoja je treba polimerizacijo izvesti takoj po vstavitvi zob oz. odstranitvi ostanka v tlačni posodi.

Čas polimerizacije: 15 minut

Temperatura vode: 50 °C

Tlak: 2–6 bar

Opozorila/previdnostni ukrep:

Naša navodila in/ali nasveti vas ne odvezujejo dolžnosti, da sami preverite primerno naših izdelkov za načrtovanje uporabe.

- Steklenco s primerjem hraničite vedno dobro zaprto.

- Izogibajte se stiku primerja z očmi. Mesta stika s pripravkom temeljito sperite z vodo in z milom.

- Ob stiku z očmi dobro sperite z vodo ter obiščite zdravnika specialista za oči.

