

EN Instructions for use

MD EU Medical device

In accordance with DIN EN ISO 9917-1

Product description:

IonoStar Plus is a fast setting radiopaque glass ionomer bulk filling material in user-friendly capsules for direct application. In addition to high compressive strength, it exhibits good adhesion to enamel and dentine and releases fluoride ions. The usable quantity of cement per capsule is at least 0.15 ml.

Shades: A1, A2, A3, A3.5

Indications:

- Restorations of non occlusion-bearing class I cavities
- Semi-permanent restorations of class I and II cavities
- Restorations of cervical lesions, class V cavities, root caries
- Restorations of class III cavities
- Restoration of deciduous teeth
- Base/liner
- Core build-up
- Temporary restorations
- Extended fissure sealing

Contraindications:

IonoStar Plus contains polyacrylic acid. **IonoStar Plus** should therefore not be used in patients with a known hypersensitivity (allergy) to this ingredient.

Patient target group:

IonoStar Plus is suitable for use in all patients without any age or gender restrictions.

Performance features:

The product's performance features satisfy the requirements of the intended use and the relevant product standards.

User:

IonoStar Plus should only be used by a professionally trained dental practitioner.

Use:

Preparation:

Prepare the cavity using a minimally invasive approach (removing only carious tooth substance). There is no need for undercuts. The layer thickness of the restorations must not be less than 1 mm. Avoid thinning margins. Clean the cavity, rinse with water and dab or blow dry. Do not overdry the dentine: it should have a moist, shiny appearance. Place a matrix, if necessary. If the residual dentine thickness is insufficient, the area close to the pulp should be covered with a suitable calcium hydroxide product.

Activating the application capsule and mixing the material:

Only extract the application capsule from the tubular bag immediately before use. During activation, the liquid from the plunger must be pressed into the inside of the capsule as fully as possible. To achieve this, the end of application capsule where the plunger of liquid protrudes is slowly pressed down onto a hard surface (e.g. a table) as far as the plunger will move (see fig. 1). The capsule must only be activated directly before use and loaded immediately into a high-frequency mixer with at least 4,000 oscillations per minute. Mix the activated application capsule for 10 s, remove it from the mixer without delay and insert it in the holder of an application device (e.g. AC Applicator, see corresponding instructions for use).

Application:

Carefully open the outlet by lifting the cannula until you feel a stop (see fig. 2), and apply the material directly into the cavity within **10 s of the end of mixing** by compressing the lever on the applicator slowly and evenly. The cannula can be aligned as required by turning the whole application capsule inside the holder. Working time and consistency may be influenced by the respective type of capsule mixer and mixing time.



Fig. 1: Activating the capsule Fig. 2: Opening the capsule

Following mixing, **IonoStar Plus** can be worked for at least 1 minute (at room temperature). Prevent the material from being contaminated with moisture and from drying out. If it is not possible to keep the working area dry, a protective varnish should be applied after the contours/modelling have been finished (see corresponding instructions for use). The restoration can be finished, e.g. with a diamond bur or a polisher, 3 minutes after the end of mixing at the earliest. A protective varnish should then be applied again (see corresponding instructions for use).

Mixing time (23 °C)	10 s
End of mixing to application (23 °C)	max. 10 s
Working time (23 °C)	min. 1 min
Setting time (37 °C)	2 min
Total setting time	3 min

Warnings, precautionary measures:

- Avoid direct application to dentine near the pulp or to exposed pulp.
- In case of eye contact, rinse well with plenty of water and consult an ophthalmologist.
- Instruments used need to be rinsed immediately with cold water before residues of material cure. Following the removal of orthodontic bands, residues of material can be removed quickly and gently using an ultrasonic scaler.
- Ensure that the application capsule is mixed immediately after activation.
- Our information and/or advice do not relieve you of the obligation of checking that the products supplied by us are suitable for their intended purpose.

Constituents (in descending order according to content):

Fluorosilicate glass, polyacrylic acid, water, tartaric acid, fumed silica, colour pigments

Storage instructions and application method:

Store **IonoStar Plus** in a dry place at temperatures of 4 °C - 23 °C. Only remove it from the foil immediately before use. Do not use after the expiry date.

Disposal:
Dispose of the product in accordance with local regulations.

Reporting obligation:

Serious events such as death, temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's health condition and a serious risk to public health that arise or could have arisen in association with the use of **IonoStar Plus** must be reported to VOCO GmbH and the responsible authority.

Note:
The Summary of Safety and Clinical Performance of **IonoStar Plus** can be found in the European database on medical devices (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Detailed information can also be found at www.voco.dental.

DE Gebrauchsanweisung MD EU Medizinprodukt Entspricht DIN EN ISO 9917-1

Produktbeschreibung:

IonoStar Plus ist ein schnellabbindendes, röntgenopakes Glasionomer Bulk-füllungsmaterial in anwendungsfreundlichen Kapseln zur Direktapplikation. Es weist neben der hohen Druckfestigkeit eine gute Haftung an Schmelz und Dentin auf und setzt Fluoridionen frei.

Die verwendbare Zementmenge pro Kapsel beträgt mindestens 0,15 ml.

Farben: A1, A2, A3, A3.5

Indikationen:

- Füllungen von nicht okklusionstragenden Kavitäten der Klasse I
- Semipermanente Füllungen von Kavitäten der Klasse I und II
- Füllungen von Zahnhalslisionen, Klasse V-Kavitäten, Wurzelkaries
- Füllungen von Klasse-III-Kavitäten
- Restauration von Milchzähnen
- Unterfüllungen/Liner
- Stumpfaufbau
- Temporäre Füllungen
- Erweiterte Fissurenversiegelung

Kontraindikationen:

IonoStar Plus enthält Polyacrylsäure. Bei bekannten Überempfindlichkeiten (Allergien) gegen diesen Inhaltsstoff von **IonoStar Plus** ist auf die Anwendung zu verzichten.

Patientenzielgruppe:

IonoStar Plus kann für alle Patienten ohne Einschränkung hinsichtlich ihres Alters oder Geschlechts angewendet werden.

Leistungsmerkmale:

Die Leistungsmerkmale des Produkts entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung und den einschlägigen Produktnormen.

Anwender:

Die Anwendung von **IonoStar Plus** erfolgt durch den professionell in der Zahmedizin ausgebildeten Anwender.

Anwendung:

Vorbereitung:

Die Kavität minimalinvasiv präparieren (nur kariöse Zahnsubstanz entfernen). Unterschnitte sind nicht notwendig. Die Schichtdicke der Füllungen sollte nicht unter 1 mm liegen. Dünn auslaufende Ränder vermeiden. Die Kavität reinigen, mit Wasser spülen und trockenputzen oder trockenblasen. Dentin nicht zu stark trocken: es sollte feucht glänzend erscheinen. Falls erforderlich, kann eine Matrice angelegt werden. Bei ungenügender Restdentinstärke soll eine Abdeckung der pulpanahen Bereiche mit einem geeigneten Calciumhydroxidpräparat erfolgen.

Aktivieren der Applikationskapsel und Mischen des Materials:

Die Applikationskapsel erst unmittelbar vor der Anwendung aus dem Schlauchbeutel entnehmen. Beim Aktivieren muss die Flüssigkeit aus dem Flüssigkeitskolben möglichst vollständig in das Kapselinnere gedrückt werden. Dazu wird die Applikationskapsel mit dem Flüssigkeitskolben nach unten langsam auf eine harte Oberfläche (z. B. Tisch) bis zum Anschlag gedrückt (siehe Abb. 1). Die Kapsel erst unmittelbar vor Gebrauch aktivieren und sofort in einen Hochfrequenzmixer mit mind. 4.000 Schwingungen pro min. einsetzen. Die aktivierte Applikationskapsel 10 s mischen, sofort aus dem Mischer nehmen und in die Halterung eines Applikators (z. B. AC Applicator, siehe entsprechende Gebrauchsinstruktionen) einsetzen.

Applikation:

Auslassöffnung durch Anheben der Kanüle bis zum spürbaren Anschlag öffnen (siehe Abb. 2) und das Material spätestens 10 s nach Mischende durch langsames, gleichmäßiges Zusammendrücken des Hebels des Applikators direkt in die Kavität applizieren. Durch Drehen der gesamten Applikationskapsel in der Halterung kann die Kanüle beliebig ausgerichtet werden. Verarbeitungszeit und Konsistenz können vom jeweiligen Kapselmischertyp und Mischzeit beeinflusst werden.



Abb. 1: Aktivieren der Kapsel Abb. 2: Öffnen der Kapsel

Nach dem Mischen ist **IonoStar Plus** mindestens 1 min verarbeitbar (Raumtemperatur). Feuchtigkeitskontamination und Austrocknung vermeiden. Lässt sich das Arbeitsfeld nicht trocken halten, ist nach Ausarbeitung der Konturen/Modellieren ein Schutzlack zu applizieren (siehe entsprechende Gebrauchs-instruktionen). Frühestens 3 min nach Mischende kann die Restauration z. B. mit Diament-schleifer, Polierer gearbeitet werden. Anschließend sollte erneut ein Schutz-lack appliziert werden (siehe entsprechende Gebrauchs-instruktionen).

Mischzeit (23 °C)	10 s
Mischende bis Applikation (23 °C)	max. 10 s
Verarbeitungszeit (23 °C)	mind. 1 min
Abbindezeit (37 °C)	2 min
Gesamtabbindezeit	3 min

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen:

- Keine direkte Applikation auf pulpanahes Dentin und auf die eröffnete Pulpal.
- Bei Augenkontakt gut mit Wasser spülen und einen Augenarzt aufsuchen.
- Gebrauchte Instrumente sofort mit kaltem Wasser vor der Aushärtung der Materialreste abspülen. Materialreste nach Entfernen orthodontischer Bänder lassen sich schnell und schonend mit einem Ultraschallschälchen entfernen.
- Es ist zu beachten, dass die Applikationskapsel sofort nach der Aktivierung zu mischen ist.
- Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns gelieferten Präparate auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungs-zwecke zu prüfen.

Zusammensetzung (nach absteigendem Gehalt):

Fluorosilikatglas, Polyacrylsäure, Wasser, Weinsäure, pyrogenes Siliciumdioxid, Farbstoffe

Lager- und Anwendungshinweise:

IonoStar Plus trocken bei 4 °C - 23 °C lagern. Erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Folie entnehmen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Entsorgung:

Einsorgung des Produkts gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht:

Schwerwiegende Vorkommnisse wie der Tod, die vorübergehende oder dauer-hafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen und eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit, die im Zusammenhang mit **IonoStar Plus** aufgetreten sind oder hätten auftreten können, sind der VOCO GmbH und der zuständigen Behörde zu melden.

Hinweis:

Kurzberichte über Sicherheit und klinische Leistung für **IonoStar Plus** sind in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) hinterlegt. Ausführliche Informationen finden Sie auch unter www.voco.dental.

FR Mode d'emploi MD UE Dispositif médical Conforme à la norme DIN EN ISO 9917-1

Description du produit :

IonoStar Plus est un matériau d'obturation Bulk en verre ionomère radio-opaque et à prise rapide, en capsules pratiques, destiné à être appliquée directement. En plus d'une grande résistance à la compression, il présente la caractéristique d'une bonne adhérence sur l'émail et la dentine et libère des ions de fluor.

La quantité de ciment utilisable par capsule s'élève à 0,15 ml au moins.

Teintes : A1, A2, A3, A3.5

Indications :

- Obturations de cavités de classe I sans appui occlusal
- Obturations semi-permanentes de cavités de classes I et II
- Obturations de lésions du collet de la dent, de cavités de classe V et de caries radiculaires
- Obturations de cavités de classe III
- Restauration de dents de lait
- Fonds de cavité/fonds protecteurs
- Reconstitution de moignon
- Obturations temporaires
- Scelllement de fissures étendues

Contre-indications :

IonoStar Plus contient de l'acide polyacrylique. Ne pas appliquer **IonoStar Plus** en cas d'hypersensibilités connues (allergies) à ce composant.

Groupe cible de patients :

IonoStar Plus peut être utilisé pour tous les patients, tous âges et sexes confondus. Les caractéristiques de performances du produit sont conformes aux critères exigés par sa destination et aux normes applicables.

Utilisateurs :

L'application d'**IonoStar Plus** est réservée aux utilisateurs ayant reçu une formation professionnelle en médecine dentaire.

Utilisation :

Préparation :

Procéder à une préparation mini-invasive de la cavité (retirer uniquement la substance dentaire carieuse). Des contre-dépolisseuses ne sont pas nécessaires. L'épaisseur de couches des obturations ne doit pas être inférieure à 1 mm. Éviter les bords allant en s'affinant. Nettoyer la cavité, la rincer à l'eau et la sécher par tamponnage ou soufflage d'air. Ne pas trop sécher la dentine : elle doit avoir un aspect humide et brillant. Si nécessaire, l'utilisation d'une matrice est possible. Si la dentine résiduelle n'est pas assez épaisse, recouvrir les zones proches de la pulpe à l'aide d'une préparation à base d'hydroxyde de calcium appropriée.

Activation de la capsule d'application et mélange du matériau :

Ne retirer la capsule d'application du sachet tubulaire qu'immédiatement avant l'application. Lors de l'activation, le liquide doit être expulsé du piston, complètement si possible, vers l'intérieur de la capsule. Pour cela, presser à fond lentement la capsule d'application avec le piston vers le bas contre une surface dure (par ex. une table) (voir ill. 1). N'activer la capsule qu'immédiatement avant l'usage. Aussitôt activée, fixer la capsule dans un mélangeur à haute fréquence réglé avec au moins 4 000 vibrations par minute. Mélanger la capsule d'application activée pendant 10 s, puis la retirer immédiatement du mélangeur et l'insérer dans le support d'un applicateur (p. ex. AC Applicator, voir le mode d'emploi correspondant).

Application :

Ouvrir l'orifice d'écoulement en soulevant la canule jusqu'à ce qu'elle s'enclenche nettement (voir ill. 2), et appliquer le matériau directement dans la cavité, au plus tard 10 s après la fin du mélange, en pressant doucement et régulièrement le levier de l'applicateur. Il est possible d'orienter la canule au choix en tournant l'ensemble de la capsule d'application dans le support. Le temps de mise en œuvre et la consistance peuvent dépendre du type de mélangeur pour capsules utilisé et du temps de mélange.



III. 1 : Activation de la capsule III. 2 : Ouverture de la capsule

Temps de mélange (23 °C)	10 s
Temps entre la fin du mélange et l'application (23 °C)	max. 10 s
Temps de mise en œuvre (23 °C)	min. 1 min
Temps de durcissement (37 °C)	2 min
Temps total de durcissement	3 min

Remarques, précautions :

- Ne pas appliquer directement sur la dentine à proximité de la pulpe et sur la pulpe ouverte.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un ophtalmologue.
- Rincer les instruments utilisés immédiatement à l'eau froide avant que les restes de produit ne durcissent. Les restes de produit peuvent être retirés rapidement et en douceur à l'aide d'un détartreur à ultrasons après le retrait des bagues orthodontiques.
- Tenir compte du fait que la capsule d'application doit être mélangée immédiatement après l'activation.
- Nos indications et/ou conseils ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier que les préparations que nous avons livrées correspondent à l'utilisation envisagée.

Composition (par teneur décroissante) :

Verre fluorosilicate, acide polyacrylique, l'eau, acide tartrique, dioxyde de silicium pyrogén, pigments colorés

Consignes de stockage et d'utilisation :

Stockez **IonoStar Plus** au sec entre 4 °C et 23 °C. Ne retirer du film d'emballage qu'immédiatement avant l'utilisation. Ne plus utiliser le produit après la date de péremption.

Élimination :

Éliminer le produit conformément aux réglementations locales.

Déclaration obligatoire :

Signaler impérativement à la société VOCO GmbH et à l'autorité compétente tout incident grave tel que la mort, une grave dégradation, temporaire ou permanente, de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou de toute autre personne, ou une menace grave pour la santé publique, survenu ou qui aurait pu survenir en rapport avec **IonoStar Plus**.

Remarque :

Vous trouverez des rapports sommaires sur la sécurité et la performance clinique d'**IonoStar Plus** dans la banque de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Des informations détaillées sont également disponibles sur www.voco.dental.

Descripción del producto:

IonoStar Plus es un material de ionómero de vidrio en bloque radiopaco y de fraguado rápido en cápsulas prácticas para la aplicación directa. Además de una alta resistencia a la compresión, el material presenta una buena adhesión al esmalte y a la dentina y libera iones de fluoruro.

La cantidad de cemento obtenida con cada cápsula es de como mínimo 0,15 ml.

Colores: A1, A2, A3, A3.5

Indicaciones:

- Obturaciones de cavidades de clase I no sometidas a oclusión
- Obturaciones semipermanentes de cavidades de clase I y II
- Obturaciones de lesiones en el cuello dental, cavidades de clase V y caries radiculares
- Obturaciones de cavidades de clase III
- Restauraciones de dientes de leche
- Base/rellenos
- Reconstrucciones de muelas
- Obturaciones provisionales
- Sellado de fisuras ampliadas

Contraindicaciones:

IonoStar Plus contiene ácido poliacrílico. En caso de que exista alguna hipersensibilidad conocida (alergia) a este sustancia, absténgase de aplicar IonoStar Plus.

Pacientes destinatarios:

IonoStar Plus puede emplearse en todo tipo de pacientes, sin limitaciones de edad o sexo.

Características:

Las características del producto cumplen los requisitos de la finalidad prevista y las normas de producto pertinentes.

Usuario:

La aplicación de IonoStar Plus debe llevarla a cabo un usuario profesional cualificado y formado en odontología.

Uso:

Preparación:

Prepare la cavidad de forma mínimamente invasiva (elimine únicamente la sustancia dental cariosa). No es necesario realizar socavaduras. El grosor de capa de las obturaciones no debe ser inferior a 1 mm. Evite los bordes finos discontinuos. Limpie la cavidad, enjuáguela con agua y séquela, bien con aire, bien dando unos ligeros toques. No seque la dentina excesivamente: debe quedar húmeda y brillante. Si necesario, se puede colocar una matriz. En caso de que el grosor residual de la dentina sea insuficiente, las zonas contiguas a la pulpa deben cubrirse con un preparado de hidróxido de calcio propiado.

Activación de la cápsula de aplicación y mezclador del material:

No extraiga la cápsula de aplicación de la bolsa tubular hasta el momento de su aplicación. Con fines de activación, el líquido tiene que ser expulsado del pistón, a ser posible, completamente hasta el interior de la cápsula. Al efecto, presione la cápsula de aplicación con dicho pistón hacia abajo contra una superficie dura (p.ej. una mesa) hasta alcanzar el tope (ver fig. 1). Active la cápsula de aplicación siempre inmediatamente antes de utilizarla y, a su vez, fíjela en un mezclador de alta frecuencia con por lo menos 4.000 oscilaciones por minuto. Mezcle la cápsula de aplicación activada durante 10 s, retira inmediatamente del mezclador y colóquela en el soporte de un aplicador (p. ej., el AC Applicator, consulte las instrucciones de uso correspondientes).

Aplicación:

Abra la boquilla de salida levantando la cánula hasta percibir que se alcanza el tope (véase fig. 2). Como **máximo 10 s después de finalizar el mezclado**, aplique el material directamente en la cavidad, presionando lenta y constantemente la palanca del aplicador. Girando toda la cápsula de aplicación en el soporte, es posible posicionar la cánula con la orientación deseada. El tiempo de aplicación y la consistencia pueden variar en función del tipo de mezclador de cápsulas que se utilice y del tiempo de mezclado.



Fig. 1: Activación da cápsula Fig. 2: Abertura da cápsula

Tras el mezclado, IonoStar Plus puede utilizarse al menos durante 1 min (a temperatura ambiente). Evite la contaminación por humedad y la deshumectación. En caso de que no sea posible mantener seco el campo de trabajo, deberá aplicar un barniz protector después del contorneado/modelado (consulte las instrucciones de uso correspondientes). La restauración puede ser terminada como muy temprano 3 minutos después del fin de mezclado, p.ej. con una fresa de diamante o un pulidor. A continuación, aplique otra capa de barniz protector (consulte las instrucciones de uso correspondientes).

Tiempo de mezclado (23 °C)	10 s
Tiempo entre finalización de mezclado y aplicación (23 °C) como máx.	10 s
Tiempo de aplicación (23 °C)	como mín. 1 min
Tiempo de fraguado (37 °C)	2 min
Tiempo total de fraguado	3 min

Indicaciones, medidas de prevención:

- No aplicar directamente el producto sobre la dentina cercana de la pulpa ni sobre la pulpa abierta.
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acuda a un oftalmólogo.
- Después de utilizar los instrumentos, enjuáguelos inmediatamente con agua fría antes de que se endurezca el cemento residual. Los restos de material remanentes después de retirar las bandas de ortodoncia pueden eliminarse de manera rápida y suave usando un escarificador ultrasónico.
- Asegúrese de que la cápsula de aplicación sea mezclada inmediatamente después de su activación.
- Nuestras indicaciones y/o consejos no le eximen de la responsabilidad de comprobar los productos que suministramos en cuanto a su idoneidad para los fines de aplicación previstos.

Composición (según contenido en orden descendente):

Vidrio de fluorosilicato, ácido poliacrílico, agua, ácido tartárico, dióxido de silicio pirógeno, pigmentos de color

Indicaciones de almacenamiento y aplicación:

Almacene IonoStar Plus en lugar seco a una temperatura entre 4 °C y 23 °C. No extraiga el producto de la lámina hasta el momento de su utilización. No utilice el producto una vez vencida la fecha de caducidad.

Gestión de desechos:

Deseche el producto conforme a la normativa local aplicable.

Obligación de notificación:

Los incidentes graves, como el fallecimiento, el deterioro grave temporal o permanente de la salud de un paciente, usuario u otra persona, así como las amenazas graves para la salud pública que se hayan producido o puedan producirse en relación con IonoStar Plus, deben notificarse a VOCO GmbH y a las autoridades competentes.

Advertencia:

Los resúmenes sobre seguridad y rendimiento clínico del IonoStar Plus están disponibles en la base de datos europea sobre productos sanitarios (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Para una información más detallada, vea también www.voco.dental.

Descrição do produto:

IonoStar Plus é um material de restauração de ionómero de vidro de presa rápida e radiopaco, em práticas cápsulas de aplicação direta. Para além da elevada resistência à pressão, apresenta uma boa aderência ao esmalte e à dentina e libera fluoratos.

A quantidade de cimento por cápsula é de pelo menos 0,15 ml.

Cores: A1, A2, A3, A3.5

Indicações:

- Restaurações de cavidades de classe I não sujeitas a forças oclusais
- Restaurações semi-permanentes de cavidades de classes I e II
- Restaurações de lesões cervicais, cavidades de classe V e caries radiculares
- Restaurações de cavidades de classe III
- Restaurações de dentes deciduus
- Bases/forros cavitários
- Reconstrução de cotos
- Restaurações provisórias
- Selamento de fissuras ampliadas

Contraindicações:

IonoStar Plus contém ácido poliacrílico. IonoStar Plus não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida a este componente.

Grupo-alvo de pacientes:

IonoStar Plus pode ser aplicado em todos os pacientes sem limitações em virtude da sua idade ou sexo.

Características de desempenho:

As características de desempenho do produto estão em conformidade com a finalidade prevista e as normas relevantes do produto.

Utilizador:

A aplicação do IonoStar Plus é realizada pelo utilizador com formação profissional em medicina dentária.

Aplicação:

Preparação:

Preparar a cavidade de forma mínimamente invasiva (remover apenas o tecido cariado). Não são necessárias zonas retentivas. A espessura de camada das restaurações não deve ser inferior a 1 mm. Evitar bordes finos afilados. Limpar a cavidade, enxaguar com água e secar com uma compressa ou com jato de ar. Não secar demasiado a dentina; a mesma deve ter uma aparência ligeiramente húmida. Se necessário, utilize uma matriz. No caso de uma espessura de dentina residual insuficiente deve ser feita uma cobertura das áreas próximas da pulpa com uma preparação de hidróxido de cálcio adequada.

Ativação da cápsula de aplicação e mistura do material:

Retirar a cápsula de aplicação da embalagem apenas imediatamente antes da utilização. Ao ativar o material, deve pressionar o líquido do embolo completamente para dentro da cápsula. Para tal, premir a cápsula de aplicação com o êmbolo voltado para baixo, contra uma superfície dura (p. ex., uma mesa) até ao fim (ver fig. 1). Ativar a cápsula apenas imediatamente antes da utilização e colocar de imediato num misturador de alta frequência com pelo menos 4.000 oscilações por min. Misturar a cápsula de aplicação ativada durante 10 s, retirar imediatamente do misturador e colocar no suporte de um aplicador (p. ex. AC Applicator, ver respectivas instruções de utilização).

Aplicação:

Levantar cuidadosamente a cânula até o fim, para destapar a abertura da cápsula (ver fig. 2) e aplicar o material, no **máximo 10 s após a mistura**, diretamente na cavidade, pressionando lenta e uniformemente a alavanca do aplicador. A cânula pode ser ajustada da forma desejada, rotando a cápsula de aplicação inteira no suporte. O tempo de trabalho e a consistência podem ser influenciados pelo tipo de misturador de cápsulas e pelo tempo de mistura correspondentes.



Fig. 1: Ativação da cápsula Fig. 2: Abertura da cápsula

Depois de misturado, o IonoStar Plus pode ser trabalhado no mínimo durante 1 min (temperatura ambiente). Evitar o ressecamento e a contaminação por humidade. Se não for possível manter o campo de trabalho seco, deve ser aplicada uma proteção depois do processamento dos contornos/modelagem (ver respectivas instruções de utilização). Após pelo menos 3 min, depois do fim da mistura pode ser iniciado o acabamento da restauração, p. ex. com broca diamantada e polidores. No final pode ser aplicado um verniz protetor (ver respectivas instruções de utilização).

Tiempo de mezclado (23 °C)	10 s
Tiempo entre finalización de mezclado y aplicación (23 °C) como máx.	10 s
Tiempo de aplicación (23 °C)	como mín. 1 min
Tiempo de fraguado (37 °C)	2 min
Tiempo total de fraguado	3 min

Avisos, medidas de precaução:

- Não aplicar directamente em dentina próxima da pulpa nem em pulpa exposta.
- Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e procurar um oftalmologista.
- Despós de utilizar os instrumentos, enjuáguelos inmediatamente com agua fría antes de que se endurezca o cemento residual. Os restos de material remanentes despôs de retirar as bandas de ortodoncia podem ser eliminados de maneira rápida e suave usando un escarificador ultrasónico.
- Ter em conta de que a cápsula de aplicação tem de ser misturada logo após a activação.
- As nossas indicações e/ou conselhos não isentam de verificar se os produtos fornecidos por nós são adequados para o uso pretendido.

Composição (segundo conteúdo na ordem descendente):

Vidro de fluorosilicato, ácido poliacrílico, agua, ácido tartárico, óxido de silício pirógeno, pigmentos corantes

Indicações de armazenamento e de aplicação:

Armazenar o IonoStar Plus num local seco a 4 °C - 23 °C. Retirar a cápsula da película apenas imediatamente antes da utilização. Não utilizar depois de expirar o prazo de validade.

Eliminação:

Eliminar o produto de acordo com os regulamentos locais.

Obrigação de notificação:

Ocorrências graves como morte, deterioração temporária ou permanente grave do estado de saúde de um paciente, utilizador ou outras pessoas e um grave risco para a saúde pública, que ocorrerem ou poderiam ter ocorrido em combinação com IonoStar Plus devem ser comunicadas à VOCO GmbH e às autoridades competentes.

Nota:

Os resumos de segurança e desempenho clínico de IonoStar Plus estão disponíveis na base de dados europea sobre dispositivos médicos (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Para uma informação mais detalhada, vea também www.voco.dental.

Descrição do produto:

IonoStar Plus é um material vetroionomérico radiopaco a endurecimento rápido para oturadoras bulk nella capsula per l'applicazione diretta facile da usare. Oltre alle caratteristiche di avere una buona forza di compressione e adesione allo smalto e alla dentina, IonoStar Plus ha un continuo rilascio di ioni di fluoruro.

La quantità estraiabile per capsula è di minimo 0,15 ml.

Colori: A1, A2, A3, A3.5

Indicações:

- Otturazioni de cavidades de classe I não sujeitas a forças oclusais
- Restaurações semi-permanentes de cavidades de classes I e II
- Otturações de lesões cervicais, cavidades de classe V e caries radiculares
- Restaurações de cavidades de classe III
- Restaurações de dentes deciduus
- Bases/forros cavitários
- Reconstrução de cotos
- Restaurações provisórias
- Selamento de fissuras ampliadas

Contraindicações:

IonoStar Plus contém ácido poliacrílico. Non utilizzare IonoStar Plus in caso di nota ipersensibilità (allergia) questo componente.

Target di pazienti:

IonoStar Plus può essere impiegato per il trattamento di tutti i pazienti senza alcuna limitazione per quanto riguarda età o sesso.

Caratteristiche prestazionali:

Le caratteristiche prestazionali del prodotto sono conformi ai requisiti della destinazione d'uso e alle norme di prodotto pertinenti.

Utilizzatore:

L'applicazione di IonoStar Plus deve essere effettuata da un utilizzatore con una formazione professionale in odontoiatria.

Utilizzo:

Preparazione:

Preparare la cavità in modo minimamente invasivo (rimuovere soltanto il tessuto duro dentale con la carie). I sottosquadri non sono necessari. Lo spessore dello strato deve superare 1 mm. Evitare bordi sottili (come bordi bisellati). Pulire la cavità, sciacquare con acqua e asciugherla con uno strato o con aria. Non asciugherla eccessivamente: deve sembrare di brillare un po' umido. Se necessario, applicare una matrice. In caso di uno spessore insufficiente della dentina rimanente, è consigliata una copertura nelle aree vicine alla polpa con un preparato adeguato di idrossido di calcio.

Attivazione della capsula d'applicazione e miscelazione del materiale:

Estrarre la capsula d'applicazione dalla busta soltanto poco prima di utilizzare il prodotto. Il liquido deve essere premuto completamente nella capsula dal pistone. Premere la capsula con il pistone all'ingiù lentamente su una superficie dura (ad es. un tavolo) finché si senta una piccola resistenza (vedere ill. 1). Attivare la capsula solo poco prima dell'uso e fissarla in un miscelatore con minimo 4.000 oscillazioni al minuto. Miscelare la capsula per circa 10 s, ritirare la capsula dal miscelatore immediatamente e inserire la capsula nel dispositivo della pinza per applicazione (ad es. AC Applicator, vedere le istruzioni per l'uso corrispondenti).

Aplicazione:

Aprire la capsula tirando su la cannuola finché si senta una piccola resistenza (vedere ill. 2) e applicare il materiale al più tardi 10 s dopo la miscelazione direttamente nella cavità premendo leggermente e omogeneamente la leva dell'applicatore. Ruotando la capsula nel dispositivo della pinza, si può variare l'allineamento della cannuola. Il tempo di lavoro e la consistenza dipendono dal tipo di miscelatore per capsule e possono abbreviare o allungare i tempi di miscelazione.



IonoStar Plus può essere lavorato 1 minuti dopo la miscelazione (temperatura ambiente). Evitare la contaminazione con l'umidità e l'inariamento. Se un posto di lavoro umido è inevitabile, applicare una vernice protettiva dopo la lavorazione del contorno e la modellazione (vedere le rispettive informazioni per l'uso). Al più presto 3 minuti dopo la fine della miscelazione si può lavorare il restauro con per es. una fresa diamantata, un lucidatore. Successivamente si dovrebbe applicare ancora una vernice protettiva (vedere le rispettive informazioni per l'uso).

Tempo di miscelazione (23 °C)

10 s

Dalla miscelazione all'applicazione (23 °C)

mass. 10 s

Tempo de lavorazione (23 °C)

min. 1 min

Tempo de presa (37 °C)

2 min

Tempo intero de presa

3 min

Note, precauções:

- Evitar l'applicazione diretta sulla dentina in proximidade da polpa ou sulla polpa exposta.
- En caso de contacto con os olhos, sciacquar abundantemente con agua e procurar un oftalmologista.
- Gli strumenti utilizati devono essere sciacquati immediatamente con agua fria prima que i residus de material polimerizzino. Dopo la rimozione della bande ortodontiche, i residus de material possono essere rimosi velocemente e delicatamente con un ablatore a ultrasuoni.
- Si prega di considerare che la capsula d'applicazione viene miscelata immediatamente dopo l'attivazione.
- Ne nosre indicações e/o os nossos conselhos non esonerano d'esaminare l'idoneità dei preparati da noi forniti per verificar que questi siano adatti agli ambitos de utilizo previstos.

Composição (in ordine decrescente in base alla quantità contenuta):

Vetro fluoruro silicato, ácido poliacrílico, agua, ácido tartárico, dióxido di silicio pirógeno, pigmentos colorati

Istruzioni di conservazione e utilizzo:

Conservare IonoStar Plus a temperatura compresa tra 4 °C - 23 °C e preservarlo dall'umidità. Estrarre la capsula dalla busta soltanto poco prima di utilizzare il prodotto. Non utilizzare dopo che è stata superata la data di scadenza.

Smaltimento:

Smaltimento do prodotto in base alle normative administrativas locais.

Obligo di notifica:

Incidenti gravi come il decesso, il grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di salute del paciente, utilizador o de un'altra persona e una grave minaccia per la salute publica che si sono verificati o avrebbero potuto verificarsi in combinazione con IonoStar Plus devono essere segnalati a VOCO GmbH e all'autorità competente.

Nota:

Resoconti sommari sulla sicurezza e le prestações clinicas de IonoStar Plus están disponíveis na base de dados europea sobre dispositivos médicos (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Para una información más detallada, vea también www.voco.dental.

FI Käyttöohjeet

[MD] EU Lääkinnällinen laite
DIN EN ISO 9917-1 -standardin mukainen

Tuotekuvaus:

IonoStar Plus on nopeasti kovettuva röntgenopakaatti lasi-ionomeeri bulkki täytymateriali käyttäjätavallisissa kapselleissa suoraan applikointiin. Korkean puristuslujuutensa lisäksi, se pystyy tarjoamaan erinomaisen adheesioksiin ja dentiiniin ja vapauttaa fluoridi-ioneja. Kussakin kapselissä on täytteeseen käytettävää sementtiä vähintään 0.15 ml.

Värit: A1, A2, A3, A3.5

Käyttöaiheet:

- Restoratioit, jotka eivät ole purennassa I luokkien kaviteeteissa
- Pitkäaikaista väliaikaisesta restoratiota luokkin I ja II kaviteeteissa
- Kervikaliesisoiden restoratiot, luokan V kaviteetit, juurikarieket
- Luokan III kaviteetit restoratiot
- Maitohammaslättäteeksi
- Alustäytteeksi/linerksi
- Pilari
- Väliaikaiset restoratiot
- Laajentuneet fissuurapinnoitteet

Vasta-aisteet:

IonoStar Plus sisältää polyakryylihappo. Mikäli potilaan tiedetään olevan yliherkkä (allerginen) näille IonoStar Plus aineosille, tuottetaa ei saa käyttää.

Potilaskohdetyyppi:

IonoStar Plus voidaan käyttää kaikilla ilman ikääni tai sukupuoleen liittyviä rajoituksia.

Suorituskyky:

Tuotteen suorituskyky on käyttötarkoitukseen edellyttämien vaatimusten ja asianomaisten laitenormien mukaisia.

Käyttäjät:

IonoStar Plus käyttää hammasläkätieteilisen ammattikoulutuksen saaneet käyttäjät.

Käyttötapa:

Malmistelu:

Prepari kaviteetti käytäen minimaalisen invasiivista tapaa (poistaainoastaan kariutiontun hammaspinta). Ei ole tarpeen tehdä alenneusto. Täytteen kerrospraksuiden ei pitäisi olla alle 1 mm. Vältä ohuesti kapenevia marginaaleja. Puhdisti kaviteetti, huuhtele vedellä ja kuivaa tapulemmella tai ilmapuustaamalla. Älä ylikuivaa dentiiniä: se tulisi näyttää kostealta, kiltäväältä pinnalta. Käytä matriisia tarvittaessa. Mikäli jäljelle jäävän dentiinin paksuus on riittämätön, pulpan läheisyydessä olevat alueet tulisi kattaa tarkoitukseen soveltuvalla kalsiumhydroksidilla.

Applikointikapselin aktivoointi ja materiaalin sekoittaminen:

Poista kapseli suojaapakkauksesta ainoastaan juuri ennen käyttöä. Aktivoiminkin sisällä oleva neste täyttyy puristusta kapselin sisään niin täydellisesti kuin mahdollista. Tämä taapuu seuraavaisesti: applikointikapseli loppusoisa, missä mäntä sijaitsee, painetaan alas kovaan pintaan (esim. pöytä) vasten (ks. kuvा 1) kunnes mäntä siirtyy.

Kapseli tulee aktivoida juuri ennen sen käyttöä ja asettaa välittömästi suurtaa sekoittimeen, jossa on vähintään n. 4000 värähdystäminutissa. Sekoita aktivoitu applikointikapseli 10 sekunnin ajan, poista applikointikapseli sekoittimesta välittömästi sekoittamisen jälkeen ja siisäin aseta se kapselinvirjäään (esim. AC Applicator, ks. vastaava käyttöohjeet).

Applikointi:

Aava varovasti poistoaukko nostamalla applikointikärkeä, kunnes tunnet sen pysähtyvän (katso kuvा 2) ja applikoit materiaali suoraan kaviteettiin 10 sekunnin kuluessa sekoittamisen jälkeen puristamalla vieräin viipa. Huistaasi ja tasaiseksi. Kanylly voidaan suunnata vaaditun suuntaan kääntämällä koko applikointikapselia viejässään. Työskentelyaikaa ja konsistenssin vaikuttavat käytettävän kapselin sekoittajan tyyppi ja sekoitusmateriaali.



Kuva 1: Kapselin aktivoointi Kuva 2: Kapselin avaaminen

NO Bruksanvisning

[MD] EU Medisinsk utstyr
Samsvarer med DIN EN ISO 9917-1

Produktbeskrivelse:

IonoStar Plus er et raskt herdende glassionomer bulkfyllingsmateriale med röntgenkontrast i brukvervenlige kapsler for direkte aplikasjon. I tillegg til hoy kompressiv styrke har det god adhesjon til omajre og dentin, med utslepp av fluor ioner. Mengden av cement som kan brukes i hver kapsel er på minimum 0.15 ml.

Farger: A1, A2, A3, A3.5

Indikasjoner:

- Restaurering av ikke-okklusjonsbærende klasse I kaviter
- Semi-permanent restaurering av klasse I og II kaviter
- Restaurering av cervikale lesjoner, klasse V kaviter, rotkaries
- Restaurering av klasse III kaviter
- Restaurering av melketennet
- Base/liner
- Konusoppbygning
- Midlertidige restaureringer
- Store fissurforselinger

Kontraindikasjoner:

IonoStar Plus inneholder polyakrylysa. IonoStar Plus må ikke brukes ved kjent overføringstiltighet (allergi) overfor dette innholdsstoffet.

Pasientmålgruppe:

IonoStar Plus kan brukes hos alle pasienter uten begrensninger med tanke på alder eller kjønn.

Egenskaper:

Produktets egenskaper samsvarer med kravene til den tiltenkte bruken og relevante produktstandarder.

Bruker:

IonoStar Plus skal brukes av profesjonelle brukere med odontologisk utdanning.

Brukstil:

Preparer kavitten ved å bruke en minimal invasive tilnærming (fjern kun kariossubstans). Undersnitt er ikke nødvendig. Tykkelsen på restaureringslaget skal ikke være under 1 mm. Unngå tykke koniske marginer. Rengjør kavitter, skyll med vann og tork med bomull eller blås tort. Dentinet skal ikke torregges for mye: det skal ha en fuktig, oppretten med glans. Sett på en matrise om nødvendig. Dersom det gjentas denne dentin-tykkelsen ikke er tilstrekkelig må området nært pulpa dekkes med et egnet kalsiumhydroksidprodukt.

Aktivering av applikationskapselen og blanding av materialet:

Applikationskapselen skal ikke tas ut fra oppbevaringsposen for umiddelbart før bruk. Under aktiveringen skal væsken i stemplet presses inn i insiden av kapselen så godt som mulig. For å oppnå dette skal enden på applikationskapselen hvor stemplet med væsken er sakte presses ned mot en hard flate (f.eks et bord) så langt som stemplet beveger seg (se fig. 1). Kapselen skal aktiveres umiddelbart før bruk og settes med en gang inn i en hoyfrekvens mixer med minimum 4.000 oscillatorer i minuttet. Den aktiverde applikationskapselen skal ristes i 10 sekunder, ta den raskt ut av mixeren og plasser den på en applikasjonsenhed (for eksempel AC Applicator, se medfølgende bruksanvisning).

Applikasjon:

Åpne kapselen forsiktig ved å løfte kanylen inntil du kjenner et stopp (se fig. 2). Appliser materialet direkte i kavitten innen **10 sekunder etter sluttet på mixingen** ved å trykke applikatorens håndtak sakte og helt inn. Kanylen kan snus i ønsket retning ved å snu hele applikationskapselen inne i holderen.

Arbeidsstiden og konsistensen kan influeres ved de forskjellige typer mixer og blandetid.



Fig. 1: Aktivering av kapselen Fig. 2: Åpning av kapselen

SV Bruksanvisning

[MD] EU Medicinteknisk produkt
Motsvarar DIN EN ISO 9917-1

Produktbeskrivning:

IonoStar Plus är en röntgenkontrasterande, snabbhärdande glasjonomer för bulkfyllning i användarvänliga kapslar för direktapplikering. Förutom hög tryckhållfasthet, uppvisar den en god adhesion till emaj och dentin och avger fluoridioner. Den användbara kvantiteten glasjonomer i varje kapsel är minst 0.15 ml.

Färger: A1, A2, A3, A3.5

Indikationer:

- Restaurering av ikke-okklusjonsbærende klasse I kaviter
- Semi-permanent restaurering av klasse I og II kaviter
- Restaurering av cervikale lesjoner, klasse V kaviter, rotkaries
- Restaurering av primæra tänder
- Bas/liner
- Pelaruppbrygning
- Temporära restaureringer
- Utvidgad fissurforsel

Kontraindikationer:

IonoStar Plus innehåller polyakrylysa. IonoStar Plus ska inte användas vid känd hypersensitivitet (allergi) mot detta innehållsstoffet.

Patientmålgrupp:

IonoStar Plus kan användas för alla patienter utan begränsning avseende ålder eller kön.

Prestandaegenskaper:

Produktens prestandaegenskaper motsvarar kraven enligt dess avsedda ändamål samt gällande produktstandarder.

Användare:

Användningen av IonoStar Plus utförs av användare med professionell utbildning inom tandmedicin.

Användning:

Preparation: Prepara kavitten med en minimalt invasiv teknik (avlägsna endast kariös tandsubstans). Underskär behövs inte. Restaureringsjöckeln får inte vara mindre än 1 mm. Undvik tunt avslutade marginaler. Rengör kavitter, skölj med vatten och badda eller blås torrt. Torka inte ut dentinet för mycket, det ska ha en fuktig, glansig yta. Placerar en matris om så behövs. Om den kvarvarande dentintjockleken är otillräcklig, ska området nära pulpan täckas med en lämplig kalciumhydroksidprodukt.

Aktivering av kapseln och blanding av materialet:

Ta till kapseln ur folieförpackningen först omedelbart före användningen. Under aktiveringens måste vätskan i kolven tryckas in så fullständigt som möjligt i kapseln innre. För att åstadkomma detta ska den ände på applikationskapseln där kolven sticker ut, sakta tryckas ner mot en hård yta (t.ex. ett bord) så långt som kolven kan röra sig (se fig. 1). Kapseln ska aktiveras först direkt före användning och omedelbart placeras i en högfrekvensbländare med minst 4000 oscillatorer per minut. Blanda den aktiverade kapseln i 10 sek. Avlägsna kapseln från bländaren utan dröjsmål och placera den i hållaren på appliceringsverktyget (t.ex. AC Applicator, se tillhörande bruksanvisning).

Applicering:

Öppna försiktigt kapseln genom att lyfta spetsen tills ett stopp känns (se fig. 2) och applicera materialet direkt i kavitten, **inom 10 sek. efter bländningens slut**, med ett långsamt och stadigt tryck på applicatören. Spetsen kan riktas in efter behov genom att hela kapseln vrids i hållaren. Arbetstid och konsistens kan påverkas av olika typer av bländningsapparater och av bländningstid.



Fig. 2: Åpning av kapseln

Efter bländning kan IonoStar Plus bearbetas i minst 1 minut (vid rumstemperatur). Undvik att materialet kontaminerar med fuktighet eller att det torkas ut. Om det inte är möjligt att hålla arbetsområdet torrt, ska en skyddande varnish appliceras efter avslutad modellering och konturering (se tillhörande bruksanvisning). Restaureringen kan finisheras, t.ex. med putsdiamant eller polerare, tidigast 3 minuter efter bländningens slut. Det skyddande lager varnish ska därefter åter appliceras (se tillhörande bruksanvisning).

Blandningstid (23 °C)	10 s
Från blandningsslut till applicering (23 °C)	max. 10 s
Arbetstid (23 °C)	min. 1 min
Stelningstid (37 °C)	2 min
Total stelningstid	3 min

Information, försiktighetsåtgärder:

- Undvik direkt applicering på dentin nära pulpan och direkt på blottad pulpa.
- Vid kontakt med ögon, skölj noggrant med riktigt med vatten och konsultera ögonspecialist.
- Vid händelse av kontakt med ögon, skölj omedelbart med riktiga mängder vatten och konsultera läkare. Instrument som används behöver direkt sköljas med kallt vatten innan materialrester hårdar. Efter avlägsnande av ortodontisk band kan materialrester snabba och skonstans ta bort med ultraljudsscaler.
- Se till att kapseln blandas direkt efter aktivering.
- Våra anvisningar och/eller vår rådgivning befarar dig inte från att kontrollera de av oss levererade preparaten avseende deras lämplighet för den avsedda användningen.

Sammansättning (enligt fallande andel):

Fluorosilikatglas, polyakrylysa, vatten, vinsyra, pyrogen kiseldioxid, färgpigment

Anvisningar för förvaring och användning:

Jäförvara IonoStar Plus torrt och vid temperaturer på 4 °C - 23 °C. Ta endast ut kapseln ur folieförpackningen omedelbart före användning. Använd inte efter utgångsdatum.

Avtfallshantering:

Produkten ska avfallshanteras enligt föreskrifter från lokala myndigheter.

Rapporteringsskyldighet:

Allvarliga tillstånd som dödsfall, tillfällig eller permanent bestående försämring av en patienten, en användares eller andra personers hälsotillstånd samt allvarlig fara för folkhälsa, som uppkommer eller skulle ha kunnat uppkomma i samband med IonoStar Plus ska rapporteras till VOCO GmbH samt till ansvarig myndighet.

Obs:

Sammanfattande rapporter om säkerhet och klinisk prestanda för IonoStar Plus finns i Europeiska unionens databas för medicintekniska produkter (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Utformlig information finns även på www.voco.dental.

Last revised: 2023-02

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

VCO 6 AA2540 E1 0223 99 © by Voco

VOCO

HU Használati utasítás

MD EU Orvostechnikai eszköz

Megfelel a DIN EN ISO 9917-1 szabványnak

Termékleírás:

Az IonoStar Plus röntgenáryékot adó, gyors kötésű „bulk fill” üvegionomer tömöranyag, felhasználóbarát kapszulákban, közvetlen alkalmazásra.

A nagy nyomásüzeműsége mellett jól tapad a zománchoz és a dentinhez, és magas fluorid-leado képességgel rendelkezik.

Minden kapszula legalább 0,15 ml felhasználható mennyiséggű cementet tartalmaz.

Színök: A1, A2, A3, A3.5

Javallatok:

- Okkluziós terheléstől mentes I. osztályú kávítások tömése

- I. és II. osztályú kávítások hosszan tartó ideiglenes tömése

- Nyaki kopások, gyökér káries, V. osztályú üregek ellátása

- III. osztályú tömésék

- Tejfog restaurációk

- Alaptörömönszél/álabélelésre

- Csonkfejelések

- Ideiglenes tömésre

- Kiterjesztett barázdazáras

Ellenjavallatok:

Az IonoStar Plus polikraklsavat tartalmaz. Az IonoStar Plus ezen összetevőivel szemben ismert túlerékenység (allergia) esetén nem használható fel.

Beteg célcsoport:

Az IonoStar Plus minden beteg esetében korra és nemre vonatkozó megkötelesek nélküli alkalmazásra.

Teljesítmény jellemzők:

A termék teljesítménye jellemzői megfelelnek a rendeltek szerint követelményeknek és a vonatkozó termékszabványoknak.

Felhasználók:

Az IonoStar Plus csak szakképzett fogászati személyzet használhatja.

Felhasználás:

Preparáció:

Készítse elő az üreget a minimál invazív technika szerint (csak a szuvas foganyag eltávolítása). Alámenős részek kialakítására nincs szükség. A tömésék retegvastagság 1 mm-nél ne legyen kevénnyebb. Kerülje az erdes szelkeit. Tisztassa meg a kávítást, oblitse le a vizzel és itassa fel a nedvességet, vagy szártás megl. Ne szártás tű a dentint: csillagöngör nedves felület elérésre a célt. Használjon matricát, amennyiben szükséges. Ha az épen maradt dentin túl vékony, a pulpa közeli területeket fedje be megfelelő calcium-hidroxid tartalmú készítménnyel.

Az applikációs kapszula aktiválása és az anyag megkeverése:

A védőzacsikot csak közvetlenül a felhasználás előtt távolítsa el az applikációs kapszuláról. Az aktiválás során a folyadékot a tartályból a kapszule belsejébe kell nyomni a lehető legteljesebb mértékben. Ennek elérése érdekében, az applikációs kapszula végét, ahol a folyadékartály kírulik, lassan nyomja le egy kemény felületet (pl. egy asztalaprapp), mindeköd meg, ameddig csak a folyadékartály mozzogni képes (lásd a 1. ábrát). Az applikációs kapszulát csak közvetlenül a felhasználás előtt aktiválja és azonnal helyezze nagyrégiókat a kapszulakeverőre (legalább 4000 rezgés percentsként). Kevertesse az aktivált applikációs kapszulát 10 másodpercig, azonnal vegye ki a mixerből és helyezze az applikátor tartójába, majd applikálja az anyagot (pl. AC Applicator, lásd a megfelelő használási utasítást).

Alkalmazás:

Övatosan nyissa ki az applikációs csőr megemelésével a kapszulát, egészen addig, amíg úgy érzi, hogy megakad (lásd az 2. ábrát.) és applikálja az anyagot közvetlenül a kávításba a keverés végétől számított 10 másodpercen belül az applikátor karjának lássá és egyenletes összennyomásával. A karját a kívánt irányba az egész applikációs kapszula elforgatásával lehet beállítani. A munakoda és a konzisztenzia függ az adott kapszulakeverő gép típusától és a keverési időtől.



1. ábra: A kapszula aktiválása

2. ábra: A kapszula nyitása

A keverést követően az IonoStar Plus legalább 1 percig feldolgozható (szobahőmérsékleten). Védje az anyagot a nyálal történő kontaminációtól és a kiszáradástól. Amennyiben a munkaterületet szárazon tartása nem lehetséges, alkalmazzon védő lakkot, miután a felszín kialakítása befejeződött (lásd a megfelelő használási utasításokat). A helyreállítás a keverés befejezése után legkorábban 3 perc elteltével párdaig gyémánt vagy polírozóval kidolgozható. Ezek után ismét védő lakkot kell alkalmazni (lásd a megfelelő használási utasítást).

Keverési idő (23 °C)	10 másodperc
Keverés végétől az applikálásig (23 °C)	maximum 10 másodperc
Feldolgozási idő (23 °C)	minimum 1 perc
Kötési idő (37 °C)	2 perc
Teljes kötési idő	3 perc

Megjegyzések, önvájtékdedek:

- Ne alkalmazza közvetlenül pulpa közéleben, vagy a megnagyított pulpára.
- Szembe kerülés esetén alaposan mosza ki vízzel és keressen fel szemorvost.
- Használálat után a műszereket azonban, a cement megkötése előtt, mosha el hideg vizben. A fogszabályozási szalagok eltávolítását követően az anyagmaradványokat gyorsan és kíméletesen el lehet távolítani ultrahangos depurátorral.
- Ügyeljen arra, hogy az applikációs kapszula keverése az aktiválás után azonnal elkezdődjön.
- Utmutatónk és/vagy tanácsaink nem mentesítik Önt az alól, hogy ellenőrizze az általunk szállított készítményeknek a szárdékol alkalmazási célokra való megfelelőséget.

Összetétel (csökkentő tartalom szerint):

Fluoroszilikát üveg, poliakrilsvav, víz, borkosav, pirogén szilicium-dioxid, színpigmentek

Tárolási és alkalmazási utasítások:

Az IonoStar Plus száraz helyen, 4 °C - 23 °C hőmérsékleten tárolandó. A védőfóliát csak közvetlenül a felhasználás előtt távolítsa el. A lejárat idő után ne használja fel.

Ártalmatlanítás:

A termék ártalmatlanítása a helyi hatósági előírások szerint történik.

Jelentések kötelezettség:

Az IonoStar Plus alkalmazásával kapcsolatos olyan, ténylegesen vagy esetlegesen felmerülő súlyos eseményeket, mint a beteg, a felhasználó vagy más személyek halála vagy egészségi állapotának ideiglenes vagy tartósan súlyos romlása, illetve a súlyos közigézsésgyűrű veszélyét, be kell jelenteni a VOCO GmbH és az illetékes hatóság számára.

Megjegyzés:

Az IonoStar Plus biztonságosságáról és klinikai teljesítményéről rövid jelentések állnak rendelkezésre az Európai Orvostechnikai Eszközök Adatbázisában (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Részletes információkat a www.voco.dental oldalon talál.

PL

Instrukcja użycia

MD UE Wyrób medyczny

Zgodny z DIN EN ISO 9917-1

Opis produktu:

IonoStar Plus jest szybko twardniejącym szkło-jonomerowym materiałem objętościowo-wypelnianym, nieprzepuszczalnym dla promieni rentgenowskich, zawarty w bezpośredniości do aplikacji, przyjaznych użytkownikowi kapsulkach. Poza wysoką wytrzymałością na ściskanie wykazuje dobrą adhezję do szkliwa i zębiny oraz uwalnia jony fluoru.

Zawartość kapsułki do użytku wynosi 0,15 ml materiału.

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5

Wskazania:

- Wypełnianie ubytków klasy I, nie poddawanych obciążeniem zwanym zwarcowym
- Tymczasowe długoterminowe wypełnianie ubytków klasy I i II
- Odbudowa ubytków przyszyjkowych, ubytków klasy V i próchnicy korzenia
- Wypełnianie ubytków klasy III
- Odbudowa zębów mlecznych
- Podkład/liner
- Obudowa zębów
- Wypełnianie tymczasowe
- Poszerzanie uszczelnianie bruzd

Przeciwwskazania:

IonoStar Plus zawiera kwas poliakrylowy. W przypadku rozpoznanej nadwrażliwości (alergii) na ten składnik produktu IonoStar Plus należy zrezygnować z jego stosowania.

Grupa docelowa pacjentów:

IonoStar Plus może być stosowany bez ograniczeń u wszystkich pacjentów, niezależnie od ich wieku i płci.

Właściwości:

Właściwości produktu odpowiadają wymogom wynikającym z jego przeznaczenia oraz obowiązujących norm produktowych.

Użytkownik:

IonoStar Plus jest przeznaczony do stosowania przez użytkownika profesjonalnego posiadającego wykształcenie stomatologiczne.

Zastosowanie:

Przygotowanie:

Operując ubytek, stosując podejście minimalnie invazyjne (usuwając wyłącznie tkanki próchnicowe zęba). Nie ma potrzeby wykonywania podcień. Grubość warstwy wypełnienia nie może wynieść mniej niż 1 mm. Należy uniknąć bardziej ciężkiej preparacji pobieżnej. Oczyszczić ubytek, wypłukać wodą i osuszyć gazikami lub strumieniem powietrza. Nie należy przesuwać zębiny – powinna być wilgotna i lisiąca. W razie potrzeby założyć formówkę. Jeśli grubość pozostałe zębiny jest niewystarczająca, obojętnie blisko miazgi należy pokryć odpowiednim preparatem na bazie wodorotlenku wapnia.

Aktywacja kapsułki aplikacyjnej i mieszanie materiału:

Kapsulkę aplikacyjną wyciągać z torbki tylko i wyłącznie bezpośrednio przed użyciem. Podczas aktywacji płyn z fiolki musi zostać wcisnięty do wnętki kapsułki na tyle, ile jest to możliwe. Aby tego dokonać, koniecznie kapsułki z wystającą fiolką płynu jest powoli dociskany do twardej powierzchni (na przykład stolu) na tyle, aby fiolka się ruszy (patrz ilustracja 1). Kapsułkę należy aktywować tylko bezpośrednio przed użyciem i natychmiast załadować do miksera o wysokiej częstotliwości z co najmniej 4000 oscylacji na minutę. Mieszać aktywowaną kapsulkę aplikacyjną przez 10 sekund, niezwłocznie wyciągając ją z mieszalnika i wrzucając do urządzenie aplikującego (np. AC Applicator, patrz odpowiednia instrukcja użytownika).

Aplikacja:

Ostrożnie otworzyć ujście, podnosiąc kaniulę do chwili wyczucia oporu (patrz ilustracja 2) i zaplikać materiał bezpośrednio do ubytku w ciągu 10 sekund od zakończenia mieszania, równomiernie i powoli dociskając dźwignię aplikatora. Kaniulę można ustawić w zależności od potrzeb, obracając całą kapsulkę wewnątrz pojemnika. Czas pracy i konstencja mogą zależeć od typu mieszalnika do kapsułek oraz czasu mieszania.



Ilustracja 1: Aktywacja kapsułki

Ilustracja 2: Otwieranie kapsułki

Po mieszaniu, IonoStar Plus może być używany przez co najmniej 1 minutę (w pokojowej temperaturze). Należy uniknąć dostępu wilgoći oraz wyruszenia materiału. Jesli nie jest możliwe utrzymanie obszaru pracy w suchości, po konturowaniu/modelowaniu zalecany jest lakier ochronny (patrz instrukcja obsługi). Wypełnienie można wykonać np. przy użyciu wiertła diamentowego lub narzędziem do polerowania, nie wcześniej niż po 3 minutach od zakończenia mieszania. Lakier ochronny powinien być użyty ponownie (patrz odpowiednia instrukcja użytownika).

Použití:

Optměňte otevřete kapsli tak, že až nadraz vzdene kanylu (viz obr. 2), a pomaly a rovnoramenně sláčením páky aplikátoru naneste na výplň ochranný lak (viz obr. 1). Kapsle se musí aktivovat těsně před použitím a poté ihned vložit do vysokofrekvenčního micháčku s nejméně 4000 kmuty za minutu. Aktivovanou aplikaci kapsli micháčte po dobu 10 sekund, bez prodlejte vyměňte na micháčky a vložte do držáku aplikátoru (např. AC Applicator, viz příslušný návod k použití).

Optměňte otevřete kapsli tak, že až nadraz vzdene kanylu (viz obr. 2), a pomaly a rovnoramenně sláčením páky aplikátoru naneste na výplň ochranný lak (viz obr. 1). Kapsle se musí aktivovat těsně před použitím a poté ihned vložit do vysokofrekvenčního micháčku s nejméně 4000 kmuty za minutu. Aktivovanou aplikaci kapsli micháčte po dobu 10 sekund, bez prodlejte vyměňte na micháčky a vložte do držáku aplikátoru (např. AC Applicator, viz příslušný návod k použití).

Po namíchání jede IonoStar Plus zpracovávat nejmeně 1 minutu (pri pokojové teplotě). Zabraňte kontaminaci materiálu vlhkostí i jeho zaschnutí. Pokud není možné zachovat suché pracovní pole, je třeba po ukončení modelace nanést na výplň ochranný lak (viz příslušný návod k použití). Výplň je možné dokončovat, např. diamantovým brouškem nebo leštětkou, nejdříve 3 minuty od ukončení michání. Poté se opět může nanést ochranný lak (viz příslušný návod k použití).

Doba michání (23 °C) 10 s

Doba od ukončení michání po použití (23 °C) max. 10 s

Doba zpracování (23 °C) min. 1 min

Doba tuhnutí (37 °C) 2 min

Celková doba tuhnutí 3 min

Informace, preventivní bezpečnostní opatření:

- Nie należy aplikować materiału IonoStar Plus na zębinę w pobliżu miazgi i na obrazoną miazgę.
- W razie kontaktu z oczami przepłukać dokładnie dużą ilością wody i skonsultować się z okulistą.
- Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć zimną wodą przed utwardzeniem się materiału. Po usunięciu pierścienia ortodontycznego resztki materiału można szybko i delikatnie usunąć przy pomocy skaleru ultradźwiękowego.
- Kapsułki aplikacyjne muszą być mieszane niezwłocznie po aktywacji.
- Udzierlana przez nas informacje i/lub porady nie zwinają Państwa z obowiązkiem sprawdzenia przydatności dostarczonych przez nas preparatów do zamierzonych zastosowań.

Skład (wg zawartości w kolejności malejącej):

Skłód fluorokremiasto, kwas poliakrylowy, woda, kwas winowy, pyrogeniczny dwutlenek krzemu, pigmente kolorowe

Informacje dot. przechowywania i zastosowania:

Przechowywać IonoStar Plus w suchym miejscu w temperaturze od 4 °C do 23 °C.

Wyjmować z opakowania foliowego dopiero bezpośrednio przed użyciem.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Użytyzacja:

Produkt należy użytyzować zgodnie z miejscowymi przepisami.

Obowiązek zgłoszenia:

Wszelkie poważne incydenty, takie jak zgon pacjenta, czasowe lub trwałe poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innego osoby oraz poważne zagrożenie zdrowia publicznego, które wystąpiły bądź mogły wystąpić w związku z zastosowaniem produktu IonoStar Plus, należy zgłaszać firmie VICO GmbH oraz właściwemu organowi.

Uwaga:

Raporty dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej IonoStar Plus są dostępne w Europejskiej Bazie Danych Wyrobów Medycznych (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie www.voco.dental.

CS

Návod k použití

MD EU Zdravotnický prostředek

Splňuje normu DIN EN ISO 9917-1

Popis produktu:

IonoStar Plus je rychle tuhnoucí rentgen kontrastní výplňový materiál typu „bulk-fill“ (pro nanášení po velkých dírkách) v uživatelsky přijemných kapslech pro přímé nanášení. Kromě vysoké pevnosti v tlaku disponuje také dobrou přilnavostí ke sklovnu a uvolňuje ionty fluoru.

Využitelné množství materiálu v každé kapsli je minimálně 0,15 ml.

Odstíny:

A1, A2, A3, A3.5

Indikace:

- Výplň kavít I. třídy nezatižené živýcím tlakem
- Částečně definitivní výplň kavít I. a II. třídy
- Výplň krátkovlivé lézí, kavít V. třídy, kořenového kazu
- Výplň kavít III. třídy
- Výplň v mléčném chrupu
- Podkládání výplň/liner
- Korunkové dostavby
- Provizorní výplň
- Rozsáhlé pečetění fisur

Kontraindikace:

IonoStar Plus obsahuje kyselinu poliakrylovou. V případě známé přicitivnosti (alergie) na tento složku produktu IonoStar Plus je nutné od použití upustit.

Cílová skupina pacientů:

IonoStar Plus je použití pro všechny pacienty bez omezení věku nebo pohlaví.

Funkční charakteristiky:

Funkční charakteristiky produktu odpovídají požadavkům určeného účelu použití a příslušných standardů výrobců.

Uživatel:

Uživatel: Aplikaci produktu IonoStar Plus provádí uživatel odborně vzdělaný v oboru Zubního lékařství.

Použití:

Príprava:

Prepracujte kavitu pomocí výplňového materiálu (odstranění pouze kariénního hmoty zubu). Není třeba vytvářet podsekroviny. Síla vrstvy výplň nesmí být menší než 1 mm. Zabraňte vzniku tenkých zkosených okrajů. Kavitu vycítěte, vypláchněte vodou a osušte vzdichovou pistole. Nepřešlete dient: měl by mit vlnký, lesklý vzhled. Je-li to nutné, použijte matrici. Pokud je tloušťka zbytkového dentinu nedostatečná, je třeba oblasti v blízkosti dřeně překryt vhodným přípravkem.

Aktivace aplikáční kapsle a michání materiálu:

Aplikáční kapsli vymíjetěte z trubicovitého obalu až těsně před použitím. Během aktivace musí být použit podokrovýna všechna tekutina z baňky vtlčena dovnitř kapsle. Za tímto účelem se na tvrdé podložidce (např. na stole) pomalu stlačí konec aplikáční kapsle, kde je umístěna baňka s tekutinou, až se do kapsle zasune (viz obr. 1). Kapsle se musí aktivovat těsně před použitím a poté ihned vložit do vysokofrekvenčního micháčku s nejméně 4000 kmuty za minutu. Aktivovanou aplikaci kapsli micháčte po dobu 10 sekund, než je třeba vložit do držáku aplikátoru (např. AC Applicator, viz příslušný návod k použití).

Použití:

Optměňte otevřete kapsli tak, že až nadraz vzdene kanylu (viz obr. 2), a pom

Descrierea produsului:
 Ionomerul de stică **IonoStar Plus** este un material glass ionomer cu priza rapidă, radioopac, pentru obturări în bloc, care se utilizează usor cu ajutorul capsulelor pentru aplicare directă. Pe lângă rezistența sa crescută la compresiune, are o adeziune foarte bună la smalt și dentină și eliberează ioni de fluorură.
 Cantitatea utilizabilă de ciment per capsulă este de cel puțin 0.15 ml.

Nuanțe: A1, A2, A3, A3.5

Indicații:

- Obturări ale cavităților de clasa I, care nu sunt supuse forțelor ocluzale
- Obturări semi-permanente ale cavităților de clasa I și II
- Obturări ale leziunilor cervicale, cavităților de clasa a V-a, carilor radiculare
- Obturări ale cavităților de clasa a III-a
- Restaurări ale dintinților deciduali
- Bază/liner
- Reconstituiri de bonturi
- Obturări temporare
- Pentru sigurarea extinsă a fisurilor

Contraindicații:

IonoStar Plus conține acid poliacrilic. Dacă se cunoaște o hipersensibilitate (alergie) la aceste substanțe conținute se va renunța la utilizarea **IonoStar Plus**.

Grupa ţintă de pacienți:

IonoStar Plus se poate utiliza pentru toți pacienții, fără limitare în ceea ce privește vîrstă sau sexul.

Caracteristici de performanță:

Caracteristicile de performanță ale produsului corespund cerințelor utilizării conforme și normelor aplicabile cu privire la produs.

Utilizator:

Utilizarea **IonoStar Plus** este rezervată utilizatorilor profesioniști, calificați în domeniul medicinii dentare.

Utilizarea:

Pregătire:

Preparati cavitatea minim invaziv (îndepărând numai substanța dentară carioasă). Nu sunt necesare forme retentive sau subincizi. Groșimea stratului restaurării nu trebuie să fie sub 1 mm. Evitați marginile subțiri. Curățați cavitatea, călită cu apă, uscați prin tamponare sau cu spray-ul de aer. Nu uscați exagerat dentina: trebuie să aiă un aspect umed, lucios. Utilizați o matrice dacă este necesar. Dacă rezistența dentinei restante este insuficientă, trebuie acoperită suprafața din apropierea pulpei dentare cu un produs corespunzător pe bază de hidroxid de calciu.

Activarea capsulei de aplicare și amestecarea materialului:

Extrageti capsula de aplicare din punta tubulară doar înainte de utilizare. În timpul activării, lichidul din recipient trebuie să se impinge în interiorul capsulei, cât mai mult posibil. Pentru aceasta, capsula de aplicare va fi preșărată încet cu capătul care prezintă comportamentul de lichid orientat în jos, de o suprafață dură (de ex masă) (vezi fig. 1). Capsula trebuie activată doar înainte de utilizare și încărcată imediat într-un mixer de înaltă frecvență cu cel puțin 4.000 de oscilații pe minut. Capsula activată va fi mixată timp de 10 securi apoi va fi introdusă imediat într-un clește applicator adecvat (ex. AC Applicator, vezi instrucțiunile de utilizare specifice).

Aplicare:

Deschideți cu atenție ridicând vârful capsulei de aplicare până când simțiți că se oprește (vezi fig. 2), aplicați materialul direct în cavitatele celălalte 10 secunde de la sfârșitul mixării, prin apăsarea manetei aplicatorului înconștient și uniform. Capsula poate să fie orientată după cum este necesar, prin învărtirea întregii capsule de aplicare în menținătorul cleștelui aplicator.

Tipul de malaxor și timpul de amestec pot influența timpul de lucru și consistența materialului.



Fig. 1: Activarea capsulei Fig. 2: Deschiderea capsulei

După amestec, **IonoStar Plus** poate să manevreze pentru cel puțin 1 minut (la temperatura camerei). Preveniți contaminarea cu urezătoare și uscarea acestuia. Dacă nu este posibil să mențineți un câmp de lucru uscat, ar trebui aplicat un lac protector după ce atunci terminați manoperele de conturare/modelare (vezi instrucțiunile de utilizare specifice). Restaurarea poate fi finisată, de ex. cu o freză diamantată sau un polipant, cel mai devreme după 3 minute de la terminarea procesului de mixare. Ar trebui aplicat din nou un lac protector (vezi instrucțiunile de utilizare specifice).

Timp amestec (23 °C)	10 s
Timp de la sfârșitul amestecului până la aplicare (23 °C)	max 10 s
Timp de lucru (23 °C)	min 1 min
Timp de priză (37 °C)	2 min
Timp total de priză	3 min

Indicații, măsuri de precauție:

- Evitați aplicarea directă pe dentina din apropierea pulpei dentare sau pe pulpa dentară expusă.
- În cazul contactului cu ochii clătiți bine cu apă și consultați un oftalmolog.
- Instrumentele folosite trebuie clătiți cu apă rece imediat, înainte ca resturile de material să facă priză. În urma îndepărării benzilor ortodontice, resturile de material pot fi rapid și ușor îndepărtați cu ajutorul instrumentelor activate prin ultrasunete.
- Asigurați-vă, după activare, capsula aplicatoare să fie amestecată imediat.
- Indicațiile și/sau consiliile noastre nu vă exonerăză de obligația de a verifica dacă preparatele livrate de noi sunt adecvate pentru scopurile de utilizare prevăzute.

Compoziție (în ordine descrescătoare):

Stică fluorosilikat, acid poliacrilic, apă, acid tartric, dioxid de siliciu pirogen, pigmenti colorați

Indicații privind depozitarea și utilizarea:

Depozitați **IonoStar Plus** într-un loc uscat, la temperaturi cuprinse între 4 °C - 23 °C. Îndepărtați-l din folie numai înainte de utilizare. A nu se utilize produsul după data expirării.

Eliminarea:

Eliminarea produsului conform dispozitivelor legale locale.

Obligația de anunțare:

Incidentele grave cum sunt decesul, deteriorarea gravă, temporară sau permanentă, a stării de sănătate a unui pacient, unui utilizator sau a unei altele persoane și amenințare gravă la adresa sănătății publice, care au apărut sau au putut apărea în legătură cu **IonoStar Plus** trebuie comunicate VOCO GmbH și autorității competente.

Indicație:

Scurte rapoarte cu privire la siguranța și performanța clinică a **IonoStar Plus** sunt stocate în Banca europeană de date pentru dispozitivele medicale (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Informații detaliate pot fi găsite și pe www.voco.dental.

Описание на продукта:
IonoStar Plus е бързо втвърдващ се рентген контрастен глас йономерен обтуровчен цимент за работа в големи обеми в удобни капсули за директно нанасяне. Освен високата компресивна якост той може да се похвали с добра адгезия към емайла и дентина и освобождава флуорни йони. Използвамото количествено количество цимент на капсула е най-малко 0.15 ml.

Цветове: A1, A2, A3, A3.5

Показания:

- Възстановяване при кавитети клас I, които не носят оклузално наносване
- Пълностостояни обтурации на кавитети клас I и II
- Възстановяване на цервикални лезии, кавитети клас V и карies на корона
- Възстановяване при кавитети клас III
- Възстановяване на временни зъби
- За подложки
- За изграждане на пънчета
- Временно възстановяване
- Обширно запечатване на фисури

Противопоказания:

IonoStar Plus съдържа поликарилова киселина. При установена свръхчувствителност (алергия) към тази съставка **IonoStar Plus** не трябва да се прилага.

Целева група пациенти:

IonoStar Plus може да се прилага за всички пациенти без ограничения предвид възрастта или пола им.

Характеристики:

Характеристиките на продукта съответстват на изискванията на предназначението и съответните продуктови стандарти.

Потребители:

IonoStar Plus се прилага от професионално обучени специалисти в областта на стоматологията.

Приложение:

Препарация:

Препарирайте кавитета като използвате минимално инвазивен подход (отстраняване само на карийозната зъбна субстанция). Няма нужда от създаване на подмоли. Дебелината на слоя на възстановявання не трябва да е по-малка от 1 mm. Избегвайте тънко скосяване на маргиналните ръбове. Почистете кавитета, изплакнете с вода и избрьшете или издухвайте кавитета. Не пресушавайте дентина: той трябва да има влажна, лъскава повърхност. Поставете матрица, ако е необходимо. Ако оставащата дебелина на дентина е недостатъчна, областта в близост с пулпата трябва да се покрие с подходящ капвице хидроксиден продукт.

Активиране на апликационната капсула и смесване на материала:

Само извадете апликационната капсула от цилиндричната торбичка непосредствено преди употреба. По време на активирането течността от флаconka трябва да се изтласка във вътрешността на капсулата колкото е възможно по-цялостно. За да се получи това, краят на апликационната капсула, където флаconka с течността леко се показва, се притиска бавно върху търда повърхност (напр. маса) докога флаconka се движи. (виж фиг. 1). Капсулата трябва да бъде активирана непосредствено преди употреба и да бъде поставена веднага във високочестотния миксер с не по-малко от 4000 трептения в минута. Смесвате активираната апликационна капсула за 10 секунди, изведете я от миксера без бавене и я поставете в държателя на апликаторното устройство (напр. AC Applicator, виж съответните инструкции за употреба).

Нанасяне:

Внимателно отворете накрайника чрез повдигане на канюлота докато усетите затруднение (виж фиг. 2) и нанесете материала директно в кавитета в рамките на 10 секунди след края на смесването чрез притискане на лоста на апликатора бавно и равномерно. Канюлота може да бъде обрната накъдето искате чрез завъртане на цялата апликационна капсула вътре в държателя. Работното време и консистенцията може да се влияят от съответния миксер и време на смесване.



Фиг. 1: Активиране на капсулата Фиг. 2: Отваряне на капсулата

При смесването с **IonoStar Plus** може да се работи най-малко 1 минута (на стапна температура). Пазете материала от замързване с влага и от пресушаване. Ако не е възможно да се запаси работното поле сухо, трябва да се нанесе предварителен лак след като е завършило моделирането (виж съответните инструкции за употреба). Възстановяването може да се финира напр. с диамантен бордер или гумичка най-рано 3 минuti след края на смесването. След това предварияната ля трябва отново да бъде нанесен (виж съответните инструкции за употреба).

Време за смесване (23 °C)	10 s
От края на смесването до нанасянето (23 °C)	макс. 10 сек.
Работно време (23 °C)	мин. 1 мин.
Време за втвърдяване (37 °C)	2 мин.
Общо време за втвърдяване	3 мин.

Казання, Предизвикателни мерки:

- Избегвайте директно нанасяне върху дентина в близост с пулпата или върху открыта пулпа.
- В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с офтalamolog.
- Използвайте инструменти трябва веднага да се измият със студена вода пред останките от материала да се втвърдят. След сваляне на ортодонтични ленти останките от материала могат да се отстраният лесно и нежно с помощта на ултразвуков скаплер.
- Внимавайте апликационната капсула не да се смесва веднага след активирането.
- Нашите указания и/или съвети не Ви освобождават от задължението да проверите годността на доставените от нас препарати за предвидените цели на употреба.

Състав (в низходящ ред по количеството):

Флуоросиликатно стъкло, поликарилова киселина, вода, винена киселина, пирогенен силициев диоксид, цветни пигменти

Указания за съхранение и приложение:

Съхраняйте **IonoStar Plus** на сухо място при температура от 4 °C - 23 °C. Изваждайте материала от фолиото непосредствено преди употреба. Не използвайте повече след изтичане на срока на годност.

Изхвърляне:

Продуктът се изхвърля съобразно разпоредбите на местните власти.

Задължение за уведомяване:

Сериозни промишления, като съмърт, временно или трайно сериозно влошаване на здравното състояние на пациентя, потребителя или други лица и сериозна опасност за общественото здраве, които са възникнали или могат да се възникнат във връзка с **IonoStar Plus**, трябва да се съобщат на VOCO GmbH и компетентните власти.

Указание:

Кратка информация относно безопасността и клиничното действие на **IonoStar Plus** се съхранява в Европейската база данни за медицински изделия (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Подробна информация може да бъде намерена на www.voco.dental.

Opis proizvoda:

IonoStar Plus je steklo-iyonomer ekspanzjski material za zališke v do uporabnika prijaznih kapsulah za neposreden nanos. Poleg visoke trdnosti se dobro oprije sklenine in zobovine in sprošča fluoridione. Uporabna količina cementa v kapsuli znaša najmanj 0,15 ml.

Barve: A1, A2, A3, A3.5

Indikacije:

- Zalivke kavitet razreda I (razen na okluzalnih pleskavah)
- Začasno dolgoročno zdravljenje kavitet kategorij I in II
- Zalivke leži zobjega vrata, kavitet razreda V, koreninskega kariesa
- Zalivke kavitet razreda III
- Obnova mlečnih zob
- Spodnje polnitve/vstavki
- Zasnova krna
- Začasne zalivke
- Razširjeno zalivanje fisur

Kontraindikacije:

IonoStar Plus vsebuje poliakrililnu kislino. Pri znani preobčutljivosti (alergiji) na to sestavino materiala **IonoStar Plus** ne smete uporabiti.

Ciljni skupini pacientov:

IonoStar Plus se lahko uporablja za vse paciente brez kakršnih koljomejiv glede njihove starosti ali spola.

Značilnosti:

Značilnosti izdelka ustrezajo zahtevam za predvideni namen in veljavnim standardom za izdelek.

Uporabnik:

IonoStar Plus uporablja strokovno usposobljen uporabnik zobne medicine.

Uporaba:

Priravnite minimalno invazivno (odstranite le kariozno zobno osnovno). Spodrane površine niso potrebne. Debelina sloja zališke ne sme biti manjša od 1 mm. Izogibajte se tanko iztekajočem s robom. Očistite kavitet, jo sperite z vodo in otrite ali sphajhte do suhega. Zobovine ne posušite preveč, videti morati biti vlažno svetlikajoča. Po potrebi lahko položite matriko. Pri nezadostni debelin preostale zobovine predelajte v bližini pulpe prekrije s primernimi preparati, ki vsebujejo kalcijev hidroksid.

Aktiviranje poliakriliske kapsule in mešanje materiala:

Aplikacijsko kapsulo vzmetite iz cevaste vrčke šele neposredno pred uporabo. Pri aktiviranju je treba tekočino z atomskim batom po možnosti v celoti iztisniti in notranjost kapsule. V ta namen aplikacijsko kapsulo z navzdol obrnjeno batom za tekočino posvetri do konca počasti prisitisnite ob trdo površino (npr. ob mizo) (glejte sliko 1). Kapsulo aktivirajte šele neposredno pred uporabo in jo nato nemudoma položite v visokofrekvenčni mešalnik za kapsule s najmanj 4000 vrtljaji na minuto. Aktivirano aplikacijsko kapsulo pustite mešati 10 sekund. Kapsulo zatem takoj odstranite iz mešalnika in jo vstavite v držalo aplikatorja (na primer AC Applicator, glejte ustrezna navodila za uporabo).

Aplikacija:

Kapsulo odprite, tako da previdno dvignite aplikacijsko kanilo, dokler ne začutite odprtja (glejte sliko 2). Material najpozneje v **10 sekundah po zaključku mešanja** s počasnim, enakomernim pritiskanjem ročice aplikatorja nanesete neposredno v kavitet. Z vrtenjem kapsule v držalu lahko kanilo usmerite v želeno smer. Uporabljeni mešalnik za kapsule in čas mešanja lahko vplivata na čas uporabe in gostoto materiala.

Slik 1: Aktiviranje kapsule Slik 2: Odpiranje kapsule

Po mešanju lahko **IonoStar Plus** pri sobni temperaturi obdelujete najmanj 1 minute. Izogibajte se kontaminaciji v vlago in izsuševanju. Če delovna površina ne more ostati suha, po izdelavi kontur/modeliranju nanesite zaščitni lak (glejte ustrezna navodila za uporabo). Najhitrejše 3 minute po koncu mešanja lahko obdelate z npr. diamantnim brusilnikom ali polirno napravo. Zatem vnovič nanesite zaščitni lak (glejte ustrezna navodila za uporabo).

Čas mešanja (23 °C) znaša

10 s

Čas od konca mešanja do aplikacije (23 °C) znaša

max. 10 s

Čas obdelave (23 °C) znaša

najmanje 1 min

Čas vezave (37 °C) znaša

2 min

Skupni čas vezave znaša

3 min

Opozorila, predvidnostni ukrepi:

- Material ne nanašajte neposredno na zobovino v bližini pulpe ali odprtju pulpe.
- Ob stiku z očmi dobro sperite z vodo ter obiščite zdravnik specialistica za oči.
- Uporabljene instrumente pred stranjevanjem ostankov materiala nemudoma sperite s hladno vodo. Ostanke materiala po odstranitvi ortodontskih trakov lahko hitro poškodite z pomočjo ultrazvočne naprave za odstranjevanje.
- Upoštevajte, da je treba kapsulu zmešati takoj po aktiviranju.
- Načiščajte navodila in/ali nasveti vas ne odvezujejo dolžnosti, da sami preverite primernost naših izdelkov za načrtovanjo uporabe.

Sestava (po padajoči vsebnosti):

Fluorosilikatno steklo, poliakrililna kislina, voda, vinska kislina, pirogeni silicijev dioksid, barvni pigmenti

Napotki za shranjevanje in upor

Popis výrobku:

IonoStar Plus je rýchlo tuhnúci, röntgenkontrastný skloionomerný materiál na rozsiahle výplne v praktických kapsuliach na priamu aplikáciu. Okrem vysokej pevnosti v tlaku sa vyznačuje dobrou príhľavosťou na sklovinnu a dentinu a uvoľnením fluoridového iónu.

Používateľné množstvo cementu v každej kapsule je minimálne 0,15 ml.

Farby: A1, A2, A3, A3.5

Indikácie:

- Výplne kavít nenesúcich okluziu triedy I
- Semipermanentné výplne kavít triedy I a II
- Výplne lezá zubných krkôv, kavít triedy V, karies zubného koreňa
- Výplne kavít triedy III
- Obnova mliečnych zubov
- Podkladové výplne/liner
- Nadstavovanie zubných páhyľov
- Dočasné výplne
- Rozšírené pečatenie fisúr

Kontraindikácie:

IonoStar Plus obsahuje kyselina polyakrylová. Pri známych precipitivenostach (alergiach) na tieto zložky prípravku IonoStar Plus je možné upustiť od jeho použitia.

Cieľová skupina pacientov:

IonoStar Plus je možné používať pri všetkých pacientoch bez obmedzenia veku alebo pohlavia.

Parametre výrobku:

Parametre výrobku zodpovedajú požiadavkám určeného použitia a platným normám.

Používateľ:

Pripravok IonoStar Plus majú používať profesionálni absolventi zubného lekárstva.

Použitie:

Príprava:

Kavitu vypreparujte minimálnym invazivným spôsobom (odstráňte len karióznu zubovinu). Zárezy nie sú potrebné. Hrubku výplňových vrstiev nemá byť menešia ako 1 mm. Vyhrite sa vytvorenú tenkých okrajov. Kavitu vycistite, vypláchnite vodom a vytire alebo vytukajte dosuša. Dentin sa nesmie vysušiť úplne: mal by byť leskly na pohľad. Ak je to potrebné, nasadte matricu. Pri nedostatočnej hrubke zvyškového dentinu prekryte oblasti v blízkosti pulpy vhodným preparátom hydroxidu vápenatého.

Aktivácia aplikáčnej kapsuly a miešanie materiálu:

Aplikáčnu kapsulu vyberte z hadicového vrecka až bezprostredne pred použitím. Pri aktivácii sa musí celý objem tekutiny z piešte pre tektinu pretlačiť dovnútrom kapsuly. Aplikáčnu kapsulu zatlačte pieštem pre tektinu otoceným smerom nadol proti tvrdému povrchu (napr. stôl) až na doraz (pozri obr. 1). Kapsulu aktívajte až bezprostredne pred použitím a ihneď ju uchytíte vo vysokofrekvenčnom miešaci s najmenej 4000 kmitmi za min. Aktivovanú aplikáčnu kapsulu premiešávajte 10 s, ihneď ju vyperte z miešaca a uchytíte do upínadla aplikátora (napr. AC Applicator, pozri príslušný návod na použitie).

Aplikácia:

Vypúšťaci otvor otvorte nadvhnutím kanylky až po citelný doraz (pozri obr. 2) a materiál do 10 sekúnd od ukončenia miešania aplikujte pomaly, rovnomenným stláčaním páčky aplikátora priamo do kavity. Otáčaním celej aplikáčnej kapsuly v upíname možno kanylku nasmerovať libovoľným smerom. Doba opracovateľnosti a konzistencia môžu byť ovplyvnené v závislosti od typu miešaca a doby miešania.



Obr. 1: Aktivovanie kapsuly Obr. 2: Otvorenie kapsuly

Po premiešaní je IonoStar Plus (pri izbovej teplote) spracovateľný najmenej 1 min. Zabráňte kontaminácii vlnkoufou a vysušeniu. Ak nie je možné pracovne pole udržať suché, po vypracovaní kontúr/vymodelovaní aplikujte ochranný lak (pozri príslušný návod na použitie). Nájskôr 3 min, po ukončení miešania je možné rekonštrukciu opracovať napr. diamantovou brúskou, prip. leštičom. Potom znovu aplikujte ochranný lak (pozri príslušný návod na použitie).

Produkto aprašymas:

IonoStar Plus yra radiokontrastiškas greito kietėjimo stikla jonomerinis cementas didelės apimties plombomis, paprasto naudojimo kapsulėse tiesioginiu aplikavimui. Jis pasižymi ne tie dideliu atsparumu spaudimui, bet taip pat gera adhezija prie emalio ir dentino bei išskiria fluoridą ionus.

Mažiausias medžiagos panaudojamas kiekis kapsulėje yra 0,15 ml.

Spalvos: A1, A2, A3, A3.5

Indikacijos:

- I klasės ertmų restauravimui be kramtomosios jėgos palaišymo
- Pusiau nuolatinėmis I ir II klasės ertmų restauravimui
- Kaklenilių ertmų restauravimui, V klasės ertmėmis, šakniiniams kariesui gydyti
- III klasės ertmų restauravimui
- Pieninių dantų restauravimui
- Kaip pagrindas/pamūšalas
- Kulbių atstatymui
- Laikinoms restauracijoms
- Išplėstu vagelių hermetizavimui

Kontraindikacijos:

IonoStar Plus sudėtyje yra poliakrilinė rūgštis. Esant padidėjusių jautrumui (alergija) sioms IonoStar Plus sudėtinėms dalims, produkto naudoti negalima.

Tikslinė pacientų grupė:

IonoStar Plus gali būti naudojamas visiems pacientams be apribojymų, netaisžvelgiant į jų amžių ar lytį.

Veiksmingumo charakteristikos:

Priemonės veiksmingumo charakteristikos atitinka paskirties ir atitinkamų priemonės standarty reikalavimus.

Naudotojas:

IonoStar Plus skirtas naudoti atitinkamai išmokytiems odontologijos specialistams.

Naudojimas:**Paruošimas:**

Paruoškite ertmę pagal minimalios invazinės technikos principus (pašalinkite tik kariozinės danties audinius). Retencinės nišos nėra reikalingos. Restauracijos gylis turi būti ne mažeins kaip 1 mm. Venkite plonų plonėjių kraštų. Išvalykite ertmę, išplaukite vandeniu ir išdžiovinkite oro srove. Neperžiovinkite dentinu: jis turi likti drėgnas ir blizguas. Naudokite matrica, jei būtina. Jei likus dentino storis yra plonas, tokiu atveju arti pulpos esančias vietas padenkite tankiu kalčiu hidrokrušiu pašaušiu.

Aktyvuokite kapsulę ir sumaišykite medžią:

Išmaiškite kapsulę iš jos pakutės tik prieš pat naudojimą. Aktyvavimo metu skystis iš jo rezervuaro turi būti išspausdintas į kapsulės vidų kaip galima labiau. Kad tai pasiekumėte, spauskite/stumkite kapsulės galą, talpinantį skystį, į kietą paviršių (pvz., stalą), kol jis judės (žiūrėkite pav. 1). Kapsulę aktvuoja tik prieš pat naudojimą, nedelsiant talpinkite į auksčiau dažniau maišytuvą mažiausiai 4,000 virpesių per minutę. Maišyklės aktvuoja kapsulę 10 sekundžių, išmaišykite iš maišytuvu tuo pat, idėkite į aplikavimo prietaisą laikiklį (pvz., AC Applicator, žiūrėkite atitinkamas naudojimo instrukcijas).

Aplikavimas:

Atsargiai atidarykite aplikavimo angą pakeldami kaniulę, kol pajusite sustojimą (žiūrėkite pav. 2), ir aplikuokite medžią tiesiogiai į ertmę per 10 s nuo sumaišymo pabaigos, spausdinti aplikavius svetři lėtai iti tolygiai. Kaniulės padėtis gali būti pakelta reikiai esant sukant višą kapsulę laikikliu viduje.

Darbo laikas ir konsistencija gali priklausyti nuo kapsulės maišytuvu tipo ir maišymo laiko.



Pav. 1: Kapsulės aktyvavimas Pav. 2: Kapsulės atidarymas

Po sumaišymo, su IonoStar Plus gali būti dirbama mažiausiai 1 min (kambario temperatūroje). Apsaugokite medžią nuo užteršimo drėgmei ir nuo išdžiūvimo. Jei negalima palaijoti sauso darbinio lauko, naudokite apsauginį laką per kontūrimo / modelavimo (žiūrėkite atitinkamas naudojimo instrukcijas). Restauracija gali būti pabaigta, pvz., deimantiniu grąžtu ar polyu aksčiausiai po 3 min nuo maišymo pabaigos. Vėl aplikuokite apsauginį laką (žiūrėkite atitinkamas naudojimo instrukcijas).

Maišymo laikas (23 °C)	10 s
Doba od ukončenia miešania do aplikacie (23 °C)	max. 10 s
Doba opracovateľnosti (23 °C)	min. 1 min
Doba tuhnutia (37 °C)	2 min
Celková doba tuhnutia	3 min

Pokyny, bezpečnostné opatrenia:

- Neaplikiujte priamo na dentin v blízkosti pulpy a na otvorenou pulpu.
- Pri kontakte s očami poriadne vypláchnite vodom a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Použíte nástroje ešte pred vytvrdnutím zvyškov materialu ihneď opäť plávnu studenou vodou. Zvyšky materiálu je možné po odstránení ortodontických krúžkov rýchlo a šetrne odstrániť ultrazvukovým scalerom.
- Nezabudnite na to, že aplikačnú kapsulu treba po aktivovaní ihneď premiešať.
- Naše pokyny a/alebo rady vás nezabavujú povinnosti overiť si vhodnosť našich prípravkov na zamyšľané účely použitia.

Zloženie (poradie od zložiek zastúpených v najvyššom množstve):

Fluorifikátové sklo, kyselina polyakrylová, voda, kyselina viná, pyrogénny oxid kremičity, farebné pigmenty

Pokyny k skladovaniu a používaniu:

IonoStar Plus skladujte v suchu pri teplote 4 °C - 23 °C. Z fólie ho vyperte až bezprostredne pred použitím. Po uplynutí dátumu expirácie prípravok alej nepoužívajte.

Likvidácia:

Výrobok zlikvidujte podľa miestnych úradných predpisov.

Oblasťovacia povinnosť:

Závažné udalosti ako smrť, dočasné alebo trvalé vážne zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo iných osôb a väčné ohrozenie verejného zdravia, ktoré sa vyskytli alebo sa mohli vyskytnúť v spojitosti s prípravkom IonoStar Plus, je potrebné nahlásiť spoločnosti VOCO GmbH a príslušnému úradu.

Upozornenie:

Stručnú charakteristiku týkajúcu sa bezpečnosti a klinických parametrov IonoStar Plus nájdete v Európskej databanke zdravotníckych pomôcok (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Podrobnej informácie nájdete aj na webovej stránke www.voco.dental.

Produkta apraksts:

IonoStar Plus ir ātri cietojošs, rentgenkontrastējošs stikla jonomeru plombēšanas materiāls ātri lietojotās kapsulās, paredzēts viegabala plombu izveidošanai tas ļoti labi piešķirts un emājas un izdzala fluorida ionus.

Katra kapsula satur vismaz 0,15 ml izmantojama cementa.

Krāsas: A1, A2, A3, A3.5

Indikācijas:

- Plomas I klasēs dobumos, kur nav sakodiena slodzes
- Puspastāvīgas plomas I un II klasēs dobumos
- Zobi kaklinu, V klasēs dobumbu, sakņu karšas plomas
- Plomas III klasēs dobumos
- Piena zobi restauracija
- Odēres/pamatkārtā
- Zoba krona veidošana
- Pagaidu plomas
- Paplašināta fisūr hermetizācija

Kontrindikācijas:

IonoStar Plus satur poliakrilikās. Ja ir ziņas par paaugstinātu jutību (alerģiju) pret šo IonoStar Plus sastāvu, no izmantošanas ir jāautsakās.

Pacientu mērķgrupa:

IonoStar Plus satur poliakrilikās. Ja ir ziņas par paaugstinātu jutību (alerģiju) pret šo IonoStar Plus sastāvu, no izmantošanas ir jāautsakās.

Veiksmīgais raksturlielums:

Produkta veiksmīgais raksturlielums atbilst paredzētā nolūka un attiecīgo produkta standartu prasībām.

Lietotātājs:

Ar IonoStar Plus strādā zobārstniecības jomā profesionāli izglītītās lietotātājs.

Lietošana:**Sagatavošana:**


Minimāli pielejot urbānu, sagatavojeti zoba dobumu (jāizņem tikai kariesa bojātā zoba substanci). Dzīļumā veidoj iepaplašinājumi nav vajadzīgi. Plomas slānā biezumam nevajadzētu būt mazākam par 1 mm. Izvarieties no plānmālam. Iztrīdot dobumbu, izskalojiet ar ūdeni un izsusiniet ar tamponu vai gaisa strūku. Pārāk neizsusiniet dentinu: tam vajadzētu būt ar mitru spīdumu. Ja nepieciešams, varat lietot matricu. Ja atlikušā dentina biezumā ir pārāk mazs, pulpas tuvumā vajadzētu uzlikt kalšošu hidroskūdu.

Aplikācijas kapsulu aktivizēšana un materiāla samaisīšana:

Aplikācijas kapsula jāizņem no iesainojuma tikai pirms izmantošanas. Aktivizēšanas procesā skidrums no virzula iespējami pilnā apmērā jāiespiež kapsulas iekšienē. Tāpēc aplikācijas kapsula (ar skidrūnu saturošo virzuli uz leju) jānolej uz cietais pamatnes (piem., uz galda) un lēnām jānospiež līdz galam (skat. 1. att.). Kapsula aktīvitetā tikai pirms lietošanas un tādās aplikācijas, kādā aplikācijās (AC Applicator, skat. 2. att.) jānospiež līdz aplikācijai turētājai.

Uzklāšana:

Pielietoj kanili uz augšu līdz jūtāmai atturei, atbrivojiet atveri (skat. 2. att.) un ne vēlāk 10 sek. pēc maišīšanas beigām (skat. 1. att.) apliecijet materiālu tēsi dobumbā, lēnām un vienmērīgi speķot klāt aplikatora sviru. Turētājā piariežot visu aplikācijas kapsulu, kanili iespējams novietot jebkura pozīcijā. Iz mantotā kapsulu maišīšana tips un maišīšanas ilgums var ietekmēt apstrādes laiku un materiāla konsistenci.



Maišīšanas laiks (23 °C)	10 s
No maišīšanas beigām līdz aplikācijai (23 °C)	maks. 10 s
Apstrādes laiks (23 °C)	vismaz 1 min
Saciņēšanas laiks (37 °C)	2 min
Kopējais saciņēšanas laiks	3 min

Norādes, piesardzības pasākumi:

- Nedrīkst apliecipties tūz uz vata pulpa, vai atsegtais pulpas.
- Ja ieķekt acis, katrīgi izskalojiet ar ūdeni un vērsieties pie acu ārstā.
- Lietot instrumentu tūdai ir jānosauso ar aukstū ūdeni, pirms materiāla atliekas ir sākušas cietēt. Pēc ortodontisko lento izņemšanas materiāla atliekas iespējams ātri ir saudzīgi notīrt ar ultraskāpas zobakmens nonjemšanas ierici.
- Jānem vērā, ka aplikācijas kapsula ir jāsaimaista tūdai pēc aktivizēšanas.
- Mūsu sniegti norādījumi un/vai padomri neatrībūt jūs no plānūmā pārbaudit muriegadītu preparatu piemerotu pāredzētajam izmantojam.

Sastāvs (diilstošā seībā pēc daudzuma):

Fluor silikātstiklis, poliakrilikā ūdens, vinskābe, pirogēns silicija dioksīds, krāsu pigmenti

Utilizācija:

Produkts jāatlīži saskaņā ar vietējiem administratīvajiem noteikumiem.

Paziņojās pienākums:

Par negadijumiem je smagām sekām, tādām kā pacienta, lietotāja vai citu personu náves, parējša vai ilgstoša un ievērojama veselības stāvokļa pasliktnišanās un no piņotis risks sabiedrības veselībai, kas rodas vai varētu būt radies saistībā ar IonoStar Plus, jāzino uzņēmumam VOCO GmbH un atbildīgajai iestādei.

Norāde:

Kopsavilkumā zinojumi par IonoStar Plus drošumu un klinisku veiklīstību ir saglabāti Eiropas Medicīnisko ierīču datubāzē (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Detalizētu informāciju var atrast arī vietnē www.voco.dental.

Upute za upotrebu**MD EU Medicinski proizvod****U skladu s normom DIN EN ISO 9917-1****Opis proizvoda:**

IonoStar Plus je brzezovujuči staklenionomerni materijal za purjenje bulk teknikom (u jednom komadu), vidljiv na rendgenu, a nalazi se u kapsulama za izravno apliciranje čime je korisniku omogućeno lako rukovanje. Osim visoke tlačne čvrstoće karakteriziraju ga dobro prijanje za Zubnu caklinu i dentin i oslobodila ionne fluorida. Korisnika količina cementa u kapsuli iznosi minimalno 0,15 ml.

Boje: A1, A2, A3, A3.5

Indikacije:

- Ispune neokluzalnih kaviteklasa I
- Polutrajne ispune kaviteklasa I i II
- Ispune ležja zubnog vrata, kaviteklasa V, kariesi korijena
- Ispune kaviteklasa III
- Restauracija mlječnih zuba
- Podloge/liner
- Nadogradnja
- Privremene ispune
- Prošireno pečaćenje fisura

Kontraindikacije:

IonoStar Plus sadržava poliakrilinu kiselina. Kod poznatih preosjetljivosti (alergija) na ove sastojke proizvoda IonoStar Plus on se ne smije primjenjivati.

Ciljna skupina pacijenata:

IonoStar Plus se može upotrebljavati za sve pacijente bez ikakvih ograničenja s obzirom na dob ili spol.

Radne značajke:

Radne značajke proizvoda odgovaraju zahtjevima namjene i važećim normama za proizvod.

Korisnik:

Proizvod IonoStar Plus upotrebljava korisnik koji je profesionalno obrazovan u području stomatologije.

Primjena:

Priprema:


Kavitet pripremiti minimalno invazivno (ukloniti samo tvar zuba zahvaćenu karjesom). Potkopani dijelovi nisu potrebi. Debljina slojeva ispuna trebala biti minimalno 1 mm. Izbjegavati stavljanje slojeva prema rubu. Očistiti kavitet, isprati ga vodom i osušiti vatom ili ispuštaći da se osuši. Ne previše osušiti dentin: treba bi izgledati vlažno sjajan. Ako je potrebno, može se postaviti matrica. U slučaju nedovoljne debljine preostalog dentina, područja u blizini pulpe trebala bi se prekriniti preparatom kalcijskog hidrokksida.

Aktiviranje apikalničke kapsule i miješanje materijala:

Apikalničku kapsulu treba izvaditi iz vrećice neposredno prije primjene. Pri aktiviranju tekućinu iz klipa sa tekućinom po mogućnosti u potpunosti istisnuti u unutrašnjost kapsule. U tu se svrhu apikalnička kapsula s klipom za tekućine polako okreće prema dolje na crvatu površinu (npr. stol) sive do graničnika (vidi sliku 1). Kapsula aktivirati neposredno prije uporabe i odmah je staviti u visokotekninski mješać s barem 4.000 okrejata u min. Aktiviranu apikalničku kapsulu mješati 10 s, odmah je izvaditi iz mješaća i umetnuti u držač aplikatora (npr. AC Applicator, vidi dotične informacije za uporabu).

Aplikacija:

Podizanjem kanile dok ne osjetite graničnik otvorite otvor za ispuštanje (vidi sl. 2) i materijal aplicirati najkasnije 10 s po završetku miješanja laganim, ravnomjernim pritiskanjem poluge aplikatora izravno u kavitet. Okretanjem cijele apikalničke kapsule u držaču može centrirati kanilu po želji. Svaki tip mješaća za kapsulu i vrijeme miješanja utječu na vrijeme obrade i konzistentnost.



Sl. 1: Aktiviranje kapsule Sl. 2: Otvaranje kapsule

Nakon miješanja IonoStar Plus se može obradivati minimalno daljnje 1 min (sobna temperatura). Izbjegavati kontaminaciju viogram i isušivanje. Ako se radno područje ne može održavati suhim, nakon izrade obrisa/modeliranja aplicirati zaštitni lak (vidi dotične informacije za uporabu). Najranije 3 min. nakon kraja miješanja restauracija se može obraditi npr. dijamantnim svrdлом ili svrdalom za poliranje. Nakon toga ponovo treba aplicirati zaštitni lak (vidi dotične informacije za uporabu).

Vrijeme miješanja (23 °C)	10 s
Kraj miješanja do apliciranja (23 °C)	maks. 10 s
Vrijeme obrade (23 °C)	min. 1 min
Vrijeme vezanja (37 °C)	2 min
Ukupno vrijeme vezanja	3 min

Upute, mjere opreza:

- Ne izravno aplicirati na dentin u blizini pulpe i na otvorenu pulpu.
- U slučaju da dođe u dodir s očima, odmah isprati s puno vode i potražiti pomoć oftalmologa.
- Upotrebljive instrumente odmah isprati hladnom vodom prije stvrdnjavanja ostataka materijala. Ostaci materijala mogu se nakon skidanja metalnih prstenova broj i bezbojno skinuti ultrazvučnim skidacem kamenca (scaler).
- Imajte na umu da se apikalnička kapsula treba zamješati odmah nakon aktiviranja.
- Bez obzira na naše upute i/ili savjete, obavezni ste i dalje provjeriti prikladnost isporučenih preparata za planirane svrhe primjene.

Sastav (po opadajućem redoslijedu udjela):

Fluorosilikatno staklo, poliakrilinska kiselina, voda, vinska kiselina, pirogeni silicijev dioksid, pigment boje

Upute za čuvanje i primjenu:

IonoStar Plus čuvati na suhom mjestu na temperaturama od 4 °C - 23 °C. Neposredno prije uporabe izvaditi ga iz folije. Ne upotrebljavajte više nakon isteka roka trajanja.

Zbrinjavanje:

Proizvod se zbrinjava u skladu s lokalnim propisima.

Obvezna izvješćivanja:

Ozbiljne događaje kao što su smrт, privremeno ili trajno ozbiljno pogoršanje zdravlja pacijenta, korisnika ili drugih osoba i ozbiljne opasnosti za javno zdravstvo koje mogu nastati ili bi se mogle dogoditi u vezi s proizvodom IonoStar Plus trebaju se prijaviti društvo VOCO GmbH i nadležnom tijelu vlasti.

Napomena:

Kratka izvješća o sigurnosti i kliničkoj učinkovitosti za IonoStar Plus dostupna su u Europskoj bazi podataka za medicinske uređaje (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Detaljnije informacije možete pronaći na www.voco.dental.

Värvid: A1, A2, A3, A3.5

Näidustused:

- Oklusioni mittekandvate I klassi kaviteetide restauratsioonid
- Semi-permanentsete I ja II klassi kaviteetide restauratsioonid
- Tservikaalsele lesioonide, V klassi kaviteetide ja juurekaarese restauratsioonid
- III klassi kaviteetide restauratsioonid
- Piimahammaste restauratsioon
- Alustäidis/lakk
- Hambaköndi ülesheitus
- Ajutised restauratsioonid
- Fissuuride ulatulusk hermetiseerimine

Vastuñäidustused:

IonoStar Plus sisaldb polüakrūlihapet. Teadaoleva ülitundlikuse (allergia) korral selle IonoStar Plus koositsa suhtes tuleb kasutamisest loobuda.

Patsienteide siirühm:

IonoStar Plus sobib kasutamiseks kõigile patsienteide ilma piiranguta seoses nende vanuse või sooga.

Toimivusnäitäjat:

Toote toimivusnäitäjat vastavad sihotstarbelise kasutamise nõuetele ja asjamaastele tööttestandarditele.

Kasutaja:

Toode IonoStar Plus kasutab stomatoloogia alai profesionala väliaõppre saanud kasutaja.

Kasutamine:

Etelvalmistus:

Valmistage kavitet ette, kasutades minimaalselt invasiivset lähenemist (ainult karioose hambamaterejal eemaldamine). Pole vajadust sisselöögitäie järel. Restauratsioonikihitde paksus ei tohi olla alla 1 mm. Vältige kiri pakuse vähenermist äärtes. Puhastage kavitet, loputage seda veega ning tutsupage või kuivatage õhuga. Äärte kuivatage dentini ülläti: sellel peaks olema niiske lääik vähimus. Vajaduse korral asetage ka matris. Kui järelejäänud dentini paksus pole piisav, tuleks pulbi lähestada olev aks katta sobiva kaltsiumhüdroksiiditotega.

Apikalnički kapsuli aktiveerimine ja materijali segamine:

Võtke apikalnički kapsuli torukujulise kotist välja vahetult enne kasutamist. Aktiveerimise ajal pugis pudeli olevat vedelikkust kapsilise suruma võimalikult palju. Selle saavutamiseks surutake apikalnički kapsuli seda otsa, millesee vedelikkupadel tunib, aeleglast vastu kõva pinda (nt laud) nii kaugele, kui puud liigub (vt joon. 1). Kapseli tulek aktiveerida vahetult enne kasutamist ja kohisestada kõrge sagedusega segamisparaati vähemalt 4000 võonet minutis. Segage aktiveeritud apikalnički kapsil 10 s, eemalda see viiutamata segajast ja siisestage see apikalnički kapsile hoidjasse (nt AC Aplikator, vaadake vastavat kasutusjuhendit).

Apitseerimine:

Avage ettevaatlikult väljalaskeava, töstes kanülli, kuni tunnete takistust (vt joon. 2), ning kandke materijali **otsse kaviteetti 10 s jooksul segamisaga lõpust**, vajutades aeleglast ja ühtlaselt aplikatori kangile. Kanülli saab joondada vastavalt vajadusele, pöörates tervit apikalnički kapsili hoidjasse. Töötlemisaega ja konsistentsi võivad mõjutada vastava kapslisegaga tüüp ja segamisaeg.



Joon 1: Kapsli aktiveerimine Joon 2: Kapsli avamine
Päärast segamisaga ja materijali kuivamiseks. IonoStar Plus töödelda vähemalt 1 minuti jooksul (toatemperatuuri). Vältige materijali saastumist niiskusega ja materijali kuivamist. Kui tööpikkonda pole võimalik kuivana hoida, tuleks päärast konturide/modeelleriimise lõpetamist kasutada kaitseleksi (vaadake vastavat kasutusjuhendit). Restauratsiooni saab viiustada et teemantpuuri või poleerijaga, kõige varem 3 minutit pärast segamise lõpetamist. Seejärel saab peale kaitse laaki laskvi. Seejärel tuleks kaitse lakk uuesti peale kanda (vaadake vastavat kasutusjuhendit).

Segamisaeg (23 °C)	10 s
Segamise lõpust pealekandmise (23 °C)	max. 10 s
Töötlemisaeg (23 °C)	min. 1 min
Kõvastumisaeg (37 °C)	2 min
Kõvastumisaeg kokku	3 min

Juhised, ettevatasabinõud:

- Vältige otset apikalnički pulbi lähedal olevale dentini või paljastunud pulbile.
- Silmadega kokkuputel loputage põhjaküljel veega ja põrduge arsti poolle.
- Kasutatud instrumendi tuleb koheselt külma veega loputada, enne kui materijali jaagid kõvastuvad. Peale ortodontiliste vörude eemaldamist on võimalik materijali jaage kiirsti ja õrnalt eemaldada ultraehelisondi kasutuseks.
- Veenduge, et apikalnički kapsil segatatakse vahetult pärast aktiveerimist.
- Meie ihuisid ja/või nõustamine ei vabasta teid sellest, et kontrollida mõle täritud paraparaadi soibusti kasutavat kasutusjuhendit.

Kootis (sisalduse järgi kananevas järestuses):

Fluorosilikatkaas, polüakrūlihape, vesi, viinhape, pürogeenne rānidioksiid, värvipigmendid

Ladustamis- ja kasutamisjuhised:

Säilitage IonoStar Plus kuivas kohas temperatuurivahemikus 4 °C kuni 23 °C. Eemalda see fooliimust vahetult enne kasutamist. Päärast kölblikkusaja lõppenist ära enäägi kasutage.

Jäätmekäitus:

Toote jäätmevahetus tehakse vastavalt kohalike ametikondade eeskirjadele.

Teatamiskohustus:

Tööstist juhtumitest, nagu näiteks patsiendi, kasutaja või teiste isikute surmust, nende terviisi seltsundi ajutisest või püsivast raskekujuistest halvenemisest ning raskekujuistest ohust rahuvarisele, mis on tekinud või oleks voinud tekidva toode IonoStar Plus kasutuses, tuleb teatada ettevõttele VOCO GmbH ja pädevale ametisaatusele.

Juhis:

Lühilietaava toote IonoStar Plus ohutuse ja klinilise toimivuse kohta on talletatud Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasis (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Täpsemat teavet leiate ka aadressil www.voco.dental.

RU Инструкция по применению

MD EC Медицинское изделие

Соответствует DIN EN ISO 9917-1

IonoStar Plus (IonoStar Plus)

Описание материала:

IonoStar Plus – это быстротверждаемый рентгеноконтрастный стеклонимерный материал для создания основы под пломбу, выпускаемый в удобных для работы с капсулами для прямой апликации. Наряду с высокой прочностью на скатие он обладает хорошим сцеплением с эмалью и дентином, а также выделяет фторид-ионы.

Используемое количество цемента в капсуле составляет как минимум 0,15 мл.

Оттенки: A1, A2, A3, A5

Показания к применению:

- Пломбирование полостей I класса, не несущих жевательную нагрузку
- Условно-постоянное пломбирование полостей I и II класса
- Пломбирование пришеечных дефектов зубов, полостей V класса, карiesa корня зуба
- Пломбирование полостей III класса

Реставрация молочных зубов

- Изолирующие прокладки/лайнеры

- Восстановление культи зуба

- Временные пломбы

- Расширенная герметизация фиссур

Противопоказания:

ИоноСтар Плюс содержит полиакриловую кислоту. Следует отказаться от применения **ИоноСтар Плюс** при наличии гиперчувствительности (аллергии) к этим компонентам.

Целевая группа пациентов:

ИоноСтар Плюс разрешен к применению у всех пациентов без ограничений по полу и возрасту.

Характеристики материала:

Характеристики материала соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям данного целевого назначения, а также требованиям стандартов, распространяющихся на данное изделие.

Пользователь:

ИоноСтар Плюс должен использоваться профессионально подготовленным в области стоматологии специалистом.

Применение:

Подготовка:


Провести минимально-инвазивное препарирование кариозной полости (удалить лишь пораженные кариесом ткани зуба). Толщина слоя пломбы должна быть не менее 1 мм. Необходимо избегать источенных краев. Далее нужно провести очистку полости, промыть ее водой, а затем высушить с помощью абсорбирующими шариками или струей воздуха. При этом дентин не пересушивается: он должен выглядеть влажным и блестящим. При необходимости можно использовать матрицы. При недостаточной остаточной толщине дентина необходимо провести изоляцию близлежащих участков пульпы с помощью препарата гидроксида кальция.

Активация апликационной капсулы и смешивание материала:

Извлеките капсулу из защитной упаковки требуется непосредственно перед началом использования. При активации необходимо, чтобы жидкость из поршина была возможностью полностью выдавлена во внутренний резерватор капсулы. С этой целью апликационную капсулу необходимо повернуть поршинем вниз, поставить на твердую поверхность (напр. на стол) и медленно надавливать до упора (см. рис. 1). Капсулу необходимо активировать непосредственно перед началом использования и сразу же закрепить в высокочастотном капсулосмесителе с частотой не менее 4000 колебаний в минуту. Активированную капсулу следует смешивать примерно 10 сек., сразу же извлечь из смесителя и поместить в держатель аппликатора (напр. AC Aplikator, см. соответствующую инструкцию по применению).

Внесение материала в полость:

Приподняв носик капсулы до ощущимого упора, открыть таком образом выходное отверстие (см. рис. 2) и вносить **материал** прямо в полость **не позднее чем через 10 сек. после окончания смешивания** с помощью медленного равномерного нажатия на ручку капсулосмесителя. Поворачивая апликационную капсулу в держателе, канюль можно разместить в любом желаемом направлении. Тип капсулосмесителя и времени работы могут влиять на консистенцию и время работы.



Ris. 1: Aktivacija kapsulu

Ris. 2: Otvartie kapsulu

После окончания смешивания, **ИоноСтар Плюс** еще как минимум 1 мин. остается в рабочем состоянии (комнатная температура). Следует избегать попадания влаги и пересушки. Если не удается обеспечить сухость рабочего поля, после обработки контуров/моделирования следует нанести защитный лак (см. соответствующую инструкцию по применению). Не ранее чем через 3 мин. после окончания смешивания, реставрация может быть обработана с помощью алмазных шлифовальных головок и полиров.

В завршеније следује повторно нанести защитнији лак (см. соответствуюћу инструкцију по примененију).

Указания, меры предосторожности:

- Избегать прямого нанесения на околопульпарный дентин и обнаженную пульпу.
- При попадании в глаза хорошо промыть водой и обратиться к офтальмологу.
- Использованные инструменты сразу же, до окончательного отверждения остатков материала, промыть холодной водой. Остатки цемента после удаления ортодонтических колец быстро и щадяще удаляются при помощи ультразвукового скреблера.
- Следует помнить, что после активации апликационной капсулы требуется немедленно провести смешивание ее компонентов.
- Наши указания и/или рекомендации не освобождают Вас от проверки поставляемых нами препаратов на их пригодность к использованию в соответствующих целях.

Состав (в порядке уменьшения содержания):

Фторилактовое стекло, поликарболовая кислота, вода, винная кислота, пирогеновый дискоид кремния, цветные пигменты

Указания по хранению и применению:

ИоноСтар Плюс хранить в сухом месте при температуре 4 °C – 23 °C. Извлекать капсулу из упаковки следует непосредственно перед началом работы. Не использовать после истечения срока годности.

Утилизация:

Материал необходиимо утилизировать в соответствии с местными официальными предписаниями.

Обязательное извещение:

Обо всех серьезных побочных проишествиях, таких как смерть, серьезное ухудшение состояния здоровья пациента пользователя или других лиц в течение длительного или короткого периода времени, а также о серьезных угрозе общественному здоровью, которые произошли или могли бы произойти в связи с применением **ИоноСтар Плюс**, следует сообщать в компанию VOCO GmbH и в компетентные органы.

Примечание:

Краткие отчеты о безопасности и клиническом применении **ИоноСтар Плюс** хранятся в Европейской базе данных о медицинских изделиях (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Подробную информацию читайте по ссылке www.voco.dental.

Last revised: 2023-02

VOCO GmbH

Anton-Flettner-Str. 1-3

27472 Cuxhaven

Germany

Phone +49 (4721) 719-0

Fax +49 (4721) 719-140

e-mail: marketing@voco.com

www.voco.dental

