



## EN Instructions for use

**MD** EU Medical device

In accordance with DIN EN ISO 4049

### Product description:

**Polofil NHT** is a light-curing filling material combining proven composite and innovative nano technology. **Polofil NHT** is radiopaque, highly filled and methacrylate based and cures under blue light (halogen or LED).

**Polofil NHT** is used with a dentine enamel bond.

### Shades:

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

### Indications:

- Class I to V fillings
- Reconstruction of traumatically affected anterior teeth
- Facetting of discoloured anterior teeth
- Correction of shape and shade for better aesthetic appearance
- Locking, splinting of loose teeth
- Repairing veneers
- Filling deciduous teeth
- Core-build-up under crowns
- Composite inlays

### Contraindications:

**Polofil NHT** contains methacrylate and BHT. **Polofil NHT** should therefore not be used in patients with a known hypersensitivity (allergy) to these ingredients.

### Patient target group:

**Polofil NHT** is suitable for use in all patients without any age or gender restrictions.

### Performance features:

The product's performance features satisfy the requirements of the intended use and the relevant product standards.

### User:

**Polofil NHT** should only be used by a professionally trained dental practitioner.

### Use:

#### Preparation:

Clean the teeth being treated. If applicable, mark occlusal contact points. Bring material to room temperature before use.

#### Shade selection:

To select the shade, compare the cleaned tooth with the enclosed shade guide prior to anaesthesia. To do so, moisten the **Polofil NHT** sample shades and the tooth and determine the shade, preferably in daylight conditions.

#### Cavity preparation:

In principle, the cavities should be prepared according to the rules for adhesive restorative treatment; preparation should be minimally invasive in order to protect healthy dental hard tissue. For anterior restorations, angle off the enamel margins. Then clean and dry the cavity. Caries-free lesions in the cervical area do not need to be prepared; thorough cleaning is sufficient in this case.

Ensure that the working field is sufficiently dry. The use of a rubber dam is recommended. It is recommended that shaping aids be used in cases where a portion of the cavity is in the proximal region. It helps to use translucent female parts, wedged in the proximal region. Keeping separation to the minimum makes it easier to shape the proximal contacts and attach a female part. Suitable protection for the pulp should be applied close to the pulp and covered with a layer of stable cement if necessary.

#### Bonding materials:

**Polofil NHT** is applied with a dentine enamel bond, using the adhesive technique. Any light-curing bonding materials can be used. Observe the relevant instructions for use during preparation (etching technique) and processing.

#### Application:

Apply the selected shade of **Polofil NHT** (see shade selection) in layers of no more than 2 mm thickness; adapt using a suitable instrument and then cure.

#### Light-curing:

Conventional polymerisation devices are suitable for light-curing the material. Curing time if an LED/halogen lamp with a light output of at least 500 mW/cm<sup>2</sup> is used is 20 s for the shades A1, A2, A3, A3.5, B2  
40 s for the shade OA2

Bring the light aperture as close as possible to the light-curing unit as otherwise the curing will be less effective. Inadequate curing can cause discolouration and complaints.

#### Finishing:

Restorations can be finished and polished immediately after removing the female parts (e.g. fine and extra-fine diamond burs, abrasive discs). The tooth should then be fluoridized.

**Polofil NHT** can be used for direct or indirect inlays using the known procedures. The physical stabilisation values are improved by the usual external (additional) curing.

#### Warnings, precautionary measures:

- Phenolic substances, especially products containing eugenol and thymol, lead to curing failures in restorative composites. Consequently, the use of zinc oxide/eugenol cements or other materials containing eugenol should be avoided in combination with restorative composites.

- Each **Polofil NHT** Caps unit should be used for one patient only and should be applied exerting uniform but not excessive pressure.

- Our information and/or advice do not relieve you of the obligation of checking that the products supplied by us are suitable for their intended purpose.

#### Constituents (in descending order according to content):

Strontium aluminium borosilicate glass, barium aluminium borosilicate glass, silicon dioxide, BisGMA, TEGDMA, initiators, stabilisers, pigments

#### Storage instructions and application method:

Storage at 4°C-23°C. Seal the syringes immediately after removing the material in order to avoid exposure to light and subsequent polymerisation. Do not use after the expiry date.

#### Disposal:

Dispose of the product in accordance with local regulations.

#### Reporting obligation:

Serious events such as death, temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's health condition and a serious risk to public health that arise or could have arisen in association with the use of **Polofil NHT** must be reported to VOCO GmbH and the responsible authority.

#### Note:

The Summary of Safety and Clinical Performance of **Polofil NHT** can be found in the European database on medical devices (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Detailed information can also be found at [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

**DE**

## Gebrauchsanweisung

**MD** EU Medizinprodukt

Entspricht DIN EN ISO 4049

**FR**

## Mode d'emploi

**MD** UE Dispositif médical

Conforme à la norme DIN EN ISO 4049

### Produktbeschreibung:

**Polofil NHT** ist ein lichthärtendes Füllungsmaterial, das bewährte Composite- und innovative Nanotechnologie kombiniert. **Polofil NHT** ist röntgenopak, hochgefüllt, basiert auf Methacrylaten und härtet mit blauem Licht (Halogen oder LED) aus. **Polofil NHT** wird mit einem Dentin-Schmelzbond angewendet.

### Farben:

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

### Indikationen:

- Füllungen der Klassen I bis V
- Rekonstruktion von traumatisch beschädigten Frontzähnen
- Verbündung von verfärbten Frontzähnen
- Form- und Farbkorrektur zur Verbesserung der Ästhetik
- Verblockung, Schienung von gelockerten Zähnen
- Facettenreparaturen
- Restauration von Milchzähnen
- Kronenstumpfaufbauten
- Composite-Inlays

### Kontraindikationen:

**Polofil NHT** enthält Methacrylate und BHT. Bei bekannten Überempfindlichkeiten (Allergien) gegen diese Inhaltsstoffe von **Polofil NHT** ist auf die Anwendung zu verzichten.

### Patientenzielgruppe:

**Polofil NHT** kann für alle Patienten ohne Einschränkung hinsichtlich ihres Alters oder Geschlechts angewendet werden.

### Leistungsmerkmale:

Die Leistungsmerkmale des Produkts entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung und den einschlägigen Produktnormen.

### Anwender:

Die Anwendung von **Polofil NHT** erfolgt durch den professionell in der Zahnmedizin ausgebildeten Anwender.

### Anwendung:

**Vorbereitung:**  
Zur behandelnde Zähne reinigen. Gegebenenfalls okklusale Kontaktpunkte markieren. Vor der Anwendung Material auf Raumtemperatur bringen.

### Farbauswahl:

Zur Farbauswahl die beigelegte Farbskala mit dem gereinigten Zahn vor der Anästhesie vergleichen. Dazu **Polofil NHT** Farbmuster und Zahn anfeuchten und die Farbe möglichst bei Tageslicht aussuchen.

### Kavitätenpräparation:

Grundsätzlich sollte die Kavitätenpräparation nach den Regeln der adhäsiven Füllungstherapie und minimalinvasiv zur Schonung gesunder Zahnhartsubstanz erfolgen. Bei Frontzahnversorgungen die Schmelzränder anschrägen. Anschließend Kavität reinigen und trocken. Kariesfreie Läsionen im Zahnhalsbereich brauchen nicht präpariert zu werden, hier ist eine gründliche Reinigung ausreichend. Für ausreichende Trockenlegung sorgen. Die Verwendung von Kofferdam wird empfohlen.

Bei Kavitäten mit approximalen Anteil empfiehlt sich die Verwendung von Formhilfen. Vorteilhaft sind transluzente Matrizen, die im approximalen Bereich verkeilt werden. Minimale Separation erleichtert die Approximalkontaktgestaltung und das Anlegen der Matrize.

Im pulpenhaften Bereich sollte ein geeigneter Pulpaschutz appliziert werden, der gegebenenfalls mit einem stabilen Zement überschichtet wird.

### Bondmaterial:

**Polofil NHT** wird in der Adhäsivtechnik mit einem Dentin-Schmelzbond angewandt. Es können alle lichthärtenden Bondingmaterialien verwendet werden. Bezüglich der Vorbereitung (Ätztechnik) sowie Verarbeitung ist die jeweilige Gebrauchsanweisung zu beachten.

### Applikation:

Die ausgewählte Farbe von **Polofil NHT** (siehe Farbauswahl) in Schichten von nicht mehr als 2 mm Dicke anplazieren, mit einem geeigneten Instrument adaptieren und anschließend lichthärtend.

### Lichthärtung:

Zur Lichthärtung des Materials sind handelsübliche Polymerisationsgeräte geeignet. Die Aushärtezeit beträgt bei Verwendung einer LED-/Halogenlampe mit einer Leichtstrahlzeit von mindestens 500 mW/cm<sup>2</sup>

20 s für die Farben A1, A2, A3, A3.5, B2

40 s für die Farbe OA2

Das Lichtaustrittsfenster des Lichthärtegerätes so nah wie möglich an die Füllungsoberfläche bringen, sonst ist mit einer schlechten Durchhärtung zu rechnen. Eine ungenügende Aushärtung kann zu Verfärbungen und Beschwerden führen.

### Ausarbeitung:

Die Ausarbeitung und Politur der Füllung kann unmittelbar nach dem Entfernen der Matrizen erfolgen (z. B. feine bzw. extrafeine Diamantschleifer, Polierer). Zum Abschluss sollte der Zahn fluoridiert werden.

**Polofil NHT** kann gemäß den bekannten Verfahren für direkte oder indirekte Inlays verwendet werden. Die physikalischen Stabilitätswerte werden durch die übliche externe (zusätzliche) Aushärtung verbessert.

### Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen:

- Phenolische Substanzen, insbesondere eugenol- und thymolhaltige Präparate führen zu Aushärtungsstörungen der Füllungskunststoffe. Die Verwendung von Zinkoxid-Eugenol-Zementen oder anderer eugenolhaltiger Werkstoffe in Verbindung mit Füllungskunststoffen ist daher zu vermeiden.

- **Polofil NHT** Caps jeweils nur für einen Patienten verwenden. Caps mit gleichmäßigem, nicht zu starkem Druck anplazieren.

- Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns gelieferten Präparate auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke zu prüfen.

### Zusammensetzung (nach absteigendem Gehalt):

Strontiumaluminumborosilikatglas, Bariumaluminumborosilikatglas, Siliciumdioxid, BisGMA, TEGDMA, Initiatoren, Stabilisatoren, Farbpigmente

### Lager- und Anwendungshinweise:

Lagerung bei 4 °C - 23 °C. Spritzen nach der Materialentnahme sofort verschließen, um Lichteinwirkung und dadurch bedingte Polymerisation zu verhindern. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

### Entsorgung:

Entsorgung des Produkts gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

### Meldepflicht:

Schwerwiegende Vorkommnisse wie der Tod, die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen und eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit, die im Zusammenhang mit **Polofil NHT** aufgetreten sind oder hätten auftreten können, sind der VOCO GmbH und der zuständigen Behörde zu melden.

### Hinweis:

Kurzberichte über Sicherheit und klinische Leistung für **Polofil NHT** sind in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) hinterlegt.

Ausführliche Informationen finden Sie auch unter [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

### Description du produit :

**Polofil NHT** est un matériau d'obturation photopolymérisable qui combine la technologie de composite avec la nanotechnologie novatrice.

**Polofil NHT** est radio-opaque, à plus fortes charges et à base de méthacrylate et durcit à la lumière bleue (halogène ou LED).

**Polofil NHT** est appliquée avec un bonding amélo-dentinaire.

### Teintes :

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

### Indications :

- Obturations des classes I à V
- Restaurations des dents antérieures à lésions d'origine traumatische
- Facettes sur des dents antérieures colorées
- Corrections des formes et des teintes à but esthétique
- Fixation, contention des dents antérieures déchaussées
- Réparations de facettes
- Restaurations des dents de lait
- Reconstitutions de moignons sous couronnes
- Inlays en composite

### Contre-indications :

**Polofil NHT** contient des méthacrylates et du BHT. Ne pas appliquer **Polofil NHT** en cas d'hypersensibilités connues (allergies) à ces composants.

### Groupe cible de patients :

**Polofil NHT** peut être utilisé pour tous les patients, tous âges et sexes confondus.

### Caractéristiques de performances :

Les caractéristiques de performances du produit sont conformes aux critères exigés par sa destination et aux normes applicables.

### Utilisateurs :

L'application de **Polofil NHT** est réservée aux utilisateurs ayant reçu une formation professionnelle en médecine dentaire.

### Utilisation :

**Préparation :**  
Nettoyer les dents à traiter. Le cas échéant, marquer les points de contact occlusaux. Mettre le matériau à température ambiante avant l'application.

**Choix de la teinte :**  
Pour choisir la teinte, comparer le teintier joint et la dent nettoyée avant l'anesthésie. Mouiller le teintier **Polofil NHT** et la dent et sélectionner la teinte à la lumière du jour (si possible).

### Préparation des cavités :

Les cavités devraient toujours être préparées selon les règles de la technique d'obturation adhésive, avec une préparation minimale pour conserver les tissus dentaires sains. Pour la restauration des dents antérieures, biseauter les bords de l'émail. Nettoyer ensuite la cavité et la sécher. En cas de lésions non-carries dans le secteur du collet une préparation n'est pas obligatoire, il suffit un nettoyage soigneux. Veiller à garantir une mise à sec suffisante. L'utilisation d'un digue en caoutchouc est recommandée. Pour les cavités dont une partie se trouve dans le secteur proximal, l'utilisation de matrices, moules ou coins est recommandée. L'utilisation de matrices translucides, mise en place dans le secteur proximal, est avantageuse. Une séparation minimale facilite la formation du contact proximal et la mise de la matrice. A proximité de la pulpe, une protection pulaire appropriée devrait être appliquée. Couvrir cette protection pulaire avec une couche d'un ciment stable, le cas échéant.

**Matériau de bonding :**  
**Polofil NHT** est utilisé selon la technique adhésive avec un bonding amélo-dentinaire. Tous les adhésifs photopolymérisables peuvent être utilisés. Voir le mode d'emploi correspondant pour la préparation (technique de mordancage) et la manipulation.

### Application :

Appliquer la teinte choisie de **Polofil NHT** (voir choix de la teinte) par couches d'une épaisseur de 2 mm maximum, adapter avec un instrument approprié et photopolymériser.

### Photopolymérisation :

Le matériau peut être photopolymérisé avec les appareils habituels de polymérisation. Lors de l'application d'une lampe halogène/LED avec une puissance de la lumière de 500 mW / cm<sup>2</sup> minimum, le temps de prise est de :

20 s pour les teintes A1, A2, A3, A3.5, B2

40 s pour la teinte OA2

Mettre la source de lumière le plus proche possible de la surface de l'obturation, autrement la profondeur de polymérisation est réduite. Une polymérisation insuffisante peut conduire à une altération des teintes et à des irritations.

### Finition :

La finition et le polissage de l'obturation peuvent être effectués immédiatement après l'enlèvement des matrices, moules ou coins (par ex. avec une fraise diamantée fine ou extrafine, un polisseur). Finalement, une fluoruration de la dent devrait être réalisée.

**Polofil NHT** peut être utilisé selon les méthodes connues pour les inlays directs ou indirects. Le durcissement externe habituel (supplémentaire) améliore encore les valeurs de stabilité physique.

### Remarques, précautions :

- Les préparations contenant des substances phénoliques, particulièrement à base d'eugenol et de thymol, gèrent la prise des résines. L'utilisation de céramiques zinc-eugenol ou d'autres matériaux eugenolés en combinaison avec les résines est par conséquent à éviter.
- N'utiliser les capsules **Polofil NHT** que pour un seul patient. Exercer une pression régulière, pas trop forte, pour appliquer le contenu des capsules.
- Nos indications et/ou conseils ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier que les préparations que nous avons livrées correspondent à l'utilisation envisagée.

### Composition (par teneur décroissante) :

Verre d'aluminoborosilicate de strontium, verre d'aluminoborosilicate de baryum, dioxyde de silicium, BisGMA, TEGDMA, initiateurs, stabilisateurs, pigments colorés

### Consignes de stockage et d'utilisation :

Stockez à une température entre 4 °C à 23 °C. Referrer immédiatement après l'usage les seringues afin d'éviter une action de la lumière pouvant provoquer une polymérisation. Ne plus utiliser le produit après la date de péremption.

### Élimination :

Éliminer le produit conformément aux réglementations locales.

### Déclaration obligatoire :

Signaler impérativement à la société VOCO GmbH et à l'autorité compétente tout incident grave tel que la mort, une grave dégradation, temporaire ou permanente, de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou de toute autre personne, ou une menace grave pour la santé publique, survenu ou qui aurait pu survenir en rapport avec **Polofil NHT**.

### Remarque :

Vous trouverez des rapports sommaires sur la sécurité et la performance clinique de **Polofil NHT** dans la banque de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Des informations détaillées sont également disponibles sur [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

**Descripción del producto:**

Polofil NHT es un material de obturación fotopolimerizable que combina el acreditado composite con la innovación de la nano-tecnología.

Polofil NHT es radiopaco, relleno altamente y basado en metacrilatos y cura bajo luz azul (halógena o LED).

Polofil NHT se usa con un adhesivo para la dentina y el esmalte.

**Colores:**

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

**Indicaciones:**

- Obturaciones de la clase I a V
- Reconstrucción de dientes anteriores traumáticamente deteriorados
- Revestimiento de dientes descoloridos en el sector anterior
- Correcciones de forma o color por razones estéticas
- Bloqueado, fértilización de dientes móviles
- Reparaciones de facetas
- Obturaciones de dientes de leche
- Reconstrucciones de muñones para coronas
- Inlays de compositee

**Contraindicaciones:**

Polofil NHT contiene metacrilatos y BHT. En caso de que exista alguna hipersensibilidad conocida (alergia) a estas sustancias, absténgase de aplicar Polofil NHT.

**Pacientes destinatarios:**

Polofil NHT puede emplearse en todo tipo de pacientes, sin limitaciones de edad o sexo.

**Características:**

Las características del producto cumplen los requisitos de la finalidad prevista y las normas de producto pertinentes.

**Usuario:**

La aplicación de Polofil NHT debe llevarla a cabo un usuario profesional cualificado y formado en odontología.

**Uso:****Preparación:**

Limpie los dientes que vayan a ser tratados. En caso necesario, marque los puntos de contacto oclusales. Lleve el material a temperatura ambiente antes de utilizarlo.

**Selección de colores:**

Para la selección de colores, compare la guía de color adjunta con el diente limpio antes de la anestesia. Humedezca para ello la muestra de color de Polofil NHT y el diente, y busque la tonalidad, a ser posible con luz diurna.

**Preparación cavitaria:**

En principio, la preparación cavitaria debe realizarse de conformidad con las reglas del tratamiento de obturación adhesivo y de forma mínimamente invasiva para preservar la substancia dental dura sana. Para restauraciones de dientes frontales, realice un biselado de los bordes del esmalte. A continuación, límpie y seque la cavidad. No es necesario preparar lesiones sin caries en la zona del cuello dental: es suficiente realizar una limpieza exhaustiva.

Asegúrese de que el entorno de trabajo esté suficientemente seco. Recomendamos el uso de un dique de goma. Para aquellas cavidades con parte proximal, se recomienda el uso de auxiliares. Resulta útil asegurar matrices translúcidas en la zona proximal. Una separación mínima facilita el modelado de contacto proximal y la colocación de las matrices. En zonas cercanas a la pulpa, se ha de colocar una protección adecuada que, de ser necesario, se recubre con una capa de cemento estable.

**Material adhesivo:**

En la técnica adhesiva, Polofil NHT se aplica con un adhesivo para dentina-esmalte. Se pueden utilizar todos los materiales de adhesión fotopolimerizables. Observe las respectivas instrucciones de uso en lo que a la preparación (técnica de grabado) y el acabado se refiere.

**Aplicación:**

Aplique el color seleccionado de Polofil NHT (véase la selección de colores) en capas de no más de 2 mm de grosor, ajuste con un instrumento adecuado y, a continuación, lleve a cabo la fotopolimerización.

**Fotopolimerización:**

Para la fotopolimerización del material se utilizan los polimerizadores convencionales. El tiempo de fraguado corresponde a la utilización de una lámpara LED/halógena con una potencia lumínica de al menos 500 mW/cm<sup>2</sup>.

20 s para los colores A1, A2, A3, A3.5, B2

40 s para el color OA2

Aproxime la mirilla de salida de luz de la lámpara de fotopolimerización tanto como sea posible a la superficie de la obturación, con el fin de alcanzar un endurecimiento óptimo. Un fraguado deficiente puede provocar pigmentaciones y molestias.

**Acabado:**

Se puede proceder con el acabado y pulido de la obturación inmediatamente después de retirar las matrices (p. ej., fresa de diamante fina o extrafina, pulidora).

Para terminar, lleve a cabo una fluoración en el diente.

De acuerdo con los procedimientos usuales, Polofil NHT puede utilizarse para inlays directos o indirectos. Los valores de estabilidad física mejoran a través del fraguado externo habitual (adicional).

**Indicaciones, medidas de prevención:**

- Las sustancias fenólicas, incluyendo en particular los preparados con eugenol y timol, menoscaban el fraguado de los plásticos de obturación. Por ello, en combinación con plásticos de obturación debe evitarse la utilización de cementos de óxido de zinc eugenol o de otros materiales que contengan eugenol.
- Las cápsulas Polofil NHT deben utilizarse en un único paciente. Las cápsulas deben aplicarse con una presión uniforme, no demasiado intensa.
- Nuestras indicaciones y/o consejos no le eximen de la responsabilidad de comprobar los productos que suministramos en cuanto a su idoneidad para los fines de aplicación previstos.

**Composición (según contenido en orden descendente):**

Vidrio de borosilicato de aluminio y estroncio, vidrio de borosilicato de aluminio y bario, dióxido de silicio, BisGMA, TEGDMA, iniciadores, estabilizadores, pigmentos

**Indicaciones de almacenamiento y aplicación:**

Almacenamiento a 4 °C – 23 °C. Tras la extracción del material, cierre inmediatamente las jeringas para evitar la polimerización que se forma por la acción de la luz. No utilice el producto una vez vencida la fecha de caducidad.

**Gestión de desechos:**

Deseche el producto conforme a la normativa local aplicable.

**Obligación de notificación:**

Los incidentes graves, como el fallecimiento, el deterioro grave temporal o permanente de la salud de un paciente, usuario u otra persona, así como las amenazas graves para la salud pública que se hayan producido o puedan producirse en relación con Polofil NHT, deben notificarse a VOCO GmbH y a las autoridades competentes.

**Advertencia:**

Los resúmenes sobre seguridad y rendimiento clínico del Polofil NHT están disponibles en la base de datos europea sobre productos sanitarios (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Para una información más detallada, vea también [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

**Descrição do produto:**

Polofil NHT é um material de restauração fotopolimerizável que combina a já comprovada tecnologia de compósitos com a inovadora tecnologia de nanopartículas. Polofil NHT é radiopaco, possui um elevado conteúdo inorgânico, é formulado à base de metacrilatos e polimeriza-se com luz azul (de halogéno ou LED).

Polofil NHT é usado com um adesivo para dentina/esmalte.

**Cores:**

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

**Indicações:**

- Restaurações de classes I a V
- Reconstruções de dentes anteriores que sofreram traumatismos
- Facetas em dentes anteriores descolorados
- Correcção da forma e cor para melhorar a aparência estética
- União, splint de dentes anteriores com mobilidade
- Reparação de coroas em cerâmica
- Restauração de dentes decidídos
- Construção de núcleos por baixo de coroas
- Inlays em compósito

**Contraindicações:**

Polofil NHT contém metacrilatos e BHT. Polofil NHT não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida a qualquer um destes componentes.

**Grupo-alvo de pacientes:**

Polofil NHT pode ser aplicado em todos os pacientes sem limitações em virtude da sua idade ou sexo.

**Características de desempenho:**

As características de desempenho do produto estão em conformidade com a finalidade prevista e as normas relevantes do produto.

**Utilizador:**

A aplicação do Polofil NHT é realizada pelo utilizador com formação profissional em medicina dentária.

**Aplicação:****Preparação:**

Limpar os dentes a tratar. Se necessário, marcar os pontos de contacto oclusais. Colocar o material à temperatura ambiente antes da utilização.

**Seleção da cor:**

Para a seleção da cor, comparar o dente limpo com a escala de cores fornecida antes da anestesia. Para tal, humedecer a amostra de cor Polofil NHT e o dente e escolher a cor de preferência à luz do dia.

**Preparação da cavidade:**

Por norma, a preparação da cavidade deve ser realizada de acordo com as regras de tratamento de enchimento adesivo e de forma mínimamente invasiva para proteger o tecido dentário duro saudável. No caso de restaurações nos dentes frontais, chanfrar as margens do esmalte. Depois limpar e secar a cavidade. Lesões livres de cárries na raiz do dente não precisam de ser preparadas, uma limpeza meticulosa é suficiente nestes casos.

Providecer uma secagem suficiente. Recomenda-se a utilização de um dique de borracha. No caso de cavidades com parte proximal, recomenda-se o uso de matrizes. Vantajosas são as matrizes translúcidas, que são engatadas na área proximal. Uma separação mínima facilita a configuração dos contactos aproximais e a colocação da matriz. Na área próxima à polpa deve aplicar-se uma proteção de polpa adequada, que pode ser coberta, se necessário, com um cimento estável.

**Material adesivo:**

Polofil NHT é usado na técnica adesiva com um adesivo para dentina e esmalte. Podem ser usados todos os materiais adesivos fotopolimerizáveis. No que diz respeito à preparação (técnica de gravação), assim como ao processamento, devem ser respeitadas as instruções de utilização correspondentes.

**Aplicação:**

Aplicar a cor de Polofil NHT escolhida (ver seleção de cores) em camadas de espessura não superior a 2 mm, modelar com um instrumento adequado e fotopolimerizar.

**Fotopolimerização:**

Para a fotopolimerização do material são adequados instrumentos de polimerização convencionais. O tempo de endurecimento, quando se usa uma lâmpada LED/halógeno com uma intensidade de luz de pelo menos 500 mW/cm<sup>2</sup> é de 20 s para as cores A1, A2, A3, A3.5, B2

40 s para a cor OA2

Colocar a janela de saída de luz do instrumento de polimerização o mais próximo possível da superfície de enchimento, caso contrário, o endurecimento não fica bem feito. Um endurecimento insuficiente pode causar descoloração e queixas.

**Processamento:**

O processamento e polimento do enchimento podem ser realizados imediatamente após a remoção das matrizes (p. ex. com brocas de diamante, polidoras finas ou extrafinas). No fim, o dente deve ser fluorotado.

Polofil NHT pode ser usado de acordo com os procedimentos conhecidos para inlays diretos ou indiretos. Os valores de estabilidade física são melhorados pelo endurecimento externo (adicional) habitual.

**Avisos, medidas de precaução:**

- As substâncias fenólicas, nomeadamente as preparações que contêm eugenol e timol, provocam perturbações na polimerização dos materiais sintéticos de enchimento. A utilização de cimentos de eugenol de óxido de zinco ou outros materiais contendo eugenol em combinação com materiais sintéticos de enchimento deve, assim, ser evitada.
- Utilizar as cápsulas Polofil NHT em apenas um paciente. Aplicar as cápsulas com uma pressão uniforme, mas não muito elevada.
- As nossas indicações e/ou conselhos não o isentam de verificar se os produtos fornecidos por nós são adequados para o uso pretendido.

**Composição (segundo conteúdo na ordem decrescente):**

Vidro de estrônio-alumínio-borosilicato, vidro de bário alumínio-borosilicato, óxido de silício, BisGMA, TEGDMA, iniciadores, estabilizadores, pigmentos corantes

**Indicações de armazenamento e de aplicação:**

Armazenamento a 4 °C – 23 °C. Fechar as seringas imediatamente após a remoção do material para evitar a exposição à luz e a consequente polimerização. Não utilizar depois de expirar o prazo de validade.

**Eliminação:**

Eliminar o produto de acordo com os regulamentos locais.

**Obrigação de notificação:**

Ocorrências graves como morte, deterioração temporária ou permanente grave do estado de saúde de um paciente, utilizador ou outras pessoas e um grave risco para a saúde pública, que ocorreram ou poderiam ter ocorrido em combinação com Polofil NHT devem ser comunicadas à VOCO GmbH e às autoridades competentes.

**Nota:**

Os resumos de segurança e desempenho clínico de Polofil NHT estão disponíveis na base de dados europea sobre dispositivos médicos (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Também pode encontrar informações detalhadas em [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

**Descrizione del prodotto:**

Polofil NHT è un materiale da restauro fotopolimerizzabile che combina la tecnologia provata di composti con l'innovativa nanotecnologia.

Polofil NHT è radiopaco, altamente riempito, si basa su metacrilati e indurisce sotto luce blu (halogena o LED).

Polofil NHT viene utilizzato con un adesivo smalto-dentinale.

**Colori:**

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

**Indicazioni:**

- Otturazioni delle classi da I a V
- Restauri di denti anteriori con lesioni da trauma
- Rivestimento di denti anteriori con pigmentazioni
- Correzioni di forma e di colore per ottimizzare l'estetica
- Immobilizzazione, splintaggio di denti molli
- Riparazioni di facette
- Ricostruzione di denti decidui
- Ricostruzione di monconi
- Intarsi in composito

**Controindicazioni:**

Polofil NHT contiene metacrilato e BHT. Non utilizzare Polofil NHT in caso di nota ipersensibilità (allergia) a questi componenti.

**Target di pazienti:**

Polofil NHT può essere impiegato per il trattamento di tutti i pazienti senza alcuna limitazione per quanto riguarda età o sesso.

**Caratteristiche prestazionali:**

Le caratteristiche prestazionali del prodotto sono conformi ai requisiti della destinazione d'uso e alle norme di prodotto pertinenti.

**Utilizzatore:**

L'applicazione di Polofil NHT deve essere effettuata da un utilizzatore con una formazione professionale in odontoiatria.

**Utilizzo:**

**Preparazione:**  
 Pulire i denti da trattare. Eventualmente contrassegnare i punti di contatto oclusali. Prima dell'applicazione, portare il materiale a temperatura ambiente.

**Scelta del colore:**

Per scegliere il colore, confrontare la scala di colori in dotazione con il dente pulito prima dell'anestesia. A tal scopo, inumidire il campione di colore Polofil NHT e il dente, poi scegliere il colore, preferibilmente alla luce del giorno.

**Preparazione di cavità:**

In linea di principio, la preparazione di cavità dovrebbe essere eseguita secondo le regole dell'odontoiatria conservativa adesiva ed essere minimamente invasiva in modo da conservare la sostanza dentale sana. Nel trattamento dei denti anteriori, smussare i bordi di smalto. Poi pulire la cavità e asciugarla. Le lesioni non cariate nella zona del colletto non necessitano di essere preparate; qui è sufficiente una pulizia accurata.

Assicurarsi che l'area di lavoro sia sufficientemente asciutta. Si raccomanda l'uso di una diga di gomma. Si raccomanda l'utilizzo di strumenti di modellazione in caso di cavità con porzione prossimale. Risulta vantaggioso impiegare matrici traslucide che vengono applicate nell'area prossimale. Una minima separazione facilita la modellazione dei contatti interproximali e l'applicazione della matrice. Nella zona vicina alla polpa è opportuno applicare una protezione per la polpa adeguata, la quale viene eventualmente ricoperta con un cemento stabile.

**Materiale adesivo:**  
 Nella tecnica adesiva, Polofil NHT viene impiegato con un adesivo smalto-dentinale. Possono essere utilizzati tutti i materiali adesivi fotopolimerizzabili. Per quanto riguarda la preparazione (tecnica di mordenzatura) e alla lavorazione, è necessario seguire le rispettive istruzioni per l'uso.

**Applicazione:**

Applicare il colore selezionato di Polofil NHT (vedere scelta del colore) in strati spessi non più di 2 mm; adattare con uno strumento adatto e poi fotopolimerizzare.

**Fotopolimerizzazione:**

Per la fotopolimerizzazione del materiale si possono utilizzare apparecchi fotopolimerizeri comunemente reperibili in commercio. In caso di utilizzo di una lampada LED/allogena con una potenza luminosa di almeno 500 mW/cm<sup>2</sup>, il tempo di polimerizzazione è il seguente

20 secondi per i colori A1, A2, A3, A3.5, B2

40 secondi per il colore OA2

Tenere la finestra di uscita del fascio di luce del dispositivo di fotopolimerizzazione il più vicino possibile alla superficie del restauro, altrimenti è necessario considerare che l'indurimento potrebbe risultare non ottimale. Una polimerizzazione insufficiente può causare alterazioni cromatiche e disagi.

**Rifinitura:**

La rifinitura e la lucidatura del restauro possono essere effettuate immediatamente dopo la rimozione delle matrici (ad es. frese diamantate fini o extra-finii, lucidatori). Infine, il dente dovrebbe essere sottoposto a fluorizzazione.

Polofil NHT può essere utilizzato per intarsi inlay diretti o indiretti seguendo i procedimenti noti. I valori di stabilità fisica possono essere migliorati tramite l'ordinaria polimerizzazione esterna (aggiuntiva).

**Note, precauzioni:**

- Sostanze fenoliche, specialmente preparati contenenti eugenolo e timolo, compromettono l'indurimento delle resine del restauro. Pertanto, l'utilizzo di cementi a base di ossido di zinco-eugenolo o altri materiali contenenti eugenolo in combinazione con resine per il restauro è da evitare.

- Utilizzare le capsule Polofil NHT solo per un paziente. Applicare le capsule esercitando una pressione uniforme e non troppo forte.

- Le nostre indicazioni e/o i consigli non esonerano dall'esaminare l'idoneità dei preparati da noi forniti per verificare che questi siano adatti agli ambiti di utilizzo previsti.

**Composizione (in ordine decrescente in base alla quantità contenuta):**

Vetro di stronzio-aluminio-borosilicato, vetro di borosilicato-alluminio-bario, biossido di silicio, BisGMA, TEGDMA, iniziatori, stabilizzatori, pigmenti colorati

**Istruzioni di conservazione e utilizzo:**

Conservare a 4 °C – 23 °C. Per evitare un'eventuale esposizione alla luce che causerebbe la polimerizzazione del materiale, chiudere subito le siringhe dopo l'erogazione del materiale. Non utilizzarle dopo che è stata superata la data di scadenza.

**Smaltimento:**

Smaltimento del prodotto in base alle normative amministrative locali.

**Obligo di notifica:**

Incidenti gravi come il decesso, il grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di salute del paziente, dell'utilizzatore o di un'altra persona e una grave minaccia per la salute pubblica che si sono verificati o avrebbero potuto verificarsi in combinazione con Polofil NHT devono essere segnalati a VOCO GmbH e all'autorità competente.

**Nota:**

Resoconti sommari sulla sicurezza e le prestazioni cliniche di Polofil NHT sono disponibili nella banca dati europea dei dispositivi medici (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Informazioni dettagliate trova su [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

## Περιγραφή προϊόντος:

To Polofil NHT είναι ένα φωτο-πολυμεριζόμενο υλικό έμφραξης που συνδυάζει την καταξιωμένη σύνθετη ρητίνη και την καινοτομία της νανο-τεχνολογίας. To Polofil NHT είναι ακτινούς, ενισχυμένο αρκετά με ενισχυτικά συστατικά και με μεθακυρική βάση, ενώ πολυμερίζεται κάτω από μήλα φως (αλογόνο ή LED). To Polofil NHT χρησιμοποιείται με συγκολλητικό οδοντίνης/αδαμαντίνης.

## Αποχρώσεις:

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

## Ενδείξεις:

- εμφράξεις των μορίων I και V
- ανασύσταση προσθίων ύπατερα από τραυματική επιδραση
- όψεις σε αποκρυψατισμένους πρόσθιους
- διόρθωση σχιγμών και χρώματος για καλύτερη αισθητική απόδοση
- σταθεροποίηση, ναρθηκοποίηση εύσειστων προσθίων
- επιδιόρθωση υγεών
- εμφράξεις γενογόνων δοντιών
- ανασύστασης κολοβωμάτων κάτω από γέφυρες
- ένθετα ρητίνης

## Αντενδείξεις:

To Polofil NHT περιέχει μεθακυριλικό εστέρα και BHT. To Polofil NHT δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωστών υπερευαισθησιών (αλλεργιών) σε οποιοδήποτε από αυτά τα συστατικά.

## Στοχευόμενη ομάδα ασθενών:

To Polofil NHT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους ασθενείς χωρίς περιορισμό αναφορικά με την ηλικία ή το φύλο τους.

## Χαρακτηριστικά επιδόσης:

Τα χαρακτηριστικά επιδόσης του προϊόντος αντιτοιχούν στις απαιτήσεις της προβλεπόμενής χρήσης και των ισχύουντων προτύπων προϊόντος.

## Χρήστης:

Η εφαρμογή του Polofil NHT πραγματοποιείται από χρήστη με επαγγελματική εκπαίδευση στην οδοντιατρική.

## Εφαρμογή:

## Προετοιμασία:

Καθαρίστε τα δόντια που πρόκειται να θεραπευθούν. Σημειώστε, ανάλογα με την περίπτωση, σημεία επαγγής σύγκλεισης. Επιπρέψτε στο υλικό να έρθει σε θερμοκρασία δωμάτιου πριν από την εφαρμογή.

## Επιλογή απόχρωσης:

Για την επιλογή της απόχρωσης, αγκύρωστη την παρεχόμενη κλίμακα αποχρώσων με το καθαρισμένο δόντι πριν την αναισθησία. Για τον σκοπό αυτό, υγρώνεται το δείγμα απόχρωσης Polofil NHT και το δοντί και επιλέγετε την απόχρωση της παρέχουσας.

## Παρασκευή κοιλότητας:

Κατά κανόνα, η παρασκευή της κοιλότητας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της τεχνικής συγκόλλησης και ελάχιστα παρεμβάσεις για τη διατήρηση της υγιούς δοντικής ουσίας. Σε περίπτωση θεραπείας προσθίων δοντών, λειτουργούμε τα άρια της αδαμαντίνης. Στη συνέχεια καθαρίστε και στεγνώνετε την κοιλότητα. Οι μη τερπνώντας μέλισσες πρέπει να εγκαταλείψουν την κοιλότητα πριν την επόμενη παρασκευή.

Φροντίστε για επαρκή απομόνωση. Συνιστάται η χρήση ελαστικού απομονωτή. Για κοιλότητες με ίματα μέρη συνιστάται η χρήση βοηθητικών σχιγμάτων. Είναι πλεονεκτική η χρήση μιτρών που ενσφύωνται στην όμορφη περιοχή. Ένας ελάχιστος διασωματισμός διευκολύνει τη διαμόρφωση των ίμων περιοχών επαφής, και την ποτεύσηση της μίτρας. Στην περιοχή κοντά στον πολό, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια κατάλληλη προστασία του πολόφου, η οποία ενδεχομένως να επιστρέψει με σταθερή κονιά.

## Συγκολλητικό υλικό:

To Polofil NHT εφαρμόζεται με την τεχνική συγκόλλησης με συγκολλητικό παράγοντα οδοντίνης-αδαμαντίνης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα φωτο-πολυμεριζόμενα συγκόλλητα υλικά. Αναφέρεται με την παρασκευή (τεχνική αρθροποίησης) και την κατεργασία, πρέπει τις οδηγίες χρήσης.

## Εφαρμογή:

Εφαρμόζεται την επιλεγμένη απόχρωση του Polofil NHT (βλ. επιλογή απόχρωσης σε στρώματα πάχους όχι μεγαλύτερου των 2 mm, προσαρμόστε με κατάλληλο εργαλείο και στη συνέχεια φωτο-πολυμερίστε.

## Φωτο-πολυμερισμός:

Για τον φωτο-πολυμερισμό του υλικού είναι κατάλληλες οι συνήθεις συσκευές πολυμερισμού του εμπορίου. Ο χόρος πήπει, έχει χρησιμοποιηθεί λαμπτήρας LED/αλογόνου με απόδοση φωτός πολλάσιους 500 mW/cm<sup>2</sup>

20 δεύτερα για τις αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5, B2

40 δεύτερα για τις αποχρώσεις OA2

Φέρετε το ρύγχος εξόδου φωτός της συσκευής φωτο-πολυμερισμού όσο το δυνατόν πλην πάστε στην επιφάνεια εμφράξης, δύος διαφορετικών ενδέχεται να προκύψουν γερέρηση συνολική πήπη. Η ανεπτυκτή πήπη μπορεί να επιφέρει απορρωματισμούς και ενοχλήσεις.

## Επεξεργασία:

Η επεξεργασία και η στήλωση της έμφραξης μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την αφάρξηση των μπρών (π.χ. λεπτά) ή υπέρλεπτα σε ρεγκαλεία τρόχισης διαμαντιού, στιλβωτικού Τέλος, το δοντί πρέπει να πετύχεται.

To Polofil NHT μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις γνωστές μεθόδους για άμεσα ή έμμεσα ένταση. Οι φυσικές τιμές σταθερότητας, βελτιώνονται μέσω της συνήθειας επερτεμπής.

## Υποδείξεις, προφυλάξεις:

- Οι φαινολικές ουσίες, και ίδιατερα τα παρασκευάσματα που περιέχουν ευγενόλη και θυμόλη προκαλούν διαταραχές της σκληρυνσης των συνθετικών υλικών έμφραξης. Για τον λόγο αυτό, η χρήση κονιών οδείου του φυσικού γρύπου-ευενόλης ή άλλων υλικών που περιέχουν ευγενόλη με συνδυασμό με συνθετικά υλικά έμφραξης θα πρέπει να αποφεύγεται.

- Χρησιμοποιείται τα καψούλια Polofil NHT σε έναν μόνο ασθενή. Εφαρμόζεται τα καψούλια με ομοιόμορφη, όχι υπερβολική δύναμη.

- Οι υποδείξεις και οι συμβουλές μας δεν σας απαλλάσσουν από την ενότητα να ελέγχετε την καταλληλότητα των παρασκευάσματων που σας προμηθεύουμε για τη σκοπούμενη εφαρμογή.

## Σύσταση (κατά σειρά μειονεύενης περιεκτικότητας):

Strontium aluminium borosilicate glass, barium aluminium borosilicate glass, silicon dioxide, BisGMA, TEGDMA, initiators, stabilizers, pigments

## Οδηγίες φύλαξης και εφαρμογής:

Φυλαύστε σε θερμοκρασία 4 °C-23 °C. Κλείνετε τις σύριγγες αμέσως μετά τη λήψη του υλικού, προκειμένου να αποτρέψετε την επιδραση του φωτός και τον συνακόλουθο πολυμερισμό. Μην το χρησιμοποιείτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης.

## Απόρριψη:

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.

## Υποχρέωση δήλωσης:

Σοβαρά περιστατικά όπως ο θάνατος, η παροδική ή μόνιμη, σοβαρή επιδείνωση της καταστάσης υγείας ενας ασθενής, χρήση των πρώτων προσθών και ένας σοβαρός κινδύνος για τη δημιουργία υγείας, που συνέβασται ή θα μπορούσαν να συμβούν σε συνάρτηση με την Polofil NHT, θα πρέπει να αναφέρονται στην VOCO GmbH και στην αρμόδια αρχή.

## Σημείωση:

Περιλήψη σχετικά με την ασφάλεια και την κλινική απόδοση την Polofil NHT βρίσκεται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (EUDAMED - <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Gedetailleerde informatie is ook te vinden op [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

## Beschrijving van het hulpmiddel:

Polofil NHT is een lichtuithardend vulmateriaal dat composiet en innovatieve nanotechnologie combineert. Polofil NHT is radiopaak, hooggevuld en op methacrylaatbasis en hardt uit onder blauw licht (halogeen of LED).

Polofil NHT wordt gebruikt met een dentine/glazuur bonding.

## Kleuren:

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

## Indicaties:

- Vulling klasse I – V
- Reconstructie van traumatisch beschadigde frontelementen
- Aanbrengen van directe-facings op verkleurde frontelementen
- Verbeteren van de vorm en kleur voor een beter esthetisch resultaat
- Spalken van losse anterior elementen
- Repareren van facings
- Restaureren van facings
- Stompopbouwen
- Composit inlays

## Contra-indicaties:

Polofil NHT bevat methacrylaten en BHT. Bij bekende overgevoeligheid (allergieën) tegen deze bestanddelen van Polofil NHT moet van het gebruik worden afgezien.

## Patientendendoelgroep:

Polofil NHT kan voor alle patiënten zonder beperking ten aanzien van leeftijd of geslacht worden gebruikt.

## Prestatie-eigenschappen:

De prestatie-eigenschappen van het hulpmiddel volstaan aan de eisen van het beoogde doel en de geldende productnormen.

## Gebruiker:

Polofil NHT wordt toegepast door professionele in de tandheelkunde opgeleide gebruikers.

## Toepassing:

Voorbereiding: Reinig de tanden voor behandeling. Markeer eventuele occlusale contactpunten. Laat het materiaal voor gebruik op kamertemperatuur komen.

## Kleurkeuze:

Vergelijk voor de keuze van een kleur nog voór de anesthesie de meegeleverde kleurenschaal met het gereinigde gebitselement. Bevochtig daartoe het Polofil NHT-kleurenvoorbereid en het gebitselement en kies indien mogelijk bij daglicht de meest geschikte kleur.

## Caviteitspreparatie:

De caviteit moet absoluut worden gerepareerd volgens de regels voor adhesieve vultherapie en met minimale invasie om de gezonde harde tandsubstantie te ontzien. Werk bij behandeling van frontale elementen de glazuurrand schuin af. Reinig en droog de caviteit vervolgens. Cariësvrije laesies bij de tandhalzen hoeven niet te worden gerepareerd; hiervoor is een grondige reiniging volstaan. Zorg voor voldoende drooglegging. Gebruik van een cofferdam wordt aanbevolen. Bij caviteiten met een approximaal gedeelte is het gebruik van vormhulpmiddelen raadzaam. Translucente matrizen zijn handig; deze worden in het approximate deel met wiggen vastgezet. Een minimale separatie vergemakkelijkt de totstandbrenging van het approximate contact en het aanbrengen van de matrix. Nabij de pulpa moet een geschikte pulpabescherming worden aangebracht met daar overheen eventueel een stabiel cement.

## Bondingsmateriaal:

Polofil NHT wordt bij adhesietechniek toegepast met een dentine-glazuurbonding. Alle lichthardende bondingsmaterialen kunnen worden gebruikt. Voor de preparatie (etstechniek) en de verwerking moet de betreffende gebruiksaanwijzing in acht worden genomen.

## Applicatie:

Breng Polofil NHT in de geselecteerde kleur (zie Kleurkeuze) aan inlagen van niet meer dan 2 mm dikte, pas deze aan met een geschikt instrument en voer vervolgens een lichtvergulping door.

## Lichtuitharding:

Voer de lichtuitharding van het materiaal zijn in de handel gebruikelijke polymerisatie-apparaten geschikt. De uithardingstijd bedraagt bij gebruik van een LED-/halogeenlamp met een lichtvermogen van ten minste 500 mW/cm<sup>2</sup>

20 s voor de kleuren A1, A2, A3, A3.5, B2

40 s voor de kleur OA2

Breng de lichtopening van het lichtuithardingsapparaat zo dicht mogelijk bij het vuloppervlak, anders moet met een slechtere doorharding rekening worden gehouden. Een onvoldoende uitharding kan leiden tot verkleuringen en klachten.

## Afwerking:

De vulling kan onmiddellijk na de verwijdering van de matrizen worden afgewerkt en gepolijst (bijv. met een fijne of extra fijne diamantlijststift of polijststift). Tot slot moet het element worden gefluorideerd.

Polofil NHT kan volgens de bekende procedures voor directe of indirecte inlays worden gebruikt. De fysische stabiliteitswaarden worden door de gebruikelijke externe (extra) uitharding verbeterd.

## Aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen:

- Fenolische substanties, vooral eugenol- en thymolhoudende preparaten leiden tot uithardingsverstoren van de vulkingkunststoffen. Het gebruik van zinkoxide-eugenol-cementen of andere eugenolhoudende materialen in combinatie met vulkingkunststoffen diert daarom te worden vermeden.

- Gebruik Polofil NHT-caps altijd slechts bij één patiënt. Breng de caps aan met een gelijkmatige, niet te hoge druk.

- Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de verplichting om door ons geleverde preparaten te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing.

## Samenstelling (het, falende indholt):

Strontiumaluminiumborosilicatglas, Bariumaluminiumborosilicatglas, siliciumdioxide, BisGMA, TEGDMA, initiatoren, stabilisatoren, kleurpigmenten

## Anvisninger, forholdsregler:

- Fenoliske stoffer, specielt eugenol- og thymolholdige præparer medfører hærdningsfejl i fyldningskunststofferne. Anvendelsen af zinkoxid-eugenol cement eller andre eugenolholdige materialer i forbundelse med fyldningskunststoffer skal derfor undgås.

- Polofil NHT kapsler må kun anvendes til en enkelt patient. Applicér kapslene med ensartet, ikke for kraftigt tryk.

- Vores anvisninger og/eller vejledning frigør dig ikke for selv at kontrollere om de præparer, der leveres af os, eigner sig til de tilsigtede anvendelsesformål.

## Sammensætning (het, falende indholt):

Strontiumaluminiumborosilicatglas, Bariumaluminiumborosilicatglas, siliciumdioxide, BisGMA, TEGDMA, initiatorer, stabilisatører, farvepigmenter

## Opbevarings- og anvendelsesanvisninger:

Opbevaring ved 4 °C – 23 °C. Luk straks projekter efter materialet er taget ud, for at forhindre lyspåvirkning og deraf følgende polymerisation. Efter udløbsdatoen må produktet ikke længere anvendes.

## Bortskaffelse:

Bortskaffelse af produktet iht. de lokale forskrifter.

## Meldeligt:

Alvorlige hændelser som døden, en midlertidig eller varig forringelse af en patients, en brugers eller andre personers helbredstilstand og en alvorlig fare for den offentlige sundhed, der er opstået eller havde kunnet opstå i forbindelse med Polofil NHT, skal meldes til VOCO GmbH og de ansvarlige myndigheder.

## Bemerk:

Korte beretninger om sikkerhed og klinisk effekt for Polofil NHT er gemt i den Europæiske database for medicinsk udstyr (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Detaljerede oplysninger kan også findes på [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

## Produktbeskrivelse:

Polofil NHT er et lyshårende fyldningsmateriale, der forener gennemprøvet komposit og innovativ nanoteknologi. Polofil NHT er radiopaak, højt filler indhold og methacrylat baseret og hælder under blåt lys (halogen eller LED).

Polofil NHT anvendes med en dentin/entalje bond.

## Farver:

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

## Indikationer:

- Fyldninger klasse I - V
- Genopbygning af frakturerede fortænder
- Facader i misfarvede fortænder
- Korrektion af farve og form for at opnå bedre æstetik
- Lukning af diastema, fiksering af løsne tænder
- Reparation af facader
- Fyldninger i mælketænder
- Opbygning under kroner
- Komposit-indlæg

## Tuotekuvaus:

**Poloofil NHT** on valokovetteiden täytymateriaali, jossa yhdistyvät kompositti ja innovatiivisen nanoteknologian ominaisuudet.

**Poloofil NHT** on röntgensäteily läpäisyvä vastustava, korkea filleripitoisuuden omaava ja metakrylaatti poljainen. Kovettuu sinisessä valossa (Halogen tai LED).

**Poloofil NHT**:tä käytetään dentini/emiili sidoksen kanssa.

## Värit:

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

## Käyttöalheet:

- Luokki I - V täytteet
- Vammoissa vaurioutuneiden etuhampaiden korjauskiin
- Värjäintyneiden etuhampaiden fasetointi
- Muodon tai värin korjauskiin paremman esteettisen ulkonäön saavuttamiseksi
- Löysien etuhampaiden kytkemiseen ja sitomiseen
- Laminatiin korjaamiseen
- Maitohammastäytteisiin
- Pilarin rakentamiseen kruunujen alla
- Kompositti inlayt

## Vasta-aheet:

**Poloofil NHT** sisältää metakrylaattia ja BHT:tä. Mikäli potilaan tiedetään olevan yliherkkä (allerginen) nähille **Poloofil NHT** aineosille, tuotetta ei saa käyttää.

## Potilaskohderyhmä:

**Poloofil NHT** voidaan käyttää kaikilla potilailla ilman ikääntä tai sukupuoleen liittyviä rajoitustasia.

## Suorituskyky:

Tuotteen suorituskyky on käyttötarkoituksen edellyttämien vaatimusten ja asianomaisten laitenormien mukaisia.

## Käytäjät:

**Poloofil NHT** käyttää hammaslääketieteellisen ammattikoulutuksen saaneet käytäjät.

## Käytötapa:

**Valmistelu:**  
Puhdista käsiteltävä hampaat. Merkitse tarvittaessa okklusaalis kontaktipinnat. Anna materiaalin lämmetä huoneenlämpötilaan ennen käyttöä.

## Värin valinta:

Valitse värri vertaamalla oheista väriasteikkoja puhtaan hampaan värin ennen puudutusta. Kostuta tällöin **Poloofil NHT**-värimalli ja hammas, ja valitse värri mieluiten pääväntaloissa.

## Kaviteen prepaointi:

Terveen hammasaineksen säätämiseksi tulisi kaviteetti preparoida adhesivistä täytymenetelmää koskevien sääntöjen mukaisesti sekä mini-invasiivista teknikkaa noudataan. Särmää ja etuhampaiden kihlereunat. Puhdista ja kuivaa kaviteetti. Kervikaalialueen leesoissa, joissa ei ole kariesta, ei vaadita prepaointitoimenpiteitä – perusteellinen puhdista riittää.

Varmista, että työskentelyalue on kuiva. Kofferdamin käyttöön suositeltavaa.

Approsimaalialueen kaviteeteissa suosittelaan muotoiluun tarkoitettujen apuvalineiden käyttöä. Sopiaivat läpinäkyvät matriisit, jotka kiinnitetään kihlille approsimaalialuellelle. Vähänneksis irties edesauttaa läheisen kosketuspistejön käsittelyä ja matriisin asettamista. Hyvin syvissä kaviteeteissa tulisi käyttää sopivaa hammasyristyksen suojausta, joka tarvittaessa pinoitetaan kestävällä sementillä.

## Sidosmateriaali:

**Poloofil NHT** käytetään adhesiiviteknikassa dentiini-/kiillesidosaineen kanssa. Kaikissa valokovetteisia sidosmateriaaleja voidaan käyttää. Preparoinnin (etsausteeknikan) ja työstön osalta on noudatettava asianomaista käytööhohjeita.

## Applikoointi:

Valitse **Poloofil NHT** värri (katso Värin valinta) ja appliko tuote enintään 2 mm:n kerroksin. Levitä se sopivalla instrumentilla ja valokoveta lopuksi.

## Valokovetus:

Materiaalin valokovetuksen voidaan käyttää tavanomaisia polymerointilaitteita. Kovetusajat ovat seuraavan taulukon mukaisia käytettäessä LED-/halogenivaloja vähintään 500 mW/cm<sup>2</sup>:n valotehoa:

- 20 s värissäville A1, A2, A3, A3.5, B2
- 40 s värissäville OA2

Vie valokovetajan valoaukko mahdollisimman läheille täytteen pintaan, sillä muuten kovettumissyyssä saattaa olla pienempi. Riittämätön kovettuminen voi johtaa värjäyjiin ja epämälyttävään tunteeseen.

## Viimeistely:

Täyte voidaan viimeistellä ja kihlottaa välittömästi matriisien poistamisen jälkeen (esim. hiestat tai erittäin hienot timanttiporat, kihloustekiot). Lopuksi hammas tulisi fluorata.

**Poloofil NHT** voidaan käyttää tunnetuiden suoria ja epäsuoria inlay-täytteitä koskevien teknikoiden mukaisesti. Fysiikalista stabiiliisuutta voidaan parantaa tavanomaisilla ulkoisilla (lisä-) kovetusmenetelmillä.

## Huomautukset, varoitusaineet:

- Fenolipitoiset aineet sekä erityisesti eugenolia ja tymolia sisältävät valmisteet haittaavat paikkaumuovent kovettumista. Sinkkioksidi-eugenolselementtien tai muiden eugenolipitoisten materiaalien käyttöä yhdessä paikkaumuovent kanssa on sen vuoksi välttettävä.
- Käytä yksi **Poloofil NHT**-kapseli aina vain yhteen potilaaseen. Appliko kapseli tasaisesti painamatta liian voimallellisesti.
- Antamme tiedot tai neuvoit eivät vapauta käyttää velvollisuudesta arvioida toimittamme tuotteiden soveltuvuutta aiottuun käyttöön.

## Koostumus (suurimmasta pitosuudesta pienimpiin):

Strontium-alumiini-borosilikatilasi, barium-alumiini-borosilikatilasi, piidioksidi, BisGMA, TEGDMA, katalytit, stabilisaattori, väripigmentti

## Säilytys- ja käyttöohjeet:

Säilytys 4–23 °C:ssa. Sulje ruiskut välittömästi materiaalin ottamisen jälkeen välttääksesi valon vaikutuksien ja siten osittaisen polymerisoitumisen. Ainetta ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

## Hävitäminen:

Hävitää tuote paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti.

## Ilmoitusvelvollisuus:

Vakavista vaaratilanteista, kuten kuolema, potilaan, käytäjän tai muiden henkilöiden terveydentilin ohimenevää tai pysyvä vakava heikkeneminen, ja vakava vaara julkiselle terveydelle, joita ilmenee tai olisi voitun ilmetä **Poloofil NHT** käytössä, on ilmoitettava VOCO GmbH:lle sekä asiasta vastaavalle viranomaiselle.

## Huomautus:

Yhteenvetoraportti **Poloofil NHT** turvallisudesta ja klinisestä suorituskyvystä on tallennettu eurooppalaisen lääkinnällisen laitteiden tietokantaan (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Yksityiskohtaisia tietoja löytyy myös osoitteesta [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

## Produktbeskrivelse:

**Poloofil NHT** er et lysherdende fyllingsmateriale som kombinerer velprovad komposit og innovativ nanoteknologi. **Poloofil NHT** er røntgentett, har høy innhold av filere basert på metakrylater og herdes med blått lys (halogen eller LED).

**Poloofil NHT** brukes i kombinasjon med dentin/emaile-bonding.

## Farger:

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

## Indikasjoner:

- Fyllinger klasse I til V
- Rekonstruksjon av skadete fortener
- Faseretter på misfargede fortener
- Korreksjon av form og farge for bedre estetikk
- Splinting av løse tennr
- Reparasjon av fasader
- Fyllinger i melketanner
- Konusoppbygging under kroner
- Komposit innlegg

## Kontraindikasjoner:

**Poloofil NHT** inneholder metakrylat og BHT. **Poloofil NHT** skal ikke brukes ved kjent overømflintighet (allergier) overfor innholdsstoffene.

## Pasientmålgruppe:

**Poloofil NHT** kan brukes hos alle pasienter uten begrensninger med tanke på alder eller kjønn.

## Egenskaper:

Produkts egenskaper samsvarer med kravene til den tiltenkte bruken og relevante produktstandarder.

## Bruker:

**Poloofil NHT** skal brukes av profesjonelle brukere med odontologisk utdanning.

## Anvendelse:

## Preparasjon:

Rengjør tennene som skal behandles. Merk eventuelt okklusale kontaktpunkter. La materialet måtte romtemperatur for bruk.

## Fargevalg:

Sammenligne den vedlagte fargeskalaen med den rengjorte tannen for valg av farge for anestesi. Fukt fargemonster til **Poloofil NHT** og tannen, og velg fargen i dagstlys hvis mulig.

## Preparering av kaviter:

Prinsipielt skal prepareringen av kaviter utføres etter reglene for adhesiv fyllingsteknologi og på en minimalt invasiv måte som er skånsom mot den sunne tannsubstansen. Ved behandling av fortener må emaljekantene avfases på skrå. Deretter må kaviteren rengjøres og tørkes. Det er ikke nødvendig å preparere lesjoner uten karies i tannhalsregionen; her er en grundig rengjøring tilstrekkelig. Sorg for tilstrekkelig fuktighetskontroll/tørklegging. Det anbefales å bruke kofferdam. Ved kaviter med en approksimal andel anbefales det å bruke utformingsverktøy. Det er en fordel å bruke gjennomsiktige matriser som kiles fast i det approksimale området. Minimal separering forenkler utformingen av approksimalkontakten og plasseringen av matrisen. I området nær tannpulpa må det brukes egnet tannpulpsbeskyttelse som også må dekkes med et stabilt lag av cement.

## Bondingmateriale:

**Poloofil NHT** brukes med dentin-emaile-bonding ved adhesiv teknikk. Alle lysherdende bondingmaterialer kan brukes. Ta hensyn til de gjeldende bruksanvisningene for klargjøring (etseteknikk) og bearbeiding.

## Påføring:

Påfør den valgte fargen for **Poloofil NHT** (se fargeutvalg) i lag på maks. 2 mm, tilpass den med et egnet instrument og utfor deretter lysherdingen.

## Lysherdning:

Vanlige polymerisasjonsenheter er egnet til lysherdingen av materialet. Herdetiden ved bruk av LED-/halogenlampe med en effekt på minst 500 mW/cm<sup>2</sup> er

20 sekunder for fargene A1, A2, A3, A3.5, B2

40 sekunder for farge OA2

Lysåpningen til lysherdingsenheten må holdes så nært fyllingsoverflaten som mulig; ellers må man regne med dårligere herding. Manglende herding kan føre til misfarging og plager.

## Utforming:

Utformingen og polituren av fyllingen kan utføres umiddelbart etter fjerning av matrisen (f.eks. finkornet / ekstra finkornet diamantslip, polarisering). Til slutt må tannen fluorides.

**Poloofil NHT** kan brukes til direkte eller indirekte inlays i henhold til kjente prosedyrer. De fysiske stabilitetsverdiene forbedres gjennom den vanlige eksterne (ytterligere) herdingen.

## Merknader, sikkerhetstiltak:

- Fenoler, især preparater som inneholder eugenol og tymol, kan påvirke herdingen av fyllingsmaterialet. Bruk av sementer med sinkoksid-eugenol eller andre eugenolholdige stoffer i kombinasjon med fyllingsmaterialet før derfor unngås.

- **Poloofil NHT**-caps må kun brukes på én pasient. Caps påføres med jevnt og ikke for sterkt trykk.

- Være merknader og/eller råfarter deg ikke fra å kontrollere om produktene som leveres av oss, er egnet til det tiltenkte formålet.

## Sammensetning (etter mengde):

Strontiumaluminiumborosilikat-glass, Bariumaluminiumborosilikat-glass, silisiumoksid, BisGMA, TEGDMA, initiatør, stabilisator, fargepigmenter

## Oppbevarings- og bruksinformasjon:

Oppbevaring ved 4–23 °C. Lukk sprøyter umiddelbart etter fjerning av matrisen for å forhindre eksponering for lys og påfølgende polymerisering. Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen.

## Kassering:

Produktet må avfallsbehandles i henhold til lokale forskrifter.

## Meldelikt:

Alvorlige tilfeller som dødsfall, midlertidig eller permanent alvorlig forringelse av helsen til pasienten, brukeren eller andre personer og en alvorlig folkehelseproblem.

Denne rapporten om sikkerhet og klinisk virkemåte for **Poloofil NHT** kan lastes ned fra den europeiske databasen for medisinsk utstyr (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Detaljert informasjon kan også finnes på [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

## Produktbeskrivning:

**Poloofil NHT** är ett ljusherdande fyllningsmaterial som kombinerar beprövat kompositteknologi med innovativ nanoteknologi.

**Poloofil NHT** är röntgenkontrasterande, högflyld och metakrylatbaserad och hårdar med blått ljus (halogen eller LED).

**Poloofil NHT** används med en dentin/emailebonding.

## Färger:

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

## Indikationer:

- Fyllinger i klass I till V
- Rekonstruktion av traumatiskt skadade anteriorer
- Nya fasader på misfargade framtänder
- Form- och färgkorrigering för bättre estetik
- Fixering av tänder som börjat lossna
- Reparation av fasader
- Lagring av mjölkänder
- Pelaruppbryggnad
- Kompositinlägg

## Kontraindikationer:

**Poloofil NHT** innehåller metakrylat och BHT. **Poloofil NHT** ska inte användas vid känd hypersensitivitet (allergi) mot något av innehållet.

## Patientmålgrupp:

**Poloofil NHT** kan användas för alla patienter utan begränsning avseende ålder eller kön.

## Prestandaegenskaper:

Produktens prestandaegenskaper motsvarar kraven enligt dess avsedda ändamål samt gällande produktstandarder.

## Användare:

Användningen av **Poloofil NHT** utförs av användare med professionell utbildning inom tandmedicin.

## Användning:

## Förberedelse:

Gör rent tänderna som ska behandlas. Markera i förekommande fall kontaktpunkter i bettet. Värmt upp materialet till rumstemperatur innan användning.

## Val av färg:

Jämför innan anestesin den medföljande färgskalan med den rengjorda tanden. Ta materialet **Poloofil NHT**-färgmönstret och tanden och välj färgen helst i dagsljus.

## Förberedelser av kaviter:

Principiellt bör förberedelsen av kaviterna utföras enligt reglerna för vikhäftande fyllningsteknologi och minimalt invasivt för att skona frisk tandmal. Gör emaljkanterna sluttande utan behandling av framtänder. Gör sedan rent och torra kaviteren. Kariesfria skador i tandhalsområdet behöver inte prepareras, här räcker det med en grundig rengöring.

Se till att området hålls tillräckligt torrt. Användning av kofferdamm rekommenderas. Hos kaviter med närliggande andel rekommenderas att formhjälp används. Fördelaktiga är genomsiktiga matriser som kiles fast i det närliggande området. Minimal separation underlättar kontaktutformningen i närområdet och placeringen av matrisen.

I området nära pulpan bör ett lämpligt pulpaskydd appliceras, vilket eventuellt täcks över med ett stabilt cement.

## Bonding material:

**Poloofil NHT** används i adhesiv teknik tillsammans med en dentin-emailebonding.

Alla ljusherdande bondingmaterialer kan användas. Följ respektive bruksanvisning med avseende på preparation (ets teknik) och applicering.

## Applicering:

Applicera den valda färgen av **Poloofil NHT** (färgvalg) i skikt som inte är tjockare än 2 mm, anpassa med ett lämpligt instrument och ljushärda därefter.

## Ljushärdning:

Konventionella polymeriseringssapparater är lämpliga för ljushärdning av materialet. Härdningstiden är vid användning av en LED-/halogenlampa med en ljuseffekt på minst 500 mW/cm<sup>2</sup>

20 sek. för färgarna A1, A2, A3, A3.5, B2

40 sek. för färg OA2

Placeras ljushärdningsapparaten ljusfönster så nära fyllningsytan som möjligt, annars måste man räkna med en nära genombrott. En otillräcklig härdning kan leda till missfärgningar och besvär.

## Slutbearbetning:

Slutbearbetningen och poleringen av fyllningen kan göras direkt efter att matriserna har tagits bort (t.ex. fin resp. extra fin diamantslip, polerskiva). Avslutningsvis bör tanden behandlas med fluor.

**Poloofil NHT** kan användas enligt de kända förfarandena för direkta eller indirekta inlägg. De fysikaliska stabilitetsvärdena förbättras genom den vanliga externa (ytterligare) härdningen.

## Information, försiktighetsåtgärder:

- Fenolsubstanser, i synnerhet preparat som innehåller eugenol och tymol, leder till att härdningen av fyllningsmaterialet i plast störs. Undvik därför att använda cement med zinkoksideugenol och andra eugenolhaltiga material i kombination med fyllningsmaterial i plast.

- Varje kapsel med **Poloofil NHT** skal användas till endast en patient. Applicera materialet ur kapseln med ett jämt och inte för kraftigt tryck.

- Våra anvisningar och/eller vår rådgivning befrir dig inte från att kontrollera de av oss levererade preparaten avseende deras lämplighet för den avsedda användningen.

## Sammansättning (enligt fallande andel):

Strontiumaluminiumborosilikat glas, Bariumaluminiumborosilikat glas, kiseldioxid, BisGMA, TEGDMA, initiatör, stabilisator, färgpigment

## Anvisningar för förvaring och användning:

Förvaras vid 4 °C – 23 °C. Förslut sprutor direkt efter att materialet har tagits ur för att förhindra påverkan av ljus och polymerisering. Använd inte efter utgångsdatum.

## Avfallshantering:

Produkten ska avfallshanteras enligt föreskrifter från lokala myndigheter.

## Rapporteringskällighet:

Allvarliga tillbud som dödsfall, tillfällig eller permanent bestående försämrings av en patient, en användares eller andra persons hälsotillstånd samt allvarlig fara för folkhälsan, som uppkommer eller skulle ha kunnat uppkomma i samband med **Poloofil NHT** ska rapporteras till VOCO GmbH samt till ansvarig myndighet.

## Obs:

Sammanfattningsrapport om säkerhet och klinisk prestanda för **Poloofil NHT** finns i Europeiska unionens databas för medicintekniska produkter (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Utförlig information finns även på [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

**Last revised: 2022-05**  
**VOCO GmbH**  
 Anton-Flettner-Str. 1-3  
 27472 Cuxhaven  
 Germany  
 Phone +49 (4721) 719-0  
 Fax +49 (4721) 719-140  
 e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)



VC 60 AA2370 E1 0522 99 ©

## HU Használati utasítás

**MD** EU Orvostechnikai eszköz

Megfelel a DIN EN ISO 4049 szabványnak

### Termékleírás:

A **PoloFil NHT** fénny kerémyedő tömöranyag, amely a jól bevált kompozit és az innovatív nanotechnológia kombinációja.

A **PoloFil NHT** radiopak, magas töltőanyag tartalmú, metakrilát alapú, kék fénny (halogen vagy LED) köt meg.

A **PoloFil NHT** dentin/zománc ragasztóval használható.

### Színék:

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

### Javallatok:

- Tömés I - V. osztályig
- Traumásan sérült frontfogak rekonstrukciója

- Elszíneződött frontfogak

- Forma és színkorrekció az estetikai hatás javítására

- Meglazult fogak megerősítése, sinezés

- Héjak javítása

- Tejfogak tömése

- Csonk felépítés

- Kompozit inlay-k

### Ellenjavallatok:

A **PoloFil NHT** metakrilátokat és BHT-t tartalmaz. A **PoloFil NHT** ezen összetevőivel szembeni ismert túlerzsékenység (allergia) esetén nem használható fel.

### Beteg célcsoport:

A **PoloFil NHT** minden beteg esetében korra és nemre vonatkozó megkötések nélkül alkalmazható.

### Teljesítmény jellemzők:

A termék teljesítmény jellemzői megfelelnek a rendeltek szerinti követelményeknek és a vonatkozó termékszabványoknak.

### Felhasználók:

A **PoloFil NHT**-et csak szakképzett fogászati személyzet használhatja.

### Felhasználás:

#### Előkészítés:

Tisztított meg a kezelendő fogakat. Adott esetben jelölje meg az okklúziós kontakt pontokat. Használattal előtt várja meg, amíg az anyag szabóhámérsékletre melegszik.

#### Szinválasztás:

A színválasztásához az aneszézia előtt hasonlitsa össze a mellékkelt színskálát a megtisztított foggal. Ehhez nedvesítse meg a **PoloFil NHT** színmintát és a fogat, és lehetőleg nappali fényben válassza ki a színt.

#### Kavítás előkészítése:

Alapjában véve a kavítás előkészítését az adhézív tömöréstápiára szabályai szerint, minimális invázív módon kell végezni az egészszégi kemény foganyag kimelése érdekében. Frontfogak elállásánál a zománcperemet fertéden kell. Ezután tisztítása és szártása meg a kavítást. A foganyak területén lévő szuvasodásmentes leírókat nem kell előkészíteni, ít elegendő az alapos tisztítás.

Gondoskodjon a megfelelő száritásról. Kofferdam használata ajánlott. Approximális részről következő kavítások esetén ajánlott a matricák használata. Előnyök a transzluens matrikák, amelyek az approximálási területen kerülnek bekelésre. Az approximálás kontaktus minimális szétválasztása megkönyvíti a matrica felhelyezését. A pulpközeli területen megfelelő pulpavédelmet kell alkalmazni, és lezármányt a cementtel.

#### Kötőanyag:

A **PoloFil NHT** az adhézív technikával, dentin-zománc bonddal használható. Minden fényműködő bond-anyag. Az előkészítést (maratási technikát), valamint a feldolgozást illetően kell tartani a vonatkozó használáti utasítást.

#### Applikáció:

A kiválasztott színű **PoloFil NHT** terméket (lásva a színválasztást) legfeljebb 2 mm vastagságú rétegben kell applikálni, egy megfelelő műszerrel eligazítani, majd fotopolimerizálni.

#### Fényre keményítés:

Az anyag fotopolimerizálására a kereskedelemben beszerezhető polimerizációs készülékek alkalmásak. A kikeményedési idő legalább 500 mW/cm<sup>2</sup> fényteljesítmény-LED/halogénlámpával használataival.

20 s az A1, A2, A3, A3.5, B2 színekre

40 s az OA2 színehez

A polimerizációs lámpa fénkybocsátó ablakát vigye a lehető legközelebb a tömés felületéhez, különösen rosszabb átkeményedéssel kell számolni. A nem megfelelő kikeményedés elszíneződéshez és panaszokhoz vezethet.

#### Kidolgozás:

A tömés kidolgozása és polírozása a matrikák eltávolítása után azonnal elvégezhető (pl. finom vagy extrafinom gyémántciszsolók, polírozók). Végül a fogat fluoridralni kell.

A **PoloFil NHT** az ismert eljárások szerint használható direkt és indirekt inlay-ek céljára. A fizikai stabilitás értelek kiegészítő fotopolimerizálával növelhető.

#### Megjegyzések, óvintézkedések:

- A fenolos anyagok, különösen az eugenol- és timortártalmú keményítések a tömöranyagok kikeményedési zavaraihoz vezetnek. Ezért el kell kerülni a cink-oxid-ámonium cementek vagy más eugenoltártalmú anyagok együttes használatait a műanyag tömöranyagokkal.

- A **PoloFil NHT** kapszulákat mindig csak egy beteghez használja. A kapszulákat egyenletesen, nem túl erős nyomással alkalmazza.

- Utmutatóink és/vagy tanácsaink nem mentesítik Önt az alól, hogy ellenőrizze az általunk szállított készítményeknek a szándékolt alkalmazási célokra való megfelelőségét.

#### Összetétel (csökkenő tartalom szerint):

Stroncium-aluminium-borosilikát üveg, Bárium-aluminium-borosilikát üveg, szilícium-dioxid, BisGMA, TEGDMA, inicitátorok, stabilizátorok, színpigmentek

#### Tárolási és alkalmazási utasítások:

Tárolja 4 °C-23 °C között. Az anyagkivétel után azonnal zárra le a fejkendők, hogy megakadályozza a fényműködést és az ebből következő polimerizációt. Leajáratára idő után ne használja fel.

#### Ártalmatlanítás:

A termék ártalmatlanítása a helyi hatósági előírások szerint történik.

#### Jelentési kötelezettség:

A **PoloFil NHT** alkalmazásával kapcsolatos olyan, ténylegesen vagy esetlegesen felmerülő súlyos eseményeket, mint a beteg, a felhasználó vagy más személyek halála vagy egészségi állapotának ideiglenes vagy tartsán súlyos romlása, illetve a súlyos közegészségügyi veszély, be kell jelenteni a VOCO GmbH-é és az illetékes hatóság számára.

#### Megjegyzés:

A **PoloFil NHT** biztonságosságáról és klinikai teljesítményéről rövid jelentések állnak rendelkezésre az Európai Orvostechnikai Eszközök Adatbázisában (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Részletes információkat a [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oldalon talál.

### Opis produktu:

**PoloFil NHT** je światłoutwardzalny materiał do wypełnienia łączący sprawdzony kompozyt z innowacyjną nanotechnologią.

**PoloFil NHT** jest mocno wypełnionym, nieprzepuszczalnym dla promieni RTG materiałem na bazie metakrylanów, który utwardza się światłem niebieskim (halogenowym lub LED).

**PoloFil NHT** stosuje się z systemem łączącym do szkliwa i zębiny.

### Odcienie:

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

### Wskazania:

- Wypełnianie ubytków Klas I do V
- Rekonstrukcje złamanych/ukruszonych zębów przednych
- Licwanie przebarwionych zębów przednych
- Korekty kształtu i koloru w celu zwiększenia estetyki
- Mocowanie rozchwianych zębów
- Wypełnianie małych ubytków
- Wypełnianie w zębach mlecznych
- Odbudowa kikutów pod korony
- Wypełnianie kompozytowego typu inlay

### Przeciwwskazania:

**PoloFil NHT** zawiera metakrylyn i BHT. W przypadku rozpoznanej nadwrażliwości (alergii) na składnik produktu **PoloFil NHT** należy zrezygnować z jego zastosowania.

### Grupa docelowa pacjentów:

**PoloFil NHT** może być stosowany bez ograniczeń u wszystkich pacjentów, niezależnie od ich wieku i płci.

### Właściwości:

Właściwości produktu odpowiadają wymogom wynikającym z jego przeznaczenia oraz obowiązujących norm produkcyjnych.

### Użytkownik:

**PoloFil NHT** jest przeznaczony do stosowania przez użytkownika profesjonalnego posiadającego wykształcenie stomatologiczne.

### Zastosowanie:

#### Przygotowanie:

Oczyszczyc zęby przedwizowane do leczenia. Ew. określić zwarciowe punkty styczne. Przed użyciem ogrzać materiał do temperatury pokojowej.

#### Dobór odcienia:

W celu dobrania koloru, jeszcze przed znieczuleniem porównać dołączony koloromik z oczyszczonym zębem. Należy zwilżyć koloromik **PoloFil NHT** i ząb, a kolor dobrować w miarę możliwości w świetle dziennym.

#### Operacjowanie ubytku:

Ubytki należy opracowywać minimalnie inwazyjne zgodnie z zasadami adhezyjnej techniki wypełniania, zachowując zdrową tkankę zęba. W przypadku uzupełnienia w zębach przedniach opracować brzegi szkliwa pod ukosem. Następnie osuszyć i osuszyc i ostatecznie ubytek. Ubytki przyszykować wolne od próchnicy nie wymagają opracowania, a wyłącznie dokładnego oczyszczania.

Zadbać o sucho pole pracy. Zalecam jest użycie kofferdumu. W przypadku ubytków częstocieowo aproksymalnych wskazane jest użycie formówek. Korzystnie jest zastosowanie przejrzystych matryc zakładanych w obszarze aproksymalnym. Minimalna separacja ułatwiająca ukształtowanie aproksymalnych punktów stycznych i założenie matrycy. W pobliżu miazgi należy zastosować odpowiedni preparat chroniący miazgi, który może zostać pokryty stabilnym cementem.

#### Materiał wiążący:

**PoloFil NHT** stosowany jest w technice adhezyjnej w połączeniu z systemem wiążącym do zębów i szkliwa. Pozwala na użycie wszelkich światłoutwardzalnych materiałów wiążących. Należy przestrzegać zaleceń odpowiednich instrukcji użycowania w zakresie techniki przygotowania (wytrawiania) i opracowania.

#### Aplikacja:

Aplikować wybrany odcień **PoloFil NHT** (patrz Dobór odcienia) w warstwach nie grubszych niż 2 mm, upływać odpowiednim narzędziem i utwardzić światłem.

#### Utwardzanie światłem:

Do utwardzania nadają się powszechnie stosowane lampy polimeryzacyjne. Czas utwardzania w przypadku lampy LED/halogenowej o mocy co najmniej 500 mW/cm<sup>2</sup> wynosi:

20 s dla kolorów A1, A2, A3, A3.5, B2

40 s dla koloru OA2

40 s dla koloru OA2

Zdjęcie światła należy jak najbardziej zbliżyć do powierzchni wypełnienia, w przeciwnym wypadku należy liczyć się z mniejszą głębokością utwardzania. Niedostateczne utwardzenie może prowadzić do powstania przebarwień i dogleliwości.

#### Dalsze opracowanie:

Dalsze opracowanie i polerowanie wypełnienia można wykonać bezpośrednio po usunięciu matryc (z zastosowaniem np. drobno- lub bardzo drobnoziarnistego wiertla diamentowego lub narzędzi polerującego). Na zakończenie należy poddać zabuły.

**PoloFil NHT** może być stosowany do wykonywania bezpośrednich lub pośrednich wypełnień typu inlay za pomocą powszechnie znanych metod. Właściwości fizyczne wpływające na stabilność wypełnienia można poprawić poprzez zewnętrzne ( dodatkowe) utwardzanie.

#### Informacje dodatkowe, środki ostrożności:

- Substancje fenolowe, w szczególności preparaty zawierające eugenol i tymol, zaburzają proces wiązania kompozytowych materiałów wypełnieniowych. Dlatego też należy unikać stosowania cementów tlenkowo-cynkowo-eugenolowych lub innych materiałów zawierających eugenol w połączeniu z kompozytowymi materiałami wypełnieniowymi.

- Kapsułki **PoloFil NHT** należą stosować zawsze wyłącznie u jednego pacjenta. Zawartość kapsułki aplikować z równomiernym, niezbyt silnym ciśnieniem.

- Udzielane przez nas informacje i/lub porady nie zwanąją Państwa z obowiązkiem sprawdzenia przydatności dostarczonych przez nas preparatów do zamierzonych zastosowań.

#### Skład (wg zawartości w kolejności malejącej):

Szkoło strontowo-glinowo-borowo-krzemowe, Szkoło barwo-glinowo-borowo-krzemowe, dwutlenek krzemu, BisGMA, TEGDMA, inicjatory, stabilizatory, pigmenty kolorowe.

#### Informacje dot. przechowywania i zastosowania:

Przechowywać w temperaturze 4 °C - 23 °C. Po pobraniu materiału należy natychmiast zamknąć strzykawki, aby nie narazić zawartości na kontakt ze światłem i zapobiec niepożądanej polimeryzacji. Nie stosować po upływie terminu ważności.

#### Użytycia:

Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

#### Obowiązek zgłoszania:

Wszelkie poważne incydenty, takie jak zgromadzenie pacjenta, czasowe lub trwałe poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby oraz poważne zagrożenie zdrowia publicznego, które wystąpiły bądź mogły wystąpić w związku z zastosowaniem produktu **PoloFil NHT**, należy zgłaszać firmie VOCO GmbH oraz właściwym organom.

#### Uwaga:

Raporty dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej **PoloFil NHT** są dostępne w Europejskiej Bazie Danych Wyrobów Medycznych (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

### Popis produktu:

**PoloFil NHT** je světloum výplňový materiál, který kombinuje osvědčenou technologií kompozitů a inovativní nanotechnologií.

**PoloFil NHT** je rentgen kontrastní, na bázi metakrylatu s vysokým obsahem pliv a polymeruje pod modrým světlem (halogenovým nebo LED).

**PoloFil NHT** se používá v vazebném prostředku na dentin/sklovinku.

### Odstiny:

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

### Indikace:

- Výplň I. – V. třídy
- Opravy traumatický poškozených frontálních zubů
- Fazetování diskolorovaných frontálních zubů
- Estetické korekce tvaru a odstínu zuba
- Blokování a dláhování uvolněných frontálních zubů
- Opravy fazet
- Výplň mléčných zubů
- Čepové nášťavy pod korunku
- Kompozitní inlaye

### CS Návod k použití

**PoloFil NHT** obsahuje metakrylat a BHT. V případě známé přecitlivosti (alergie) na tyto složky produktu **PoloFil NHT** je nutné použít uprostřed.

### Cílová skupina pacientů:

**PoloFil NHT** lze použít pro všechny pacienty bez omezení věku nebo pohlaví.

### Funkční charakteristiky:

Funkční charakteristiky produktu odpovídají požadavkům určeného účelu použití a příslušných standardů výrobků.

### Uživatel:

Applikaci produktu **PoloFil NHT** provádí uživatel odborně vzdělaný v oboru Zubního lékařství.

### Použití:

#### Příprava:

Vyčistěte zuby, které se budou ošetřovat. Připadně označte kontaktní body okluzu. Před použitím nechte materiál ohřát na pokojovou teplotu.

#### Výběr odstínu:

Pro výběr odstínu porovnejte před anestézíí přiloženou barevnou šálku s vycíleným zubem. Za tím účelem barevné vzorky **PoloFil NHT** a zub navlhčete a odstín vyberte pokud možno při denním světle.

#### Preparace kavity:

Preparace kavy by se měla zásadně provádět podle pravidel pro adhezivní výplňovou techniku a minimálně invazivně, aby se ochránila zdravá tvrdá zubařská tkáň. V případě výplní předních zubů zkuste okraj skloviny. Pak kavitu vycistěte a osušte. Nekariejte líze ve krčkové oblasti není nutné preparovat, zde postačí důkladně vycistění.

Zajistěte suché pracovní pole. Doporučuje se použít kofferdumu. V případě kavít výplní části se doporučuje použít tvarových pomůcek. Výhodné jsou průsvitné matrice, které se zaklínají v approximální oblasti. Minimální separace usnadňuje utváření approximálního kontaktu a umístění matrice. V těsné blízkosti dřeně by se mělo aplikovat vhodný podkladací materiál chránící dřeň, na který je připadně možné namíchat stálý cement.

#### Bondovací materiál:

**PoloFil NHT** se používá při adhezivní technice s dentinosklovinným bondem. Lze použít všechny tvzené bondovací materiály. Co se týče přípravy (leptání) a zpracování, je třeba dodržovat příslušný návod k použití.

#### Aplikace:

Zvolený odstín **PoloFil NHT** (viz Výběr odstínu) nanášejte ve vrstvách o tloušťce nejvýše 2 mm, vhodným nástrojem ho upravte a pak vytvrďte světlem.

#### Vytvrzování světlem:

K vytvrzování tohoto materiálu jsou vhodné běžné polymerizační lampy. V případě použití LED/halogenové lampy se světelným výkonem minimálně 500 mW/cm<sup>2</sup> je doba vytvrzování následující

20 s pro odstín A1, A2, A3, A3.5,

#### Descrierea produsului:

**Polofil NHT** este un material de restaurare fotopolimerizabil care combină compozitul dovedit și nanotehnologia inovatoare.

**Polofil NHT** este radioopac, cu un grad ridicat de umplere, pe bază de metacrilat, care se polimerizează sub lumină alastră (halogen sau LED).

**Polofil NHT** este utilizat cu un adeziv pentru dentină/small.

**Nuanțe:**  
A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

#### Indicații:

- Obstruții de clasa I - V
- Reconstrucții ale dintilor anteriori cu leziuni de origine traumatică
- Fațetări ale dintilor anteriori decolorați
- Corecții de formă și culoare în scopuri estetice
- Fixarea, contentia dintilor anteriori mobili
- Diverse reparări ale fațetelor
- Obstruții ale dintilor temporari
- Reconstituiri de bonturi coronare
- Pentru inlay - urle de compozit

#### Kontraindicații:

**Polofil NHT** conține metacrilat și BHT. Dacă se cunoaște o hipersensibilitate (alergie) la aceste substanțe conținute se va renunța la utilizarea **Polofil NHT**.

#### Grupa țintă de pacienti:

**Polofil NHT** se poate utiliza pentru toți pacienții, fără limitare în ceea ce privește vârstă sau sexul.

#### Caracteristici de performanță:

Caracteristicile de performanță ale produsului corespund cerințelor utilizării conforme și normelor aplicabile cu privire la produs.

#### Utilizator:

Utilizarea **Polofil NHT** este rezervată utilizatorilor profesioniști, calificați în domeniul medicinii dentare.

#### Utilizarea:

#### Prepararea:

Curățați dintii care urmează să fie tratați. Eventuale marcaje punctele de contact oculizale. Înainte de utilizare se va aduce materialul la temperatură camerei.

#### Selecționarea nuanței:

Pentru a selecționa nuanța, înainte de efectuarea anesteziei, dintele, curățat în prealabil, va fi comparat cu cheia de culori din trusă. Umezită cheia de culori **Polofil NHT**, dintele și apoi selecționați nuanța potrivită, de preferință la lumina naturală.

#### Prepararea cavității:

În principiu, prepararea cavității trebuie realizată în conformitate cu regulile restaurărilor adevărate și trebuie efectuată minim invaziv pentru a menține substanța dentară sănătoasă. Bizotăți marginile smalțului pe dintii anteriori. Ulterior curățați și uscați cavitatea. Leziunile non-carie care din zona cololetului dentar nu trebuie preparate, în cazul acestora este suficient o curățare riguroasă.

Asigurați-vă că câmpul de lucru este suficient de uscat. Este recomandată folosirea unui sistem de digă. Se recomandă folosirea unui instrument de modelare pentru cavitățile cu o porțiune aproimativă. Matricile translucente, care sunt fixate în zona aproimală cu încui, reprezintă un avantaj. Separarea minimală facilitează modelarea punctelor de contact aproximative și introducerea matricii. În apropierea pulpei ar trebui aplicată o protecție pentru pulpă, acoperită eventual cu un cement stabil.

#### Sistemul adeziv:

**Polofil NHT** este folosit în tehnica adezivă cu un adeziv amelio-dentinar. Se pot folosi toate sistemele adezive fotopolimerizabile. Urmați instrucțiunile de folosire pentru preparare (metoda de gravare) și prelucrare.

#### Aplicarea:

Aplicați nuanța dorită de **Polofil NHT** (vezi selecția nuanței) în straturi de maximum 2 mm grosime, cu un instrument adecvat și fotopolimerizați după aceea.

#### Fotopolimerizarea:

Pentru fotopolimerizarea produsului se folosesc aparate convenționale de fotopolimerizare. La folosirea unei lămpi de tip LED / halogen cu o intensitate de 500 mW / cm<sup>2</sup> timpul de polimerizare este după cum urmează:

20 s pentru nuanțe A1, A2, A3, A3.5, B2

40 s pentru nuanțe OA2

Mențineți vârful de emisie al lămpii căt mai aproape posibil de suprafața obstruției. Altfel, adâncimea polimerizării ar putea fi redusă. Polimerizarea incompletă poate duce la modificări de culoare și disconfort.

#### Finisarea:

Restaurarea poate fi finisată și șlefuită imediat după scoaterea matricii (de ex. freza diamantată fină sau foarte fină, instrument pentru lustruire). Ca pas final se recomandă fluorizarea dintelui.

**Polofil NHT** poate fi folosit pentru inlay-uri directe și indirecte în conformitate cu metodele tradiționale. Proprietățile fizice pot fi îmbunătățite prin polimerizarea convențională externă (aditională).

#### Indicații, măsuri de precauție:

- Substanțele fenolice, în special cele ce conțin eugenol sau timol, interferăză cu polimerizarea materialelor compozite. Evitați folosirea cimenturilor pe bază de eugenat de zinc sau alte materiale care conțin eugenol în combinație cu materialele compozite.
- Fiecare capsula **Polofil NHT** trebuie folosită pentru un singur pacient. Aplicații capsulelor exercitând o presiune uniformă, dar nu excesivă.
- Indicațiile și/sau consilierea noastră nu vă exonerăză de obligația de a verifica dacă preparatele livrate de noi sunt adecvate pentru scopurile de utilizare prevăzute.

#### Compoziție (în ordine descreșătoare):

Sticla borosilicată strânsă aluminiu, Sticla borosilicată bariu aluminiu, dioxid de silicu, BisGMA, TEGDMA, inițiatori, stabilizatori, pigmenti colorați

#### Indicații privind depozitorie și utilizare:

A se depozita la 4 °C - 23 °C. Pentru a evita expunerea la lumină și ca urmare a polimerizare nedorită a produsului, seringile trebuie închise imediat după folosire. A nu se utiliza produsul după data expirării.

#### Eliminarea:

Eliminarea produsului conform dispozițiilor legale locale.

#### Obligația de anunțare:

Incidentele grave cum sunt decesul, deteriorarea gravă, temporară sau permanentă, a stării de sănătate a unui pacient, a unui utilizator sau a unei alte persoane și amenințare gravă la adresa sănătății publice, care au apărut sau ar putea apărea în legătură cu **Polofil NHT** trebuie comunicate VOCO GmbH și autorității competente.

#### Indicație:

Scurte rapoarte cu privire la siguranța și performanța clinică a **Polofil NHT** sunt stocate în Banca europeană de date pentru dispozitivele medicale (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Informații detaliate pot fi găsite și pe [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

#### Описание на продукта:

**Polofil NHT** е фотополимеризиращ възстановителен материал, който съчетава композита и иновативната нанотехнология.

**Polofil NHT** е радиопакер, високо напътен, базиран на метакрилат и фотополимеризиращ на синя светлина (халоген или LED).

**Polofil NHT** се използва с дентин/емайл бонд.

#### Цветове:

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

#### Показания:

- Обтурации класове от I до V
- Възстановяване на травматично увредени фронтални зъби
- Директни фасети на оцветени зъби във фронта
- Промяна на формата и цвета с цел подобряване на естетиката
- Шиниране на разклатени фронтални зъби
- Поправка на фасети
- Обтуриране на временни зъби
- Изграждане на пънчета под корони
- Композитни инlays

#### Противопоказания:

**Polofil NHT** съдържа метакрилат и БХТ (бутилхидрокситолуол). При установена съръхчувствителност (алергия) към тези съставки **Polofil NHT** не трябва да се прилага.

#### Целева група пациенти:

**Polofil NHT** може да се прилага за всички пациенти без ограничения предвид възрастта или пола им.

#### Характеристики:

Характеристиките на продукта съответстват на изискванията на предизначението и съответните продуктови стандарти.

#### Потребители:

**Polofil NHT** се прилага от професионално обучени специалисти в областта на стоматологията.

#### Приложение:

#### Подготовка:

Гочистват се зъбите, които ще се третират. При необходимост се маркират оклузалните контактни точки. Преди използване материалът се оставя на стайна температура.

#### Избор на цвет:

Цветът се избира чрез сравняване на приложената цветова скала с почистения зъб преди анестезията. За целта цветната мостра **Polofil NHT** и зъбът се навлажняват и цветът се подлага на възможност на дневна светлина.

#### Препариране на кавитета:

Причинично препарирането на кавитета следва да се извършива по правилата на адхезивната запълваща и минимално инвазивна терапия с цел съхраняване на здравата тъъба субстанция. При обработка на предни зъби емайлите се скъсяват. След това кавитетът се почиства и подсушдава. Лезии без карие се изключват в апраксимальна област. Минимална сепарация улеснява моделажа на апраксимальен контакт и поставянето на матрицата. В близост до пулпата следва да се апликара подходяща защита, която евентуално може да се покрие с устойчив цимент.

#### Материал за бондинг:

В рамките на адхезивната техника **Polofil NHT** се прилага с бонд за съзврнение към дентина и емайл. Могат да се използват всички видове фотополимеризиращи материали за бондинг. Подгответата (еването), както и обработката се извършват при спазване на съответното ръководство за употреба.

#### Апликация:

Избраният цвет на **Polofil NHT** (вж. „Избор на цвет“) се аплицира с подходящ инструмент на слоече с дебелина до 2 mm, след което се фотополимеризира.

#### Фотополимеризация:

За фотополимеризацията са подходящи всички предлагани на пазара полимеризиращи уреди. При използване на LED/халогенна лампа с интензитет на светлината от минимум 500 mW/cm<sup>2</sup> времето на вътвърдяване е

20 s за цветовете A1, A2, A3, A3.5, B2

40 s за цвета OA2

Изходящото прозорче за светлината на фотополимеризација уред се държи възможно най-близо до повърхността на обтурацията, в противен случай трябва да се очаква непълно вътвърдяване. Недостатъчно вътвърдяване може да доведе до промяна на цвета и оплаквания.

#### Финиране:

Финирането и вътвърдяването на обтурацията могат да започнат непосредствено след отстраняването на матриците (напр. с фини или екстра фини диамантени пилители, накрайници за полирание). Накрая зъбът трябва да се флуоризира.

Съгласно поизнатите процедури **Polofil NHT** може да се използва за директни и индиректни инlays. Физическите характеристики за здравина могат да се подобрят чрез прилагане на обнайчено външно (долнително) вътвърдяване.

#### Указания, Предпазни мерки:

- Фенолови субстанции, по-специално препарати, съдържащи евгенол и тимол, затрудняват вътвърдяването на обтуровъчните композити. Затова следва да се избяга използването на цименти на базата на цинков оксид и евгенол или на други съдържащи евгенол вещества в комбинация с обтуровъчни композити.
- Капсулите **Polofil NHT** трябва да се използват винаги само за един пациент. Насочвате на капсулите трябва да се извърши с равномерен, не търде силен натиск.
- Нашите указания и/или съвети не Ви освобождават от задължението да проверите годността на доставените от нас препарати за предвидените цели на употреба.

#### Състав (в нисходящ ред по количество):

Боросиликатно стъкло от стронций алуминий, Бариево-алуминиево-боросиликатно стъкло, силициев диоксид, BisGMA, TEGDMA, инициатори, стабилизатори, цветни пигменти

#### Указания за съхранение и приложение:

Съхранявайте при 4 - 23 °C. Спринцовките трябва да се затварят веднага след вземане на материала за да се предотвратят излагане на светлина и впоследствие полимеризация. Не използвайте повече след изтичане на срока на годност.

#### Изхвърляне:

Продуктът се изхвърля съобразно разпоредбите на местните власти.

#### Задължение за уведомяване:

Сериозни произшествия, като смърт, временно или трайно сериозно възстановяване на здравното състояние на пациенти, потребители или други лица и сериозна опасност за общественото здраве, които са възникнали или могат да възникнат във връзка с **Polofil NHT**, трябва да се съобщят на VOCO GmbH и компетентните власти.

#### Указание:

Кратка информация относно безопасността и клиничното действие на **Polofil NHT** се съхранява в Европейската база данни за медицински изделия (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Подробна информация може да бъде намерена на [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

#### Opis proizvoda:

**Polofil NHT** je polnilni material, ki se strjuje na svetlobi ter zdržuje preizkušeno kompozito in inovativno nanotehnologijo. **Polofil NHT** je neprepusten za rentgenske žarki, visoko polnilen, na osnovi metakrilatov in se strdi z modro svetlobo (halogen ali LED).

**Polofil NHT** se uporablja skupaj z lepljivimi preparati za dentin in sklenino.

#### Barve:

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

#### Indikacije:

- Polnitve kategorij od I do V
- Rekonstrukcija sprednjih zob, ki so bili poškodovani in nesreči
- Oblaganje obavarnih sprednjih zob
- Popravki oblik in barve zob za lepsi estetski učinek
- Blokiranje, opora majavih zob
- Popravki faset
- Obnova mlečnih zob
- Zasnova krovov za krone
- Kompozitni inlays

#### Kontraindikacije:

**Polofil NHT** vsebuje metakrilat in BHT. Pri znani preobčutljivosti (alergiji) na te sestavine materiala **Polofil NHT** ne smete uporabiti.

#### Ciljna skupina pacientov:

**Polofil NHT** se lahko uporablja za vse paciente brez kakršnih koli omejitev glede njihove starosti ali spola.

#### Značilnosti:

Značilnosti izdelka ustrezajo zahtevam za predvideni namen in veljavnim standardom za izdelek.

#### Uporabnik:

**Polofil NHT** uporablja strokovno usposobljen uporabnik zuba medicine.

#### Uporaba:

#### Priprava:

Zobe pred obdelavo očistite. Po potrebi označite okluzalne stične točke. Pred uporabo naj se obdelava očiščen z obvezno barveno barvno lepivo.

#### Izbira barve:

Izbira barve primerjajte priloženo barvno lepivo z očiščenim z obvezno barveno barvno lepivo. Pri tem navabiže barvni vzorec **Polofil NHT** in zob ter po možnosti primerjajte barvo s dnevnim svetlobi.

#### Prilagava kavitet:

Načeloma naj bi priprava luknjic sledila adhezivni polnilni terapiji, ki je najmanj invazivna metoda za varovanje zdrave trdne površine zuba. Pri obdelovanju z obvezno barvno lepivo načeloma je potreben čas, da se očisti kavitet.

Pooblikevajte z obvezno barvno lepivo načelom, ki vsebuje gumijaste zaščitne (koferdame). Pri luknjicah z aprofiskalnim deležem je priporočljivo uporabiti sredstva za oblikovanje. Zelo primerno so prisotne matrične, ki jih je mogoče v aprofiskalnem predelu zagoditi. Najmanjša možna separacija olajša oblikovanje območja aprofiskalnega stika in naleganje matrike. V bližini predela pulpe je treba namestiti prvočasno zadrževalno in preobčutljivo srečanje.

#### Material za lepljenje:

**Polofil NHT** se pri adhezivni tehniki uporablja z lepljivimi preparati za dentin in sklenino. Za uporabo so primerni vsi materiali za lepljenje, ki se strjuje na svetlobi.

Pri izbri priprave (tehnike jedkanja) in postopka je treba upoštevati navodila za uporabo posameznega proizvoda.

#### Aplikacija:

Nanesite izbrano barvo materiala **Polofil NHT** (glejte Izbira barve) v plaste, ki naj ne bodo debelejše od 2 mm, in jo prilagodite z ustreznim instrumentom ter na koncu strdite s svetlobo.

#### Strjevanje s svetlobo:

Za svetlobno strjevanje materiala so primerne običajne polimerizacijske naprave. Čas strjevanja znača pri uporabi LED/halogenske svetline z močjo lučke najmanj 500 mW/cm<sup>2</sup>:

20 s za barve A1, A2, A3, A3.5, B2

40 s za barvo OA2

Izhodno okno za svetlobno napravo za svetlobno strjevanje čim bolj približuje površini polnila, sicer lahko pride do slabšega strjevanja. Nezadostno strjevanje lahko povzroči obarvanost in težave.

#### Izdelava:

Izdelava in politura polnila lahko poteka neposredno po odstranitvi matrik (npr. s finim ali zelo finim diamantnim brusilnikom, polimo napravo). Ob koncu je treba z obrazili s fluorom.

**Polofil NHT** se lahko v skladu s splošno znanimi postopki uporablja za posredne ali neposredne inlays. Fizikalne vrednosti za stabilnost je mogoče izboljšati z običajnimi zunanjimi (dodatnimi) utrditvami.

#### Opozorila, previdnostni ukrepi:

- Fenolna sredstva, predvsem preparati, ki vsebujejo eugenol in timol, lahko povzročijo težave pri strjevanju polnil in umejetne mase. Zato se je treba v povezavi s polnilom in umejetne mase izogniti uporabi cementa, ki vsebuje cinkov oksid in eugenol, ali drugim umejetnim snovem, ki vsebuje eugenol.

- Vsaka kapsula **Polofil NHT** je namenjena uporabi za samo enega pacienta.

Kapsule aplicirajte z enakomernim, ne premičnim pritiskom.

- Naša navodila in/ali nasveti vas ne odvezajo do golnosti, da sami preverite primernost naših izdelkov za načrtovano uporabo.

#### Sestava (po padajuči vsebnosti):

Strojno-aluminijev borosilikatni steklo, Barijevo-aluminijev boros

**Popis výrobku:**  
Polofil NHT je svetlom tuhnúci materiál, ktorý spája osvedčenú technológiu kompozitu s inovatívnou nanotechnológiou.  
Polofil NHT je RTG opákny s vysokým obsahom plniva, založený na metakrylátach a tuhne modrým svetlom (halogén alebo LED).  
Polofil NHT sa používa so sklovínovo-dentínovým bondom.

**Farby:**  
A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

**Indikácie:**

- Výplne triedy I – V
- Rekonštrukcie traumaticky poškodených frontálnych zubov
- Prekrýtie stabených frontálnych zubov
- Tvarové a farebné korektúry na zlepšenie estetiky
- Spojenie zubov do jedného bloku, dláhovanie uvoľnených zubov
- Opravy faziet
- Obnova mliečnych zubov
- Nadstavby korunkových páhyňov
- Kompozitné inleje

**Kontraindikácie:**

Polofil NHT obsahuje metakrylát a BHT. Pri známych precitivenostach (alergiách) na tieto zložky prípravku Polofil NHT je nutné upustiť od jeho použitia.

**Cieľová skupina pacientov:**

Polofil NHT je možné používať pri všetkých pacientoch bez obmedzenia veku alebo pohlavia.

**Parametre výrobku:**

Parametre výrobku zodpovedajú požiadavkám určeného použitia a platným normám.

**Používateľ:**

Prípravok Polofil NHT majú používať profesionálni absolventi zubného lekárstva.

**Použitie:**

**Priprava:**

Zuby určené na aplikáciu vyčistite. Prípadne označte oklúzne kontaktné body. Pred použitím materiálu ohrejte na izbovú teplotu.

**Výber farby:**

Pri výbere farby porovnajte priložený farebnú stupnicu s vyčisteným zubom pred anestéziou. Navlhčte vzorku farby Polofil NHT a zub a farbu zvolte, pokiaľ možno, pri denom svete.

**Preparácia kávity:**

Preparácia kávity by sa mala zásadne pridržiavať pravidel adhéznej výplňovej terapie, t. j. musí byť minimálne invazívna kvôli ochrane zdravej zuboviny. Pri ošetrovaniach frontálnych zubov zošiknite okraje skloviny. Následne kávitu vyčistite a vysušte. Bezkarbové ležie v oblasti zubného krčku nie je treba preparovať, tu postačuje dokladné očistenie.

Dbaťte na dostatočné vysušenie. Odporuča sa používať koferdamu. Pri kávítach s aproximálou časťou sa odporúča použiť matrice. Výhodné sú priesvitné matrice, ktoré sa v approximálnej oblasti upervnia klinmi. Minimálna separácia uláči výrobcu approximálnych spojení a priloenie pulpy. V blízkosti pulpy treba aplikovať vhodnú ochranu pulpy, ktorá môže byť prípadne prekrytá stabilným cementom.

**Spojovacia hmota:**

Polofil NHT sa v adhéznej technike aplikuje spolu so sklovínovo-dentínovým adhezívom. Je možné použiť všetky svetlom tuhnúce spojovacie hmoty. Pri príprave (technika leptania) i spracovaní dodržiavajte príslušný návod na používanie.

**Aplikácia:**

Zvolenú farbu prípravku Polofil NHT (pozri Výber farby) aplikujte vo vrstvách s maximálnou hrúbkou 2 mm, upravte vhodným nástrojom a potom vytvrdte svetlom.

**Vytvrdzovanie svetlom:**

Na vytvrdzovanie materiálu svetlom sú vhodné bežne dostupné polymerizačné prístroje. Doba vytvrdzovania pri použití LED alebo halogénovej polymerizačnej lampy so svetelným výkonom najmenej 500 mW/cm<sup>2</sup> je

20 s pri farbe A1, A2, A3, A3.5, B2

40 s pri farbu OA2

Koncovku svetlovodu vytvrdzovacieho prístroja umiestnite čo najbližšie k povrchu výplne. V opačnom prípade musíte počítať s horším vytvrdnutím do hlbky. Nedostatočné vytvrdnutie môže viesť k zmenám farby a fázkostiam.

**Vypracovanie:**

Vypracovanie a leštenie môže nasledovať bezprostredne po odstránení matíc (napr. jemnou, resp. zvlášť jemnou diamantovou brúskou, leštiacim nástrojom). Na záver by sa mal zub ošetriť s fluoridom.

Polofil NHT sa môže použiť podľa bežných metód aj na priame a nepriame inleje. Fyzikálne parametre stability sa môžu zlepšiť obvykľým externým (dodatačným) vytvrdnutím.

**Pokyny, bezpečnostné opatrenia:**

- Fenolové látky, najmä prípravky obsahujúce eugenol a tymol, ruší vplyvajú na proces vytvrdzovania výplivových materiálov. Preto je treba sa vynútiť použitiu zinkoxid-eugenolových cementov alebo iných materiálov obsahujúcich eugenol spolu s výplivovými polymery.

- Kapsuly Polofil NHT použíte vždy len pre jedného pacienta. Kapsuly aplikujte rovnomeným, nie príliš silným tlakom.

- Naše pokyny a/alebo rady vás nezbavujú povinnosti overiť si vhodnosť našich prípravkov na zamyšľané účely použitia.

**Zloženie (príklad o zložiek zastúpených v najvyššom množstve):**

Stroncium-aluminium-borosilikátové sklo, Bázium-aluminium-borosilikátové sklo, oxid kremičitý, BisGMA, TEGDMA, iniciator, stabilizátory, farebné pigmenty

**Pokyny k teplote:**

Skladujte pri teplote 4 °C – 23 °C. Striekačku po odbere materiálu ihneď uzavrite, aby sa zamedzilo vplyvu svetla a ním vyvolanej polymerizácie. Po uplynutí dátumu expirácie prípravok ďalej nepoužívajte.

**Likvidácia:**

Výrobok zlikvidujte podľa miestnych úradných predpisov.

**Oblasovacia povinnosť:**

Závažné udalosti ako smrť, dočasné alebo trvalé väčšie zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo iných osôb a väčšie ohrozenie verejného zdravia, ktoré sa vyskytly alebo sa mohli vyskytnúť v spojitosti s prípravkom Polofil NHT, je potrebné nahlásiť spoločnosti VOCO GmbH a príslušnému úradu.

**Upozornenie:**

Stručnú charakteristiku týkajúcu sa bezpečnosti a klinických parametrov Polofil NHT nájdete v Európskej databanke zdravotníckych pomôcok (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Podrobnej informácie nájdete aj na webovej stránke [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

**Produkto aprašymas:**

Polofil NHT yra šviestoje kietinama plombavimo medžiaga, apjungiant jau ivertintą kompozīciją ir nano technologiją.

Polofil NHT yra rentgeno kontrastiška, aukšto užpildo lygio, metakrilato bazés, šviestoje kietinama medžiaga (halogenine ar LED).

Polofil NHT yra naudojama su dentino/emalio surišikliu.

**Spalvos:**

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

**Indikacijos:**

- I - V klasės ermių plombavimui
- Traumas metu pažeistu priekinių dantų atstatymui
- Spalvų paleikitusių priekinių dantų padengimui
- Estetinės dantų formos ir spalvos korekcijai
- Paslankių priekinių dantų įtvarams
- Kompozitinių venyrų pataisoms
- Pieninių dantų plombavimui
- Danties kulties atstatymui prieš dirbtinio vainikėlio gamybą
- Kompozitiūnams įklotams

**Kontraindikacijos:**

Polofil NHT sudėtyje yra metakrilatas ir BHT. Esant padidėjusiam jautrumui (alergijai) šioms Polofil NHT sudėtinėms dalims, produkto naudoti negalima.

**Tikslinė pacientų grupė:**

Polofil NHT gali būti naudojamas visiems pacientams be apribojimų, neatsižvelgiant į jų amžių ar lytį.

**Veiksmingumo charakteristikos:**

Priemonės veiksmingumo charakteristikos atitinka paskirties ir atitinkamų priemonės standarty reikalavimui.

**Naudotojas:**

Polofil NHT skirtas naudoti atitinkamai išmokytiems odontologijos specialistams.

**Naudojimas:**

**Preparavimas:**

Iš pradžių nuvalykite dantis. Jeigu reikia pažymėkite okluzinius kontaktinius taškus. Prieš aplikaciją medžiaga turi pasiekti kambario temperatūrą.

**Spalvos pasirinkimas:**

Švariuji zudav spalvų rinkinės prieš atlaidami nejauną pagal priedam spalvų lentele. Noredami tai padaryti sudreikinkite Polofil NHT spalvinį priešinių ir dantių, pagal galimybes spalvų rinkinės dienos šviestoje.

**Ertmės preparavimas:**

Iš esmės, ertmės preparavojama pagal adhezinio plombavimo taisykles, taikant minimalinai invazívnes procedūras, siekiant apsaugoti sveiką kietają danties medžiagą. Priekinių dantų srityje emalio kraštai formuojami nuožulnūs. Tada ertmė išvaloma iš išsaušinamų. Nekarbozines danties kaklieli ertmės nebūtina preparuoti, pakanke gerai nuvalyti.

Užtirkinkite pakankamou darbo lauko sausumą. Rekomenduojama tai daryti naujodonti koferdamu. ertmėmis, kurių proporcija yra apytikrė, rekomenduojama naujodonti pagabalinom formavimo priemonės. Rekomenduojama naujodonti skaidriais matrixais, sulenktais apytikriliame plote. Minimalus atskyrimas palengvina apytikrė kontakto projekciją ir matricos pritaikymą. Netoli danties pulpos tur būti taikoma tinkama pulpos apsauga, virš kurios aplikuojamas stabilaus cemento sluošnis.

**Surišiklio naudojimas:**

Polofil NHT yra naudojama taikant adhezívnu techniką su dentino / emalio surišikliu. Tai darant galima naudoti vius šviesto kietinamus surišiklius. Laikykitės vius ertmės paruošimo (édisnimo technikos) ir aplikacijos taisykliu.

**Aplikacija:**

Surišiklis Polofil NHT spalvą (žr. „Spalvinis pasirinkimas“) aplikuokite ne storenaisiais kaip 2 mm sluošniasi, suformuodami patogiu instrumentu ir po to kietinkite.

**Kietinimas / šviesta:**

Kietinimas / šviesta atliekamas jorastiniais polimerizacijos prietaisais. Naudojant LED / halogeninou lempu, kuriou šviestos galimumas siekia mažiausiai 500 mW/cm<sup>2</sup>, kietėjimo laikas yra

20 s spalvom A1, A2, A3, A3.5, B2

40 s spalviei OA2

Šviestos šaltinių laikyklė kiek galima arčiau plombinės medžiagos, priešingu atveju kietėjimo ygis gal būti mažesnis. Pilnai nesukintinta plomba gali pakeisti spalvą arba išprovokuoti diskomfortą.

**Šifruvimas / poliravimas:**

Šifruoti ar poliruoti plombą galima iš karto, kai tik pašalinamos matricos (pvz., smulkūs ir itin smulkūs delmantiniai šliufokliai, poliruokliai). Po poliravimo atliekame fluoro aplikaciją.

Polofil NHT pagal jprasťu praktiką galima naudoti dantu įklotu gamybai tiesioginiu ir netiesioginiu būdu. Fizinių savybių stabilumas gal būti pagerintas atliekant jprasťinių išorinių (papildomu) kietinimam.

**Pastabos, atsargumo priemonės:**

- Fenolinis medžiagų, ypač eugenolio ir timolio sudėtyje turintys preparatai, tridko kompozitinių plombų kietėjimą. Todėl plombuojančių kompozitinių plombomis, reikiėtu vengti kontaktu su cinko eugenoliniais cementais ar kitomis medžiagomis, kurių sudėtyje yra eugenolius.

- Polofil NHT kapsules naudokite tik vienam pacientui. Aplikuokite kapsules naujandomi tolgy, ne per styrp spaudimą.

- Mūsu informacija ir/arba patarimai neatleidžia jūsų nurodymų patikrinti ar mūsų tiekėmiam produktui yra tinkami naudoti jūsų pasirinkimis tikslams.

**Laiķymo ir taikymo nuordymai:**

Stroncijus 4 °C – 23 °C temperatūroje. Norint apsaugoti nuo nepageidaujamų šviestos poveikio ir galimos polimerizacijos, svirkštai turi būti uždaromi iš karto po panaudojimo. Nenaudoti pasibaigus galiojimo laikui.

**Šalinimas:**

Šalinimą produkta laikydamiesi vietinių taisyklių.

**Prievolė pranešti:**

Apie sunkių padarinijų sukėlusius incidentus, pvz., pacientą, naudotojo ar kita asmenys mirči, laikiną arba nuolatinį sunčių sveikatos būklės pablogėjimą ir dideli pavojus vienomėnės sveikatai, kurie įvyko arba būtų galejy išvystyti naudojant Polofil NHT, būtina pranešti VOCO GmbH ir atsakingai institucijai.

**Pastaba:**

Polofil NHT saugumo ir klininių savybių santrauką galima rasti Europos Sajungos medicininių prietaisų duomenų bazėje (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Detali informacija taip pat prieinama [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

**Produkta apraksts:**

Polofil NHT ir gaismā cietējošs pildijuma materiāls, kas sevī apvieno drošu kompozītmateriālu un inovatīvus nanotehnoloģijas. Polofil NHT ir rentgena staru caurlaidīgs, augsta blīvuma pildijuma materiāls uz metakrilātu bāzes, kas satieša zilajā gaismā (halogenā vai LED gaismas avots).

Polofil NHT lieto kopā ar dentīna-emaljas saistvieu.

**Krāsas:**

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

**Indikācijas:**

- I līdz V klasses plombas

- Traumatisks bojātu priekšzobu rekonstrukcija

- Venīri atšķirīgas krāsas priekšzobiem

- Formas un krāsas korekcija, iai uzlabot estētisko izskatu

- Kustīgu zobu nostiprināšana

- Venīru labošana

- Piena zobu restaurācija

- Zoba kroņa izveidošana

- Kompozītmateriāla inleje

**Kontraindikācijas:**

Polofil NHT satur metakrilātu un BHT. Ja ir zināms par paaugstinātu jutību (alergiju) pret šīm Polofil NHT sastāvdajām, no izmantošanas ir jāautokas.

**Pacientu mērķgrupa:**

Polofil NHT var lietot visiem pacientiem bez vecuma vai dzimuma ierobežojuma.

**Veiksmīgās raksturlielumi:**

Produkta veiksmīgās raksturlielumi atbilst paredzētā nolūku un attiecīgo produkta standartu prasībām.

**Lietotājs:**

Ar Polofil NHT strādā zobārstniecības jomā profesionāli izglītītās lietotājs.

**Lietošana:**

**Sagatavošana:**

Ārstējamie zobi jānotira. Ja nepieciešams, jāatzīmē okluzīvie saskares punkti. Pirms materiāla lietošanas sasildiet to līdz telpas temperatūrai.

**Krāsas izvēle:**

Krāsa jāizvēlas pirms plombēšanas terapijas. Īstādējoties zobiem, salīdzinot notīrītu zobu ar klāt pievienoto krāsu skalu. Turkīzā Polofil NHT krāsa paraugu un zobs jāsamitrina, krāsa jāpiemērā dinējusām. Krāsa jāzīmē pirms apakšķīlējot koferdamu.

**Kavītāties sagatavošanā:**

Principā dobuma sagatavošanai jāatbilst adhezīvā plombēšanas terapijas noteikumiem, minimāli izmantojot urbānu, lai saudzētu zoba veselību substanci. Ārstējot priekšzobu, emaljas malas ir jānoslipina. Pēc tam dobums jāzīmēt un rūpīšanās laikā ir jānoslīpina. Kariесa neskarti zobi kakliņu bojājumi nav jāsagatavo, šeit pieteik ar rūpīšanu.

Jānodrošina pieciešams zobi zola izolācijas no mitruma. Ir ieteicams lietot koferdamu. Ja kavītēs ietilpst ari aproksimāla daļa, ir ieteicams lietot formējošus palīdzīgus.

Priekšķoka ir dodama caurspīdīgām matricām, kurās tiek sakālētas aproksimālā daļa. Minimāla separācija atvieglo aproksimālā kontakta izvēlošanu un matricas uzlikšanu. Pulpas tuvumā uzlikjet piemērotu pulpas aizsargāšanai, kas noteiktos galimībus jāpārkāj līdzību ar stabili cementu.

**Sacītētāies gaismas:**

Lai materiāls sacītētu gaismu, var izmantot tirdzniecībā pieejamās polimerizācijas ierīces. Izmantojot gaismas diožu/halogēnu lampu ar gaismas jaudu vissmaz 500 mW/cm<sup>2</sup>, sacītēšanas laiks ir

20 s krāsai A1, A2, A3, A3.5, B2

40 s krāsai OA2

Gaismas cietinātājierīces gaismas lodžižu pieleiciet iespējami tuvu plombas virsmai, pretej galījumā ir jārekājās ar sliktāku sacītēšanu. Nepilnīga sacītēšana var izraisīt plombas krāsai maiņu un sāpes.

**Apstrāde:**

Plombas apstrādei un pullešanai var veikt tūlīt pēc matricu nonemšanas (piem., ar lietikumi dimanta slīpetājiem, pulētājiem). Noslēgumā zobi vajadzētu fluorīzēt.

Polofil NHT ar paziņamēm metodēm var izmantot tiešajām vai netiešajām inlejām.

Fizikālos stabilitātes parametru uzlabo tradicionālā arējā (papildu) cietināšanā.

**Norādes, piesardzības pasākumi:**

- Vielas, kas satur fenolus, galvenokārt eigenola un timola preparāti, kavē plumbēšanas plasmastas sacītēšanu. Tapēc jāzīmērās no cinka oksīda-eigenola cementu vai citu eigenolu saturošu materiālu lietošanas kopā ar plumbēšanas plasmastas.

- Polofil NHT Caps kapsulu drīkst izmantot tikai vienam pacientam. Aplicējiet kapsulas saturu ar vi

**Opis proizvoda:**

**Polofil NHT** je svjetlosti stvrđnjavajući materijal za ispune, koji kombinira dokazanu kompozitnu i inovativnu nanotehnologiju. **Polofil NHT** je vidljiv na rendgenu, s visokim udjelom punila, baziran na metakrilatima i stvrđnjava se plavim svjetlom (halogenom ili LED). **Polofil NHT** se upotrebljava s caklinsko-dentinskim adhezivom.

**Boje:**

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

**Indikacije:**

- Ispune klase I do V
- Rekonstrukcija traumatski oštećenih prednjih zuba
- Fasitiranje obojenih prednjih zuba
- Korekcija oblike i boje za postizanje bolje estetike
- Postavljanje ulagje i učvršćivanje rasklimanih zuba
- Popravci ljuščica
- Restauracija mlijekočnih zuba
- Izrada nadogradnji bataljka zuba
- Kompozitni inleji

**Kontraindikacije:**

**Polofil NHT** sadržava metakrilate i BHT. Kod poznatih preosjetljivosti (alergija) na ove sastojke proizvoda **Polofil NHT** se ne smije primjenjivati.

**Ciljna skupina pacijenata:**

**Polofil NHT** se može upotrebljavati za sve pacijente bez ikakvih ograničenja s obzirom na dob ili spol.

**Radne značajke:**

Radne značajke proizvoda odgovaraju zahtjevima namjene i važećim normama za proizvod.

**Korisnik:**

Proizvod **Polofil NHT** upotrebljava korisnik koji je profesionalno obrazovan u području stomatologije.

**Primjena:****Priprema:**

Očistite zube koje treba tretirati. Po potrebi označite točke okluzalnih kontakata. Prije primjene zagrijite materijal na sobnu temperaturu.

**Odabir boje:**

Za odabir boje usporedite, prije anestezije, priložen skalu boja s očišćenim zubom. Zatim utvrdite uzorak boje **Polofil NHT** i zub, a boju odaberite po mogućnosti na dnevnom svjetlu.

**Priprema kavite:**

Priprema kavite bi u načelu trebala uslijediti prema pravilima adhezivne tehnike izrade ispuna i minimalno invazivno zbog očuvanja zdravog zubnog tkiva. Kod nadomjestaka prednjih zuba ukositi rubove cakline. Nakon toga očistite i osušite kavite. Nekarijesne ležije u području zubnog vrata ne treba pripremati, već je tu dovoljno temeljito čišćenje.

Pobrinite se za dovoljno sušenje. Preporučuje se upotreba koferdama. Kod kavitea s aproksimalnim ležijama preporučuje se upotreba kalupa. Prednost imaju prozirne matrice koje se u aproksimalnom području uvršćuju u klinovine. Minimalna separacija olakšava oblikovanje aproksimalnog kontakta i postavljanje matrice. U blizini zubne pulpe treba naranjiti prikladnu zaštitu za pulpu preko koje se po potrebi nanesi sloj stabilnog cementa.

**Materijal adheziva:**

**Polofil NHT** se u adhezivnoj tehničkoj upotrebljava zajedno s caklinsko-dentinskim adhezivom. Mogu se upotrebljavati svaki svjetlosti stvrđnjavajući adhezivni materijali. Što se tiče pripreme (tehnika jetkanja) te obrade treba poštivati dočićne upute za uporabu.

**Aplikacija:**

Nanесите odabranu boju sredstva **Polofil NHT** (vidi Odabir boje) u slojevima debljine najviše do 2 mm, prilagodite prikladnim instrumentom, a zatim polimerizirajte.

**Stvrđnjavanje svjetlom:**

Za polimerizaciju materijala prikladni su uobičajeni aparati za polimerizaciju. Vrijeme stvrđnjavanja pri uporabi LED / halogeno svjetiljke sa snagom svjetla od najmanje 500 mW/cm<sup>2</sup> iznosi

20 s za boje A1, A2, A3, A3.5, B2

40 s za boju OA2

Proraz svjetiljke za stvrđnjavanje kroz koji izlazi svjetlo približe što bliže površini ispune jer će u suprotnom slučaju doći do lošeg stvrđnjavanja. Nedovoljno stvrđnjavanje može dovesti do promjene boje i tegoba.

**Izrada:**

Ispuna se može izraditi i ispolirati neposredno nakon uklanjanja matrica (npr. finim odn. ekstru finim dijamantnim svrdlom ili svrdlom za poliranje). Na kraju zub treba fluoridirati.

**Polofil NHT** se prema poznatom postupku može upotrebljavati za direktnе ili indirektnе inleje. Fizikalne vrijednosti stabilnosti poboljšavaju se zahvaljujući uobičajenom vanjskom (dodatahom) stvrđnjavanju.

**Upute, mјere opreza:**

- Fenolne tvari, posebno preparati koji sadrže eugenol i timol, uzrokuju smetnje stvrđnjavanja plastičnih materijala za ispune. Stoga treba izbjegavati upotrebu cinkoksid-eugenol cementa ili drugih aktivnih tvari koji sadrže eugenol zajedno s plastičnim materijalima za ispune.

- Aplikatore sa sredstvom **Polofil NHT** upotrebljavajte samo za jednog pacijenta. Sredstvo u aplikatoru nanosite ravnomjerno, ne prejakim stiskom.

- Bez obzira na naše upute i/ili savjete, obavezni ste i dalje provjeriti prikladnost isporučenih preparata za planiranje svrhe primjene.

**Sastav (po padajućem redoslijedu udjela):**

Stroncij-aluminij borosilikatno staklo, Barij-aluminisko borosilikatno staklo, silicijev dioksid, BisGMA, TEGDMA, inicijatori, stabilizatori, pigmenti boje

**Upute za čuvanje i primjenu:**

Čuvajte na temperaturama od 4 °C – 23 °C. Štrcaljke nakon užimanja materijala odmah zatvorite kako bi se spriječili utjecaj svjetla, a time i polimerizacija. Ne upotrebljavajte više nakon isteka roka trajanja.

**Zbrinjavanje:**

Proizvod se zbrinjava u skladu s lokalnim propisima.

**Obveza izvješćivanja:**

Ozbiljno događaje kao što su smrt, privremeni ili trajno ozbiljno pogoršanje zdravlja pacijenta, korisnika ili drugih osoba u ozbiljnoj opasnosti za javno zdravje koje mogu nastati ili bi se mogle dogoditi u vezi s proizvodom **Polofil NHT** trebaju se prijaviti društvu VOCO GmbH i nadležnom tijelu vlasti.

**Napomena:**

Kratka izvješća o sigurnosti i kliničkoj učinkovitosti za **Polofil NHT** dostupna su u Evropskoj bazi podataka za medicinske uređaje (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Detaljnije informacije možete pronaći na [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

**Värvid:**

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

**Näidustused:**

- I kuni V klassi täidisid
- Traumaatiliselt kahjustatud esihammaste rekonstrueerimine
- Värvinud esihammaste ühtlustamine
- Vormi- ja värvikorektuurid esteetilise välimuse parandamiseks
- Liikuvate hammaste blokeerimine, sinidele panemine
- Fasettide parandus
- Piimahammaste taastamine
- Kroonikondi ülesheitamine
- Komposit-inlayd

**Vastunäidustused:**

**Polofil NHT** sisaldb metakrilaate ja BHT-d. Teadaoleva ülitundlikkuse (allergia) korral nende **Polofil NHT** koostisainete suhtes tuleb kasutamisest loobuda.

**Patsientide sihtrühm:**

**Polofil NHT** sobib kasutamiseks kõigile patsientidele ilma piiranguta seoses nende vanuse või sooga.

**Toimivusnäitajad:**

Toote toimivusnäitajad vastavad sihotstarbelise kasutamise nõuetele ja asjaomastele tootestandarditele.

**Kasutaja:**

Toode **Polofil NHT** kasutab stomatoloogia alal professionaalse väljaõppse saanud kasutaja.

**Kasutamine:**

Ravitavad hambad tuleb puhestada. Vajaduse korral markeerige oklusaalsed kontaktpunktid. Enne kasutamist peab materjal olema toatemperatuuril.

**Ettevalmistus:**

Ravitavad hambad tuleb puhestada. Vajaduse korral markeerige oklusaalsed kontaktpunktid. Selleks niisutage **Polofil NHT** värvimalli ja hammast ning vöimaluse korral päevalgavulges otiske välgile sobiv värvi.

**Kaviteedi ettevalmistamine:**

Põhimõtteliselt tuleks kaviteid ette valmistada adhesiivse tehniku reeglite kohaselt ja see peaks olema minimaalselt invasivne, et säilitada tervet hambakude. Esihammaste ravis lõigake hambamaail ääred nurga alla. Viimaks puhistage ja kuivatage kaviteid. Hambakaela piirkonnas olevald kaarisevabu lesione ei ole vaja prepareerida, siin piisab põhjalikust puhastust.

Veeenduge, et tööpikkond oleks piisavalt kuiv. Kasutada soovitatatakse kofferdami. Aproksimalme osaga kaviteidetesse puhil soovitatatakse kasutada vormimise abivahendeid. Abiks on läbipaistvad matriitsid, mis on paigaldatud kiiul abil aproksimalsesse piirkonda. Minimaalne eraldatus vöimaldab vormida aproksimalset kontaktpunkti ja paigaldada matriits. Hambasääsi lähedal asuvale alale tulube kanda sobivat sääsikaitset, mis kaetakse vajaduse korral stabiliseerida.

**Sidusmaterjal:**

**Polofil NHT**-t kasutatakse adhesiivse tehniku puhul koos dentiini sidusaineega. Kasutada võib kõiki valguskõvästuvaid sidusmateriale. Ettevalmistuse (söövitustehnika) ja töötüle käigus tuleb järgida vastavaid kasutusjuhendeid.

**Rakendus:**

Kandke **Polofil NHT** väljalavitud värv (vt värvivalikut) peale mitte enam kui 2 mm paksusele kihtideen, kohandage sobiva instrumendi ning viimaks valguskõvästamine.

**Valguskõvästamine:**

Materjal valguskõvästamiseks sobivad tavapärased polümerisatsiooniseadmed. LED-/halogenlambi kasutamisel on kõvästumise aeg valguskõvätsusega vähemalt 500 mW/cm<sup>2</sup>

20 sekundit toonidega A1, A2, A3, A3.5, B2

40 sekundit toonidega OA2

Valguskõvästamisseadme valguse väljumisaken peab olema täidise pinna vöimalikult lähedal, vastasel juhul tuleb arvestada halvema kõvästumisega. Ebapiisav kõvästamine võib põhjustada värvusemuutust ja ebamugavust.

**Viimistlemine:**

Täidust võib viimistleda ja poleerida vahelult pärast matriitsi eemaldamist (nt eriti teemantlihiga, poleerijaiga). Viimase etapina tuleks hammas kalla fluorididega. **Polofil NHT**-t saab kasutada otseste ja kaudseste inlayde korral vastavalt tavapärasele meetodidle. Füüsikaliste stabilisatorite omadusi saab parandada konventionaalsest valmisil (lisä-)kõvästamist kasutades.

**Juhised, ettevaatusabinööd:**

- Fenoloidseid ühenduid, eriti eugenooli ja tümoli sisalduvaid ainette kasutamist koos täiteplastlike kõvästamist. Seetõttu tuleb välida tsinkoksiid-eugenoolmolekülite või teiste eugenooli sisalduvate ainete kasutamist koos täiteplastlike kõvästamist.

**Polofil NHT** kapslit tuleks kasutada ainult ühel patsiendi. Aplitseerige kapslit ühtlaselt mitte vaga tugeva survega.

- Meie juhised ja/või nõustamise ei vabasta teid sellset, et kontrollida meie tarmitud preparata sobivust kasvatsetud kavatsetud kasutamisotstarvete jaoks.

**Koostis (sisalduse järgi kahanevas järestus):**

Strontsium-aluminijum-borosilikatkaas, baarium-aluminijum-borosilikatkaas, rändioksiidi, BisGMA, TEGDMA, käävitajad, stabilisaatorid, värvipigmendid

**Ladustamis- ja kasutamisjuhised:**

Ladustage temperatuuri 4 °C – 23 °C. Valguse mõju ja sellest tingitud polümerisatsiooni välitmiseks sulgege süsteld kohale kontaktiliseks tarkvaru. Pärsat kõlblikkus ja lõppemist ärage enam kasutage.

**Jäätmekäitus:**

Toote jäätmekäitus tehakse vastavalt kohalike ametkondade eeskirjadele.

**Teatamiskohustus:**

Tööstus jahutumises, nagu näiteks patsiendi, kasutaja või teiste isikute surmast, nende terviliku seisundi ajutisest või püsivast raskekujuistest halvenemisest ning raskelukujulised ohust rahvarevisale, mis on tekkinud või oleksid võinud tekida töötet **Polofil NHT** kasutades, tuleb teatada ettevõttele VOCO GmbH ja pädevale ametiasutusele.

**Juhis:**

Lühilevaatades toote **Polofil NHT** ohutuse ja kliinilise toimivuse kohta on talletatud Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasis (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Täpsemat teavet leiate ka aadressil [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

**RU Инструкция по применению****MD EC Медицинское изделие****Соответствует DIN EN ISO 4049****Полофил НХТ (Polofil NHT)****Описание материала:**

**Полофил НХТ** является светоотверждающим пломбировочным материалом, сочетающим в себе испытанную технологию композиционных материалов и инновационную нанотехнологию. **Полофил НХТ** является рентгеноконтрастным высоконаполненным материалом, имеет метакрилатную основу и полимеризуется под воздействием синего света (галогеновая лампа и LED). **Полофил НХТ** применяется с дентино-эмальевым бондом.

**Оттенки:**

A1, A2, A3, A3.5, B2, OA2

**Показания к применению:**

- Пломбирование дефектов I - V классов
- Восстановление фронтальных зубов после травм

- Облицовка измененных в цвете фронтальных зубов;

- Коррекция формы и цвета для улучшения эстетики;

- Шинирование подвижных зубов;

- Починка фасеток;

- Восстановление временных зубов;

- Моделирование культи под коронку;

- Вкладки из композитов.

**Противопоказания:**

**Полофил НХТ** содержит метакрилаты и ВНТ. Следует отказаться от применения **Полофил НХТ** при наличии гиперчувствительности (аллергии) к этим компонентам.

**Целевая группа пациентов:**

**Полофил НХТ** разрешен к применению у всех пациентов без ограничений по полу и возрасту.

**Характеристики материала:**

Характеристики материала соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям данного целевого назначения, а также требованиям стандартов, распространяющихся на данное изделие.

**Пользователь:**

**Полофил НХТ** должен использоваться профессионально подготовленным в области стоматологии специалистом.

**Применение:****Подготовка:**

Очистить подлежащие лечению зубы. Промаркировать окклюзионные контактные точки при их наличии. Перед применением материал следует довести до комнатной температуры.

**Подбор оттенка:**

Для подбора нужного оттенка требуется, перед проведением анестезии, сравнить прилагаемую шкалку оттенков с очищенным зубом. Для этого необходимо уважнить образец **Полофил НХТ** и поверхность зуба. Подбор оттенка желательно проводить при дневном освещении.

**Препарирование полостей:**

Препарирование полостей должно проводиться согласно правилам адгезивной техники пломбирования и должно быть минимально инвазивным с целью сохранения здравой твердой ткани зуба. При восстановлении фронтальных зубов необходимо сошлифовать вкладки из композита (Vivadent) (a) и удалить остатки старого материала (b). Следует отшлифовать вкладки из композита и удалить остатки старого материала (a) и удалить остатки старого материала (b).

**Бондинговый материал:** **Полофил НХТ** применяется в рамках адгезивной техники с дентино-эмальевым бондом. Могут использоваться любые светоотверждаемые бондинговые материалы. При подготовке (техника травления) и обработке необходимо соблюдать соответствующие инструкции по применению.

**Внесение материала в полости:**

Выбранный оттенок материала **Полофил НХТ** (см. Подбор оттенка) вносить в полость слоями толщиной не более 2 мм, адаптировать каждый слой подходящим инструментом и затем фотополимеризовать.

**Фотополимеризация:**

Для фотополимеризации материала подходит стандартные стоматологические полимеризационные лампы. При использовании светодиодной/галогенной лампы с минимальной мощностью излучаемого света 500 мВт/см<sup>2</sup> время отверждения составляет:

20 с для оттенков A1, A2, A3, A3.5, B2

40 с для оттенков OA2

Светоотверждаемой полимеризацией ламбы необходимо держать как можно ближе к поверхности пломбы, иначе полное, однородное отверждение достигнуто не будет. Недостаточная полимеризация может привести к изменению цвета реставрации и к болевым ощущениям.

**Финишная обработка:**

Финишную обработку и полировка пломбы можно проводить сразу после удаления матрицы (например, тонкими или ультратонкими алмазными шифловальными головками, полировочными дисками). В заключение должно быть проведено фторирование зуба.

**Полофил НХТ** может применяться при изготавливании вкладок прямым или непрямым способом согласно общепринятым методам. Физические показатели стабильности улучшаются за счет обычной внешней (дополнительной) полимеризации.

**Указания, меры предосторожности:**

- Реагенты, содержащие фенольные соединения, в особенности эпенол и тимолосодержащие препараты, ведут к нарушению полимеризации композитных материалов. Поэтому при работе с композитами необходимо исключить использование цинкоксид-эпенольных цементов или других эпенолсодержащих материалов.

- Каждая капсула **Полофил НХТ** предназначена только для одного пациента. Материал из капсул следует вносить с равномерным, не слишком сильным давлением.

- Наши указания и/или рекомендации не освобождают Вас от проверки поставляемых нами препаратов на их пригодность к использованию в соответствующих целях.

**Состав (в порядке уменьшения содержания):**

Стронций-алюминий-боросilikатное стекло, барий-алюминий-боросilikatное стекло, цирконий-диоксид кремния, BisGMA, TEGDMA, кäävitajad, стабилизаторы, светоотверждаемые инициаторы реакции, стабилизаторы, цветные пигменты

**Указания по хранению и применению:**

Хранить при температуре от 4 °C до 23 °C. Необходимо сразу же закрывать шприцы после извлечения порции материала, чтобы предотвратить попадание света и нежелательную полимеризацию. Не использовать после истечения срока годности.

**Утилизация:**

Материал необходимо утилизировать в соответствии с местными официальными предписаниями.

**Обязательное извещение:**

Обо всех серьезных побочных пром