

# Calcimol

## Kullanım talimatı



### Ürün tanımı:

**Calcimol** kimyasal olarak sertleşen, radyoopak bir kalsiyum hidroksit patıdır.

### Endikasyonları:

**Calcimol**, indirekt pulpa kuafajında ve dolguların altında kaide olarak kullanılabilir. kullanılabilmektedir.

### Kullanım şekli:

Yaklaşık 10 saniye boyunca, eşit oranlarda **Calcimol** baz ve katalizörü (ağırlıklarına göre 1,2 : 1 oranında) cam ya da karıştırma kağıdı üzerinde, karışım, homojen bir kıvama ve aynı renge gelene kadar karıştırınız. Çok uzun süre karıştırılmamalıdır. Karıştırılmasından sonra **Calcimol**'ü en kısa zamanda kaviteye uygulayınız.

**Calcimol**' ü oda sıcaklığında (15 °C - 23 °C de) uygulayınız.

Oda sıcaklığında **Calcimol**' ün çalışma süresi yaklaşık 2 dakikadır ve ağızda 2 - 4 dakikada sertleşir. Sıcaklığın artması ve nem, **Calcimol**' ün sertleşme hızını arttırdığı için, **Calcimol**' ün ağızda daha çabuk sertleşmesine yol açar.

### Tavsiyeler/dikkat edilmesi gerekenler:

**Calcimol**; kalsiyum hidroksit, salicylate, kalsiyum wolframate, N-ethyltoluol-sulfonamide içerdiği için, bunlardan herhangi birine alerjisi bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. Üzerine dolgu maddesi uygulanmadan önce, **Calcimol**' ün dolgunun basıncından etkilenmemesi için tamamen sertleşmesini bekleyiniz. **Calcimol**' ü geçici dolgu maddesi olarak, ya da tüm çiğneme kuvvetlerine maruz kalacak şekilde kullanmayınız. Düşük ısılarda katalizör sertleşir.

Kullanmadan önce oda sıcaklığında olmasına dikkat ediniz. Gerekirse kısa bir süre için 40 °C de ısıtınız.

**Calcimol**' ün güçlü alkali etkisi nedeniyle gözlerle (mukozalarla) temasından mutlaka kaçınınız.

Asit pürüzlendiricilerle (çözünürlülük) temasından kaçınınız.

### Saklama koşulları:

**Calcimol**' ü oda ısısında saklayınız (15 °C - 23 °C).

Tüpleri her kullanımdan sonra kapayınız. Doğru renkli kapağın, doğru renkli tüpe takıldığından emin olunuz. Nemli ortamlardan uzak tutunuz.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli bilgilerdir ve kullanıcıya mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel satın alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.