

VOCO

Registrado X-tra

USA | EN Instructions for use

Carefully read instructions prior to use

Product description:

Registrado X-tra is an addition-curing silicone for bite registration with extreme final hardness which sets rapidly. Highly thixotropic properties prevent it dripping from the teeth and allow for application in thicker layers. The special temperature-controlled setting formula eliminates time pressure during application and has an extremely short setting time in the mouth. After only 40 s the registration can be removed without breaking or warping.

Registrado X-tra can be easily trimmed with a scalpel or rotating instrument and stays dimensionally stable.

Indications:

Registrado X-tra is suitable for occlusal bite registration, fixing of face bow registrations, and it is a location material for intraoral pin tracing templates.

Contraindications:

Registrado X-tra contains polydimethylsiloxanes and platinum catalyst. Do not use in case of allergies to these ingredients.

Do not use with condensation-curing silicones. Latex gloves, mouthrinse and retraction solutions can also have a negative influence on the setting process.

The warranted product characteristics can only be achieved when using the supplied original mixing tips, which are also available as accessories.

Application:

1. Preparation:

Use a **VOCO** Dispenser type 2 or any other suitable dispenser. Due to technical reasons there may be slight differences in the filling levels of the two cartridge chambers. Therefore, remove cartridge cap after placing the cartridge into the dispenser type 2 and extract material until it is delivered uniformly from both chambers. Residues from other materials (e. g. impression materials) or solutions may interfere with the setting process and should be removed prior to application (by spraying, if required).

Fit a mixing tip type 16 and extract material by pressing the lever. The material is completely and automatically mixed in the correct ratio in the mixing tip.

An intraoral tip type 2 may be inserted in the open end of the mixing tip type 16 to facilitate application.

Place the cap back on the cartridge after use. Before using it again, check the opening of the cartridge each time, and if it is blocked, remove all of the material blocking it and then extract a small amount of material, until both pastes are delivered uniformly.

2. Handling:

In case of occlusal bite registration, apply **Registrado X-tra** directly onto the upper or lower dental arch of the patient.

The working time of **Registrado X-tra** is ca. 30 s (from commencement of mixing at a room temperature of 73 °F/ 23 °C). After 40 s in the mouth **Registrado X-tra** can be removed.

Information, precautionary measures:

Avoid contact of the uncured silicone material with clothes. Disinfection of the registrations with an aqueous disinfectant is recommended.

Storage:

Store at temperatures of 39 °F - 73 °F (4 °C - 23 °C). Do not use after expiry date.

Ordering information:

Registrado X-tra

Pack 2 x 50ml safety cartridges, mixing tips type 16, intraoral tips type 2	REF 2035
Clinic pack 8 x 50ml safety cartridges, mixing tips type 16, intra oral tips type 2	REF 2036
Pack 50 mixing tips type 16	REF 2196
VOCO dispenser type 2	REF 2158
Pack 50 intraoral tips type 2	REF 2140

This material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be done strictly according to the instructions for use. VOCO recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. VOCO does not accept liability for any damage or loss, directly or indirectly, stemming from the use of or inability to use the products described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

CAUTION: U.S. Federal Laws restrict this device to sale by or on the order of a dentist.

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in the instructions for use.

For questions or comments, please call 1-888-658-2584.

Keep this material out of reach of children.

For dental use only.

An explanation of the symbols used in labeling can be found at www.voco.dental/symbols

Manufactured by:

VOCO GmbH Phone +49 (4721) 719-0
Anton-Flettner-Str. 1-3 Fax +49 (4721) 719-140
27472 Cuxhaven e-mail: marketing@voco.com
Germany www.voco.dental

VOCO

Registrado X-tra

USA | ES Instrucciones de uso

Leer esmeradamente las instrucciones antes del uso

Descripción del producto:

Registrado X-tra es un material de impresión de silicona reticulante por adición para el registro de mordida, el cual se destaca por la, en extremo, alta dureza final y su fraguado muy rápido. La alta estabilidad impide un fluido de la línea dental y posibilita una aplicación en capas más gordas. La fórmula de endurecimiento especialmente dirigida por la temperatura permite una aplicación sin premura de tiempo y una estancia en la boca de solamente 40 s por la cual se puede sacar con seguridad el registro sin romper o sin dar de sí.

Registrado X-tra se puede elaborar fácilmente y controladamente después del endurecimiento con un escalpelo o una fresa y resta permanentemente con una estabilidad dimensional.

Indicaciones:

Registrado X-tra es apropiado para registros de mordidas oclusales, fijaciones en casos registros de arcos faciales, para cierres de registros de espigas de apoyo.

Contraindicaciones:

Registrado X-tra contiene polidimetilsiloxanos y catalizador de platino. No utilizar en caso de alergias conocidas contra estos ingredientes.

No utilizar junto con siliconas enredadas por condensación. Guantes de látex, soluciones de enjuagues y de retracción también pueden dificultar la reacción de fraguado.

Las propiedades del producto garantizadas sólo son conseguidas bajo el uso de las cánulas de mezcla originales suministradas y disponibles como accesorios.

Aplicación:

1. Preparación:

Utilizar el dispensador **VOCO** del tipo 2 u otro dispensador con émbolo apropiado. Por razones técnicas se producen pequeñas diferencias de llenado de ambas cámaras del cartucho. Por lo tanto, retirar el cierre del cartucho después de colocar el cartucho en el dispensador tipo 2 y estrujar el material hasta que salga uniformemente de ambos orificios del cartucho. Restos de otros materiales (p. ej. materiales de impresión) o soluciones pueden perturbar el fraguado, por lo que deberán removerse antes de la aplicación (p. ej. echar espray). Colocar la cánula de mezcla tipo 16 y estrujar el material empujando el disparador. El material se mezcla automáticamente y completamente en la proporción correcta en la cánula.

Para una aplicación más fácil se puede colocar una punta de aplicación del tipo 2 sobre la cánula de mezcla del tipo 16.

Después del uso, poner de nuevo el cierre del cartucho. Antes de cada uso se debe controlar el orificio de salida. En caso de que la apertura esté taponada, destaponarla y esparcir una cantidad pequeña hasta que las dos pastas salgan uniformemente.

2. Elaboración:

Para el registro de la mordida oclusal se aplica directamente **Registrado X-tra** en el arco dental superior e inferior del paciente.

Registrado X-tra puede trabajarse durante aprox. 30 s (a partir del comienzo de la mezcla a temperatura ambiente de 73 °F/23 °C) y dejar el material en la boca por 40 s para asegurar el fraguado completo.

Indicaciones, medidas de prevención:

Evitar el contacto con el material que no esté endurecido con la ropa. Se recomienda una desinfección de los registros con un desinfectante aguado.

Conservación:

Conservar a temperaturas entre 39 °F - 73 °F (4 °C - 23 °C). No utilizar después de la fecha de caducidad.

Presentación:

Registrado X-tra

Envase 2 x 50ml en cartuchos de seguridad, cánulas de mezcla tipo 16, medios de aplicación tipo 2	REF 2035
Envase clínico 8 x 50ml cartuchos de seguridad, cánulas de mezcla tipo 16, medios de aplicación tipo 2	REF 2036
Envase 50 cánulas de mezcla tipo 16	REF 2196
VOCO pistola de mezcla tipo 2	REF 2158
Envase 50 medios de aplicación tipo 2	REF 2140

Este material se desarrolló exclusivamente para el uso del odontólogo. El proceso debe ser como está indicado en la información de uso. VOCO reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se muestran que están defectos. VOCO no acepta la responsabilidad de cualquier perjuicio o pérdida que descienden del uso o de la incapacidad de usar los productos descritos. Antes de usarlo, es la responsabilidad del utilizador de determinar lo adecuado del producto para su uso intentado. El utilizador supone todo el riesgo y la responsabilidad en conexión con eso. Descripciones y datos no constituyen ninguna garantía y no son aglomerantes.

Atención: La legislación americana registre este dispositivo para venderlo o al pedido del dentista.

Ninguna persona está autorizada de proveer ninguna información que desvíe de las informaciones provéidas en estas instrucciones de uso.

Para preguntas o comentarios, por favor, llámen al 1-888-658-2584.

Mántengase fuera del alcance de los niños.

Solamente para el uso odontológico.

La explicación de los símbolos usados en el etiquetado puede ser encontrada en www.voco.dental/symbols

Fabricado por:

VOCO GmbH Phone +49 (4721) 719-0
Anton-Flettner-Str. 1-3 Fax +49 (4721) 719-140
27472 Cuxhaven e-mail: marketing@voco.com
Germany www.voco.dental