



Traypurol tabs



Carefully read instructions prior to use

Active-tabs for cleaning trays and instruments.

Traypurol tabs remove residue from alginates, zinc-oxide eugenol, carboxylate and phosphate cements from impression trays and instruments without using ultrasound. Traypurol tabs are bio-degradable.

Method of use:

4 Traypurol tabs are needed for ½ gallon (2 tabs for 1 litre) of cleaning solution.

Simply remove the tablet from the foil, place it in the cleaning container and fill with warm or cold water. Warm water accelerates the cleaning process. Avoid contact with skin.

Place trays and instruments in the tablet solution after removing any large pieces of material. Standing the trays upright promotes the cleaning process.

Leave impression trays and instruments in the solution for at least 2 hours, but not more than 72 hours. Remove and rinse with clean water.

Traypurol tabs are suitable for all rustproof metals and plastics.

Change the cleaning solution every 2 - 3 days.

Traypurol tabs can be used in ultrasonic baths, but not in dishwashers.

Information/Precautionary measures:

Contains complexing agent > 30%, non-ionic tenside < 5%, corrosion inhibitors. Irritates the eyes.

In case of contact with the eyes, rinse immediately with plenty of water and consult a physician. If swallowed, seek immediate medical attention and present package.

Store Traypurol tabs in a dry area at temperatures between 39°F - 73°F/ 4°C - 23°C.

Do not use in dishwashers.

PRODUCT ORDERING INFORMATION:

50 tabs 2355

This material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be done strictly according to the instructions for use. VOCO recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. VOCO does not accept liability for any damage or loss, directly or indirectly, stemming from the use of or inability to use the products described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

CAUTION: U.S. Federal Laws restrict this device to sale by or on the order of a dentist.

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in the instructions for use.

For questions or comments, please call 1-888-658-2584.

Keep this material out of reach of children.

For dental use only.

An explanation of the symbols used in labeling can be found at www.voco.com/us/symbols

Manufactured by:

VOCO GmbH Phone +49 (4721) 719-0
Anton-Flettner-Str. 1-3 Fax +49 (4721) 719-140
27472 Cuxhaven e-mail: marketing@voco.com
Germany www.voco.com



Traypurol tabs



Leer esmeradamente las instrucciones antes del uso

Tabs activas para la limpieza de cubetas para impresiones e instrumentos.

Traypurol tabs remueven residuos de alginato, cementos de óxido de cinc-eugenol, carboxilato y de fosfato de cubetas para impresiones e instrumentos sin dispositivos de ultrasonido. Traypurol tabs son biodegradables.

Aplicación:

Se necesitan 4 Traypurol tabs para ½ galón (2 pastillas para 1 l) de solución de limpieza.

Sacar simplemente la pastilla del plástico, echarla en el recipiente de limpieza y llenar con agua fría o caliente. El agua caliente acelera el proceso de limpieza.

Evitar el contacto con la piel.

Dado el caso, limpiar groseramente las cubetas e instrumentos y sumergir en la solución de Traypurol tabs. Si las cubetas están derechas se promueve el proceso de limpieza.

Dejar preferiblemente las cubetas para impresión e instrumentos durante 2 h en la solución, pero no más que 72 horas. Después de la limpieza, lavar con agua.

Traypurol tabs son apropiadas para todos los metales inoxidables y plásticos.

La solución debería ser cambiada después de 2 - 3 días.

Traypurol tabs también pueden ser utilizadas en el baño ultrasónico.

Indicaciones/Medidas precautorias:

Contiene agentes complejos > 30%, tensioactivos no iónicos < 5%, inhibidores de corrosión. Irrita los ojos.

En caso de contacto con los ojos, lavar bien con agua y consultar un oftalmólogo. Al tragar, pedir consejo de un médico y mostrar el envase.

Conservar Traypurol tabs en una área seca entre 39°F - 73°F/4°C - 23°C. No utilizar en el lavavajillas.

PRESENTACIONES:

50 tabs 2355

Este material se desarrolló exclusivamente para el uso del odontólogo. El proceso debe ser como está indicado en la información de uso. VOCO reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se muestran que están defectos. VOCO no acepta la responsabilidad de cualquier perjuicio o pérdida que descenden del uso o de la incapacidad de usar los productos descritos. Antes de usarlo, es la responsabilidad del utilizador de determinar lo adecuado del producto para su uso intentado. El utilizador supone todo el riesgo y la responsabilidad en conexión con eso. Descripciones y datos no constituyen ninguna garantía y no son aglomerantes.

ATENCIÓN: La legislación americana registre este dispositivo para venderlo o al pedido del dentista.

Ninguna persona está autorizada de proveer ninguna información que desvíe de las informaciones provéidas en estas instrucciones de uso.

Para preguntas o comentarios, por favor, llámen al 1-888-658-2584.

Mántengase fuera del alcance de los niños.

Solamente para el uso odontológico.

La explicación de los símbolos usados en el etiquetado puede ser encontrada en www.voco.com/us/symbols

Fabricado por:

VOCO GmbH Phone +49 (4721) 719-0
Anton-Flettner-Str. 1-3 Fax +49 (4721) 719-140
27472 Cuxhaven e-mail: marketing@voco.com
Germany www.voco.com

