

# VOCO

## VOCO Profluorid® Varnish

USA | EN Instructions for use

Carefully read instructions prior to use

### Product description:

**VOCO Profluorid Varnish** is a fluoride containing dental varnish for surface application to enamel and dentin. **VOCO Profluorid Varnish** will adhere to wet surfaces and is tolerant to moisture and saliva. **VOCO Profluorid Varnish** is an ethanolic suspension of colophony with artificial flavors and sweetened with xylitol. 1 ml of **VOCO Profluorid Varnish** contains 50 mg of sodium fluoride equivalent to 22.6 mg of fluoride.

### Indications:

**VOCO Profluorid Varnish** is intended for use as

- Treatment of hypersensitive teeth
- Treatment of sensitive root surfaces

### Contraindications:

**VOCO Profluorid Varnish** is contraindicated in patients with ulcerative gingivitis or stomatitis or known allergies to colophony.

**VOCO Profluorid Varnish** is not intended for systemic treatment.

### Methods of Use:

#### Recommended dosage:

- **Treatment of patients with primary dentition**  
Use approx. 0.25 ml of **VOCO Profluorid Varnish**
- **Treatment of patients with adolescent or permanent dentition**  
Use approx. 0.40 ml of **VOCO Profluorid Varnish**

**VOCO Profluorid Varnish** should be applied on a complete set of teeth in a very thin film thickness. A thick film thickness is more likely to peel off and does not provide better therapeutic results. A complete set of teeth can be treated between the ranges of 0.25ml and 0.40ml.

### Application:

1. Thoroughly clean tartar from treatment areas.
2. For best results, eliminate any excessive moisture/saliva from area to be treated.
3. Use brush applicator or foam pellet to uniformly apply **VOCO Profluorid Varnish**, covering the entire surface to be treated as a thin film.
4. Allow area to become wet (either by gentle rinsing or natural salivary flow) to ensure setting of **VOCO Profluorid Varnish**.
5. Instruct patient to avoid hard food, alcohol, brushing or flossing for the next 4 hours after application.

### Precautionary measures:

Edematous swellings have been reported on rare occasions especially following application to extensive surfaces. Direct ingestion should be avoided. Dyspnea associated with asthmatic children, has been reported for similar preparations in extremely rare cases. Patients having sensitive digestive systems may experience nausea, usually after extensive treatment. In case of adverse reactions, remove varnish with a soft toothbrush and floss, and then rinse with warm water.

No treatment with other fluoride preparations on day of application. Suspend treatment with fluoride tablets for several days after treatment. Do not swallow.

According to its purpose, **VOCO Profluorid Varnish** has a sticky consistency. Material remaining on the screw thread may cause the cap to stick. Wipe off any contaminating residues with an ethanol-containing cloth.

### Storage:

Store at temperatures between 39°F - 73°F (4°C - 23°C). Do not use after expiration date.

### PRODUCT ORDERING INFORMATION:

tube 10ml (melon)	REF 1267
tube 10ml (caramel)	REF 2232
tube 10ml (cherry)	REF 2233
tube 10ml (mint)	REF 2234
tube 10ml (cola lime)	REF 2236
tube 10ml (pina colada)	REF 2237
50 SingleDose 0.25ml (melon), accessories	REF 1268
48 SingleDose 0.40ml (mixed), accessories	REF 2225
50 SingleDose 0.40ml (melon), accessories	REF 1269
50 SingleDose 0.40ml (caramel), accessories	REF 2226
50 SingleDose 0.40ml (cherry), accessories	REF 2227
50 SingleDose 0.40ml (mint), accessories	REF 2228
50 SingleDose 0.40ml (bubble gum), accessories	REF 2238
50 SingleDose 0.40ml (cola lime), accessories	REF 2240
50 SingleDose 0.40ml (pina colada), accessories	REF 2242
200 SingleDose 0.40ml (melon), accessories	REF 1271
200 SingleDose 0.40ml (caramel), accessories	REF 2229
200 SingleDose 0.40ml (cherry), accessories	REF 2230
200 SingleDose 0.40ml (mint), accessories	REF 2231
200 SingleDose 0.40ml (bubble gum), accessories	REF 2239
200 SingleDose 0.40ml (cola lime), accessories	REF 2241
200 SingleDose 0.40ml (pina colada), accessories	REF 2243

This material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be done strictly according to the instructions for use. VOCO recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. VOCO does not accept liability for any damage or loss, directly or indirectly, stemming from the use of or inability to use the products described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

**CAUTION: U.S. Federal Laws restrict this device to sale by or on the order of a dentist.**

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in the instructions for use.

For questions or comments, please call 1-888-658-2584.

**Keep this material out of reach of children.**

**For dental use only.**

An explanation of the symbols used in labeling can be found at [www.voco.dental/symbols](http://www.voco.dental/symbols)

Manufactured by:

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany  
Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)

# VOCO

## VOCO Profluorid® Varnish

USA | ES Instrucciones de uso

Leer esmeradamente las instrucciones antes del uso

### Descripción del producto:

**VOCO Profluorid Varnish** es una laca dental que contiene fluoruros para la aplicación superficial a esmalte y dentina. **VOCO Profluorid Varnish** se adhiere a superficies mojadas y es tolerante a humedad y saliva.

**VOCO Profluorid Varnish** es una suspensión de colofonia con sabor artificial endulzada con xilitol en solución de etanol.

1 ml de **VOCO Profluorid Varnish** contiene 50 mg de fluoruro de sodio equivalente a 22.6 mg de ión de flúor.

### Indicaciones:

**VOCO Profluorid Varnish** está indicado para

- el tratamiento de dientes hipersensibles
- el tratamiento de superficies radiculares sensibles

### Contraindicaciones:

**VOCO Profluorid Varnish** está contraindicado para pacientes con gingivitis ulcerante o estomatitis o alergias conocidas en cuanto a colofonia. **VOCO Profluorid Varnish** no es para el tratamiento sistemático.

### Métodos de uso:

#### Dosificación recomendada:

- **Tratamiento en pacientes con dientes de leche**  
Usar aprox. 0.25 ml de **VOCO Profluorid Varnish**
- **Tratamiento de pacientes con dentición mixta o dentadura fija**  
Usar aprox. 0.40 ml de **VOCO Profluorid Varnish**

**VOCO Profluorid Varnish** se aplica como una película fina en el tejido dental duro. Películas gruesas se desprenden más fácil y no mejoran la terapéutica. Por experiencia, la cantidad requerida está entre 0.25 ml y 0.40 ml para un set completo de dientes.

### Aplicación:

1. Límpiese bien el sarro de las áreas a tratar.
2. Para mejores resultados, elimínese la humedad/saliva excesiva del área a tratar.
3. Utilícese un aplicador de cepillo o pellets de espuma para aplicar uniformemente **VOCO Profluorid Varnish**, cubriendo con una película fina la superficie completa a tratar.
4. Permítase que se moje el área (o bien con enjuague suave o flujo de saliva natural) para asegurar un fraguado de **VOCO Profluorid Varnish**.
5. Instrúyase al paciente de evitar comida dura, alcohol, cepillado o seda dental durante las próximas 4 horas después de la aplicación.

### Información/medidas precautorias:

Inflamación edematosa ha sido reportada en pocas ocasiones especialmente siguiente a la aplicación en superficies extensas. Una ingestión directa debe ser evitada. Disnea en conexión con niños asmáticos ha sido reportada - en casos extremadamente raros - para preparaciones similares. Pacientes que tienen sistemas digestivos sensibles pueden experimentar náuseas, normalmente después de un tratamiento extenso. En caso de reacciones adversas, eliminar la laca con un cepillo de dientes blando y seda dental, luego lavar con agua caliente.

No realizar tratamiento con otros preparados de fluoruros en el día de la aplicación. Suspendir el tratamiento con comprimidos de fluoruro por unos días después del tratamiento. No tragar.

**VOCO Profluorid Varnish** tiene, correspondientemente a su modo de aplicación una consistencia pegajosa. Los residuos de material en la rosca de tornillo pueden causar una pegadura de la tapa. Limpiar eventualmente las impurezas con un paño que contenga etanol.

### Conservación:

Consérvese a temperaturas entre 39°F - 73°F (4°C - 23°C). No usar después de la fecha de caducidad.

### Presentación:

tubo 10ml (melon)	REF 1267
tubo 10ml (caramel)	REF 2232
tubo 10ml (cherry)	REF 2233
tubo 10ml (mint)	REF 2234
tubo 10ml (cola lime)	REF 2236
tubo 10ml (pina colada)	REF 2237
50 SingleDose 0.25ml (melon), accesorios	REF 1268
48 SingleDose 0.40ml (mixed), accesorios	REF 2225
50 SingleDose 0.40ml (melon), accesorios	REF 1269
50 SingleDose 0.40ml (caramel), accesorios	REF 2226
50 SingleDose 0.40ml (cherry), accesorios	REF 2227
50 SingleDose 0.40ml (mint), accesorios	REF 2228
50 SingleDose 0.40ml (bubble gum), accesorios	REF 2238
50 SingleDose 0.40ml (cola lime), accesorios	REF 2240
50 SingleDose 0.40ml (pina colada), accesorios	REF 2242
200 SingleDose 0.40ml (melon), accesorios	REF 1271
200 SingleDose 0.40ml (caramel), accesorios	REF 2229
200 SingleDose 0.40ml (cherry), accesorios	REF 2230
200 SingleDose 0.40ml (mint), accesorios	REF 2231
200 SingleDose 0.40ml (bubble gum), accesorios	REF 2239
200 SingleDose 0.40ml (cola lime), accesorios	REF 2241
200 SingleDose 0.40ml (pina colada), accesorios	REF 2243

Este material se desarrolló exclusivamente para el uso del odontólogo. El proceso debe ser como está indicado en la información de uso. VOCO reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se muestran que están defectos. VOCO no acepta la responsabilidad de cualquier perjuicio o pérdida que desciendan del uso o de la incapacidad de usar los productos descritos. Antes de usarlo, es la responsabilidad del utilizador de determinar lo adecuado del producto para su uso intencional. El utilizador supone todo el riesgo y la responsabilidad en conexión con eso. Descripciones y datos no constituyen ninguna garantía y no son aglomerantes.

**ATENCIÓN: La legislación americana registre este dispositivo para venderlo o al pedido del dentista.**

Ninguna persona está autorizada de proveer ninguna información que desvíe de las informaciones provistas en estas instrucciones de uso.

Para preguntas o comentarios, por favor, llámen a 1-888-658-2584.

**Mántengase fuera del alcance de los niños.**

**Solamente para el uso odontológico.**

La explicación de los símbolos usados en el etiquetado puede ser encontrada en [www.voco.dental/symbols](http://www.voco.dental/symbols)

Fabricado por:

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany  
Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)

VOCO

VOCO