

# VOCO Digital




Válidas del 01.04. - 30.09.2018

## Grandio® blocs · Grandio® disc

### Material de CAD / CAM de composite nano-híbrido

- Para la fabricación coronas, inlays, onlays y carillas definitivas y para coronas implantosoportadas
- El más alto contenido de relleno (86 % en peso)
- Semejanza a los dientes en perfección
- Excelentes valores físicos en cuanto a la resistencia a la flexión y a la abrasión
- No es necesario quemarlo
- Elaborable con todas las unidades de tallado / de fresado convencionales
- Mejor pulido y reparación
- Tallable / fresable de forma ideal, también en caso de bordes finos
- Basado en la tecnología nano-híbrida



**NUEVO**



### Grandio blocs

5 × no. 12

5 × no. 14L

(REF ver tabla de abajo)

(REF ver tabla de abajo)

**Set bloques** 2 × no. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × no. 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM jeringa QuickMix 10 grs. universal, Futurabond U *SingleDose* 5 u., Ceramic Bond frasco 5 ml, Dimanto set, accesorios

REF 6000

### Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)  
LT (low translucent)

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)  
HT (high translucent)

A2 REF 6051

A2 REF 6058

A3 REF 6052

A3 REF 6059

A3.5 REF 6053

A3.5 REF 6060

no. 12	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed	no. 14L	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed
LT	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6033	LT	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6034
HT	6012	6013	6014	6015	-	-	-		HT	6027	6028	6029	6030	-	-	-	

Mixed: A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT

## SolFlex 170 · 170 SMP

### Odontología aditiva, digital

- Tecnología DLP con fuente de luz UV-LED duradera de 385 nm que permite una impresión clara y transparente, p.ej. de férulas
- Flex-Vat patentada – ahorra mucho material ya que se necesita menos material de soporte
- El gran volumen de la cuba permite una fabricación durante la noche
- Elaboración de formato STL extendido

### SMP

- Velocidad de fabricación maximizada y alta calidad de las piezas confeccionadas por la tecnología SMP
- Con la tecnología SMP un aumento de la velocidad de impresión de hasta un 40 %

SolFlex 170  
Impresora 3D

REF 9100

SolFlex 170  
SMP – Impresora 3D  
(incluso tecnología de sensores)

REF 9101




## V-Print

### Material para impresión en 3D

- **V-Print ortho clear:**  
Para componentes básicos de ortodoncia, férulas y plantillas
- **V-Print model beige:**  
Para toda la gama de modelos de la técnica dental
- **V-Print SG:**  
Para la fabricación generativa de plantillas de perforación dentales

UV-LED  
385 nm



V-Print ortho  
Frasco 1000 grs. clear

REF 6040

NUEVO



V-Print model  
Frasco 1000 grs. beige

REF 6042

NUEVO



V-Print SG  
Frasco 1000 grs. clear

REF 6043

### SU PEDIDO

Contacte a su depósito o a su Comercial de VOCO para poder pedir estas ofertas indicadas. Las ofertas son solamente vigentes en socios comerciales participantes. Los precios especiales de su depósito serán considerados de todas formas.

### ATENCIÓN AL CLIENTE-VOCO:

Línea gratuita 00800 44 444 555 · Fax: +49 (0) 4721-719-2931  
E-Mail: [service@voco.de](mailto:service@voco.de)

ESTE FOLLETO HA SIDO ENTREGADO POR: