


# VOCO HIGHLIGHTS

Valable du 01.04. au 30.09.2018

## Highlight 1 : Admira® Fusion

**Matériau d'obturation ORMOCER® nanohybride, universel**

- Le premier matériau d'obturation à base purement céramique au monde
- La plus faible rétraction de polymérisation (1,25 % en vol.) et un très faible stress de rétraction en comparaison avec tous les composites d'obturation habituels
- Inerte, biocompatibilité et stabilité de la teinte très élevées
- Une excellente manipulation, un polissage à reflets simple et une dureté de surface élevée garantissent des résultats durables de première qualité
- Compatible avec tous les adhésifs conventionnels



Coffret + adhésif  
seringue 5 x 3 g  
(A2, A3, GA3.25, A3.5,  
Admira Fusion x-tra),  
teintier + Futurabond U  
SingleDose 20 pcs

REF 2750 ~~404,30 €~~

**282,00 €**

**30%  
économie**



Coffret + adhésif  
Caps 75 x 0,2 g  
(15 x de : A2, A3, GA3.25,  
A3.5, Admira Fusion x-tra),  
teintier + Futurabond U  
SingleDose 20 pcs

REF 2780 ~~404,30 €~~

**282,00 €**



Seringue 3 g,  
teintes diverses

(REF voir tableau ci-dessous)

Caps 15 x 0,2 g,  
teintes diverses

**75,20 €**

**4+1\***

\* Pour une commande de quatre boîtes auprès d'un des délégués commerciaux VOCO vous recevrez une boîte supplémentaire à titre gratuit. L'envoi de la gratuite se fait par VOCO.

## Highlight 2 : Admira® Fusion Flow

**Matériau d'obturation ORMOCER® nanohybride, fluide et photopolymérisable**

- Très faible rétraction de polymérisation (2,75 % en vol.)
- Inerte, biocompatibilité et stabilité de la teinte très élevées
- „Flow-on-demand“, c'est-à-dire fluide et stable, selon les besoins

Coffret seringue 5 x 2 g  
(A1, A2, A3, A3.5, WO),  
teintier, accessoires

REF 2816 ~~244,70 €~~

**171,00 €**

**30%  
économie**



Seringue 2 x 2 g,  
teintes diverses

(REF voir tableau ci-dessous)

**89,00 €**

**4+1\***



Présentation	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	C2	D3	OA1	OA2	OA3	OA3.5	BL	WO	Incisal	GA3.25	GA5	Mixed
Seringue 3 g	2754	2755	2756	2758	2759	2762	2763	2764	2766	2768	2770	2771	2772	2773	2775	-	2776	2757	2760	-
Caps 15 x 0,2 g	2782	2783	2784	2786	2787	2790	2791	2792	2794	2796	2798	2799	2800	2801	2803	-	2804	2785	2788	2806
Seringue Flow 2 x 2 g	2818	2819	2820	2821	2822	2824	2825	-	2826	-	-	2829	-	-	2831	2832	2828	-	-	-

## Highlight 3 : Admira® Fusion x-tra

### Matériau d'obturation ORMOCER® nanohybride, 4 mm

- Matériau d'obturation bulk-fill
- Très faible rétraction de polymérisation (1,25 % en vol.)
- Teinte universelle avec effet de mimétisme



Seringue 3 g universel

REF 2810

**75,20 €**

**4+1\***

Caps 15 x 0,2 g universel

REF 2811

**75,20 €**

\*Pour une commande de quatre boîtes auprès d'un des délégués commerciaux VOCO vous recevrez une boîte supplémentaire à titre gratuit. L'envoi de la gratuité se fait par VOCO.

## Highlight 4 : Admira® Fusion x-base

### Matériau de base d'obturation ORMOCER® nanohybride, fluide, 4 mm

- Base d'obturation bulk-fill
- Très faible rétraction de polymérisation (2,5 % en vol.)
- Bon fluage pour une parfaite adaptation



Seringue 2 x 2 g universel, accessoires

REF 2812

**89,00 €**

**4+1\***

## Highlight 5 : Futurabond® U

### Adhésif universel bi-polymérisable

- Un seul adhésif qui couvre tous vos besoins !
- Automordançage, mordançage sélectif ou mordançage total – à votre choix
- Tolère l'humidité



**200 SingleDose + 50 SingleDose**

SingleDose 200 pcs + 50 pcs, accessoires

REF 2988

**397,20 €**

**22% économie\*\***

SingleDose 50 pcs, accessoires

REF 1571

**113,50 €**

## Highlight 6 : Celalux® 3

### Lampe LED à haute puissance

- Un rendement lumineux élevé de 1.300 mW/cm<sup>2</sup> en moyenne
- Taille compacte, design ergonomique et poids faible (70 g) – permettant une bonne manipulation
- Base de chargement pratique et simple d'emploi avec un radiomètre intégré et un accumulateur de rechange
- Contrôle du temps de polymérisation par vibration (au début, après 10 s et après 20 s)



Lampe LED (pièce à main, support chargeur, câble d'alimentation avec adaptateurs interchangeable, 2 accumulateurs lithium-polymère, guide faisceau 8 mm, écran anti-éblouissement, mode d'emploi)

REF 9090

~~1.438,80 €~~

**1.078,80 €**

**25% économie**

## Highlight 7 : V-Posil

### Matériau d'empreinte de précision, VPS

- Un silicone par addition hautement hydrophile pour la meilleure précision
- Temps de travail long, et temps de séjour en bouche court
- Une résistance élevée à la déchirure et une capacité élevée de repositionnement assurent une sécurité lors de la désinsertion
- La bonne hydrophilie, même en état polymérisé, optimise l'écoulement et permet ainsi de réaliser un travail prothétique parfait



Nouveau : Maintenant, également disponible en monophasé

NOUVEAU



Cartouche 2 x 50 ml, accessoires

Heavy Soft Fast REF 2567  
Light Fast REF 2573  
X-Light Fast REF 2575  
Mono Fast REF 2571

**59,40 €**

Cartouche 380 ml, accessoires

Heavy Soft Fast REF 2565  
Mono Fast REF 2569

**119,30 €**

Boîte 2 x 450 ml, accessoires

Putty Fast REF 2561

**119,30 €**

### Coffret intro Putty Fast / Light Fast

Putty Fast Boîte 2 x 450 ml, accessoires  
Light Fast Cartouche 2 x 50 ml, accessoires

REF 2984

**142,80 €**

**20% économie\*\***



### Coffret intro Heavy Soft Fast / Light Fast

Heavy Soft Fast Cartouche 2 x 380 ml, accessoires  
Light Fast Cartouche 2 x 50 ml, accessoires

REF 2985

**250,80 €**

**15% économie\*\***



### Coffret intro Mono Fast / Light Fast

Mono Fast Cartouche 2 x 380 ml, accessoires  
Light Fast Cartouche 2 x 50 ml, accessoires

REF 2987

**250,80 €**

**15% économie\*\***



## Highlight 8 : BrackFix®

### Système de collage pour brackets, photopolymérisable

- Consistance idéale de la colle : positionnement stable des brackets sur la dent
- Tenue sûre des brackets en métal et en céramique
- Photopolymérisable : temps de traitement variable
- Résistance immédiate après la polymérisation
- Fluorescence : permet une élimination rapide et douce des restes de colle après dépose des brackets

Colle seringue 2 x 4 g

REF 1207

**154,80 €**

Primer flacon 6 ml

REF 1208

**124,80 €**

Primer SE *SingleDose*  
50 pcs, accessoires

REF 1209

**116,40 €**



NOUVEAU

Coffret colle seringue  
2 x 4 g, primer flacon 6 ml,  
accessoires

REF 1205

**226,80 €**

**18%  
économie\*\***

Coffret SE colle seringue  
2 x 4 g, primer SE *SingleDose*  
40 pcs, accessoires

REF 1206

**226,80 €**

## Highlight 9 : Meron Plus QM

### Ciment verre ionomère pour scellement renforcé à la résine

- Des valeurs d'adhésion plus élevées comparées aux ciments verre ionomère pour scellement conventionnels
- Joint étanche
- Adhésion chimique : adhésion fiable et rapide
- Enlèvement immédiat du matériau excédentaire grâce à l'option d'une photopolymérisation de courte durée

NOUVEAU



QuickMix seringue 8,5 g,  
accessoires

REF 1727

**69,60 €**

QuickMix seringue 3 x 8,5 g,  
accessoires

REF 1728

**139,20 €**

**33%  
économie\*\***

## Highlight 10 : Ionolux®

### Matériau verre ionomère pour restaurations, photopolymérisable en 5 teintes

- Des restaurations esthétiques sans conditionnement et sans adhésif
- Excellent temps de travail – individuellement ajustable à l'aide de la photopolymérisation
- Ne colle pas à l'instrument et peut être facilement modelé

Capsule d'application 50 pcs  
(10 x A1, 10 x A2, 30 x A3)  
+ 20 pcs A3

REF 2990

**213,00 €**

Capsule d'application  
150 pcs A3  
+ 50 pcs A3

REF 2989

**580,80 €**

**33%  
économie\*\***

**36%  
économie\*\***

Capsule d'application 20 pcs

A1 REF 2117 A2 REF 2118  
A3 REF 2119 A3.5 REF 2120  
B1 REF 2121

**91,20 €**



### CE PROSPECTUS VOUS A ÉTÉ REMIS PAR :

\*\*Par rapport à un achat individuel

### VOTRE COMMANDE

Pour commander les VOCO Highlights, merci de contacter votre dépôt ou votre délégué commercial VOCO. Les offres ne sont valables qu'auprès des dépôts participants. Des prix inférieurs de votre dépôt seront toujours pris en compte. Tous les prix indiqués sont des prix recommandés seulement et s'entendent T.T.C.

### SERVICE CLIENTS VOCO :

Numéro vert : 00800 44 444 555 · Fax : +49 (0) 4721-719-2931  
E-Mail : [service@voco.de](mailto:service@voco.de)

# VOCO Digital

Valable du 01.04. au 30.09.2018

## Grandio® blocs · Grandio® disc

### Matériau composite nanohybride CFAO

- Pour la fabrication de couronnes, inlays, onlays, facettes définitives et de couronnes implanto-portées
- Le taux de charges le plus élevé (86 % en masse)
- Mimétisme par rapport aux dents naturelles
- Excellentes valeurs physiques quant à la résistance à la flexion et à l'abrasion
- Sans cuisson
- Il peut être travaillé avec toutes les unités de meulage / de fraisage habituelles
- Les meilleures aptitudes au polissage et à la réparation
- Meulage / fraisage parfaits, même en cas de bords fins
- A base de la technologie nanohybride



### Grandio blocs

5 × no. 12

(REF voir tableau ci-dessous)

**123,60 €**

5 × no. 14L

(REF voir tableau ci-dessous)

**132,60 €**

**Coffret blocs** 2 × no. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × no. 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM seringue QuickMix 10 g universel, Futurabond U *SingleDose* 5 pcs., Ceramic Bond flacon 5 ml, coffret Dimanto, accessoires

REF 6000 ~~319,20 €~~

**239,40 €**

**25%  
économie**

**NOUVEAU**



### Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)  
LT (low translucent)

A2 REF 6051

A3 REF 6052

A3.5 REF 6053

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)  
HT (high translucent)

A2 REF 6058

A3 REF 6059

A3.5 REF 6060

**477,60 €**

**477,60 €**

no. 12	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed	no. 14L	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed
LT	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6033	LT	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6034
HT	6012	6013	6014	6015	-	-	-		HT	6027	6028	6029	6030	-	-	-	

Mixed: A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT

## SolFlex 170 · 170 SMP

### Odontologie numérique additive

- Le procédé DLP avec une source de lumière LED UV de 385 nm à longue durée de vie permet une impression claire et transparente (gouttières, etc.)
- Réservoir Flex-Vat breveté, très économique : moins de liquide
- Volume élevé du réservoir permettant une fabrication longue durée et sans surveillance
- Traitement du format STL (le plus utilisé du marché)

### SMP

- La technologie SMP permet une haute qualité de fabrication (précision, finesse)
- La vitesse d'impression est augmentée jusqu'à 40 %



SolFlex 170  
Imprimante 3D

REF 9100

SolFlex 170  
SMP – Imprimante 3D  
(incluant technique capteur)


REF 9101

## V-Print

### Matériaux pour l'impression 3D

- **V-Print ortho clear:**  
pour éléments de base orthodontiques, gouttières et guides
- **V-Print model beige:**  
pour l'ensemble des modèles en technique dentaire
- **V-Print SG:**  
pour la fabrication générative de guides

LED UV  
385 nm



V-Print ortho  
Flacon 1000 g clear

REF 6040

518,40 €

NOUVEAU



V-Print model  
Flacon 1000 g beige

REF 6042

358,80 €

NOUVEAU



V-Print SG  
Flacon 1000 g clear

REF 6043

518,40 €

### VOTRE COMMANDE

Pour commander les produits, merci de contacter votre dépôt ou votre délégué commercial VOCO. Les offres ne sont valables qu'auprès des dépôts participants. Des prix inférieurs de votre dépôt seront toujours pris en compte. Tous les prix indiqués sont des prix recommandés seulement et s'entendent T.T.C.

### SERVICE CLIENTS VOCO :

Numéro vert : 00800 44 444 555 · Fax : +49 (0) 4721-719-2931  
E-Mail : [service@voco.de](mailto:service@voco.de)

### CE PROSPECTUS VOUS A ÉTÉ REMIS PAR :