



PROGRAMMA ORAL CARE



BENVENUTI DAI DENTALISTI!

Cari Clienti, Dentisti e Igienisti,

Essendo un'azienda di ricerca nel settore dell'odontoiatria, prendiamo le Vostre esigenze e richieste sempre in considerazione. Attagliato alle Vostre esigenze personali, affidabile, pratico e della più alta qualità – queste sono le nostre pretese che abbiamo per ogni nostro prodotto di marchio. Questo vale anche specialmente per il settore della cura orale.

Vi offriamo

- **preparati ottimi per la profilassi**
- **desensibilizzanti efficaci**
- **sigillanti protettivi per fessure**
- **sicuri prodotti per lo sbiancamento**
- **e accessori adeguati.**

Materiali di alta qualità che facilitano con dei plus semplici ma astuti il vostro giorno quotidiano nello studio: infatti, il sistema semaforo della pasta di pulizia dentale professionale e lucidatura per esempio rende possibile di distinguere facilmente tra i diversi gradi di abrasione e in caso di bisogno un sistema passo per passo per la lucidatura perfettamente armonizzato. La vernice contentente fluoruro Profluorid Varnish è disponibile in tanti aromi e diverse presentazioni. La maneggevolezza pratica e il lavoro efficace – queste caratteristiche stanno per ogni prodotti della cura orale dalla VOCO!

Avete delle domande o desiderate ulteriori informazioni? Allora il Vostro consulente dentale dalla VOCO Vi aiuta volentieri. Sulla nostra pagina web nella rubrica servizio potete trovare il rappresentante di Vostra zona.

Informazioni su prodotti, istruzioni per l'uso, informazioni scientifiche e casi clinici sono anche disponibili sulla nostra pagina web **www.voco.dental**.

Cordialmente
La Vostra VOCO GmbH

PROFILASSI

Bifluorid 10	4
Remin Pro	6
Remin Pro forte	7
Kit per la profilassi	8

DESENSIBILIZZANTE

Admira Protect	9
VOCO Profluorid Varnish	10

SIGILLANTE PER FESSURE

Fissurit FX	12
Fissurit F	12
Fissurit	12
Grandio Seal	14

PULIZIA DENTALE

CleanJoy	15
----------	----

SBIANCAMENTO

Perfect Bleach	16
Perfect Bleach Office+	17

ALTRI

Articoli monouso	18
------------------	----

ORAL CARE

Orientamento	19
--------------	----

ICONA

Il catalogo della sanità e cura orale vi informa come al solito su ogni singolo prodotto e offre un orientamento pratico e veloce della gamma di prodotti per la cura orale. Icone diverse facilitano la ricerca del prodotto adeguato e rendono possibile un primo orientamento e una prima valutazione già dopo pochi secondi.

**Informazione sulla composizione del materiale**

Questo prodotto si basa sulla tecnologia nanoibrida.

**Informazione sul contenuto di riempitivo**

Questo prodotto ha un contenuto di riempitivo definito. Il valore indica il contenuto di riempitivo nella percentuale in peso (frazione massica).

**Informazione sull'applicazione del materiale**

Questo prodotto viene offerto nella siringa antigocciolamento NDT®.

**Informazione sull'applicazione del materiale**

Questo prodotto viene miscelato automaticamente nel rapporto corretto prima dell'applicazione.

**Informazione sul contenuto di fluoruro**

Questo prodotto contiene l'indicata quantità di fluoruro. Per l'informazione precisa si prega di leggere le istruzioni per l'uso.

**Informazione sulla polimerizzazione del materiale**

Questo prodotto indurisce tramite fotopolimerizzazione. Il tempo indicato corrisponde al tempo medio. Per ulteriori informazioni si prega di leggere le istruzioni per l'uso.

**Informazione sulla composizione del materiale**

Questo materiale contiene il contenuto indicato.

Bifluorid 10®

Per il trattamento dell'ipersensibilità e la fluorizzazione

Proflassi

Desensibilizzante

Sigillante per fessure

Pulizia dentale


Sbiancamento

Altri

Dal vostro giorno quotidiano conoscete tante ragioni per ipersensibilità della dentina dei vostri pazienti. Bifluorid 10 è il prodotto ideale per lenire i dolori in modo molto efficace. Inoltre, il Bifluorid 10 è adatto perfettamente per la remineralizzazione e la fluorizzazione dei tessuti duri dentali. Bifluorid 10 previene la carie secondaria dopo la realizzazione di restauri specialmente dopo la tecnica di mordenzatura.

Bifluorid 10 si basa su una vernice di risorse naturali e l'unica combinazione del 5 % di fluoruro di sodio (corrisponde a 22.600 ppm fluoruro) e il 5 % di fluoruro di calcio. Questa combinazione speciale di entrambi sali di fluoruro rende possibile sia un rilascio immediato molto alto di fluoruro (dal NaF) sia la fluorizzazione a lungo termine (dal CaF₂). Il fluoruro di sodio facilmente solubile causa il rilascio veloce di ioni di fluoruro che sono convertiti alla superficie dentale in fluoruro di calcio cosicché supporta la remineralizzazione in modo efficace. Il fluoruro di calcio contenente nella vernice che non è talmente facile solubile rimane quindi più tempo sulle superfici dentali. Questo garantisce una fluorizzazione a lungo termine. La combinazione di entrambi fluoruri favorisce la formazione di depositi di fluoruro di calcio a lungo termine e quindi la conversione di idrossiapatite in fluorapatite e le superfici danneggiate dello smalto sono protette effettivamente.

L'azione terapeutica del fluoruro di sodio e di calcio contenente nel Bifluorid 10®



Tubulo A:

Formazione di depositi di fluoruro di calcio dalla reazione del fluoruro di sodio contenente nel Bifluorid 10 con la saliva e gli ioni di calcio conenenti il liquido nei tubuli

Tubulo B:

Deposito del fluoruro di calcio contenente nel Bifluorid 10 nei tessuti duri dentali e nei tubuli



REF 1615	Flacone 4 g, Solvente flacone 10 ml
REF 1616	Flacone 10 g
REF 1617	Flacone 3 x 10 g, Solvente flacone 10 ml, Pele Tim No. 1
REF 1618	SingleDose 50 pz., accessori
REF 1619	SingleDose 200 pz., accessori
REF 1032	Solvente flacone 10 ml
REF 2338	Porta pennello per pennellini monouso e Micro Tim, 5 pz.
REF 2249	Pennellini per applicazione Micro Tim fini, 100 pz.
REF 2252	Pele Tim, No. 1, 3.000 x ø 4 mm

Grazie alla composizione di Bifluorid 10, la vernice aderisce perfettamente sullo smalto e la dentina e asciuga velocemente. Il dente trattato è protetto immediatamente da nocive influenze. I tubuli dentinali verranno sigillati in modo efficace grazie alla precipitazione del fluoruro di calcio. In tal modo si raggiunge una protezione a lungo termine contro irritazioni chimiche, termiche e meccaniche delle quali il paziente si accorgerebbe subito.

Indicazioni

Tattamento di tutte le ipersensibilità, tra cui

- area cervicale e margini coronali
- sensibilità dopo la seduta di pulizia professionale e rimozione del tartaro
- superfici del dente dopo la preparazione e / o il molaggio
- superfici occlusali usurate e denti che supportano ganci
- dopo traumi dello smalto (come fratture, scheggiature)
- sigillo dei margini di cavità dopo il restauro, soprattutto dopo l'utilizzo di tecniche di mordenzatura
- come protezione della dentina / del sottofondo sotto restauri in amalgama

Vantaggi

- Desensibilizzazione immediata
- Formazione di uno strato protettivo contro le influenze termiche e meccaniche
- Trasparente – nessuna decolorazione del dente
- La particolare base della vernice rinforza l'effetto a lungo termine e la profonda fluorizzazione
- Economico e semplice – elevata resa, basso costo, applicazione rapida
- Asciuga velocemente
- Senza colofonia

Applicazione



Remin Pro®

Protezione dentale con fluoruro e idrossiapatite



REF 2003	Tubo 12 × 40 g melone
REF 2004	Tubo 12 × 40 g menta
REF 2005	Tubo 12 × 40 g fragola
REF 2006	Tubo 12 × 40 g mixed
REF 2007	Tubo 3 × 40 g mixed

Remin Pro e Remin Pro forte combinano tre componenti ugualmente efficaci per la protezione dalla demineralizzazione e dall'erosione: idrossiapatite, fluoruro e xilitolo. Con questo Remin Pro rappresenta un servizio aggiuntivo che il vostro studio può offrire! Remin Pro è adatto anche per l'uso domiciliare.

Indicazioni

- Dopo sbiancamento dentale
- Dopo seduta di igiene professionale
- Per la prevenzione e il controllo dell'ipersensibilità
- Durante il trattamento ortodontico

Vantaggi

- Contiene fluoruro (1.450 ppm), idrossiapatite e xilitolo
- Assicura una flora orale bilanciata e quindi protegge i denti contro il pericoloso attacco degli acidi
- Rinforza i denti dopo lo sbiancamento e la seduta di pulizia professionale
- Proprietà cariostatiche grazie al contenuto di xilitolo
- Disponibile in tre gusti aromatici (melone, menta e fragola)
- Può essere usato quotidianamente ed è adatto anche per l'uso domiciliare

Applicazione



Remin Pro e Remin Pro forte sono prodotti ideali per continuare il mantenimento della salute orale anche a casa. Il paziente può applicare la pasta molto facilmente con uno spazzolino, un dito o una mascherina individuale dopo l'igiene orale serale.

Remin Pro® forte

Protezione dentale con fluoruro e idrossiapatite



REF 2008	Tubo 40 g zenzero
REF 2014	Tubo 12 x 40 g zenzero

Remin Pro forte ha un piacevole aroma un po' piccante grazie agli oli essenziali dello zenzero. Remin Pro forte supporta ulteriormente la sanità orale grazie agli estratti di zenzero e curcuma che hanno un effetto antimicrobico e antinfiammatorio.

Il prodotto è adeguato dopo un trattamento profilattico dell'igiene orale, dopo lo sbiancamento per prevenire un essiccamento o per esempio anche durante un trattamento ortodontico per curare perfettamente i siti di predilezione con il prezioso contenuto di Remin Pro forte.

Indicazioni

Dopo sbiancamento dentale


Dopo seduta di igiene professionale

Per la prevenzione e il controllo dell'ipersensibilità

Durante il trattamento ortodontico

Vantaggi

- Con fluoruro, idrossiapatite, e xilitolo
 - remineralizzazione del dente
 - neutralizzazione di acidi nella placca
- Con l'estratto prezioso di zenzero e curcuma
 - potenziale antimicrobico e proprietà antinfiammatorie
- Supporto completo dell'igiene orale
 - prevenzione e controllo d'ipersensibilità
 - supporto della guarigione e rigenerazione di mucosa irritata



Kit per la profilassi

Tutto in uno: prodotti professionali per la profilassi dalla VOCO in un unico kit



REF 2996	Set CleanJoy tubo 2 × 100 g (grosso, fine), Remin Pro tubo 40 g melone, Remin Pro forte tubo 40 g zenzero, Profluorid Varnish <i>SingleDose</i> 12 × 0,4 ml (3 per ciascuno di melone, caramello, menta, ciliegia), Grandio Seal siringa 2 × 2 g
----------	---

Tenere i denti sani a lungo tempo rappresenta l'obiettivo comune di voi, i vostri pazienti e noi. I prodotti VOCO danno un contributo importante per raggiungerlo: Per esempio con vernici contenente fluoruro, rispettivamente desensibilizzanti applicabili per diverse indicazioni e dimostrano un effetto immediato. O anche con i sigillanti per fessure con un contenuto di riempitivi molto alto. Il nostro kit per la profilassi vi da l'opportunità di provare diversi prodotti di profilassi dal settore della cura orale.

Contenuto*

CleanJoy®

Pasta con fluoruro per la pulizia e la lucidatura dentale in tre gradi di pulizia

VOCO Profluorid® Varnish

Vernice contenente fluoruro per la desensibilizzazione dentale (% NaF) in quattro aromi diversi

Remin Pro®

Protezione dentale con fluoruro e idrossiapatite all'aroma di melone

Remin Pro® forte

Protezione dentale con fluoruro e idrossiapatite con l'estratto di zenzero e curcuma

Grandio® Seal

Sigillante per fessure nanoibrido, fotopolimerizzabile in siringhe 2 × 2 g

Indicazioni

Ulteriori informazioni sulle indicazioni disponibili sulle pagine seguenti

Vantaggi

- Fluorizzare, proteggere, curare, sigillare
- Rende possibile anche una profilassi individuale
- Diversi aromi da provare
- Per il giorno quotidiano e casi speciali nello studio

* Ogni offerta non è impegnativa

Admira® Protect

Vernice a base ORMOCER®, fotopolimerizzabile per desensibilizzazione



Admira Protect è una vernice innovativa, fotopolimerizzabile a base ORMOCER®. ORMOCER® significa "Organically Modified Ceramics" (ceramiche organicamente modificate). Uno dei più grandi vantaggi di materiali a base ORMOCER® è la biocompatibilità eccellente.

La maggior parte delle ipersensibilità soprattutto nella parte della dentina cervicale possono essere ridotte a lungo tempo con Admira Protect. L'uso di Admira Protect si raccomanda anche in caso di margini di corone esposte, dopo pulizie professionali dei denti o dopo la rimozione di tartaro.

La vernice trasparente sigilla i tubuli dentinali a lungo termine e in modo sicuro. La trasmissione dello stimolo dal movimento del liquido della dentina è quindi molto ridotto. A differenza di vernici al fluoruro, i coetti dentali verranno sigillati a lungo termine con il materiale fotopolimerizzabile Admira Protect formando uno strato di protezione.

Indicazioni

Tattamento di dentina ipersensibile


Tattamento delle aree cervicali e dei margini delle corone

Tattamento delle aree cervicali dopo la pulizia professionale e la rimozione di tartaro

Vantaggi

- Biocompatibile
- Eliminazione permanente dell'ipersensibilità
- Adesione sicura
- Speciale tecnologia di riempimento per un'elevata resistenza all'abrasione
- Rilascio di fluoruro

Applicazione



REF 1650	Flacone 4,5 ml, accessori
REF 1651	SingleDose 50 pz., accessori
REF 1652	SingleDose 200 pz., accessori
REF 2338	Porta pennello per pennellini monouso e Micro Tim, 5 pz.
REF 2249	Pennellini per applicazione Micro Tim fini, 100 pz.

Admira® Protect nelle pratiche SingleDose

- Semplici, veloci e igieniche
- Non servono altri dispositivi aggiuntivi
- Nessuno spreco

VOCO Profluorid® Varnish

Vernice desensibilizzante contenente fluoruro (5 % NaF)



Ipersensibilità

La sensibilità dentale è un problema diffuso che interessa un numero elevato di persone. Di solito, le ipersensibilità causano solo un dolore provvisorio che non viene detto sempre al dentista.

L'ipersensibilità è causata soprattutto dai tubuli dentinali esposti. Quindi, lo scopo del trattamento è quello di sigillare i tubuli.

Componenti ed effetto di VOCO Profluorid® Varnish

Profluorid Varnish è una vernice a base di colofonia contenente il 5 % di fluoruro di sodio (corrisponde a 22.600 ppm di fluoruro). Lo ione di fluoruro, insieme agli ioni calcio accumulati nei tubuli, causa una precipitazione di fluoruro di calcio che sigilla in modo efficace i tubuli. Secondo una ricerca effettuata tra gli utilizzatori, più dell' 85 % dei pazienti non sentivano più il dolore dopo un solo trattamento con Profluorid Varnish.

Così come sigilla rapidamente i tubuli dentinali, Profluorid Varnish fa anche in modo che il fluoruro di calcio formi dei depositi sulla superficie dei denti. Questi depositi proteggono il dente dagli attacchi degli acidi, promuovono la remineralizzazione e contribuiscono alla formazione a lungo termine di fluorapatite.

Alla vernice è stato aggiunto anche lo xilitolo che, oltre alle sue proprietà di miglioramento dell'aroma, ha anche un comprovato effetto cariostatico.

Applicazione





Indicazioni

Tattamento dell'ipersensibilità dentale

Sigillatura dei tubuli dentinali, per es. per preparazioni di cavità o su superfici radicolari sensibili

Vantaggi

- Facile da applicare sulle superfici umide
- Estetico, colore bianco trasparente simile al dente
- Desensibilizzazione rapida e continuo rilascio di fluoruro (5 % NaF \triangleq 22.600 ppm fluoruro)
- Disponibile in cinque aromi: melone, menta, ciliegia, caramello e bubble gum
- Applicazione economica in strati sottili, resa elevata
- Trattamento delle aree cervicali dopo la pulizia professionale e la rimozione di tartaro

Vantaggi della *SingleDose*

- Semplici, veloci e igieniche
- Non servono altri dispositivi aggiuntivi
- Nessuno spreco

Vantaggi della fiala cilindrica

- Uso molteplice grazie alle cannule monouso
- Applicazione esatta
- Applicazione semplice nella parte interprossimale
- Applicazione di fluoruro completa in un singolo passo



Tubo	10 ml	50 ml
Sapore		
Melone	REF 1267	REF 1272
Caramello	REF 2232	–
Ciliegia	REF 2233	–
Menta	REF 2234	–
<i>SingleDose</i>		
Sapore	50 x 0,40 ml	200 x 0,40 ml
Melone	REF 1269	REF 1271
Caramello	REF 2226	REF 2229
Ciliegia	REF 2227	REF 2230
Menta	REF 2228	REF 2231
Bubble gum	REF 2238	REF 2239
Sapore	48 x 0,40 ml	50 x 0,25 ml
Melone	–	REF 1268
Mixed	REF 2225	–
Fiala cilindrica		
Sapore	5 x 1,70 ml	
Melone	REF 2235	
REF 2167	Cannule d'applicazione tipo 43, 100 pz.	

Fissurit®

Sistema approvato per sigillare fessure

Fissurit®

Fissurit è un materiale trasparente per la sigillatura di fessure disponibile in flaconi. La trasparenza del materiale rende possibile un controllo più facile del fondo della fessura e della fessura sigillata intera.

Fissurit® F

Fissurit F è un materiale bianco per la sigillatura di fessure. È disponibile sia in flaconi che nella siringa NDT®. NDT® sta per Non-dripping Technology e la siringa NDT® rende possibile l'applicazione di materiali altamente fluidi, per esempio Fissurit F, senza un gocciolamento o una fuoriuscita del materiale dalla siringa. In questo modo, il lavoro al paziente è molto più facile. Cioè un gocciolamento della siringa, lo spreco di materiale e fessure troppo riempite fa parte del passato grazie alla siringa antigocciolamento Fissurit F.

Inoltre, Fissurit F contiene fluoruro contro la formazione della carie. Il colore bianco del materiale rende possibile una visibilità della sigillatura marginale specialmente buona.

Fissurit® FX

Fissurit FX è un sigillante per fessure altamente riempito che è adeguato anche a lungo tempo per sigillature di fessure estese.

Con il 55 % w/w Fissurit FX è il materiale più alto riempito (dopo Grandio Seal) per la sigillatura di fessure di sua classe.

Fissurit FX contiene anche fluoruro che inibisce la formazione della carie. Il materiale è anche bianco per rendere possibile una visibilità della sigillatura marginale specialmente buona.

Caso clinico



Il successo di Fissurit® si basa su tanti fattori

- Fissurit, Fissurit F e Fissurit FX sono materiali monocomponenti fotopolimerizzabili e perciò risparmiano tempo e materiale
- La bassa viscosità dei prodotti Fissurit garantisce che il materiale penetra la fessura profondamente, la riempie e la sigilla ai margini perfettamente
- Grazie alla bilanciata matrice di polimeri, tutti i materiali per la sigillatura Fissurit sono specialmente resistenti all'abrasione
- Le cannule molto fini di Fissurit F e Fissurit FX contenute nel sistema, si può applicare il materiale in modo veloce, facile e igienico direttamente nella fessura condizionata precedentemente

Fissurit® FX


Sigillante per fessure con fluoruro, altamente riempito, fotopolimerizzabile, bianco

Indicazioni

Sigillante per fessure e superfici occlusali per la profilassi della carie
Sigillante per fessure estese
Restauro di piccole cavità

Vantaggi

- Contenuto di riempitivo del 55 % in peso per un'eccellente resistenza all'abrasione
- Applicazione veloce e facile con la siringa per l'applicazione diretta, con cannule in metallo pieghevoli
- Ottime proprietà di fluidità
- Elevata stabilità e buona adesione allo smalto
- Perfetto adattamento marginale
- Continuo rilascio di fluoruro
- Colore bianco per un facile controllo visivo



REF 1181 Siringa 2 x 2,5 g, accessori
REF 2145 Cannule d'applicazione tipo 40, 100 pz.

Fissurit® F

Sigillante per fessure con fluoruro fotopolimerizzabile, bianco

Indicazioni

Sigillante per solchi, fessure e superfici occlusali per la profilassi della carie
Rivestimento di superfici di smalto danneggiate
Ancoraggio per applicazioni ortodontiche
Sigillante per restauri in composito o cemento (protezione contro l'umidità)
Restauro di piccole lesioni cariose
Riparazione di piccoli difetti a restauri in composito o amalgama

Vantaggi

- Applicazione rapida e diretta grazie alla siringa antigocciolamento NDT®
- Colore bianco per il controllo dell'applicazione
- Eccellenti proprietà di fluidità e bassa viscosità
- Elevata stabilità e buona adesione allo smalto
- Perfetto adattamento marginale
- Continuo rilascio di fluoruro



REF 1180 Flacone 2 x 3 ml
REF 1292 Siringa 2 x 2 g, accessori
REF 1293 Set siringa 5 x 2 g, Vococid gel siringa 5 ml, Vococid flacone 2 x 3 ml, accessori
REF 2145 Cannule d'applicazione tipo 40, 100 pz.

Fissurit®

Sigillante per fessure fotopolimerizzabile, trasparente

Indicazioni

Vedi Fissurit F

Vantaggi

- Trasparente
- Elevata stabilità e buona adesione allo smalto
- Ottimo successo clinico da anni



REF 1082 Flacone 2 x 3 ml

Grandio® Seal

Sigillante per fessure nanoibrido fotopolimerizzabile



Grandio Seal è il primo sigillante nano di fessure senza compromessi. Si tratta di un materiale per la sigillatura di fessure altamente fluido, fotopolimerizzabile con un contenuto di riempitivi del 70 % in peso. Grandio Seal è quindi il più stabile sigillante di fessure. La viscosità di Grandio Seal garantisce tra l'altro che il materiale penetra nelle fessure profonde senza bolle d'aria. Questa combinazione unica è resa possibile grazie alle nano particelle: fluidità elevata e allo stesso tempo valori fisici eccellenti.

Indicazioni

- Sigillatura / restauro di fessure e solchi
- Sigillatura / faccetta dello smalto superficiale danneggiato
- Protezione delle aree di predilezione, per es. trattamenti ortodontici
- Sigillatura di denti decidui


Vantaggi

- Utilizzo di nanoriempitivi per una fluidità ottimale
- Con il più alto contenuto di riempitivo della sua categoria (70 % in peso)
- Eccezionali proprietà fisiche
 - Abrasione ridotta
 - Elevata resistenza alla flessione
 - Valori di contrazione estremamente bassi
- Eccellente lavorabilità
- Eccellente bagnabilità
- Perfetto adattamento marginale
- Ideale per la sigillatura di restauri in composito o vetroionomero (strato protettivo contro l'umidità)

Caso clinico



**Fotopolimerizzazione
per 20 secondi**



REF 1060	Set siringa 5 x 2 g, Vococid gel siringa 5 ml, accessori
REF 1061	Siringa 2 x 2 g, accessori
REF 2147	Cannule d'applicazione tipo 45, 100 pz.

Grandio® Seal nella siringa NDT®

- NDT® significa tecnologia antigocciolamento
- Specialmente per materiali a fluidità fine
- Applicazione e dosaggio con precisione
- Senza alcuna perdita di materiale

Fonte: Dott. Marcelo Balsamo, São Paulo / Brasile

CleanJoy®

Pasta con fluoruro per la pulizia e la lucidatura dentale in tre gradi di pulizia



La pulizia dentale professionale, eseguita regolarmente e secondo le necessità individuali, è la base della profilassi di carie, parodontite e perimplantite, in aggiunta all'accurata igiene orale domiciliare. Le superfici lisce inibiscono la ricolonizzazione dei batteri della placca e la formazione di nuove macchie. Il sistema di pulizia CleanJoy permette di rimuovere accuratamente ma delicatamente la placca dura e molle e le decolorazioni dei tessuti duri dentali, otturazioni, restauri implantari e protesici. La pasta "fine" quasi non abrasiva può essere applicata dopo l'uso di un sistema di lucidatura ad aria.

Indicazioni

Rimozione di placca superficiale, molle e dura

Rimozione di decolorazioni estrinseche (per esempio dal caffè, tè e tabacco)

Lucidatura delle superfici dentali durante la pulizia dentale professionale, prima dello sbiancamento e dopo la rimozione di dispositivi ortodontici fissi

Pulizia e lucidatura di restauri durante la pulizia dentale professionale

Rimozione di residui di cementi provvisori prima dell'applicazione finale (cementazione) del restauro

Vantaggi

- Consistenza omogenea e stabile
- Non schizza (2.000 - 3.000 giri / min)
- Senza parabeni
- Disponibile in tre gradi di abrasione, quindi per ogni situazione individuale
- Valori RDA misurati a seconda della DIN EN ISO 11609
 - grosso (rosso) RDA = 195
 - medio (giallo) RDA = 127
 - fine (verde) RDA = 16
- Sistema semaforo: semplice e inconfondibile
- Pasta verde: basso grado di abrasione, adatto anche all'applicazione sugli impianti
- Applicabile con ogni apparecchio standard (spazzolini, coppetta ecc.)
- Contiene fluoruro (700 ppm) e xilitolo (effetto inibitorio sul metabolismo batterico)
- Piacevole sapore di menta

Applicazione



REF 2092	Tubo 100 g grosso (rosso)
REF 2091	Tubo 100 g medio (giallo)
REF 2090	Tubo 100 g fine (verde)
REF 2098	SingleDose 200 × 2 g grosso (rosso)
REF 2097	SingleDose 200 × 2 g medio (giallo)
REF 2096	SingleDose 200 × 2 g fine (verde)

Profilassi

Desensibilizzante

Sigillante per fessure

Pulizia dentale

Sbiancamento

Altri

Perfect Bleach®

Gel sbiancante per denti decolorati (10 % / 16 % perossido di carbammide)



3.5 %
H₂O₂

6 %
H₂O₂

Perfect Bleach è un sistema di sbiancamento a base di perossido di carbammide. Secondo le preferenze si può scegliere tra la variante con il 10 o quella con il 16 % perossido di carbammide. Il materiale da sbiancamento delicato e allo stesso tempo efficace può essere usato sia nello studio sia a casa per l'uso domiciliare dopo il primo trattamento dal dentista.

Il fluoruro di sodio e il potassio contenuti nel Perfect Bleach 16 % procurano che le ipersensibilità non si formino durante o dopo il trattamento.

Indicazioni

Sbiancamento dei denti delicato e permanente per denti vitali e devitalizzati, per esempio in caso di macchie dovute a medicinali, fluorurosi, alimentazione, trauma, invecchiamento, ecc.

Vantaggi

- Applicazione semplice per l'utilizzatore
- Non intacca i tessuti duri dentali né i restauri
- Significativo effetto sbiancante già dopo poco tempo
- Piacevole aroma di menta
- Kit in un'elegante trousse

Mini set

Una elegante trousse con quattro siringhe di gel sbiancante, box contenitore e istruzioni d'uso illustrate.

Particolarmente adatto per

- Professionisti che si rivolgono a un laboratorio esterno per la realizzazione del tray
- Pazienti che possiedono già il proprio tray per sbiancamento

Set

Il set comprende tutti i prodotti del kit per il paziente. Inoltre, contiene due ulteriori siringhe di gel sbiancante, nonché i prodotti necessari per la realizzazione di due tray (due fogli per la realizzazione sotto vuoto e Block Out Gel LC).

Particolarmente adatto per

- Professionisti che realizzano i tray per sbiancamento nel proprio studio

Perfect Bleach® 10 %

- REF 1658 Mini set 10 % – siringa 4 × 2,4 ml al 10 % perossido di carbammide, contenitore, trousse
- REF 1660 Set 10 % – siringa 6 × 2,4 ml al 10 % perossido di carbammide, Block Out Gel LC siringa 1,2 ml, materiale per due tray, box contenitore, trousse, scala colore, accessori
- REF 1662 Siringa 3 × 2,4 ml 10 % perossido di carbammide

Perfect Bleach® 16 %

- REF 1659 Mini set 16 % – siringa 4 × 2,4 ml al 16 % perossido di carbammide, contenitore, trousse
- REF 1664 Set 16 % – siringa 6 × 2,4 ml al 16 % perossido di carbammide, Block Out Gel LC siringa 1,2 ml, materiale per due tray, box contenitore, trousse, scala colore, accessori
- REF 1665 Siringa 3 × 2,4 ml 16 % perossido di carbammide

Perfect Bleach® Office+

Gel sbiancante per denti decolorati



35 %
H₂O₂

auto
mix

Pazienti soddisfatti, utenti soddisfatti

Perfect Bleach Office+ è un gel efficace con risultati di sbiancamento veloci, sicuri e a lungo termine. Il prodotto ha un valore ph di neutralità e contiene fluoruro di sodio. Entrambi caratteristiche portano ad una ridotta sensibilità durante e dopo lo sbiancamento specialmente per pazienti sensibili al dolore. Un altro vantaggio è il breve tempo di reazione con soli 10 - 15 minuti e la rinuncia alla lampada fotopolimerizzatrice cosicché né i denti né la gengiva corre il rischio di lesioni dal gran caldo.

Indicazioni

Perfect Bleach Office+ è adatto allo sbiancamento di uno o più denti decolorati, vitali o devitalizzati. Il successo dello sbiancamento dipende dal colore del dente naturale, nonché dell'intensità e causa della decolorazione. È possibile lo sbiancamento di decolorazioni di origine organica, generalmente dovute a:

- decolorazione dovuta a traumi
- decolorazione dovuta a farmaci (per es. tetracicline)

Lo sbiancamento non ha effetto su decolorazioni di origine inorganica, come componenti dell'amalgama (argento), né su restauri

Vantaggi

- Perossido di idrogeno al 35 % per uno sbiancamento rapido ed affidabile
- Buon contrasto con i denti e con LC Dam grazie al colore rosso del materiale
- Può essere utilizzato sia per sbiancamento interno sia esterno
- Perfect Bleach Office+ nelle pratica siringa QuickMix
 - viene attivata solo la quantità di gel necessaria
 - nessun errore di miscelazione e gel sempre fresco
- Protezione gengivale a base di composito (LC Dam)
- Nessun sviluppo di calore nella fotopolimerizzazione della protezione gengivale

REF 1672	Set QuickMix siringa 2 × 4 ml, LC Dam siringa 2 × 2 g, accessori
REF 1673	QuickMix siringa 4 ml, accessori
REF 1655	LC Dam siringa 2 g, accessori
REF 2194	Puntali di miscelazione tipo 14, 50 pz.
REF 2195	Puntali di miscelazione tipo 15 (con puntali intraorali tipo 1), 50 pz.
REF 2146	Cannule d'applicazione tipo 41, 100 pz.

Proflassi

Desensibilizzante


Sigillante per fessure

Pulizia dentale

Sbiancamento

Altri

Puntali di miscelazione

REF 2194	Puntali di miscelazione tipo 14 per Perfect Bleach Office+, 50 pz.		REF 2195	Puntali di miscelazione tipo 15 (con puntali intraorali tipo 1) per Perfect Bleach Office+, 50 pz.	
----------	--	---	----------	--	---

Cannule d'applicazione

REF 2145	Cannule d'applicazione tipo 40 per Fissurit F / FX, 100 pz.		REF 2144	Cannule d'applicazione tipo 44 per Block Out Gel LC, 100 pz.	
REF 2146	Cannule d'applicazione tipo 41 per LC Dam, 100 pz.		REF 2147	Cannule d'applicazione tipo 45 per Grandio Seal, 100 pz.	
REF 2167	Cannule d'applicazione tipo 43 per VOCO Profluorid Varnish fiala cilindrica, 100 pz.		REF 2132	Cannule d'applicazione tipo 48 per Vococid, 50 pz.	

Ausili d'applicazione

REF 2249	Pennellini per applicazione Micro Tim fini, 100 pz.		REF 2338	Porta pennello per pennellini monouso e Micro Tim, 5 pz.	
REF 2309	Pennellini monouso per porta pennello, 100 pz.		REF 2245	Easy Brush, pennellini per applicazione, 50 pz.	

Puntali intraorali

REF 2139	Puntali intraorali tipo 1 per Perfect Bleach Office+, 50 pz.				
----------	--	---	--	--	--

Oral Care

Fluorizzazione - Desensibilizzazione					
Pagina	Fluorizzazione	Desensibilizzazione	Contenuto di fluoruro	Tipo di applicazione	Tipo di applicazione
4	Bifluorid 10	•	22.600 ppm	SingleDose, fialone	Clinico
6	Remin Pro	•	1.450 ppm	tubo	Menta, melone, fragola
7	Remin Pro forte	•	1.450 ppm	tubo	Zenzero
9	Admira Protect	•	•	SingleDose, fialone	Clinico
10	VOCO Profluorid Varnish	•	22.600 ppm	SingleDose, tubo, fiala cilindrica	Menta, melone, caramello, ciliegia, bubble gum

Sigillante per fessure		
Pagina	Peso %	
12	Fissurit FX	55 % in peso
12	Fissurit F	n.d.
12	Fissurit	n.d.
14	Grandio Seal	70 % in peso

Pulizia			
Pagina	Sapore	Valori RDA	Contiene fluoruro
15	CleanJoy menta	grosso (195), medio (127), fine (16)	700 ppm

Sbiancamento			
Pagina	Perossido carbammide	Perossido di idrogeno	
16	Perfect Bleach	10 % / 16 %	In casa
17	Perfect Bleach Office+	corrispondentemente 3,5 % / 6 % 35 %	In studio

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germania

Tel.: +49 (0)4721-719-0
Fax: +49 (0)4721-719-140

info@voco.com
www.voco.dental