




Gültig vom 01.04. - 30.09.2018

Grandio® blocs · Grandio® disc

Nano-Hybrid Composite CAD / CAM Materialien

- Zur Herstellung von definitiven Kronen, Inlays, Onlays, Veneers und implantatgetragenen Kronen
- Höchster Füllstoffgehalt (86 Gew.-%)
- Zahnähnlichkeit in Perfektion
- Exzellente physikalische Werte in Biegefestigkeit und Abrasion
- Kein Brennen erforderlich
- Verarbeitbar mit allen marktüblichen Fräs- / Schleifeinheiten
- Beste Polierbarkeit und Reparaturfähigkeit
- Ideal fräs- / schleifbar auch bei dünnen Rändern
- Basierend auf der Nano-Hybrid-Technologie



NEU



Grandio blocs

5 × Gr. 12

5 × Gr. 14L

(REF siehe Tabelle unten)

(REF siehe Tabelle unten)

103,00 €

110,50 €

Set Blöcke 2 × Gr. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × Gr. 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM QuickMix Spritze 10 g universal, Futurabond U SingleDose 5 Stk., Ceramic Bond Flasche 5 ml, Dimanto Set, Zubehör

REF 6000 ~~266,00 €~~

199,50 €

25% gespart

Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)
LT (low translucent)

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)
HT (high translucent)

A2 REF 6051

A2 REF 6058

A3 REF 6052

A3 REF 6059

A3.5 REF 6053

A3.5 REF 6060

398,00 €

398,00 €

Gr. 12	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed	Gr. 14L	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed
LT	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6033	LT	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6034
HT	6012	6013	6014	6015	-	-	-		HT	6027	6028	6029	6030	-	-	-	

Mixed: A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT

SolFlex 170 · 170 SMP

Digitale, additive Zahnheilkunde

- DLP-Verfahren mit langlebiger 385 nm UV-LED-Lichtquelle ermöglicht den klar-transparenten Druck z.B. von Schienen
- Patentierte Flex-Vat – sehr materialsparend, da weniger Stützmaterial notwendig
- Hohes Wannenvolumen erlaubt die Fertigung über Nacht
- Verarbeitung von mehrheitlich verwendetem STL-Format

SMP

- Maximierte Baugeschwindigkeit und hohe Qualität der Bauteilfertigung durch SMP-Technologie
- Mit SMP-Technologie Steigerung der Druckgeschwindigkeit um bis zu 40 %



SolFlex 170
3D-Drucker

REF 9100

11.900,00 €

SolFlex 170
SMP – 3D-Drucker (inkl. Sensortechnik)

REF 9101

14.900,00 €



V-Print


Material für 3D-Druck

- **V-Print ortho clear:**
für KFO-Basisteile, Schienen und Schablonen
- **V-Print model beige:**
für das gesamte Modellspektrum der Zahntechnik
- **V-Print SG:**
zur generativen Fertigung von dentalen Bohrschablonen

NEU

NEU

**UV-LED
385 nm**



V-Print ortho
Flasche 1000 g clear

REF 6040

432,00 €



V-Print model
Flasche 1000 g beige

REF 6042

299,00 €



V-Print SG
Flasche 1000 g clear

REF 6043

432,00 €

IHRE BESTELLUNG

Zur Bestellung der gezeigten Produkte sprechen Sie bitte Ihr Dentaldepot oder Ihren VOCO-Außendienstmitarbeiter an. Angebote sind nur gültig bei teilnehmenden Handelspartnern. Sonderpreise Ihres Depots werden in jedem Fall berücksichtigt. Alle Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung und verstehen sich zzgl. MwSt.

VOCO-KUNDENSERVICE

Freecall: 00 800 44 444 555 · Fax: +49 (0) 4721-719-2931
E-Mail: service@voco.de

DIESER PROSPEKT WURDE ÜBERREICHT DURCH: