

# VOCO Digital



Validità dal 01.04. al 30.09.2018

## Grandio® blocs · Grandio® disc

Materiale composito nanoibrido per il sistema CAD / CAM

- Per la realizzazione di corone definitive, inlay, onlay, faccette e corone su impianti
- Contenuto di riempitivo più elevato (86 % in peso)
- Perfetta somiglianza al dente
- Valori fisici eccellenti della resistenza alla flessione e dell'abrasione
- Nessun trattamento termico necessario
- Lavorabile con ogni fresatore convenzionale
- Ottima lucidatura e possibilità di riparazione
- Ideale anche per la fresatura in caso di bordi sottili
- Basato sulla tecnologia nano-ibrida



NUOVO



### Grandio blocs

5 × No. 12

5 × No. 14L

(REF vedi tabella sottostante)

(REF vedi tabella sottostante)

**103,00 €**

**110,50 €**

**Set blocchetti** 2 × No. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × No. 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM QuickMix siringa 10 g universale, Futurabond U *SingleDose* 5 pz., Ceramic Bond flacone 5 ml, Dimanto set, accessori

REF 6000 ~~266,00 €~~

**199,50 €**

risparmio  
**25%**

### Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)  
LT (low translucent)

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)  
HT (high translucent)

A2 REF 6051

A2 REF 6058

A3 REF 6052

A3 REF 6059

A3.5 REF 6053

A3.5 REF 6060

**398,00 €**

**398,00 €**

No. 12	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed	No. 14L	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed
LT	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6033	LT	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6034
HT	6012	6013	6014	6015	-	-	-		HT	6027	6028	6029	6030	-	-	-	

Mixed: A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT

## SolFlex 170 · 170 SMP

### Realizzazione additiva per odontoiatria digitale

- La tecnologia DLP con una sorgente luminosa LED UV di lunga durata permette la stampa di elementi trasparenti come splintaggi
- Tecnologia brevettata Flex-Vat – aumento della velocità di stampa, minimizzando le strutture di supporto e con un risparmio di tempo e di materiale
- La vasca a elevato volume permette la produzione notturna
- Lavorazione del formato STL ampiamente utilizzato

### SMP

- Massimizzazione della velocità di produzione con elevata affidabilità del processo grazie alla tecnologia SMP
- Aumento della velocità di stampa fino al 40 % grazie alla tecnologia SMP



SolFlex 170  
Stampante 3D

REF 9100

SolFlex 170  
SMP – stampante 3D  
(incluso tecnologia sensore)

REF 9101



## V-Print


### Materiale per stampa 3D

- **V-Print ortho clear:**  
Per parti di basi ortodontiche, splintaggi e mascherine
- **V-Print model beige:**  
Per l'intera gamma dei modelli in odontoiatria
- **V-Print SG:**  
Per la produzione generativa di guide chirurgiche dentali

NUOVO

NUOVO

LED UV  
385 nm



V-Print ortho  
Flacone 1000 g clear

REF 6040

432,00 €



V-Print model  
Flacone 1000 g beige

REF 6042

299,00 €



V-Print SG  
Flacone 1000 g clear

REF 6043

432,00 €

### IL VOSTRO ORDINE

Per ordinare questi prodotti, contattate il deposito dentale di riferimento o il rispettivo agente VOCO. Le offerte sono solo valide dai partner commerciali. I prezzi speciali offerti dal vostro deposito sono sempre tenuti in considerazione. Tutti i prezzi sono IVA esclusa e raccomandati alla vendita.

### QUESTO DEPLIANT È STATO CONSEGNATO DA:

