



AlignerFlow LC

COMPÓSITO PARA ATTACHMENTS DE ALINHADORES
FLUORESCENTE – ESTÁVEL – RESISTENTE À ABRASÃO

AlignerFlow LC

WORKFLOW OTIMIZADO DESDE A CONFEÇÃO ATÉ À REMOÇÃO DOS ATTACHMENTS

A moderna técnica com alinhadores veio alargar o leque de opções terapêuticas tanto nos consultórios dentários de clínica geral como nos de ortodontia. A utilização de attachments amplia ainda as possibilidades de correção e as perspectivas de tratamento das disgnatias. Uma adaptação precisa e também a forma dos attachments são fundamentais para o sucesso do tratamento.

AlignerFlow LC foi criado com base em compósitos de larga comprovação clínica e desenvolvido especialmente para a confecção de attachments para alinhadores. Esse material é fluorescente sob a luz UV-A e permite otimizar o inteiro fluxo de procedimentos, desde a confecção até à remoção dos attachments.

Graças à fluidez especial do AlignerFlow LC, o template do alinhador pode ser preenchido com exatidão, isto é, sem excessos nem falta de material. Isto contribui para evitar a descolagem e o mau posicionamento dos attachments. A fluorescência, que só se torna visível sob a luz UVA, permite a verificação precisa de eventuais excessos ou artefactos. No final do tratamento, é possível identificar mesmo os mais pequenos resíduos de AlignerFlow LC. Isto permite uma remoção rápida e sem complicações dos attachments, deixando o esmalte intocado.

Os attachments confeccionados com o AlignerFlow LC caracterizam-se pela sua alta estabilidade e uma grande resistência à abrasão, proporcionadas pelo alto conteúdo de carga do material, de 83% p/p. Desta forma, a força aplicada pelas goteiras alinhadoras é transferida dos attachments para os dentes de forma bem direccionada ao longo de todo o tratamento.

Para além da confecção de attachments para alinhadores, o AlignerFlow LC também pode ser utilizado para reconstruções oclusais – com a técnica injetável – ou para a colagem de contenções fixas linguais.

O AlignerFlow LC está disponível em seringas NDT® de 2 x 2 g nas cores dentárias A1, A2 e A3, incluindo acessórios. As cânulas de aplicação fornecidas (com diâmetros de 0,9 mm e 1,2 mm), além de facilitarem o manuseamento de acordo com as suas preferências pessoais, também possibilitam a confecção de attachments particularmente pequenos ou a aplicação em áreas relativamente extensas na colagem de contenções fixas linguais.



Utilização



Preparação das superfícies dentárias consoante o protocolo padrão de condicionamento ácido e aplicação de adesivo



Aplicação do AlignerFlow LC no template



Colocação do template



Template colocado em posição



Fotopolimerização de 10 s através do template transparente



Remoção do template após a fotopolimerização



Attachments concluídos, visualizados sob luz UVA



Fase de conclusão do tratamento: resíduos de material podem ser vistos sob luz UVA



Situação final após a remoção de todos os resíduos de material



A opinião de um clínico experiente

“A colocação de attachments para alinhadores é um procedimento de rotina no nosso consultório. Sabemos que, para o sucesso do tratamento, o posicionamento e a forma dos attachments são aspectos decisivos. Um compósito fluido que permite o controlo da aplicação e da remoção sob luz UVA oferece uma vantagem real, além de ser mais rápido de trabalhar.” *Médico-dentista Thomas Kober, Alemanha*



AlignerFlow LC

COMPÓSITO FLUORESCENTE PARA ATTACHMENTS DE ALINHADORES

Indicações

- Confeção de attachments para alinhadores
- Retenção de alinhadores
- Fixação de retentores linguais
- Reconstruções oclusais

Vantagens

- Desgaste e remoção seguros sob luz UVA
- Aplicação precisa e “flow” perfeito
- Fotopolimerização através do template transparente
- Estável e resistente à abrasão durante todo o período de uso
- Estética agradável em diferentes cores dentárias



Formas de apresentação

- REF 1526 Seringa 2 x 2 g A1, acessórios
- REF 1527 Seringa 2 x 2 g A2, acessórios
- REF 1528 Seringa 2 x 2 g A3, acessórios
- REF 2144 Cânulas de aplicação tipo 44, 100 un.
- REF 2148 Cânulas de aplicação tipo 46, 100 un.



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven · Alemanha
www.voco.dental

Serviço ao cliente

Linha gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Encomendas: