


	vhf camfacture	www.vhf.de
	Grandio blocs	Grandio disc
Modell	S1, S2, S5, K4, K5, K5+, R5, Z4, N4+, E4	S1, S2, S5, K4, K5, K5+, R5, E5
Strategie	Nass + trocken	Nass + trocken
Bearbeitungsart	Schleifen	Schleifen + Fräsen
Aufnahme	Universal	98er Aufnahme
Software	DentalCAM 7	DentalCAM 7

 Human Zirconium Technology	Zirkonzahn	www.zirkonzahn.com
	Grandio blocs	Grandio disc
Modell	Milling Unit M (M1 - M5)	M2, M2 Dual, M4
Strategie	Nass	Auf Anfrage bei Zirkonzahn
Bearbeitungsart	Schleifen	Mit Schleifer bearbeitbar
Aufnahme	Universal	98er Aufnahme
Software	Zirkonzahn Nesting	-

 Dental & Medical Solutions	imes-icore	www.imes-icore.de
	Grandio blocs	Grandio disc
Modell	CORITEC 150I - 650I series, One/+ series	CORITEC 150I - 650I series, One+
Strategie	Nass	Nass + trocken (Composite, maschinenabhängig)
Bearbeitungsart	Schleifen	Fräsen
Aufnahme	Universal	98er Aufnahme
Software	icam V4.7 / V5 smart	icam V4.7 / V5 smart

 AMANNGIRRBACH	Amann Girschbach	www.amanngirschbach.com
	Grandio blocs	Grandio disc
Modell	Ceramill motion 2, Ceramill motion 3, Ceramill matik	Ceramill motion 2 DNA, Ceramill motion 3, Ceramill matik
Strategie	Hybrid	Grandio disc
Bearbeitungsart	Nass	Trocken
Aufnahme	Cerec Adapter mit Blockhalter	Ceramill Material 98
Software	Ceramill Mind	Ceramill Mind


	Roland DG	www.rolandeasyshape.com
	Grandio blocs	Grandio disc
Modell	DWX-4, -42W, -51D, -52D, -52DC, -52DCi	DWX-51D, -52D, -52DC, -52DCi
Strategie	Nass	Nass (optional trocken)
Bearbeitungsart	Schleifen	Schleifen + Fräsen
Aufnahme	Universal	98er Aufnahme
Software	Millbox	Millbox


01/2024, mit kontinuierlichem Update, www.voco.dental/devicesgrandio \*VOCO-Materialdatensätze für exocad erhalten Sie über exocad DentalShare oder über den VOCO Digital Support (digitalsupport@voco.com) \*\*VOCO-Materialdatensätze (.dme's) erhalten Sie über den VOCO Digital Support (digitalsupport@voco.com)

<b>PLANMECA</b>	<b>Planmeca</b>	<a href="http://www.planmeca.com">www.planmeca.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Modell	PlanMill 30 S / 35 S / 40 S / 60 S	PlanMill 60 S
Strategie	Grandio blocs	Composite
Bearbeitungsart	Schleifen	Fräsen
Aufnahme	Grandio blocs für PlanMill verwenden	98er Aufnahme
Software		


<b>exocad</b>	<b>exocad GmbH</b>	<a href="http://www.exocad.com">www.exocad.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Software	DentalCAD / Chairside CAD*	DentalCAD*


<b>3shape</b>	<b>3Shape</b>	<a href="http://www.3shape.com">www.3shape.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Software	Dental System**	Dental System**

	vhf camfacture	www.vhf.de
	Grandio blocs	Grandio disc
Device model	S1, S2, S5, K4, K5, K5+, R5, Z4, N4+, E4	S1, S2, S5, K4, K5, K5+, R5, E5
Modus	Wet + Dry	Wet + Dry
Type of processing	Grinding	Grinding + Milling
Holder	Universal	98er holder
Software	DentalCAM 7	DentalCAM 7

 Human Zirconium Technology	Zirkonzahn	www.zirkonzahn.com
	Grandio blocs	Grandio disc
Device model	Milling Unit M (M1 - M5)	M2, M2 Dual, M4
Modus	Wet	On request at Zirkonzahn
Type of processing	Grinding	Machinable with grinder
Holder	Universal	98er holder
Software	Zirkonzahn Nesting	-

 Dental & Medical Solutions	imes-icore	www.imes-icore.de
	Grandio blocs	Grandio disc
Device model	CORiTEC 150I - 650I series, One/+ series	CORiTEC 150I - 650I series, One+
Modus	Wet	Wet + Dry (composite, machine-dependent)
Type of processing	Grinding	Milling
Holder	Universal	98er holder
Software	icam V4.7 / V5 smart	icam V4.7 / V5 smart


 AMANNGIRRBACH	Amann Girschbach	www.amanngirschbach.com
	Grandio blocs	Grandio disc
Device model	Ceramill motion 2, Ceramill motion 3, Ceramill matik	Ceramill motion 2 DNA, Ceramill motion 3, Ceramill matik
Modus	Hybrid	Grandio disc
Type of processing	Wet	Dry
Holder	Cerec adapter with block holder	Ceramill Material 98
Software	Cermill Mind	Cermill Mind


	Roland DG	www.rolandeasyshape.com
	Grandio blocs	Grandio disc
Device model	DWX-4, -42W, -51D, -52D, -52DC, -52DCi	DWX-51D, -52D, -52DC, -52DCi
Modus	Wet	Wet (optional dry)
Type of processing	Grinding	Grinding + Milling
Holder	Universal	98er holder
Software	Millbox	Millbox


<b>PLANMECA</b>	<b>Planmeca</b>	<a href="http://www.planmeca.com">www.planmeca.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Device model	PlanMill 30 S / 35 S / 40 S / 60 S	PlanMill 60 S
Modus	Grandio blocs	Composite
Type of processing	Grinding	Milling
Holder	Use Grandio blocs for PlanMill	98er holder
Software		


<b>exocad</b>	<b>exocad GmbH</b>	<a href="http://www.exocad.com">www.exocad.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Software	DentalCAD / Chairside CAD*	DentalCAD*


<b>3shape</b>	<b>3Shape</b>	<a href="http://www.3shape.com">www.3shape.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Software	Dental System**	Dental System**

	vhf camfacture <a href="http://www.vhf.de">www.vhf.de</a>	
	Grandio blocs	Grandio disc
Modèle	S1, S2, S5, K4, K5, K5+, R5, Z4, N4+, E4	S1, S2, S5, K4, K5, K5+, R5, E5
Stratégie	Mouillé + Sec	Mouillé + Sec
Type de traitement	Meulage	Meulage + Fraisage
Support	Universel	Support de 98 mm
Logiciel	DentalCAM 7	DentalCAM 7

 Human Zirconium Technology	Zirkonzahn <a href="http://www.zirkonzahn.com">www.zirkonzahn.com</a>	
	Grandio blocs	Grandio disc
Modèle	Milling Unit M (M1 - M5)	M2, M2 Dual, M4
Stratégie	Mouillé	Sur demande auprès de Zirkonzahn
Type de traitement	Meulage	Peut être travaillé avec une unité de meulage
Support	Universel	Support de 98 mm
Logiciel	Zirkonzahn Nesting	-

 Dental & Medical Solutions	imes-icore <a href="http://www.imes-icore.de">www.imes-icore.de</a>	
	Grandio blocs	Grandio disc
Modèle	CORITEC 150I - 650I series, One/+ series	CORITEC 150I - 650I series, One+
Stratégie	Mouillé	Mouillé + Sec (composé, dépendant de la machine)
Type de traitement	Meulage	Fraisage
Support	Universel	Support de 98 mm
Logiciel	icam V4.7 / V5 smart	icam V4.7 / V5 smart

 AMANNGIRRBACH	Amann Girschbach <a href="http://www.amanngirschbach.com">www.amanngirschbach.com</a>	
	Grandio blocs	Grandio disc
Modèle	Ceramill motion 2, Ceramill motion 3, Ceramill matik	Ceramill motion 2 DNA, Ceramill motion 3, Ceramill matik
Stratégie	Hybrid	Grandio disc
Type de traitement	Mouillé	Sec
Support	Adaptateur Cerec avec support de bloc	Ceramill Material 98
Logiciel	Ceramill Mind	Ceramill Mind

	Roland DG <a href="http://www.rolandeasyshape.com">www.rolandeasyshape.com</a>	
	Grandio blocs	Grandio disc
Modèle	DWX-4, -42W, -51D, -52D, -52DC, -52DCi	DWX-51D, -52D, -52DC, -52DCi
Stratégie	Mouillé	Mouillé (facultatif sec)
Type de traitement	Meulage	Meulage + Fraisage
Support	Universel	Support de 98 mm
Logiciel	Millbox	Millbox


01/2024, avec mise à jour continue, [www.voco.dental/devicesgrandio](http://www.voco.dental/devicesgrandio) \*Les jeux de données de matériaux VOCO pour exocad sont disponibles via exocad DentalShare ou via VOCO Digital support ([digitalsupport@voco.com](mailto:digitalsupport@voco.com)). \*\*Les jeux de données de matériaux VOCO (.dme's) sont disponibles via VOCO Digital support ([digitalsupport@voco.com](mailto:digitalsupport@voco.com)).


<b>PLANMECA</b>	<b>Planmeca</b>	<a href="http://www.planmeca.com">www.planmeca.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Modèle	PlanMill 30 S / 35 S / 40 S / 60 S	PlanMill 60 S
Stratégie	Grandio blocs	Composite
Type de traitement	Meulage	Fraisage
Support	Utiliser Grandio blocs pour PlanMill	Support de 98 mm
Logiciel		

<b>exocad</b>	<b>exocad GmbH</b>	<a href="http://www.exocad.com">www.exocad.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Logiciel	DentalCAD / Chairside CAD*	DentalCAD*


<b>3shape</b>	<b>3Shape</b>	<a href="http://www.3shape.com">www.3shape.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Logiciel	Dental System**	Dental System**


01/2024, avec mise à jour continue, [www.voco.dental/devicesgrandio](http://www.voco.dental/devicesgrandio) \*Les jeux de données de matériaux VOCO pour exocad sont disponibles via exocad DentalShare ou via VOCO Digital support ([digitalsupport@voco.com](mailto:digitalsupport@voco.com)). \*\*Les jeux de données de matériaux VOCO (.dme's) sont disponibles via VOCO Digital support ([digitalsupport@voco.com](mailto:digitalsupport@voco.com)).

	vhf camfacture <a href="http://www.vhf.de">www.vhf.de</a>	
	Grandio blocs	Grandio disc
Modelo	S1, S2, S5, K4, K5, K5+, R5, Z4, N4+, E4	S1, S2, S5, K4, K5, K5+, R5, E5
Estrategia	Mojado + Seco	Mojado + Seco
Tipo de tratamiento	Tallado	Tallado + Fresado
Soporte	Universal	Soporte de 98 mm
Software	DentalCAM 7	DentalCAM 7

 Human Zirconium Technology	Zirkonzahn <a href="http://www.zirkonzahn.com">www.zirkonzahn.com</a>	
	Grandio blocs	Grandio disc
Modelo	Milling Unit M (M1 - M5)	M2, M2 Dual, M4
Estrategia	Mojado	Bajo petición en Zirkonzahn
Tipo de tratamiento	Tallado	Trabajable con talladores
Soporte	Universal	Soporte de 98 mm
Software	Zirkonzahn Nesting	-

 Dental & Medical Solutions	imes-icore <a href="http://www.imes-icore.de">www.imes-icore.de</a>	
	Grandio blocs	Grandio disc
Modelo	CORiTEC 150I - 650I series, One/+ series	CORiTEC 150I - 650I series, One+
Estrategia	Mojado	Mojado + Seco (Composite, dependiente de la máquina)
Tipo de tratamiento	Tallado	Fresado
Soporte	Universal	Soporte de 98 mm
Software	icam V4.7 / V5 smart	icam V4.7 / V5 smart

 AMANNGIRRBACH	Amann Girrbach <a href="http://www.amanngirrbach.com">www.amanngirrbach.com</a>	
	Grandio blocs	Grandio disc
Modelo	Ceramill motion 2, Ceramill motion 3, Ceramill matik	Ceramill motion 2 DNA, Ceramill motion 3, Ceramill matik
Estrategia	Hybrid	Grandio disc
Tipo de tratamiento	Mojado	Seco
Soporte	Adaptador Cerec con soporte para bloques	Ceramill Material 98
Software	Ceramill Mind	Ceramill Mind

	Roland DG <a href="http://www.rolandeasyshape.com">www.rolandeasyshape.com</a>	
	Grandio blocs	Grandio disc
Modelo	DWX-4, -42W, -51D, -52D, -52DC, -52DCi	DWX-51D, -52D, -52DC, -52DCi
Estrategia	Mojado	Mojado (como opción en seco)
Tipo de tratamiento	Tallado	Tallado + Fresado
Soporte	Universal	Soporte de 98 mm
Software	Millbox	Millbox

01/2024, con actualización continua, [www.voco.dental/devicesgrandio](http://www.voco.dental/devicesgrandio) \*Los conjuntos de datos de materiales de VOCO para exocad pueden obtenerse a través de exocad DentalShare o de VOCO Digital Support ([digitalsupport@voco.com](mailto:digitalsupport@voco.com)). \*\*Los conjuntos de datos de materiales de VOCO (.dme's) pueden obtenerse a través de VOCO Digital Support ([digitalsupport@voco.com](mailto:digitalsupport@voco.com)).

<b>PLANMECA</b>	<b>Planmeca</b>	<a href="http://www.planmeca.com">www.planmeca.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Modelo	PlanMill 30 S / 35 S / 40 S / 60 S	PlanMill 60 S
Estrategia	Grandio blocs	Composite
Tipo de tratamiento	Tallado	Fresado
Soporte	Utilizar Grandio blocs para PlanMill	Soporte de 98 mm
Software		


<b>exocad</b>	<b>exocad GmbH</b>	<a href="http://www.exocad.com">www.exocad.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Software	DentalCAD / Chairside CAD*	DentalCAD*

<b>3shape</b>	<b>3Shape</b>	<a href="http://www.3shape.com">www.3shape.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Software	Dental System**	Dental System**


01/2024, con actualización continua, [www.voco.dental/devicesgrandio](http://www.voco.dental/devicesgrandio) \*Los conjuntos de datos de materiales de VOCO para exocad pueden obtenerse a través de exocad DentalShare o de VOCO Digital Support ([digitalsupport@voco.com](mailto:digitalsupport@voco.com)). \*\*Los conjuntos de datos de materiales de VOCO (.dme's) pueden obtenerse a través de VOCO Digital Support ([digitalsupport@voco.com](mailto:digitalsupport@voco.com)).




	vhf camfacture	www.vhf.de
	Grandio blocs	Grandio disc
Modello	S1, S2, S5, K4, K5, K5+, R5, Z4, N4+, E4	S1, S2, S5, K4, K5, K5+, R5, E5
Strategia	Bagnato + Secco	Bagnato + Secco
Tipo di lavorazione	Molatura	Molatura + Fresatura
Supporto	Universale	Supporto da 98 mm
Software	DentalCAM 7	DentalCAM 7

 Human Zirconium Technology	Zirkonzahn	www.zirkonzahn.com
	Grandio blocs	Grandio disc
Modello	Milling Unit M (M1 - M5)	M2, M2 Dual, M4
Strategia	Bagnato	Su richiesta presso Zirkonzahn
Tipo di lavorazione	Molatura	Lavorabile con fresatore
Supporto	Universale	Supporto da 98 mm
Software	Zirkonzahn Nesting	-

 Dental & Medical Solutions	imes-icore	www.imes-icore.de
	Grandio blocs	Grandio disc
Modello	CORITEC 150I - 650I series, One/+ series	CORITEC 150I - 650I series, One+
Strategia	Bagnato	Bagnato + Secco (Composite, dipende dalla macchina)
Tipo di lavorazione	Molatura	Fresatura
Supporto	Universale	Supporto da 98 mm
Software	icam V4.7 / V5 smart	icam V4.7 / V5 smart

 AMANNGIRRBACH	Amann Girrbach	www.amanngirrbach.com
	Grandio blocs	Grandio disc
Modello	Ceramill motion 2, Ceramill motion 3, Ceramill matik	Ceramill motion 2 DNA, Ceramill motion 3, Ceramill matik
Strategia	Hybrid	Grandio disc
Tipo di lavorazione	Bagnato	Secco
Supporto	Cerec Adapter mit Blockhalter	Ceramill Material 98
Software	Ceramill Mind	Ceramill Mind

	Roland DG	www.rolandeasyshape.com
	Grandio blocs	Grandio disc
Modello	DWX-4, -42W, -51D, -52D, -52DC, -52DCi	DWX-51D, -52D, -52DC, -52DCi
Strategia	Bagnato	Bagnato (opzionale a secco)
Tipo di lavorazione	Molatura	Molatura + Fresatura
Supporto	Universale	Supporto da 98 mm
Software	Millbox	Millbox

01/2024, con aggiornamento continuo, [www.voco.dental/devicesgrandio](http://www.voco.dental/devicesgrandio) \*I dataset dei materiali VOCO per exocad possono essere ottenuti tramite exocad DentalShare o tramite VOCO Digital Support ([digitalsupport@voco.com](mailto:digitalsupport@voco.com)). \*\*I dataset dei materiali VOCO (.dme) sono disponibili tramite VOCO Digital Support ([digitalsupport@voco.com](mailto:digitalsupport@voco.com)).

<b>PLANMECA</b>	<b>Planmeca</b>	<a href="http://www.planmeca.com">www.planmeca.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Modello	PlanMill 30 S / 35 S / 40 S / 60 S	PlanMill 60 S
Strategia	Grandio blocs	Composite
Tipo di lavorazione	Molatura	Fresatura
Supporto	Utilizzare i blocchi Grandio per PlanMill	Supporto da 98 mm
Software		

<b>exocad</b>	<b>exocad GmbH</b>	<a href="http://www.exocad.com">www.exocad.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Software	DentalCAD / Chairside CAD*	DentalCAD*

<b>3shape</b>	<b>3Shape</b>	<a href="http://www.3shape.com">www.3shape.com</a>
	Grandio blocs	Grandio disc
Software	Dental System**	Dental System**

01/2024, con aggiornamento continuo, [www.voco.dental/devicesgrandio](http://www.voco.dental/devicesgrandio) \*I dataset dei materiali VOCO per exocad possono essere ottenuti tramite exocad DentalShare o tramite VOCO Digital Support ([digitalsupport@voco.com](mailto:digitalsupport@voco.com)). \*\*I dataset dei materiali VOCO (.dme) sono disponibili tramite VOCO Digital Support ([digitalsupport@voco.com](mailto:digitalsupport@voco.com)).