

VOCO Digital




Valable du 01.10.2018 au 31.03.2019

Grandio® blocs · Grandio® disc

Matériau CFAO hybride nanocéramique

- Pour la fabrication de couronnes, inlays, onlays, facettes définitives et de couronnes implanto-portées
- Le taux de charges le plus élevé (86 % en masse)
- Mimétisme par rapport aux dents naturelles
- Excellentes valeurs physiques quant à la résistance à la flexion et à l'abrasion
- Sans cuisson
- Il peut être travaillé avec toutes les unités de meulage / de fraisage habituelles
- Les meilleures aptitudes au polissage et à la réparation
- Meulage / fraisage parfaits, même en cas de bords fins
- A base de la technologie nanohybride



Grandio blocs

5 × no. 12

(REF voir tableau ci-dessous)

123,60 €

5 × no. 14L

(REF voir tableau ci-dessous)

132,60 €

Coffret blocs 2 × no. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × no. 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM seringue QuickMix 10 g universel, Futurabond U *SingleDose* 5 pcs., Ceramic Bond flacon 5 ml, coffret Dimanto, accessoires

REF 6000 ~~319,20 €~~

239,40 €

**25%
économie**

NOUVEAU



Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)
LT (low translucent)

A1 REF 6050
A2 REF 6051
A3 REF 6052
A3.5 REF 6053

477,60 €

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)
HT (high translucent)

A1 REF 6057
A2 REF 6058
A3 REF 6059
A3.5 REF 6060

477,60 €

no. 12	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed	no. 14L	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed
LT	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6033	LT	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6034
HT	6012	6013	6014	6015	-	-	-		HT	6027	6028	6029	6030	-	-	-	

Mixed: A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT

SolFlex 170 · 170 SMP

Odontologie numérique additive

- Le procédé DLP avec une source de lumière LED UV de 385 nm à longue durée de vie permet une impression claire et transparente (gouttières, etc.)
- Réservoir Flex-Vat breveté, très économique : moins de liquide
- Volume élevé du réservoir permettant une fabrication longue durée et sans surveillance
- Traitement du format STL (le plus utilisé du marché)

SMP

- La technologie SMP permet une haute qualité de fabrication (précision, finesse)
- La vitesse d'impression est augmentée jusqu'à 40 %



SolFlex 170
Imprimante 3D

REF 9100

SolFlex 170
SMP – Imprimante 3D
(incluant technique capteur)

REF 9101

V-Print

Matériaux pour l'impression 3D

- **V-Print model beige**
pour l'ensemble des modèles en technique dentaire
- **V-Print SG**
pour la fabrication générative de guides
- **V-Print splint**
pour les guides / splints thérapeutiques, les pièces auxiliaires et fonctionnelles de diagnostic ainsi que les gouttières de blanchiment (blanchiment ambulatoire)

LED UV
385 nm



NOUVEAU

V-Print model
Flacon 1000 g beige

REF 6042

V-Print SG
Flacon 1000 g clear

REF 6043

V-Print splint
Flacon 1000 g clear

REF 6044

358,80 € 518,40 € 518,40 €

VOTRE COMMANDE

Pour commander les produits, merci de contacter votre dépôt ou votre délégué commercial VOCO. Les offres ne sont valables qu'auprès des dépôts participants. Des prix inférieurs de votre dépôt seront toujours pris en compte. Tous les prix indiqués sont des prix recommandés et s'entendent T.T.C.

SERVICE CLIENTS VOCO :

Numéro vert : 00800 44 444 555 · Fax : +49 (0) 4721-719-2931
E-Mail : service@voco.de

CE PROSPECTUS VOUS A ÉTÉ REMIS PAR :