



# V-Print c&b temp

## Indikationen / Indications

Langzeitprovisorien wie Kronen, Brücken und Mock-ups / Long-term temporaries like crowns, bridges and mock-ups

| Druckerhersteller / manufacturer | 3D-Druck / 3D printing  |                          | Reinigung / Washing |                | Nachbelichtung / Postcuring              |                                     |                    |
|----------------------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------|--|-------------------------------------|--------------------|
|                                  | Gerät / Device  | Schicht / Layer*<br>[µm] | Build Style*        | Gerät / Device | Programm / Program                       | Gerät / Device                      | Programm / Program |
| VOCO <sup>1</sup>                | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD                           | 100                      | Gentle              | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| W2P <sup>1</sup>                 | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100                      | Gentle              | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| ASIGA                            | MAX UV<br>PRO 4K  | 100                      | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Rapid Shape                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 50                       | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| DMG                              | 3Delite<br>3Demax   | 50                       | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Shera                            | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+   | 50                       | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Straumann                        | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+  | 50                       | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Dentalwings                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 50                       | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Microloy                         | Versus  | 100                      | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| MiiCraft                         | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y  | 100                      | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Ackuretta                        | SOL   | Fine                     | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Ackuretta                        | SOL Plus  | Standard                 | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Shining 3D                       | AccuFab-L4D   | 100                      | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| UNIZ Technology                  | NBEE  | 100                      | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| UnionTech                        | E128<br>E230  | 100                      | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| DENTAL MAKERS                    | LightBuilder 4K   | 100                      | x                   | –              | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

<sup>1</sup> nur mit PowerVat / only with PowerVat

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)





# V-Print SG

Indikationen / Indications  
Dentale Bohrschablonen / Dental drilling templates

| 3D-Druck / 3D printing           |   | Reinigung / Washing   |              | Nachbelichtung / Postcuring |                    |                                     |                    |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device  | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device              | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program |
| VOCO                             | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD                           | 100                   | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min.         |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                     | V-Print SG         | RS Cure / RS Cure US                | V-Print SG         |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   | Hilite power 3D       | 2 × 5 min.   |                             |                    |                                     |                    |
| W2P                              | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100                   | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min.         |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                     | V-Print SG         | RS Cure / RS Cure US                | V-Print SG         |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   | Hilite power 3D       | 2 × 5 min.   |                             |                    |                                     |                    |
| ASIGA                            | MAX UV PRO 4K   | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Imprimo Cure                        | 1 × 10 min.        |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                     | V-Print SG         | RS Cure / RS Cure US                | V-Print SG         |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   | Imprimo Cure          | 1 × 10 min.  |                             |                    |                                     |                    |
| Rapid Shape                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | RS Cure / RS Cure US                | V-Print SG         |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                     | V-Print SG         | RS Cure / RS Cure US                | V-Print SG         |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| DMG                              | 3Delite<br>3Demax   | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | 3Decure                             | V-Print SG         |
|                                  |   |                       |              | DMG 3Dewash                 | V-Print SG         | 3Decure                             | V-Print SG         |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| Shera                            | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+   | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | SHERAprint-cure                     | V-Print SG         |
|                                  |   |                       |              | SHERAprint-wash             | V-Print SG         | SHERAprint-cure                     | V-Print SG         |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| Straumann                        | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+  | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | P cure / P cure US                  | V-Print SG         |
|                                  |   |                       |              | P wash                      | V-Print SG         | P cure / P cure US                  | V-Print SG         |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| Dentalwings                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | D cure                              | V-Print SG         |
|                                  |   |                       |              | D wash                      | V-Print SG         | D cure                              | V-Print SG         |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

| 3D-Druck / 3D printing           |  |                       |              | Reinigung / Washing                 |                    | Nachbelichtung / Postcuring         |                                      |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device   | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device                      | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program                   |
| MicroRay                         | Versus EVE Pro   | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic           | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              | Rührbad / stirring bath             | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
| Ackuretta                        | SOL  | Standard              | x            | Ultraschall / Ultra sonic           | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print SG                           |
|                                  |  |                       |              | CLEANI (Finishing Kit)              | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print SG                           |
|                                  |  |                       |              | Rührbad / stirring bath             | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
| Ackuretta Curie                  | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)                             |                       |              |                                     |                    |                                     |                                      |
| Ackuretta Curie Plus             | V-Print SG   |                       |              |                                     |                    |                                     |                                      |
| Ackuretta                        | SOLPlus  | Standard              | x            | Ultraschall / Ultra sonic           | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                       |              | Rührbad / stirring bath             | 3 min. / 2 min.    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print SG                           |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
| Ackuretta Curie                  | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)                             | Ackuretta Curie Plus  | V-Print SG   |                                     |                    |                                     |                                      |
|                                  |  |                       |              | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |                                     |                                      |
| MiiCraft                         | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic           | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                       |              | Rührbad / stirring bath             | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
| Shining 3D                       | AccuFab-L4D  | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic           | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | FabCure 2                           | 1 x 15 min. (without heating)        |
| UNIZ Technology                  | NBEE   | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic           | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | Rührbad / stirring bath             | 3 min. / 2 min.                      |
| UnionTech                        | EvoDent S300<br>E128<br>E230                                     | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic           | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | Rührbad / stirring bath             | 3 min. / 2 min.                      |
| DENTAL MAKERS                    | LightBuilder 4K  | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic           | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                                     |                    | Rührbad / stirring bath             | 3 min. / 2 min.                      |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)

**VOCO**

THE DENTALISTS



# V-Print splint

## Indikationen / Indications

Therapeutische Schienen / Therapeutic splints

Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend / Auxiliary parts and functional parts for diagnostics

Bleaching-Schienen (Home-Bleaching) / Bleaching splints (home bleaching)

| 3D-Druck / 3D printing           |   | Reinigung / Washing   |              |                           | Nachbelichtung / Postcuring |                                     |                    |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device  | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device            | Programm / Program          | Gerät / Device                      | Programm / Program |
| VOCO                             | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD                           | 100                   | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                   | V-Print splint              | RS Cure / RS Cure US                | V-Print splint     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| W2P                              | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100                   | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                   | V-Print splint              | RS Cure / RS Cure US                | V-Print splint     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| ASIGA                            | MAX UV PRO 4K   | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                   | V-Print splint              | RS Cure / RS Cure US                | V-Print splint     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Imprimo Cure                        | 1 × 10 min.        |
| Rapid Shape                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                   | V-Print splint              | RS Cure / RS Cure US                | V-Print splint     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| DMG                              | 3Delite<br>3Demax   | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              | DMG 3Dewash               | V-Print splint              | 3Decure                             | V-Print splint     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| Sera                             | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+   | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              | SHERAprint-wash           | V-Print splint              | SHERAprint-cure                     | V-Print splint     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| Straumann                        | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+  | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              | P wash                    | V-Print splint              | P cure / P cure US                  | V-Print splint     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| Dentalwings                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              | D wash                    | V-Print splint              | D cure                              | V-Print splint     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| Microloy                         | Versus<br>EVE Pro   | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |

× = Nicht anwendbar / not applicable

\*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

| 3D-Druck / 3D printing           |  |                       |              | Reinigung / Washing       |                    | Nachbelichtung / Postcuring         |                                      |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device   | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device            | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program                   |
| Ackuretta                        | SOL  | Standard              | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print splint                       |
|                                  |  |                       |              | CLEANI (Finishing Kit)    | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print splint                       |
|                                  |  |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print splint                       |
| Ackuretta                        | SOLPlus  | Standard              | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
| MiiCraft                         | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
| Shining 3D                       | AccuFab-L4D  | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                           |                    | FabCure 2                           | 1 x 15 min. (without heating)        |
|                                  |  |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              |                           |                    | FabCure 2                           | 1 x 15 min. (without heating)        |
| UNIZ Technology                  | SLASH 2 PLUS NBEE  | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
| UnionTech                        | E128<br>E230   | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
| DENTAL MAKERS                    | LightBuilder 4K  | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)

**VOCO**

THE DENTALISTS



# V-Print splint comfort

## Indikationen / Indications

Therapeutische Schienen / Therapeutic splints  
 Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend / Auxiliary parts and functional parts for diagnostics  
 Bleaching-Schienen (Home-Bleaching) / Bleaching splints (home bleaching)  
 Gaumenplatten / Palatal plates

| 3D-Druck / 3D printing           |   | Reinigung / Washing      |                      | Nachbelichtung / Postcuring |                        |                                     |                               |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device  | Schicht / Layer*<br>[µm] | Build Style*         | Gerät / Device              | Programm / Program     | Gerät / Device                      | Programm / Program            |
| VOCO <sup>1</sup>                | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD                           | 100                      | Normal SE            | Ultraschall / Ultra sonic   | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min.                    |
|                                  |   |                          |                      | RS Wash                     | V-Print splint comfort | RS Cure / RS Cure US                | V-Print splint comfort        |
|                                  |   |                          |                      | Rührbad / stirring bath     | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
|                                  |   | Hilite power 3D          | 2 × 5 min.           |                             |                        |                                     |                               |
| W2P <sup>1</sup>                 | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100                      | Normal SE            | Ultraschall / Ultra sonic   | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min.                    |
|                                  |   |                          |                      | RS Wash                     | V-Print splint comfort | RS Cure / RS Cure US                | V-Print splint comfort        |
|                                  |   |                          |                      | Rührbad / stirring bath     | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
|                                  |   | Hilite power 3D          | 2 × 5 min.           |                             |                        |                                     |                               |
| ASIGA                            | MAX UV<br>PRO 4K  | 100                      | x                    | Ultraschall / Ultra sonic   | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Imprimo Cure                        | 20 min. <sup>2</sup>          |
|                                  |   |                          |                      | RS Wash                     | V-Print splint comfort | RS Cure / RS Cure US                | V-Print splint comfort        |
|                                  |   |                          |                      | Rührbad / stirring bath     | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
|                                  |   | Imprimo Cure             | 20 min. <sup>2</sup> |                             |                        |                                     |                               |
| Rapid Shape                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                      | x                    | Ultraschall / Ultra sonic   | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | RS Cure / RS Cure US                | V-Print splint comfort        |
|                                  |   |                          |                      | RS Wash                     | V-Print splint comfort | RS Cure / RS Cure US                | V-Print splint comfort        |
|                                  |   |                          |                      | Rührbad / stirring bath     | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
| DMG                              | 3Delite<br>3Demax   | 100                      | x                    | Ultraschall / Ultra sonic   | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | 3Decure                             | V-Print splint comfort        |
|                                  |   |                          |                      | DMG 3Dewash                 | V-Print splint comfort | 3Decure                             | V-Print splint comfort        |
|                                  |   |                          |                      | Rührbad / stirring bath     | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
| Shera                            | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+   | 100                      | x                    | Ultraschall / Ultra sonic   | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | SHERAprint-cure                     | V-Print splint comfort        |
|                                  |   |                          |                      | SHERAprint-wash             | V-Print splint comfort | SHERAprint-cure                     | V-Print splint comfort        |
|                                  |   |                          |                      | Rührbad / stirring bath     | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
| Straumann                        | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+  | 100                      | x                    | Ultraschall / Ultra sonic   | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | P cure / P cure US                  | V-Print splint comfort        |
|                                  |   |                          |                      | P wash                      | V-Print splint comfort | P cure / P cure US                  | V-Print splint comfort        |
|                                  |   |                          |                      | Rührbad / stirring bath     | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
| Dentalwings                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                      | x                    | Ultraschall / Ultra sonic   | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | D cure                              | V-Print splint comfort        |
|                                  |   |                          |                      | D wash                      | V-Print splint comfort | D cure                              | V-Print splint comfort        |
|                                  |   |                          |                      | Rührbad / stirring bath     | 5 min. / 3 min.        | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                          |                      |                             |                        | Next Dent LC Box                    | 1 × 25 min.                   |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

<sup>1</sup> nur mit PowerVat / only with PowerVat <sup>2</sup> Schutzgas empfohlen / N<sub>2</sub> recommended

| 3D-Druck / 3D printing           |  |                          |              | Reinigung / Washing       |                    | Nachbelichtung / Postcuring         |                                      |
|----------------------------------|--|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device   | Schicht / Layer*<br>[µm] | Build Style* | Gerät / Device            | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program                   |
| Microlay                         | Versus EVE Pro   | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |
|                                  |  |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 5 min. / 3 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
| Ackuretta                        | SOL  | Standard                 | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print splint comfort               |
|                                  |  |                          |              | CLEANI (Finishing Kit)    | 5 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print splint comfort               |
|                                  |  |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 5 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print splint comfort               |
| Ackuretta                        | SOLPlus  | Standard                 | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 5 min. / 3 min.    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print splint comfort               |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print splint comfort               |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
| MiiCraft                         | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |
|                                  |  |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |
| Shining 3D                       | AccuFab-L4D  | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |
|                                  |  |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 5 min. / 3 min.    | FabCure 2                           | 1 x 15 min.<br>(without heating)     |
|                                  |  |                          |              |                           |                    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |
| UNIZ Technology                  | SLASH 2 PLUS NBEE  | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min.    | FabCure 2                           | 1 x 15 min.<br>(without heating)     |
|                                  |  |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 5 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |
| UnionTech                        | EvoDent S300<br>E128<br>E230                                     | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |
|                                  |  |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 5 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |
| DENTAL MAKERS                    | LightBuilder 4K  | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |
|                                  |  |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 5 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes <sup>2</sup>        |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

<sup>2</sup> Schutzgas empfohlen / N<sub>2</sub> recommended

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: marketing@voco.com  
www.voco.dental

**VOCO**

THE DENTALISTS





# V-Print model 2.0

## Indikationen / Indications

Dentale Arbeits- und Präsentationsmodelle / Dental working and presentation models

| 3D-Druck / 3D printing           |   |                          |              | Reinigung / Washing       |                    | Nachbelichtung / Postcuring         |                    |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device  | Schicht / Layer*<br>[µm] | Build Style* | Gerät / Device            | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program |
| VOCO <sup>1</sup>                | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD                           | 100                      | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              | RS Wash                   | V-Print model 2.0  | RS Cure / RS Cure US                | V-Print model 2.0  |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
| W2P <sup>1</sup>                 | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100                      | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              | RS Wash                   | V-Print model 2.0  | RS Cure / RS Cure US                | V-Print model 2.0  |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
| ASIGA                            | MAX UV<br>PRO 4K  | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              | RS Wash                   | V-Print model 2.0  | RS Cure / RS Cure US                | V-Print model 2.0  |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                           |                    | Imprimo Cure                        | 1 × 20 min.        |
| Rapid Shape                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              | RS Wash                   | V-Print model 2.0  | RS Cure / RS Cure US                | V-Print model 2.0  |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
| DMG                              | 3Delite<br>3Demax   | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              | DMG 3Dewash               | V-Print model 2.0  | 3Decure                             | V-Print model 2.0  |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
| Shera                            | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+   | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              | SHERAprint-wash           | V-Print model 2.0  | SHERAprint-cure                     | V-Print model 2.0  |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
| Straumann                        | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+  | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              | P wash                    | V-Print model 2.0  | P cure / P cure US                  | V-Print model 2.0  |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
| Dentalwings                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              | D wash                    | V-Print model 2.0  | D cure                              | V-Print model 2.0  |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
| Microloy                         | Versus<br>EVE Pro   | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
| MiiCraft                         | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y  | 100                      | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

<sup>1</sup> Nur mit PowerVat / only with PowerVat

| 3D-Druck / 3D printing           |                              |                       |              | Reinigung / Washing       |                    | Nachbelichtung / Postcuring         |                                      |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device               | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device            | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program                   |
| Ackuretta                        | SOL                          | Standard              | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |                              |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |                              |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print model 2.0                    |
|                                  |                              |                       |              | CLEANI (Finishing Kit)    | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |                              |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |                              |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print model 2.0                    |
|                                  |                              |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |                              |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |                              |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print model 2.0                    |
| Ackuretta                        | SOLPlus                      | Standard              | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |                              |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |                              |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print model 2.0                    |
|                                  |                              |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |                              |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |                              |                       |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print model 2.0                    |
| Shining 3D                       | AccuFab-L4D                  | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |                              |                       |              |                           |                    | FabCure 2                           | 1 x 15 min. (without heating)        |
|                                  |                              |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |                              |                       |              |                           |                    | FabCure 2                           | 1 x 15 min. (without heating)        |
| UnionTech                        | EvoDent S300<br>E128<br>E230 | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |                              |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
| UNIZ Technology                  | NBEE                         | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |                              |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
| DENTAL MAKERS                    | LightBuilder 4K              | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |                              |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)

**VOCO**

THE DENTALISTS



# V-Print IBT

## Indikationen / Indications

Orthodontische Transferschienen für die Bracketplatzierung / Orthodontic transfer splints for bracket placement

| 3D-Druck / 3D printing           |   | Reinigung / Washing   |              | Nachbelichtung / Postcuring |                    |                                     |                               |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device  | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device              | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program            |
| VOCO <sup>1</sup>                | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD                           | 100                   | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min                    |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min                     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min                    |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min                     |
| W2P <sup>1</sup>                 | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100                   | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.                   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min                     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min                    |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min                     |
| Rapid Shape                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                     | V-Print IBT        | RS Cure / RS Cure US                | V-Print IBT                   |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
| DMG                              | 3Delite<br>3Demax   | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                       |              | DMG 3Dewash                 | V-Print IBT        | 3Decure                             | V-Print IBT                   |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
| Shera                            | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+   | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                       |              | SHERAprint-wash             | V-Print IBT        | SHERAprint-cure                     | V-Print IBT                   |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
| Straumann                        | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+  | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                       |              | P wash                      | V-Print IBT        | P cure / P cure US                  | V-Print IBT                   |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
| Dentalwings                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                       |              | D wash                      | V-Print IBT        | D cure                              | V-Print IBT                   |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
| UNIZ Technology                  | NBEE  | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
| DENTAL MAKERS                    | LightBuilder 4K   | 100                   | ×            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes <sup>2</sup> |

× = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

<sup>1</sup> nur mit PowerVat / only with PowerVat <sup>2</sup> Schutzgas empfohlen / N<sub>2</sub> recommended

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)





# V-Print tray

## Indikationen / Indications

Individuelle Abform- und Funktionslöffel / Individual impression and function trays<sup>1</sup>  
 Basen für Bisschablonen und Wachsaufstellungen in der Totalprothetik / Bases for bite templates and wax assemblies for full dentures<sup>2</sup>  
 Bissregistratur / Occlusal registrations<sup>2</sup>

| Druckerhersteller / manufacturer | 3D-Druck / 3D printing  |                                     | Reinigung / Washing |                           | Nachbelichtung / Postcuring |                                     |                    |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                                  | Gerät / Device  | Schicht / Layer* [µm]               | Build Style*        | Gerät / Device            | Programm / Program          | Gerät / Device                      | Programm / Program |
| VOCO                             | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD                           | 100 <sup>2</sup> / 200 <sup>1</sup> | Normal SE           | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min.         |
|                                  |   |                                     |                     | RS Wash                   | V-Print tray                | RS Cure / RS Cure US                | V-Print tray       |
|                                  |   |                                     |                     | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| W2P                              | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100 <sup>2</sup> / 200 <sup>1</sup> | Normal SE           | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min.         |
|                                  |   |                                     |                     | RS Wash                   | V-Print tray                | RS Cure / RS Cure US                | V-Print tray       |
|                                  |   |                                     |                     | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| ASIGA                            | MAX UV PRO 4K   | 100 <sup>2</sup> / 200 <sup>1</sup> | ×                   | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Imprimo Cure                        | 1 × 15 min.        |
|                                  |   |                                     |                     | RS Wash                   | V-Print tray                | RS Cure / RS Cure US                | V-Print tray       |
|                                  |   |                                     |                     | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| Rapid Shape                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                                 | ×                   | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | RS Cure / RS Cure US                | V-Print tray       |
|                                  |   |                                     |                     | RS Wash                   | V-Print tray                | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Imprimo Cure                        | 1 × 15 min.        |
| DMG                              | 3Delite<br>3Demax   | 100                                 | ×                   | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | 3Decure                             | V-Print tray       |
|                                  |   |                                     |                     | DMG 3Dewash               | V-Print tray                | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             |                                     |                    |
| Shera                            | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+   | 100                                 | ×                   | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | SHERAprint-cure                     | V-Print tray       |
|                                  |   |                                     |                     | SHERAprint-wash           | V-Print tray                | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             |                                     |                    |
| Straumann                        | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+  | 100                                 | ×                   | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | P cure / P cure US                  | V-Print tray       |
|                                  |   |                                     |                     | P wash                    | V-Print tray                | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             |                                     |                    |
| Dentalwings                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                                 | ×                   | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.             | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             | D cure                              | V-Print tray       |
|                                  |   |                                     |                     | D wash                    | V-Print tray                | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                                     |                     | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.             | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                                     |                     |                           |                             |                                     |                    |

× = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

| 3D-Druck / 3D printing           |  |                                     |              | Reinigung / Washing       |                    | Nachbelichtung / Postcuring         |                                      |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device   | Schicht / Layer*<br>[µm]            | Build Style* | Gerät / Device            | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program                   |
| Microloy                         | Versus EVE Pro   | 100 <sup>2</sup> / 150 <sup>1</sup> | ×            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.                          |
| Ackuretta                        | SOL  | Standard <sup>1,2</sup>             | ×            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.                          |
|                                  |  |                                     |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                                     |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print tray                         |
|                                  |  |                                     |              | CLEANI (Finishing Kit)    | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.                          |
|                                  |  |                                     |              |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                                     |              |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print tray                         |
|                                  |  |                                     |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.                          |
| Ackuretta Curie                  | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)                             |                                     |              |                           |                    |                                     |                                      |
| Ackuretta Curie Plus             | V-Print tray   |                                     |              |                           |                    |                                     |                                      |
| MiiCraft                         | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 150                                 | ×            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.                          |
| UNIZ Technology                  | NBEE   | 100                                 | ×            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes                     |
| UnionTech                        | E128<br>E230   | 100                                 | ×            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes                     |
| DENTAL MAKERS                    | LightBuilder 4K  | 100                                 | ×            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes                     |

× = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)



THE DENTALISTS



# V-Print Try-In

## Indikationen / Indications

Einprobekörper für die Total- und Teilprothetik / Try-ins for full and partial dentures  
 Transfer- und Einschleifschablonen / Transfer and grinding templates  
 Korrekturabformung und Bissnahme / Correction and occlusal impressions

| 3D-Druck / 3D printing           |   | Reinigung / Washing   |              | Nachbelichtung / Postcuring |                    |                                     |                    |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device  | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device              | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program |
| VOCO                             | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD                           | 100                   | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min.         |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                     | V-Print Try-In     | RS Cure / RS Cure US                | V-Print Try-In     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| W2P                              | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100                   | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min.         |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                     | V-Print Try-In     | RS Cure / RS Cure US                | V-Print Try-In     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| ASIGA                            | MAX UV PRO 4K   | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Imprimo Cure                        | 1 × 10 min.        |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                     | V-Print Try-In     | RS Cure / RS Cure US                | V-Print Try-In     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| Rapid Shape                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Imprimo Cure                        | 1 × 10 min.        |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                     | V-Print Try-In     | RS Cure / RS Cure US                | V-Print Try-In     |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| DMG                              | 3Delite<br>3Demax   | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | 3Decure                             | V-Print Try-In     |
|                                  |   |                       |              | DMG 3Dewash                 | V-Print Try-In     | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
| Shera                            | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+   | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | SHERAprint-cure                     | V-Print Try-In     |
|                                  |   |                       |              | SHERAprint-wash             | V-Print Try-In     | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
| Straumann                        | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+  | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | P cure / P cure US                  | V-Print Try-In     |
|                                  |   |                       |              | P wash                      | V-Print Try-In     | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
| Dentalwings                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | D cure                              | V-Print Try-In     |
|                                  |   |                       |              | D wash                      | V-Print Try-In     | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                       |              |                             |                    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

| 3D-Druck / 3D printing           |  |                                     |                                      | Reinigung / Washing       |                    | Nachbelichtung / Postcuring         |                                      |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device   | Schicht / Layer* [µm]               | Build Style*                         | Gerät / Device            | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program                   |
| Microloy                         | Versus EVE Pro   | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
| Ackuretta                        | SOL  | Standard                            | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print Try-In                       |
|                                  |  |                                     |                                      | CLEANI (Finishing Kit)    | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print Try-In                       |
| Rührbad / stirring bath          | 3 min. / 2 min.  | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |                           |                    |                                     |                                      |
|                                  |  | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |                           |                    |                                     |                                      |
|                                  |  | Ackuretta Curie                     | 1 x 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |                           |                    |                                     |                                      |
|                                  |  | Ackuretta Curie Plus                | V-Print Try-In                       |                           |                    |                                     |                                      |
| MiiCraft                         | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
| UNIZ Technology                  | NBEE   | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
| UnionTech                        | E128<br>E230   | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
| DENTAL MAKERS                    | LightBuilder 4K  | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)

**VOCO**

THE DENTALISTS





# V-Print dentbase

## Indikationen / Indications

Herausnehmbare Prothesenbasen / Removable denture bases

| 3D-Druck / 3D printing           |   | Reinigung / Washing      |              | Nachbelichtung / Postcuring |                    |                                     |                    |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device  | Schicht / Layer*<br>[µm] | Build Style* | Gerät / Device              | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program |
| VOCO                             | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD                           | 100                      | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min.         |
|                                  |   |                          |              | RS Wash                     | V-Print dentbase   | RS Cure / RS Cure US                | V-Print dentbase   |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   | Hilite power 3D          | 2 × 5 min.   |                             |                    |                                     |                    |
| W2P                              | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100                      | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min.         |
|                                  |   |                          |              | RS Wash                     | V-Print dentbase   | RS Cure / RS Cure US                | V-Print dentbase   |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   | Hilite power 3D          | 2 × 5 min.   |                             |                    |                                     |                    |
| ASIGA                            | MAX UV<br>PRO 4K  | 100                      | ×            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Imprimo Cure                        | 1 × 10 min.        |
|                                  |   |                          |              | RS Wash                     | V-Print dentbase   | RS Cure / RS Cure US                | V-Print dentbase   |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   | Imprimo Cure             | 1 × 10 min.  |                             |                    |                                     |                    |
| Rapid Shape                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                      | ×            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | RS Cure / RS Cure US                | V-Print dentbase   |
|                                  |   |                          |              | RS Wash                     | V-Print dentbase   | RS Cure / RS Cure US                | V-Print dentbase   |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| DMG                              | 3Delite<br>3Demax   | 100                      | ×            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | 3Decure                             | V-Print dentbase   |
|                                  |   |                          |              | DMG 3Dewash                 | V-Print dentbase   | 3Decure                             | V-Print dentbase   |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| Shera                            | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+   | 100                      | ×            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | SHERAprint-cure                     | V-Print dentbase   |
|                                  |   |                          |              | SHERAprint-wash             | V-Print dentbase   | SHERAprint-cure                     | V-Print dentbase   |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| Straumann                        | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+  | 100                      | ×            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | P cure / P cure US                  | V-Print dentbase   |
|                                  |   |                          |              | P wash                      | V-Print dentbase   | P cure / P cure US                  | V-Print dentbase   |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
| Dentalwings                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                      | ×            | Ultraschall / Ultra sonic   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | D cure                              | V-Print dentbase   |
|                                  |   |                          |              | D wash                      | V-Print dentbase   | D cure                              | V-Print dentbase   |
|                                  |   |                          |              | Rührbad / stirring bath     | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |
|                                  |   |                          |              |                             |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |

× = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

| 3D-Druck / 3D printing           |  |                                     |                                      | Reinigung / Washing       |                    | Nachbelichtung / Postcuring         |                                      |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device   | Schicht / Layer* [µm]               | Build Style*                         | Gerät / Device            | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program                   |
| Microalay                        | Versus EVE Pro   | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
| Ackuretta                        | SOL  | Standard                            | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print dentbase                     |
|                                  |  |                                     |                                      | CLEANI (Finishing Kit)    | 3 min. / 3 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print dentbase                     |
| Rührbad / stirring bath          | 3 min. / 2 min.  | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |                           |                    |                                     |                                      |
|                                  |  | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |                           |                    |                                     |                                      |
|                                  |  | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |                           |                    |                                     |                                      |
|                                  |  | Ackuretta Curie Plus                | V-Print dentbase                     |                           |                    |                                     |                                      |
| Ackuretta                        | SOLPlus  | Standard                            | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                                     |                                      | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print dentbase                     |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
| Ackuretta Curie                  | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)                             | V-Print dentbase                    | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print dentbase                     |
| MiiCraft                         | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
| Shining 3D                       | AccuFab-L4D  | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | FabCure 2                           | 1 x 15 min. (without heating)        |
| UNIZ Technology                  | SLASH 2 PLUS NBEE  | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
| UnionTech                        | EvoDent S300<br>E128<br>E230                                     | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
| DENTAL MAKERS                    | LightBuilder 4K  | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)



THE DENTALISTS



# V-Print DT<sup>1</sup>

Indikationen / Indications  
Prothesenzähne / Denture teeth

| Drucker-hersteller / manufacturer | 3D-Druck / 3D printing  |                       |              | Reinigung / Washing |  | Nachbelichtung / Postcuring         |                    |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
|                                   | Gerät / Device  | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device      | Programm / Program                       | Gerät / Device                      | Programm / Program |
| VOCO <sup>2</sup>                 | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD                           | 100                   | Gentle       | –                   | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| W2P <sup>2</sup>                  | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100                   | Gentle       | –                   | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| ASIGA                             | MAX UV<br>PRO 4K  | 100                   | x            | –                   | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Rapid Shape                       | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                   | x            | –                   | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| DMG                               | 3Delite<br>3Demax   | 100                   | x            | –                   | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Shera                             | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+   | 100                   | x            | –                   | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Straumann                         | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+  | 100                   | x            | –                   | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Dentalwings                       | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 100                   | x            | –                   | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Microloy                          | Versus  | 100                   | x            | –                   | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Ackuretta                         | SOL   | Fine                  | x            | –                   | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| Shining 3D                        | AccuFab-L4D   | 50                    | x            | –                   | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| UNIZ Technology                   | NBEE  | 100                   | x            | –                   | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |
| UnionTech                         | E128<br>E230  | 100                   | x            | –                   | Pinselreinigung /<br>cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes   |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

<sup>1</sup> Zurzeit nur in den USA und Kanada erhältlich / Currently only available in USA and Canada <sup>2</sup> nur mit PowerVat / only with PowerVat

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)



THE DENTALISTS



# V-Print cast

## Indikationen / Indications

Herstellung rückstandslos verbrennbarer Objekte für Gießprozesse und Presskeramik /  
Production of objects which can be burned out without leaving any residues for casting processes and press ceramics

| 3D-Druck / 3D printing           |   |                       |              | Reinigung / Washing       |                    | Nachbelichtung / Postcuring         |                    |                                     |                  |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device  | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device            | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program |                                     |                  |
| VOCO                             | SolFlex 170 [SMP]<br>SolFlex 350 [SMP]<br>SolFlex 650 [SMP]<br>SolFlex 170 HD                           | 100                   | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min.         |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                   | V-Print cast       | RS Cure / RS Cure US                | V-Print cast       |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Rührbad / stirring bath             | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
|                                  |   |                       |              |                           |                    |                                     |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.      |
| Hilite power 3D                  | 2 × 5 min.  |                       |              |                           |                    |                                     |                    |                                     |                  |
| W2P                              | SolFlex 170 [Plus]<br>SolFlex 350 [Plus]<br>SolFlex 650 [Plus]<br>SolFlex 163 FullHD<br>SolFlex 250 UHD | 100                   | Normal SE    | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Hilite power 3D                     | 2 × 5 min.         |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                   | V-Print cast       | RS Cure / RS Cure US                | V-Print cast       |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Rührbad / stirring bath             | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
|                                  |   |                       |              |                           |                    |                                     |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.      |
| Hilite power 3D                  | 2 × 5 min.  |                       |              |                           |                    |                                     |                    |                                     |                  |
| ASIGA                            | MAX UV PRO 4K   | 100                   | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Imprimo Cure                        | 1 × 20 min.        |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                   | V-Print cast       | RS Cure / RS Cure US                | V-Print cast       |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Rührbad / stirring bath             | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
|                                  |   |                       |              |                           |                    |                                     |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.      |
| Imprimo Cure                     | 1 × 20 min.   |                       |              |                           |                    |                                     |                    |                                     |                  |
| Rapid Shape                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 50                    | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | RS Cure / RS Cure US                | V-Print cast       |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              | RS Wash                   | V-Print cast       | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Rührbad / stirring bath             | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.      |
|                                  |   |                       |              |                           |                    |                                     |                    | Imprimo Cure                        | 1 × 20 min.      |
| DMG                              | 3Delite<br>3Demax   | 50                    | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    |                                     |                    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | DMG 3Dewash                         | V-Print cast       |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | 3Decure                             | V-Print cast       |                                     |                  |
| Shera                            | SHERAprint 20<br>SHERAprint 30<br>SHERAprint 40<br>SHERAprint 20+<br>SHERAprint 30+<br>SHERAprint 50+   | 50                    | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | SHERAprint-wash                     | V-Print cast       |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              | Rührbad / stirring bath   | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | SHERAprint-cure                     | V-Print cast       |                                     |                  |
| Straumann                        | P20 II<br>P30 II<br>P40 II<br>P10+<br>P20+<br>P30+<br>P50+  | 50                    | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | P cure / P cure US                  | V-Print cast       |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              | P wash                    | V-Print cast       | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Rührbad / stirring bath             | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.      |
|                                  |   |                       |              |                           |                    |                                     |                    | Imprimo Cure                        | 1 × 20 min.      |
| Dentalwings                      | D20 II<br>D30 II<br>D40 II<br>D10+<br>D20+<br>D30+<br>D50+  | 50                    | x            | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min.    |                                     |                    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.        |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | D cure                              | V-Print cast       |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              | D wash                    | V-Print cast       | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes   |                                     |                  |
|                                  |   |                       |              |                           |                    | Rührbad / stirring bath             | 3 min. / 2 min.    | Next Dent LC Box                    | 1 × 30 min.      |
|                                  |   |                       |              |                           |                    |                                     |                    | Imprimo Cure                        | 1 × 20 min.      |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

| 3D-Druck / 3D printing           |  |                                     |                                      | Reinigung / Washing                    |                    | Nachbelichtung / Postcuring         |                                      |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device   | Schicht / Layer* [µm]               | Build Style*                         | Gerät / Device                         | Programm / Program | Gerät / Device                      | Programm / Program                   |
| Ackuretta                        | SOL  | Finest                              | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic              | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 9 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print cast                         |
|                                  |  |                                     |                                      | CLEANI (Finishing Kit)                 | 5 min. / 5 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 9 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print cast                         |
|                                  |  |                                     |                                      | Cleaner MEDIFIVE (Model: Twin Tornado) | 5 min. / 5 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | Ackuretta Curie                     | 1 x 9 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | Ackuretta Curie Plus                | V-Print cast                         |
| Rührbad / stirring bath          | 3 min. / 2 min.  | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |  |                    |                                     |                                      |
|                                  |  | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |  |                    |                                     |                                      |
|                                  |  | Ackuretta Curie                     | 1 x 9 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |  |                    |                                     |                                      |
|                                  |  | Ackuretta Curie Plus                | V-Print cast                         |  |                    |                                     |                                      |
| Microlay                         | Versus EVE Pro   | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic              | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                                     |                                      | Rührbad / stirring bath                | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
| MiiCraft                         | Prime 150Y<br>Ultra 125Y / 150Y<br>Hyper 125Y<br>Profession 250Y | 50                                  | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic              | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
|                                  |  |                                     |                                      | Rührbad / stirring bath                | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | Next Dent LC Box                    | 1 x 30 min.                          |
| Shining 3D                       | AccuFab-L4D  | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic              | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | FabCure 2                           | 1 x 15 min. (without heating)        |
|                                  |  |                                     |                                      | Rührbad / stirring bath                | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      |  |                    | FabCure 2                           | 1 x 15 min. (without heating)        |
| UNIZ Technology                  | NBEE   | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic              | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      | Rührbad / stirring bath                | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
| UnionTech                        | E128<br>E230   | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic              | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      | Rührbad / stirring bath                | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
| DENTAL MAKERS                    | LightBuilder 4K  | 100                                 | x                                    | Ultraschall / Ultra sonic              | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |
|                                  |  |                                     |                                      | Rührbad / stirring bath                | 3 min. / 2 min.    | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes                     |

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)

**VOCO**

THE DENTALISTS