

Nouvelle
matrice – excellente
esthétique

Provicol® QM Aesthetic

Provicol® QM Aesthetic

CIMENT POUR SCHELEMENTS PROVISOIRES TRANSLUCIDE
À BASE D'HYDROXYDE DE CALCIUM, SANS EUGÉNOL

VOCO
LES DENTALISTES

Provicol® QM Aesthetic

CIMENT POUR SCELLEMENTS PROVISOIRES TRANSLUCIDE À BASE D'HYDROXYDE DE CALCIUM, SANS EUGÉROL

Indications

Fixation temporaire d'inlays, onlays, couronnes, couronnes partielles / facettes et bridges


Obturation temporaire de cavités monofaces réduites

Avantages

- Très esthétique, aspect translucide
- Une résistance élevée pour une meilleure rétention et une tenue sûre
- Une fluidité optimisée pour une application facile
- La consistance après l'application permet l'enlèvement précis des excédents
- Une insertion précise en raison d'une épaisseur de film très faible
- Sans eugérol : aucune influence au durcissement et aux propriétés des matériaux en composite
- Sans colophane : risques allergiques réduits
- Contient de l'hydroxyde de calcium et de l'oxyde de zinc
 - l'hydroxyde de calcium favorise la création de la dentine tertiaire et a un effet bactériostatique
 - l'oxyde de zinc est connu pour son effet bactériostatique
- Radio-opaque

Présentations

- REF 1108 Seringue QuickMix 5ml, accessoires
- REF 1109 Coffret II Seringue QuickMix 3 x 5 ml (1 x Provicol QM, 1 x Provicol QM Plus, 1 x Provicol QM Aesthetic), accessoires
- REF 2189 Embouts mélangeurs type 10, 50 pcs



Provicol QM Aesthetic permet d'obtenir une translucidité équivalente aux produits à base de résine. De plus, Provicol QM Aesthetic peut offrir tous les avantages d'un ciment de scellement et est compatible avec un grand nombre de matériaux de restauration temporaire ou permanent.

Source: Mesure interne

Comparaison translucidité



Comparaison visuelle de la translucidité et de la teinte – Provicol QM Aesthetic répond également aux exigences dans le secteur antérieur qui était auparavant réservé aux produits à base de résine pour raison esthétique.

