




Validità dal 01.10.2018 al 31.03.2019

## Grandio® blocs · Grandio® disc

Materiale CAD / CAM in nano-ceramica ibrida

- Per la realizzazione di corone definitive, inlay, onlay, faccette e corone su impianti
- Contenuto di riempitivo più elevato (86 % in peso)
- Perfetta somiglianza al dente
- Valori fisici eccellenti della resistenza alla flessione e dell'abrasione
- Nessun trattamento termico necessario
- Lavorabile con ogni fresatore convenzionale
- Ottima lucidatura e possibilità di riparazione
- Ideale anche per la fresatura in caso di bordi sottili
- Basato sulla tecnologia nano-ibrida



**NUOVO**



### Grandio blocs

5 × No. 12

5 × No. 14L

(REF vedi tabella sottostante)

(REF vedi tabella sottostante)

**103,00 €**

**110,50 €**

**Set blocchetti** 2 × No. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × No. 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM QuickMix siringa 10 g universale, Futurabond U *SingleDose* 5 pz., Ceramic Bond flacone 5 ml, Dimanto set, accessori

REF 6000 ~~266,00 €~~

**199,50 €**

**risparmio  
25%**

### Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)  
LT (low translucent)

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)  
HT (high translucent)

A1 REF 6050

A1 REF 6057

A2 REF 6051

A2 REF 6058

A3 REF 6052

A3 REF 6059

A3.5 REF 6053

A3.5 REF 6060

**398,00 €**

**398,00 €**

No. 12	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed	No. 14L	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed
LT	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6033	LT	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6034
HT	6012	6013	6014	6015	-	-	-		HT	6027	6028	6029	6030	-	-	-	

Mixed: A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT

## SolFlex 170 · 170 SMP

### Realizzazione additiva per odontoiatria digitale

- La tecnologia DLP con una sorgente luminosa LED UV di lunga durata permette la stampa di elementi trasparenti come splintaggi
- Tecnologia brevettata Flex-Vat – aumento della velocità di stampa, minimizzando le strutture di supporto e con un risparmio di tempo e di materiale
- La vasca a elevato volume permette la produzione notturna
- Lavorazione del formato STL ampiamente utilizzato

### SMP

- Massimizzazione della velocità di produzione con elevata affidabilità del processo grazie alla tecnologia SMP
- Aumento della velocità di stampa fino al 40 % grazie alla tecnologia SMP



SolFlex 170 Stampante 3D REF 9100	SolFlex 170 SMP – stampante 3D (incluso tecnologia sensore) REF 9101
---	---

## V-Print

### Materiale per stampa 3D

- **V-Print model beige**  
per l'intera gamma dei modelli in odontoiatria
- **V-Print SG**  
per la produzione generativa di guide chirurgiche dentali
- **V-Print splint**  
per splint terapeutici, componenti ausiliare e componenti funzionali per la diagnosi dentale nonché mascherine per sbiancamento (sbiancamento domiciliare)



V-Print model  
Flacone 1000 g beige  
REF 6042

V-Print SG  
Flacone 1000 g clear  
REF 6043

V-Print splint  
Flacone 1000 g clear  
REF 6044

**299,00 €    432,00 €    432,00 €**

### IL VOSTRO ORDINE

Per ordinare questi prodotti, contattate il deposito dentale di riferimento o il rispettivo agente VOCO. Le offerte sono solo valide dai partner commerciali. I prezzi speciali offerti dal vostro deposito sono sempre tenuti in considerazione. Tutti i prezzi sono IVA esclusa e raccomandati alla vendita.

### QUESTO DEPLIANT È STATO CONSEGNATO DA:

