

**voco**

# DIGITAL SOLUTIONS

CediTEC®

**SOLUZIONI CAD/  
CAM PER PROTESI  
DEFINITIVE**

Grandio® blocs & Grandio® disc

**COMPETENZA  
NANO-IBRIDA  
PER IL SETTORE  
CAD/CAM**

Determina il tuo flusso di lavoro

Non serve agitare –

**LE RESINE V-PRINT SONO  
SEMPRE PRONTE ALL'USO**



**Grandio® disc multicolor**

Il materiale ibrido in nanoceramica con Invisible-Layer-Technology

**V-Print**

Materiali per la stampa 3D di categoria superiore

**Structur CAD**

Compositi CAD/CAM per la realizzazione di restauri provvisori

**voco**  
I DENTALISTI

# Grandio® disc multicolor

permanent

Per restauri particolarmente estetici è disponibile Grandio disc multicolor, l'ampliamento dei colori del materiale ibrido in nanoceramica Grandio disc: la colorazione di Grandio disc multicolor fa risaltare il restauro in modo molto vivido, effetto che si ottiene con solamente tre strati grazie alle caratteristiche del materiale. La cosiddetta „Invisible-Layer-Technology“ permette di imitare il gradiente cromatico dei denti naturali dal bordo incisale al colletto.

## I vantaggi in breve:


- Il contenuto di riempitivo più elevato (86 % in peso)
- Restauri altamente estetici con solamente tre strati
- In caso di restauro con multicolor, la particolare composizione del materiale genera il gradiente cromatico dei denti naturali (Invisible-Layer-Technology)

## Grandio disc multicolor

15 mm (ø 98 mm)

1 × 15 mm A1	<b>REF 6216</b>
1 × 15 mm A2	<b>REF 6217</b>
1 × 15 mm A3	<b>REF 6218</b>
1 × 15 mm A3.5	<b>REF 6219</b>
1 × 15 mm B1	<b>REF 6220</b>
1 × 15 mm C2	<b>REF 6221</b>

436,50 €



# Grandio® blocs & Grandio® disc

permanent

I materiali CAD/CAM ibridi in nanoceramica Grandio blocs e Grandio disc sono indicati per restauri definitivi e aprono nuovi orizzonti grazie alla resistenza di gran lunga superiore alla media. Con un contenuto di riempitivo pari all'86%, sono i materiali con il contenuto di riempitivo più elevato della loro categoria.



Disponibile anche per PlanMill®

## Grandio blocs

5 × no. 12 LT/HT  
(REF vedi tabella)

109,00 €

## Grandio blocs

5 × no. 14L LT/HT  
(REF vedi tabella)

121,20 €

## Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98 mm)  
(REF vedi tabella)

408,00 €

	Blocs 12	Blocs 14L	Disc 15 mm
A1 LT	6003	6018	6050
A2 LT	6004	6019	6051
A3 LT	6005	6020	6052
A3.5 LT	6006	6021	6053
B1 LT	6007	6022	6054
C2 LT	6008	6023	6055
BL LT	6009	6024	6056
A1 HT	6012	6027	6057
A2 HT	6013	6028	6058
A3 HT	6014	6029	6059
A3.5 HT	6015	6030	6060

exocad



L'elenco dei dispositivi viene sempre supplementato, selo trova su [www.voco.dental/systempartner](http://www.voco.dental/systempartner)

# Structur CAD

temporary

Compositi  
CAD/CAM per la  
realizzazione  
di restauri semi-  
permanenti

Siete in cerca di un provvisorio che mantenga le promesse e possa essere realizzato in modo rapido e semplice? La soluzione è Structur CAD, il composito per restauri provvisori realizzati al CAD/CAM. Structur CAD è un composito riempito in cui i riempitivi assicurano un'elevata qualità e quindi una resistenza all'usura sicura e affidabile, soprattutto per provvisori a lungo termine. Quindi, Structur CAD rappresenta l'ultima generazione dei restauri semi-permanenti.



## I vantaggi in breve:

- Provvisori realizzati in modo rapido e affidabile mediante CAD/CAM
- Più elevata qualità ed estetica per un periodo di usura sicuro e affidabile a lungo termine – specialmente adatto per provvisori a lungo termine e restauri semi-permanenti
- Stabilità ai bordi eccellente
- Lucidatura e personalizzazione semplice – intraorale ed extraorale
- Non necessario usare un silano MMA

## Blocs 5 × no. 40L

- 5 × no. 40L A1 REF 6076
- 5 × no. 40L A2 REF 6077
- 5 × no. 40L A3 REF 6078

83,60 €

## Disc 1 × 20 mm (Ø 98 mm)

- Disc A1 REF 6071
- Disc A2 REF 6072
- Disc A3 REF 6073

170,10 €



## V-Print® Trusted Partners

VOCO collabora con numerosi e rinomati produttori di stampanti 3D. Nell'ambito della partnership vengono determinate le impostazioni specifiche della stampante per le resine V-Print. Risultati di stampa eccellenti e riproducibili sono il frutto di un'intensa collaborazione. L'elenco aggiornato di tutte le stampanti 3D compatibili con V-Print è disponibile all'indirizzo [www.voco.dental/3dprintingpartners](http://www.voco.dental/3dprintingpartners).

### V-Print



		c&b temp	SG clear	splint clear	splint comfort clear	model 2.0 beige	model fast blue	tray blue	Try-In beige	dent-base pink	cast blue
VOCO	SolFlex 650, 350, 170 / SMP	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	SolFlex 170 HD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W2P	SolFlex 650, 350, 170 / PLUS	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	SolFlex 163 FullHD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASIGA	MAX UV, PRO 4K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rapid Shape	D20 II, D30 II, D40 II, D10+, D20+, D30+, D50+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ackuretta	SOL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microlay	Versus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EVE Pro	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Straumann	P20, P30, P40, P10+, P20+, P30+, P50+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MiiCraft	Prime150Y, Ultra125Y/150Y, Hyper125Y, Profession250Y	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shining 3D	AccuFab-L4D	✓	✓	✓	✓	✓	—	■	■	✓	✓
Uniz	SLASH 2 PLUS	—	■	✓	✓	■	—	—	—	✓	—
Union Tech	EvoDent S300	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	—

✓ convalidato ■ durante il processo \* solo con PowerVat

# V-Print®

Con la famiglia V-Print, VOCO offre all'utilizzatore professionale materiali odontoiatrici di alta qualità testati nella pratica per la stampa 3D. Tutti i materiali per la stampa 3D vengono sviluppati presso la sede originaria di VOCO a Cuxhaven da un team interdisciplinare di ricercatori composto da odontotecnici, ingegneri in campo dentale e chimici impegnati nell'intero processo digitale, garantendo in questo modo la massima facilità di utilizzo e idoneità all'uso pratico. I materiali per la stampa V-Print di VOCO offrono vantaggi pratici che facilitano il lavoro di tutti i giorni.



**4 + 1  
flacone  
gratuito<sup>1</sup>**

**VOCO**



TRUSTED  
PARTNER

**rapidshape**

**ASIGA®**

**ACKURETTA**

**MICROLAY®**

**W2P**

**straumann**

**3shape**

**exocad**



Trovate l'elenco di tutti i partner stampanti su [www.voco.dental/3dprintingpartners](http://www.voco.dental/3dprintingpartners)

	Colore	Indicazioni	Classe	Flacone		
<b>V-Print c&amp;b temp</b>	A1	Provvisori a lungo termine come corone, ponti e mock-up	DM IIa	500 g	REF 6897	245,00 €
	A2				REF 6898	
	A3				REF 6899	
	A3.5				REF 6900	
	B1				REF 6901	
	BL				REF 6902	
<b>V-Print SG</b>	clear	Mascherine chirurgiche	DM IIa	1.000 g	REF 6043	293,40 €
<b>V-Print splint</b>	clear	Splint terapeutici Componenti ausiliarie e funzionali per la diagnosi Mascherine per sbiancamento (sbiancamento domiciliare)	DM IIa	1.000 g	REF 6044	404,00 €
<b>V-Print splint comfort</b>	clear	Splint terapeutici Componenti ausiliarie e funzionali per la diagnosi Mascherine per sbiancamento (sbiancamento domiciliare) Placche palatali	DM IIa	1.000 g	REF 6126	432,00 €
<b>V-Print dentbase</b>	pink	Basi per protesi rimovibili	DM IIa	1.000 g	REF 6048	359,00 €
<b>V-Print tray</b>	blue	Cucchiari portaimpronta e funzionali individuali Basi per masticazioni e montaggi in cera in protesi mobile Registrazione del morso	DM I	1.000 g	REF 6047	272,00 €
<b>V-Print Try-In</b>	beige	Campioni di prova per protesi totali e parziali Dime di trasferimento e di molatura Registrazione della forma corretta e del morso	DM I	1.000 g	REF 6049	261,60 €
<b>V-Print model 2.0</b>	beige	Modelli dentali di lavoro e di presentazione	Resina tecnica	1.000 g	REF 6128	176,30 €
<b>V-Print model fast</b>	blue	Modelli dentali	Resina tecnica	1.000 g	REF 6125	258,30 €
<b>V-Print cast</b>	blue	Produzione di oggetti calcinabili senza residui per processi di fusione e pressatura di ceramiche	Resina tecnica	1.000 g	REF 6045	225,60 €

# CediTEC®

Estetico, preciso, individuale – queste sono le esigenze richieste anche dalle protesi complete realizzate in modo digitale. La pianificazione digitale e la realizzazione di una protesi offrono tanti vantaggi. A parte la rapida e semplice riproducibilità di protesi realizzate tramite il processo CAD/CAM, anche la durevolezza e l'estetica hanno un ruolo importante. Con i prodotti della nostra gamma sviluppati specialmente per la realizzazione di protesi, è possibile realizzare le protesi completamente tramite il processo CAD/CAM.



CAD/CAM –  
Sistema completo  
per la fabbricazione  
di protesi mobile



## CediTEC DB Denture Base

Disc 1 × 30 mm (ø 98 mm)

pink **REF 6195**  
dark-pink **REF 6196**  
orange-pink **REF 6197**

89,90 €

## CediTEC DT Denture Teeth

Disc 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1 **REF 6085**  
A2 **REF 6086**  
A3 **REF 6087**  
BL **REF 6088**

179,80 €

## Set CediTEC Adhesive

1 × 80 g CediTEC adesivo  
1 × 4 ml flacone CediTEC Primer  
+ accessori

**REF 6082**

140,20 €



### I vantaggi in breve:

- Scelta flessibile della base per la protesi, sia tramite stampa 3D con V-Print dentbase che fresatura con CediTEC DB
- Materiali di elevata qualità per un ottimo comfort a lunga durata
- Protesi individuali, caratterizzabili e riproducibili in ogni momento



# Quick Up®

In molti casi, la tenuta delle protesi totali è insoddisfacente. I motivi principali di ciò sono l'atrofia ossea, i processi di riassorbimento e le modifiche della base della protesi che è costituita da tessuto molle e duro. Per fissare le protesi totali spesso si usano gli impianti. Per il paziente questo significa risparmio di tempo, meno disagi e costi inferiori. Il dentista può concentrarsi sull'inserimento degli impianti e semplificare la connessione mobile con gli impianti adattando i relativi attacchi o le componenti secondarie (matrici) nella protesi esistente. Il set Quick Up contiene tutti i componenti necessari per l'applicazione di matrici, attacchi e altri elementi di cementazione alle protesi su base composita.

## I vantaggi in breve:

- Facile uso in studio
- Elevati valori di stabilità
- Kit completo per l'uso immediato, compreso il materiale per il controllo e per la protezione delle strutture primarie che devono essere protette, come gli impianti
- Combinazione ideale di materiale di cementazione autopolimerizzante e materiale di correzione fotopolimerizzabile
- Quick Up è dello stesso colore della gengiva



Fissaggio di attacchi e monconi in protesi, senza periodo di carenza

## Set QuickMix

1 x 7,5 g QuickMix siringa  
1 x 5 ml QuickMix siringa Fit Test C & B  
1 x 2 g Quick Up LC siringa  
1 x 4 ml adesivo flacone  
+ accessori

REF 1625

180,20 € ~~205,60 €~~\*\*

Acquistando un set è possibile risparmiare il

**12%\***

## Il vostro ordine

Per ordinare queste offerte di punta, contattate il deposito dentale di riferimento o il rispettivo agente VOCO. Le offerte sono solo valide dai partner commerciali. I prezzi speciali offerti dal vostro deposito sono sempre tenuti in considerazione. Tutti i prezzi sono IVA esclusa e raccomandati alla vendita. Salvo errori ed omissioni. Nessuna responsabilità per errori di stampa.

Questo depliant è stato consegnato da:

\*paragonato all'acquisto di una singola confezione \*\*somma dei prezzi singoli <sup>1</sup>Dopo l'ordine e la fornitura delle quantità richieste tramite il deposito scelto, ricevi un'ulteriore confezione in omaggio direttamente da VOCO.