

Grandio – Sistemi lucidanti consigliati per Grandio

VOCO GmbH, Dipartimento di Comunicazione del Conoscimento

Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven, Germania

Tel.: +49 (0)4721-719-1111
Fax: +49 (0)4721-719-109

info@voco.de
www.voco.it



Un materiale duro come Grandio richiede qualità particolari per i sistemi di lucidatura, per questo motivo VOCO ha testato tutti i sistemi di lucidatura piú importanti e ha formulato una lista dei prodotti piú veloci e adatti. A parte la punta Easygloss, data come campione consigliamo il prodotto Optishine® (Kerr Hawe) come prodotto consigliato, il quale porta al miglior risultato in minor tempo.

Nome	Produttore	Codice Articolo
Easygloss	VOCO	2050 (calice, 6 pz.)
Ceramaster	Shofu	0121 (cilindro) 0122 (lente) 0123 (calice) 0124 (punta)
DiaGloss	Edenta	19032RA (punta grande) 19033RA (punta piccola) 19034RA (calice grande) 19035RA (calice medio) 19038RA (disco) 19039RA (calice piccolo)
Diapol	EVE Ernst Vetter	EVE Diapol W11D (punta piccola) EVE Diapol W16D (fiamma piccola) EVE Diapol W2D (fiamma grande) EVE Diapol W17D (calice piccolo) EVE Diapol W7D (calice grande) EVE Diapol W18D (Lente) EVE Diapol W17D (disco)
Identoflex Porcellana-Ceramica NG	Kerr HAWE	ID 7251/12 (disco), ID 7261/12 (lente) ID 7271/12 (fiamma), ID 7281/12 (calice), ID 7291/12 (punta)
Luster	Hager & Meisinger	2660 (assortimento, 9 pz.) 9780 (fiamma), 9781 (calice) 9782 (disco), HM135 (cono) HM379 (fiamma), HM246 (punta)
Occlubrush	Kerr HAWE	2520 (assortimento, 15 pz.) 2503 (calice), 2504 (calice piccolo) 2505 (punta)
OptiShine	Kerr HAWE	2513 (calice, 3 pz.) 2514 (calice, 10 pz.)
PoGo	Dentsply	662025Y (assortimento, 30 pz.)

Tutti i prodotti sono sterilizzabili.