

**voco**

# DIGITAL SOLUTIONS

CediTEC®

**MATERIAŁ CAD/CAM  
DO PROTEZ STAŁYCH**

Grandio® blocs & Grandio® disc

**NANOHYBRYDOWY  
EKSPERT  
W DZIEDZINIE  
CAD/CAM**

Ustal swój protokół pracy

Bez potrzeby wstrząsania –

**ŻYWICE V-PRINT DO DRUKU  
– ZAWSZE JEDNORODNE**

**Grandio® disc multicolor**

Nanoceramiczny, hybrydowy materiał oparty na Invisible Layer Technology

**V-Print**

Najwyższej klasy materiał do druku 3D

**Structur CAD**

Kompozyt CAD/CAM do uzupełnień tymczasowych

**voco**  
THE DENTALISTS

# CediTEC®

Estetyczne, precyzyjne, indywidualne – to wymagania, jakie powinna spełniać proteza całkowita wykonana cyfrowo. Cyfrowe planowanie i tworzenie protez zębowych oferuje wiele korzyści. Oprócz oszczędności czasu uzyskanej dzięki cyfrowemu przepływowi pracy i odtwarzalności protez w razie potrzeby, szczególnie interesująca jest trwałość i estetyka. Możesz wykonywać protezy całkowicie w procesie CAD/CAM przy użyciu produktów z naszego portfolio, które zostały specjalnie do tego opracowane.



KOMPLETNY  
SYSTEM CAD/CAM  
DO PROTEZ  
RUCHOMYCH



## CediTEC DB Denture Base

Disc 1 × 30 mm (ø 98 mm)

pink	REF 6195
dark-pink	REF 6196
orange-pink	REF 6197



## CediTEC DT Denture Teeth

Disc 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1	REF 6085
A2	REF 6086
A3	REF 6087
BL	REF 6088

## Zestaw CediTEC Adhesive

kartusz 80 g CediTEC Adhesive  
butelka 4 ml CediTEC Primer  
+ akcesoria

REF 6082

### Zalety w skrócie:

- Elastyczny wybór płyty protezy – druk 3D z użyciem V-Print dentbase lub frezowanie z CediTEC DB
- Wysokiej jakości materiały zapewniające długi czas i wyjątkowy komfort użycia
- Protezy ruchome – powtarzalne w dowolnym momencie i indywidualizowane



# Grandio<sup>®</sup> disc multicolor

permanent

Do uzupełnień o szczególnej estetyce możesz wykorzystać dyski Grandio disc multicolor, które są wielobarwną wersją nanoceramicznych dysków Grandio disc. Dzięki właściwościom materiału trzy wzajemnie przenikające się warstwy kolorystyczne krążka Grandio disc multicolor sprawiają, że uzupełnienie wygląda bardzo żywo. Tak zwana Technologia Niewidocznej Warstwy imituje naturalny gradient koloru zęba, od brzegu siecznego do szyjki zęba.

## Zalety w skrócie:

- Najwyższa zawartość wypełniacza (wagowo 86%)
- Wysoka estetyka uzupełnień z zaledwie trzema warstwami
- Specjalny skład materiału zapewnia uzupełnieniom gradient kolorystyczny wiernie naśladowujący naturalne zęby (Invisible Layer Technology)

## Grandio disc multicolor

15 mm (ø 98 mm)

1 × 15 mm A1	REF 6216
1 × 15 mm A2	REF 6217
1 × 15 mm A3	REF 6218
1 × 15 mm A3.5	REF 6219
1 × 15 mm B1	REF 6220
1 × 15 mm C2	REF 6221



# Grandio<sup>®</sup> blocs & Grandio<sup>®</sup> disc

permanent

Nanoceramiczne hybrydowe materiały CAD/CAM Grandio blocs i Grandio disc przeznaczone są do wykonywania stałych uzupełnień pojedynczych zębów i wyznaczają nowe standardy dzięki niezwyklej wytrzymałości. Zawierają 86% wypełniacza, co jest najwyższą wartością w tej klasie materiałów.



## Grandio blocs

5 × no. 12 LT/HT  
(REF zobacz tabelę)

## Grandio blocs

5 × no. 14L LT/HT  
(REF zobacz tabelę)

## Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98 mm)  
(REF zobacz tabelę)

	Blocs 12	Blocs 14L	Disc 15 mm
A1 LT	6003	6018	6050
A2 LT	6004	6019	6051
A3 LT	6005	6020	6052
A3.5 LT	6006	6021	6053
B1 LT	6007	6022	6054
C2 LT	6008	6023	6055
BL LT	6009	6024	6056
A1 HT	6012	6027	6057
A2 HT	6013	6028	6058
A3 HT	6014	6029	6059
A3.5 HT	6015	6030	6060

exocad



Wszystkich partnerów frezowania można znaleźć na stronie:

[www.voco.dental/systempartner](http://www.voco.dental/systempartner)

# Structur CAD

temporary

Szukasz produktu do długoczasowych uzupełnień tymczasowych, który spełnia wszelkie obietnice i jednocześnie ułatwia i przyspiesza pracę? To żaden problem dla Structur CAD, kompozytu do uzupełnień tymczasowych wykonywanych w systemie CAD/CAM. Structur CAD to materiał, którego wypełniacz zapewnia wysoką jakość, a tym samym bezpieczne i niezawodne użycie przez długi czas, co jest szczególnie istotne w przypadku długoczasowych uzupełnień tymczasowych. Jako taki, Structur CAD reprezentuje najnowszą generację produktów do wykonywania prowizoriów.

Bez konieczności stosowania primera MMA



## Zalety w skrócie:

- **Szybka i wydajna** produkcja precyzyjnie dopasowanych uzupełnień tymczasowych CAD/CAM
- **Najwyższa jakość i estetyka** dla długotrwałego, bezpiecznego stosowania – szczególnie nadaje się na uzupełnienia półstałe i długoczasowe tymczasowe
- **Wyjątkowa stabilność brzegów**
- **Łatwe polerowanie** indywidualizacja wewnątrz- i zewnątrzusta. Bez konieczności stosowania primera MMA

## Blocs 5 × no. 40L

5 × no. 40L A1      REF 6076  
5 × no. 40L A2      REF 6077  
5 × no. 40L A3      REF 6078

## Disc 1 × 20 mm (Ø 98 mm)

Disc A1              REF 6071  
Disc A2              REF 6072  
Disc A3              REF 6073



## V-Print® Trusted Partners

VOCO współpracuje z wieloma renomowanymi producentami drukarek. W ramach partnerstwa ustalane są indywidualne ustawienia drukarki dla żywic V-Print. Idealne i powtarzalne rezultaty druku są efektem intensywnej współpracy. Aktualną listę wszystkich drukarek 3D kompatybilnych z V-Print można znaleźć pod adresem [www.voco.dental/3dprintingpartners](http://www.voco.dental/3dprintingpartners).

## V-Print



		c&b temp	SG clear	splint clear	splint comfort clear	model 2.0 beige	model fast blue	tray blue	Try-In beige	dent-base pink	cast blue
VOCO	SolFlex 650, 350, 170 / SMP	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	SolFlex 170 HD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W2P	SolFlex 650, 350, 170 / PLUS	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	SolFlex 163 FullHD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASIGA	MAX UV, PRO 4K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rapid Shape	D20 II, D30 II, D40 II, D10+, D20+, D30+, D50+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ackuretta	SOL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microlay	Versus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EVE Pro	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Straumann	P20, P30, P40, P10+, P20+, P30+, P50+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MiiCraft	Prime150Y, Ultra125Y/150Y, Hyper125Y, Profession250Y	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shining 3D	AccuFab-L4D	✓	✓	✓	✓	✓	—	■	■	✓	✓
Uniz	SLASH 2 PLUS	—	■	✓	✓	■	—	—	—	✓	—
Union Tech	EvoDent S300	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	—

✓ zweryfikowano ■ w trakcie walidacji \*tylko z PowerVat

# V-Print®

Dzięki rodzinie V-Print firma VOCO oferuje profesjonalnym użytkownikom sprawdzone w praktyce, najwyższej jakości materiały stomatologiczne do druku 3D. Wszystkie materiały do druku 3D są opracowywane w centrali VOCO w Cuxhaven przez interdyscyplinarny zespół badawczy składający się z techników dentystycznych, inżynierów dentystycznych i chemików w całym łańcuchu procesów cyfrowych – zapewnia to najwyższy poziom przyjazności dla użytkownika i praktyczności. Funkcjonalne zalety materiałów do druku V-Print firmy VOCO ułatwiają codzienną pracę.

**VOCO**



TRUSTED  
PARTNER



Poproś o bezpłatny  
wydruk próbny!



**4 + 1  
butelka  
gratis<sup>1</sup>**

[www.voco.dental/3d-print](http://www.voco.dental/3d-print)

**rapidshape**

**ASIGA**

**ACKURETTA**

**MICROLAY**

**W2P**

**straumann**

**3shape**

**exocad**



Wszystkich partnerów druku  
można znaleźć tu: [www.voco.dental/  
3dprintingpartners](http://www.voco.dental/3dprintingpartners)

	Kolor	Wskazania	Klasa	Butelka	
<b>V-Print c&amp;b temp</b>	A1	Długoczasowe tymczasowe uzupełnienia protetyczne, np. korony, mosty i mock-up	MD IIa	500 g	REF 6897
	A2				REF 6898
	A3				REF 6899
	A3.5				REF 6900
	B1				REF 6901
	BL				REF 6902
<b>V-Print SG</b>	clear	Dentystyczne szablony chirurgiczne	MD IIa	1.000 g	REF 6043
<b>V-Print splint</b>	clear	Szyny terapeutyczne Diagnostyczne elementy pomocnicze i czynnościowe Szyny do wybielania (wybielanie domowe)	MD IIa	1.000 g	REF 6044
<b>V-Print splint comfort</b>	clear	Szyny terapeutyczne Diagnostyczne elementy pomocnicze i czynnościowe Szyny do wybielania (wybielanie domowe) Płyty podniebienne	MD IIa	1.000 g	REF 6126
<b>V-Print dentbase</b>	pink	Płyty protez ruchomych	MD IIa	1.000 g	REF 6048
<b>V-Print tray</b>	blue	Indywidualne łyżki wyciskowe, łyżki do wycisków czynnościowych Płyty wzorników zwarciovych i protez próbnych Rejestracja zwarcia	MD I	1.000 g	REF 6047
<b>V-Print Try-In</b>	beige	Próbne protezy całkowite i częściowe Szablony transferowe i do szlifowania Wyciski korekcyjne i zgryzowe	MD I	1.000 g	REF 6049
<b>V-Print model 2.0</b>	beige	Modele robocze i do prezentacji	Żywica techniczna	1.000 g	REF 6128
<b>V-Print model fast</b>	blue	Modele dentystyczne	Żywica techniczna	1.000 g	REF 6125
<b>V-Print cast</b>	blue	Wytwarzanie elementów, które przed procesem odlewania lub prasowania podlegają całkowitemu usunięciu z formy, bez pozostawienia resztek	Żywica techniczna	1.000 g	REF 6045

# Quick Up®

W wielu przypadkach przyleganie protez całkowitych jest niezadowalające. Głównymi tego przyczynami są zaniki kości, procesy resorpcji oraz zmiany w podłożu protetycznym, związane z tkankami zarówno twardymi, jak i miękkimi. Bardzo często do mocowania protez całkowitych stosuje się implanty. Oszczędza to pacjentom czas, niedogodności i koszty. Dentysta może skoncentrować się na implantacji i wykonać ruchome połączenie z implantami, w prosty sposób dopasowując odpowiednie mocowania lub elementy drugorzędne (części żeńskie) do istniejącej protezy. Zestaw Quick Up zawiera wszystkie elementy potrzebne do mocowania żeńskich części, zaczepów i innych elementów do protez wykonanych z kompozytów.

Łączenie zaczepów  
i łączników w protezach  
– bez czekania

## Zalety w zarysie:

- Bardzo proste stosowanie w gabinecie
- Duża wytrzymałość
- Kompletny zestaw do natychmiastowego użycia, zawierający materiał do kontroli dopasowania elementów i materiał blokujący do struktur pierwszorzędowych, takich jak np. implanty
- Idealne połączenie samoutwardzalnego materiału do mocowania i światłoutwardzalnego
- Quick Up jest w kolorze dąsła



## Zestaw QuickMix

1 x 7,5 g strzykawka QuickMix  
1 x 5 ml strzykawka QuickMix Fit Test C & B  
1 x 2 g strzykawka Quick Up LC  
1 x 4 ml butelka system łączącego  
+ akcesoria

REF 1625

Przy zakupie  
zestawu  
oszczędzasz

12%\*

## Twoje zamówienie

Aby zamówić prezentowane w Highlights produkty VOCO, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub konsultantem VOCO. Oferty są dostępne wyłącznie u uczestniczących w programie partnerów detalicznych. Zawsze uwzględniamy ceny specjalne oferowane przez Twojego dystrybutora. Zmiany i błędy zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

Ta broszura została  
przekazana przez:

VC 84 012230 PL 0923

\*W porównaniu z zakupem pojedynczego produktu <sup>1</sup>Po złożeniu zamówienia i dostarczeniu zamówionego produktu przez wybranego dystrybutora, otrzymasz bezpłatnie dodatkowe opakowanie bezpośrednio z VOCO. Oferta wyłącznie dla pracowni komercyjnych.