

Offerta 1: Admira® Fusion

Materiale ORMOCER® da restauro nano-ibrido universale

- Il primo materiale da restauro al mondo basato puramente sulla ceramica
- Di gran lunga la contrazione da polimerizzazione più bassa (1,25 % in volume) e notevole basso stress dalla contrazione paragonato ai compositi da restauro convenzionali
- Inerte e perciò alta biocompatibilità e perfetta stabilità del colore
- L'ottima manipolazione, una lucidatura splendida e facile oltre all'alta durezza superficiale garantiscono risultati di prima classe a lungo tempo
- Compatibile con ogni adesivo convenzionale

Set + adesivo
siringa 5 x 3 g
(A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra),
scala colore + Futurabond U
SingleDose 20 pz.

REF 2750 ~~336,90 €~~

235,00 €

Set + adesivo
Caps 75 x 0,2 g (15 per
ciascuno di A2, A3, GA3.25,
A3.5, Admira Fusion x-tra),
scala colore + Futurabond U
SingleDose 20 pz.

REF 2780 ~~336,90 €~~

235,00 €

risparmio
30%




Siringa 3 g,
varie tinte

(REF: vedi tabella sottostante)

Caps 15 x 0,2 g,
varie tinte

62,70 €

4+1*



*Acquistando quattro confezioni da un rappresentante VOCO, ricevi una confezione in omaggio. Gli omaggi verranno spediti direttamente dalla VOCO.

Offerta 2: Admira® Fusion Flow

Materiale ORMOCER® flowable da restauro nano-ibrido fotopolimerizzabile

- Una contrazione da polimerizzazione notevolmente bassa (2,75 % in volume)
- Inerte e perciò alta biocompatibilità e perfetta stabilità del colore
- „Flow-on-demand“, cioè fluido o stabile secondo la situazione clinica

Set siringa 5 x 2 g
(A1, A2, A3, A3.5, WO),
scala colore, accessori

REF 2816 ~~203,90 €~~

142,50 €

risparmio
30%



Siringa 2 x 2 g,
varie tinte

(REF: vedi tabella sottostante)

74,20 €

4+1*



Confezionamento	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	C2	D3	OA1	OA2	OA3	OA3.5	BL	WO	Incisale	GA3.25	GA5	Mixed
Siringa 3 g	2754	2755	2756	2758	2759	2762	2763	2764	2766	2768	2770	2771	2772	2773	2775	-	2776	2757	2760	-
Caps 15 x 0,2 g	2782	2783	2784	2786	2787	2790	2791	2792	2794	2796	2798	2799	2800	2801	2803	-	2804	2785	2788	2806
Siringa flow 2 x 2 g	2818	2819	2820	2821	2822	2824	2825	-	2826	-	-	2829	-	-	2831	2832	2828	-	-	-

Offerta 3: Admira® Fusion x-tra

Materiale ORMOCER® da restauro nano-ibrido, 4 mm

- Materiale bulk-fill da restauro
- Una contrazione da polimerizzazione notevolmente bassa (1,25 % in volume)
- Tinta universale con effetto camaleonte



Siringa 3 g universale

REF 2810

62,70 €

4+1*

Caps 15 x 0,2 g universale

REF 2811

62,70 €

*Acquistando quattro confezioni da un rappresentante VOCCO, ricevi una confezione in omaggio. Gli omaggi verranno spediti direttamente dalla VOCCO.

Offerta 4: Admira® Fusion x-base

Materiale ORMOCER® di base da restauro, flowable, nano-ibrido, 4 mm

- Materiale di base da restauro bulk-fill
- Una contrazione da polimerizzazione notevolmente bassa (2,5 % in volume)
- Perfetta fluidità per un adattamento eccezionale



Siringa 2 x 2 g universale, accessori

REF 2812

74,20 €

4+1*

Offerta 5: Futurabond® U

Adesivo universale a doppia polimerizzazione

- Un bonding per ogni caso!
- Automordenzatura, mordenzatura selettiva o mordenzatura totale: Il dentista ha la scelta libera
- Molteplici applicazioni fantastiche
- Tollerante all'umidità



**200 SingleDose
+
50 SingleDose**

SingleDose 50 pz., accessori

REF 1571

94,60 €

SingleDose 200 pz. + 50 pz.,
accessori

REF 2988

331,00 €

risparmio
22%**

Offerta 6: Celalux® 3

Lampada fotopolimerizzatrice a LED ad elevata potenza

- Elevata potenza di emissione luminosa 1.300 mW/cm² in media
- Formato compatto, disegno ergonomico e basso peso (70 g) – perciò perfetta maneggevolezza
- Caricabatteria semplice e maneggevole con un radiometro integrato e un ulteriore accumulatore
- Controllo del tempo di polimerizzazione grazie all'allarme di vibrazione (all'inizio, dopo 10 s e dopo 20 s)



Lampada LED (manipolo, carica batteria, cavo elettrico con adattore di linea da cambiare, 2 batterie ai polimeri di litio, guida luce dia. 8 mm, dispositivo anti abbagliamento, manuela d'uso)

REF 9090

~~1.199,00 €~~

899,00 €

**risparmio
25%**

Offerta 7: V-Posil

Materiale per impronte di precisione, VPS

- Silicone A altamente idrofilo per più elevata precisione
- Lungo tempo di lavorazione e breve tempo nel cavo orale
- Una elevata resistenza allo strappo ed una elevata memoria elastica garantiscono un'impronta in sicurezza anche dopo la rimozione dal cavo orale
- Una buona idrofilia anche dopo la polimerizzazione permette una perfetta colatura e un perfetto lavoro protesico



Nuovo: D'ora in poi disponibile anche come materiale monofase

NUOVO



Cartuccia 2 x 50 ml, accessori

Heavy Soft Fast REF 2567
Light Fast REF 2573
X-Light Fast REF 2575
Mono Fast REF 2571

49,50 €

Cartuccia 380 ml, accessori
Heavy Soft Fast REF 2565
Mono Fast REF 2569

99,40 €

Confezione 2 x 450 ml, accessori
Putty Fast REF 2561

99,40 €

Starter set Putty Fast / Light Fast

Putty Fast Confezione 2 x 450 ml, accessori
Light Fast Cartuccia 2 x 50 ml, accessori

REF 2984

119,00 €

risparmio
20%**



Starter set Heavy Soft Fast / Light Fast

Heavy Soft Fast Cartuccia 2 x 380 ml, accessori
Light Fast Cartuccia 2 x 50 ml, accessori

REF 2985

209,00 €

risparmio
15%**



Starter set Mono Fast / Light Fast

Mono Fast Cartuccia 2 x 380 ml, accessori
Light Fast Cartuccia 2 x 50 ml, accessori

REF 2987

209,00 €

risparmio
15%**



Offerta 8: BrackFix®

Sistema adesivo fotopolimerizzabile per la cementazione di brackets

- Ottima consistenza dell'adesivo: posizionamento stabile di brackets sul dente
- Cementazione stabile di brackets in metallo o ceramica
- Fotopolimerizzabile: grande fascia oraria per la lavorazione
- Immediatamente resistente dopo la polimerizzazione
- Fluorescente: rende possibile una rimozione veloce e protettiva di residui degli adesivi dopo aver tolto i brackets

Adesivo siringa 2 x 4 g

REF 1207

129,00 €

Primer flacone 6 ml

REF 1208

104,00 €

Primer SE *SingleDose*
50 pz., accessori

REF 1209

97,00 €



Set adesivo siringa 2 x 4 g,
Primer flacone 6 ml,
accessori

REF 1205

189,00 €

risparmio**
18%

Set SE adesivo siringa 2 x 4 g,
Primer SE *SingleDose* 40 pz.,
accessori

REF 1206

189,00 €

Offerta 9: Meron Plus QM

Vetroionomero rinforzato con resina per cementazione

- Valori più elevati dell'adesione paragonato ai vetroionomeri per cementazione convenzionali
- Preciso adattamento marginale
- Autoaderente: adesione sicura e rapida
- Grazie all'opzione di polimerizzazione breve, l'eccesso di materiale può essere rimosso senza aspettare

NUOVO



QuickMix siringa 8,5 g,
accessori

REF 1727

58,00 €

QuickMix siringa 3 x 8,5 g,
accessori

REF 1728

116,00 €

risparmio**
33%

Offerta 10: Ionolux®

Vetroionomero da restauro fotopolimerizzabile disponibile in 5 tinte

- Otturazioni estetiche anche senza condizionamento e adesivo
- Tempo di lavoro ottimo – adattabile individualmente grazie alla fotopolimerizzazione
- Non appiccica allo strumento ed è perfettamente modellabile

Capsule d'applicazione 50 pz.
(10 x A1, 10 x A2, 30 x A3)
+ 20 pz. A3

REF 2990

177,50 €

risparmio**
33%

Capsule d'applicazione
150 pz. A3
+ 50 pz. A3

REF 2989

484,00 €

risparmio**
36%

Capsule d'applicazione 20 pz.

A1 REF 2117 A2 REF 2118
A3 REF 2119 A3.5 REF 2120
B1 REF 2121

76,00 €



**paragonato all'acquisto di una singola confezione

IL VOSTRO ORDINE

Per ordinare queste offerte di punta, contattate il deposito dentale di riferimento o il rispettivo agente VOCO. Le offerte sono solo valide dai partner commerciali. I prezzi speciali offerti dal vostro deposito sono sempre tenuti in considerazione. Tutti i prezzi sono IVA esclusa e raccomandati alla vendita.

QUESTO DEPLIANT È STATO CONSEGNATO DA:

VOCO Digital




Validità dal 01.04. al 30.09.2018

Grandio® blocs · Grandio® disc

Materiale composito nanoibrido per il sistema CAD / CAM

- Per la realizzazione di corone definitive, inlay, onlay, faccette e corone su impianti
- Contenuto di riempitivo più elevato (86 % in peso)
- Perfetta somiglianza al dente
- Valori fisici eccellenti della resistenza alla flessione e dell'abrasione
- Nessun trattamento termico necessario
- Lavorabile con ogni fresatore convenzionale
- Ottima lucidatura e possibilità di riparazione
- Ideale anche per la fresatura in caso di bordi sottili
- Basato sulla tecnologia nano-ibrida



NUOVO



Grandio blocs

5 × No. 12

(REF vedi tabella sottostante)

103,00 €

5 × No. 14L

(REF vedi tabella sottostante)

110,50 €

Set blocchetti 2 × No. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × No. 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM QuickMix siringa 10 g universale, Futurabond U *SingleDose* 5 pz., Ceramic Bond flacone 5 ml, Dimanto set, accessori

REF 6000 ~~266,00 €~~

199,50 €

risparmio
25%

Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)
LT (low translucent)

A2 REF 6051
A3 REF 6052
A3.5 REF 6053

398,00 €

1 × 15 mm (ø 98,4 mm)
HT (high translucent)

A2 REF 6058
A3 REF 6059
A3.5 REF 6060

398,00 €

No. 12	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed	No. 14L	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed
LT	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6033	LT	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6034
HT	6012	6013	6014	6015	-	-	-		HT	6027	6028	6029	6030	-	-	-	

Mixed: A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT

SolFlex 170 · 170 SMP

Realizzazione additiva per odontoiatria digitale

- La tecnologia DLP con una sorgente luminosa LED UV di lunga durata permette la stampa di elementi trasparenti come splintaggi
- Tecnologia brevettata Flex-Vat – aumento della velocità di stampa, minimizzando le strutture di supporto e con un risparmio di tempo e di materiale
- La vasca a elevato volume permette la produzione notturna
- Lavorazione del formato STL ampiamente utilizzato

SMP

- Massimizzazione della velocità di produzione con elevata affidabilità del processo grazie alla tecnologia SMP
- Aumento della velocità di stampa fino al 40 % grazie alla tecnologia SMP



SolFlex 170
Stampante 3D

REF 9100

SolFlex 170
SMP – stampante 3D
(incluso tecnologia sensore)

REF 9101



V-Print


Materiale per stampa 3D

- **V-Print ortho clear:**
Per parti di basi ortodontiche, splintaggi e mascherine
- **V-Print model beige:**
Per l'intera gamma dei modelli in odontoiatria
- **V-Print SG:**
Per la produzione generativa di guide chirurgiche dentali

NUOVO

NUOVO

LED UV
385 nm



V-Print ortho
Flacone 1000 g clear

REF 6040

432,00 €



V-Print model
Flacone 1000 g beige

REF 6042

299,00 €



V-Print SG
Flacone 1000 g clear

REF 6043

432,00 €

IL VOSTRO ORDINE

Per ordinare questi prodotti, contattate il deposito dentale di riferimento o il rispettivo agente VOCO. Le offerte sono solo valide dai partner commerciali. I prezzi speciali offerti dal vostro deposito sono sempre tenuti in considerazione. Tutti i prezzi sono IVA esclusa e raccomandati alla vendita.

QUESTO DEPLIANT È STATO CONSEGNATO DA:

