

VOCO HIGHLIGHTS

Praktyka

Łatwa
aplikacja do
kieszonki
dziąsłowej

#1/21
1.4.21 - 30.9.21

Kaniula ze specjalną końcówką dozującą

VOCO Retraction Paste

Pasta retrakcyjna do skutecznego tymczasowego poszerzenia i osuszenia kieszonki dziąsłowej

- **Cienka kaniula z elastyczną końcówką** – łatwa i precyzyjna aplikacja do kieszonki
- **Zmiana lepkości** – konsystencja pasty jest różna podczas aplikacji i poszerzenia kieszonki
- **Dobra widoczność** – kontrast z dziąsłem
- **Czysty produkt** – łatwa do sflukowania



REF 1012 Caps 25 × 0,3g

REF 1013 Caps 100 × 0,3g

25%
oszczędności**

VOCO Retraction Paste

PASTA RETRAKCYJNA DO SKUTECZNEGO TYMCZASOWEGO POSZERZANIA I OSUSZANIA KIESZONKI DZIAŚŁOWEJ



VOCO Retraction Paste – Kolejny krok w retrakcji.

Tymczasowe poszerzenie i izolacja kieszonki dziąsłowej, w tym hemostaza, to kluczowe zadania pasty retrakcyjnej. Stwarza to idealne warunki do wykonywania precyzyjnych wycisków, zarówno klasycznych jak i cyfrowych.

Firma VOCO poszła o krok dalej w zakresie aplikacji: wylot higienicznego opakowania *SingleDose* jest bardzo cienki, dzięki czemu pastę można nakładać bezpośrednio do kieszonki, z bardzo dużą dokładnością. Dzięki miękkiej i elastycznej plastikowej nasadce aplikacja jest delikatniejsza dla tkanek, a zatem wygodniejsza dla pacjentów niż podczas pracy z metalowymi kaniulami lub zakładaniem nitki retrakcyjnej.

W zależności od tego, jak duży nacisk jest wywierany na pastę, ma ona różną lepkości, tzw. „Zmiana lepkości”. Pasta jest łatwa do wtłoczenia, dobrze rozprowadza się i można ją nakładać z bardzo dużą dokładnością przy niewielkim nacisku. Pasta jest stabilna w kieszonce – prowadzi to do skutecznego tymczasowego jej poszerzenia. Po krótkim czasie aplikacji, wynoszącym 1-2 minuty, silnie kontrastową pastę retrakcyjną VOCO można łatwo sflukać.



Przed

Po

Źródło: Dr. Jürgen Manhart



Aplikacja VOCO Retraction Paste



Precyzyjny wycisk z V-Posil



MATERIAŁY DO WYPEŁNIEŃ / SYSTEMY ŁĄCZĄCE

VisCalor® bulk

Termoutwardzalny kompozyt typu bulk-fill

- Ogrzewanie materiału sprawia, że jest on płynny w czasie aplikacji, a chwilę później można go modelować (technologia lepkości zmiennej pod wpływem temperatury)
- Optymalne zapływanie do brzegów i podcieni – minimalizuje ryzyko powstania szczeliny brzeżnej
- 4 mm wypełnienie bulk-fill bez dodatkowej warstwy pokrywającej
- Aplikacja bez pęcherzyków powietrza
- Jeden odcień uniwersalny i trzy estetyczne
- Smukła kaniula – idealna w trudno dostępnych miejscach



Pierwszy na świecie kompozyt z technologią termicznej zmiany lepkości

40%
oszczędności**

REF 6062 Set Dispenser Caps 80 × 0,25g (16 × uniwersalny, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

REF 9143 VisCalor Dispenser – Urządzenie do podgrzewania kompozytu

36%
oszczędności**

REF 6063 Set Caps Warmer Caps 80 × 0,25g (16 × uniwersalny, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer

REF 6065 Caps 16 × 0,25g uniwersalny

REF 6066 Caps 16 × 0,25g A1

REF 6067 Caps 16 × 0,25g A2

REF 6068 Caps 16 × 0,25g A3

Grandio®SO Light Flow

Płynny nanohybrydowy materiał do wypełnień – niska lepkość

- Precyzyjna aplikacja dzięki wyjątkowo cienkiej kaniuli. Dzięki temu idealnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc i małych ubytków




30%
oszczędności**

REF 2585 Zestaw strzykawki 5 × 2g (A1, A2, A3, A3.5, WO), akcesoria

Grandio®SO Flow

Uniwersalny płynny nanohybrydowy materiał do wypełnień – średnia lepkość

- Świetnie zapływa, uniwersalne zastosowanie i precyzyjna aplikacja



30%
oszczędności**

REF 2720 Zestaw strzykawki 5 × 2g (A1, A2, A3, A3.5, WO), kolornik, akcesoria

Grandio®SO Heavy Flow

Płynny uniwersalny nanohybrydowy materiał do wypełnień – duża lepkość

- Lepsza stabilność materiału, tzn. nie wycieka. Uniwersalne zastosowanie



30%
oszczędności**

REF 2680 Zestaw strzykawki 5 × 2g (A2, A3, A3.5, WO, GA5), kolornik, akcesoria

Admira® Fusion

Uniwersalny nanohybrydowy ORMOCER®owy materiał do wypełnień

- Pierwszy na świecie materiał do wypełnień na bazie czystszej ceramiki
- Zdecydowanie najmniejszy skurcz polimeryzacyjny i bardzo niski poziom naprężeń skurczowych w porównaniu ze wszystkimi konwencjonalnymi kompozytami do wypełnień
- Obojętny chemicznie, doskonale biokompatybilny i odporny na przebarwienia
- Wygoda pracy, proste polerowanie na wysoki połysk w połączeniu z wysoką twardością powierzchni gwarantują trwałe wypełnienia najwyższej klasy
- Kompatybilny ze wszystkimi konwencjonalnymi systemami łączącymi

Bez klasycznych monomerów, bez niespolimeryzowanych monomerów!



30%
oszczędności

- REF 2750 Zestaw + system łączący strzykawki 5 × 3g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), kolornik + Futurabond U SingleDose 20 szt.
- REF 2780 Zestaw + system łączący Caps 75 × 0,2g (po 15 A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), kolornik + Futurabond U SingleDose 20 szt.

4+1*

- Strzykawki 3g¹ Caps 15 × 0,2g¹
- ¹ Numery referencyjne odcieni można znaleźć na stronie www.voco.dental lub w głównym katalogu.

Admira® Fusion Flow

Płynny, światłoutwardzalny nanohybrydowy materiał do wypełnień na bazie ORMOCER®ów



30%
oszczędności

- REF 2816 Zestaw strzykawki 5 × 2g (A1, A2, A3, A3.5, WO) kolornik, akcesoria

4+1*

- Strzykawki 2 × 2g, różne kolory¹

Admira® Fusion x-tra

Nanohybrydowy ORMOCER® do wypełnień w warstwie do 4mm



4+1*

- REF 2810 Strzykawki 3g uniwersalny
- REF 2811 Caps 15 × 0,2g uniwersalny

Admira® Fusion x-base

Płynny nanohybrydowy ORMOCER® do odbudowy zębów w warstwie do 4mm



4+1*

- REF 2812 Strzykawki 2 × 2g uniwersalny

Futurabond® U

Podwójnie utwardzalny uniwersalny system łączący

- Jeden system niezależnie od wskazań – nie będziesz potrzebować w gabinecie innych systemów łączących
- Samowytrawianie, wytrawianie selektywne lub wytrawianie w technice „total-etch” – to Ty dokonujesz wyboru
- Wyjątkowa wszechstronność zastosowania
- Tolerancja wilgoci



- REF 1571 SingleDose 50 szt., akcesoria

12%
oszczędności**

- REF 1572 SingleDose 200 szt., akcesoria

PROFILAKTYKA

CleanJoy®

Zawierająca fluor pasta do czyszczenia i polerowania o trzech stopniach abrazyjności

- Stabilna, jednorodna konsystencja, brak rozpryskiwania (2000 - 3000 r/min)
- Bez parabenów
- Dostępna w postaci trzech past o różnych abrazyjnościach – możliwość indywidualnego dopasowania do każdej sytuacji
- Kolorystyka jak przy sygnalizacji świetlnej: łatwość i pewność wyboru



Zielona pasta
(drobnoziarnista –
Wartości RDA² = 16)


Żółta pasta
(średnioziarnista –
Wartości RDA² = 127)

Czerwona pasta
(gruboziarnista –
Wartości RDA² = 195)

² Wartości RDA (Mierzone zgodnie z normą DIN EN ISO 11609)



NOWOŚĆ
Wiśniowy i
Karmelowy



Tuba 100g

	fine	medium	coarse
Miętowy	REF 2090	REF 2091	REF 2092
Karmelowy	REF 6090	REF 6091	REF 6092
Wiśniowy	REF 6098	REF 6099	REF 6100

33%
oszczędności**

Tuba 3 × 100g mixed (fine, medium, coarse)

Miętowy	Karmelowy	Wiśniowy
REF 2993	REF 2994	REF 2992

25%
oszczędności**

Tuba 4 × 100g fine

Miętowy	REF 2089
---------	----------

SingleDose 200 × 2g

	fine	medium	coarse
Miętowy	REF 2096	REF 2097	REF 2098
Karmelowy	REF 6094	REF 6095	REF 6096
Wiśniowy	REF 6102	REF 6103	REF 6104

VOCO Profluorid® Varnish

Lakier fluorkowy do znoszenia nadwrażliwości (5% NaF)

- Szybkie znoszenie nadwrażliwości i uwalnianie fluoru (5% NaF \cong 22.600ppm fluoru)
- Łatwy w aplikacji i odporny na wilgoć
- Dostępny w siedmiu przyjemnych smakach
- Cienka warstwa, duża wydajność
- Estetyczny lakier w kolorze zęba



NOWOŚĆ
Pina Colada



SingleDose 50 × 0,40ml

Melonowy	Karmelowy	Wiśniowy
REF 1269	REF 2226	REF 2227
Miętowy	Gumy balonowej	Cola Lime
REF 2228	REF 2238	REF 2240
Pina Colada		
REF 2242		

25%
oszczędności**

SingleDose 200 × 0,40ml

Melonowy	Karmelowy	Wiśniowy
REF 1271	REF 2229	REF 2230
Miętowy	Gumy balonowej	Cola Lime
REF 2231	REF 2239	REF 2241
Pina Colada		
REF 2243		

Stosowanie



SingleDose 48 × 0,40ml

Mixed	REF 2225
-------	----------

Zawiera
wszystkie smaki do
testowania

Bifix® Hybrid Abutment

Uniwersalny, podwójnie utwardzalny cement kompozytowy do stosowania wewnątrz i poza jamą ustną

- All-in-one – trwałe cementowanie wszystkich dostępnych na rynku materiałów stomatologicznych
- Najwyższa elastyczność – aplikacja wewnątrzustna w gabinecie i zewnątrzustna w laboratorium
- Wysoka estetyka – doskonałe maskowanie ciemnych podłoży mocno kryjącymi odcieniami
- Z pastami Try-In – precyzyjna symulacja koloru do łączników hybrydowych, koron i odbudów rdzenia

NOWOŚĆ



30%
oszczędności**

REF 2995 Implant zestaw mixed – koresponduje z REF 2410 + 2412 + 2413 (3 x strzykawka QuickMix 10g, 3 x Try-In strzykawka 2,5g, akcesoria)

REF 2411 Strzykawka QuickMix 10g (uniwersalny HO)
REF 2412 Strzykawka QuickMix 10g (biały HO)
REF 2413 Strzykawka QuickMix 10g (translucent)
+ każdy zaw. Try-In strzykawka 2,5g, akcesoria

18%
oszczędności**

REF 2410 Implant zestaw strzykawka QuickMix 10g (uniwersalny HO), Try-In strzykawka 2,5g, Ceramic Bond butelka 5ml, Futurabond U SingleDose 5 szt., akcesoria

V-Posil

Materiał do precyzyjnych wycisków, VPS

- Wybitnie hydrofilowy silikon addycyjny zapewniający maksymalną precyzję
- Długi czas pracy i krótki czas wiązania w jamie ustnej
- Rewelacyjna wytrzymałość i pamięć kształtu w przypadku deformacji zapewnia bezpieczeństwo podczas i po wyjęciu z jamy ustnej
- Dobre właściwości hydrofilowe, również po związaniu, które ułatwiają odlewanie modelu i umożliwiają wykonanie idealnego uzupełnienia protetycznego



Putty Fast / Heavy Soft Fast / Mono Fast



15%
oszczędności**

Zestaw startowy Putty Fast / Light Fast
REF 2991

Putty Fast Kartusz 2 x 380ml
Light Fast Kartusz 2 x 50ml

Zestaw startowy Heavy Soft Fast / Light Fast
REF 2985

Heavy Soft Fast Kartusz 2 x 380ml
Light Fast Kartusz 2 x 50ml

Zestaw startowy Mono Fast / Light Fast
REF 2987

Mono Fast Kartusz 2 x 380ml
Light Fast Kartusz 2 x 50ml

15%
oszczędności**

Zestaw startowy Putty Fast / Light Fast
REF 2984

Putty Fast Pojemnik 2 x 450ml
Light Fast Kartusz 2 x 50ml

**w porównaniu z zakupem pojedynczej sztuki

PAŃSTWA ZAMÓWIENIE

Aby zamówić prezentowane w tym katalogu produkty objęte ofertą specjalną, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy VOCO lub hurtownią stomatologiczną. Oferty obowiązują tylko u partnerów prowadzących sprzedaż detaliczną, biorących udział w programie.

Broszura ta została przekazana przez: