



LABORPROGRAMM



HERZLICH WILLKOMMEN BEI DEN DENTALISTEN!

Liebe Kunden,

Sie haben diesen Katalog zur Hand genommen, um sich einen Überblick über unsere Laborprodukte zu verschaffen. Angesichts der überaus breiten Aufstellung der Branche werten wir allein dies keineswegs als Selbstverständlichkeit. Danke für das Vertrauen, das Sie schon jetzt in uns setzen – wir werden es nicht enttäuschen. Denn: Ein sorgsamer und vertrauensbildender Umgang mit unseren Kunden ist eine tragende Grundsäule unserer Firmenphilosophie.

Sicher werden Sie uns zustimmen, dass nur dort, wo die Bedürfnisse des Kunden erkannt und ernst genommen werden, eine wirklich zufriedenstellende Zusammenarbeit entstehen kann. Eine Zusammenarbeit, in der wir als forschendes Dental-Unternehmen von Ihrer Expertise profitieren dürfen. Wir widmen uns mit aller Kraft dem Ziel, Ihnen diesen Vorteil mit Produkten, die genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, zurückzugeben.

Informieren Sie sich auf den nächsten Seiten über unser vielseitiges Labor-Portfolio für Befestigung, Reparatur, Provisorien, Unterfütterung, Abdruck, Reinigung sowie weiterer Hilfsmittel, die Ihnen höchste VOCO-Qualität bieten.

Der Katalog ist so aufbereitet, dass Sie alle wesentlichen Produktmerkmale auf den ersten Blick erfassen. Dabei helfen Ihnen z. B. unsere Icons. Die verschiedenen Symbole ermöglichen eine erste Einordnung und Einschätzung in Sekundenschnelle und erleichtern Ihnen so die Suche nach dem passenden Produkt.

Sie haben das Passende gefunden und dazu Fragen oder wünschen weitere Informationen? Dann freut sich der VOCO-Kundenservice auf Ihren Anruf unter 04721-719-1111! Oder besuchen Sie uns auf voco.de, wo wir rund um die Uhr Produktinformationen, wissenschaftliche Informationen, klinische Fallberichte und vieles mehr für Sie bereithalten.

Ihre VOCO GmbH

BEFESTIGUNG

Bifix SE	4
Bifix QM	5
Meron	6
Ceramic Bond	6
Quick Up	7

REPARATUR

Cimara	8
--------	---

PROVISORIEN

Structur 3	9
------------	---

UNTERFÜTTERUNG

Ufi Gel hard C	10
Ufi Gel hard	10
Ufi Gel SC	11
Ufi Gel P	11

ABDRUCK

Registrado Clear	12
Registrado X-tra	12
Block Out Gel LC	12
Fit Test C & B	13
Individuo Lux	13
Profibase	13

REINIGUNG

Traypurol tabs	14
Traypurol	14

ANDERE

Dispenser Typ 2	15
Misch- und Applikationskanülen	15
Applikationsaufsätze	15

ICONS

Der VOCO-Laborkatalog informiert Sie gewohnt umfassend über jedes einzelne Produkt und bietet Ihnen eine schnelle und praktische Übersicht der Labor-Produktpalette. Ab sofort erhalten Sie die wesentlichen Produktmerkmale direkt auf den ersten Blick: Unsere neuen Icons visualisieren die Kerneigenschaften, sodass Sie sofort im Bilde sind, ob es sich etwa um ein dual- oder selbsthärtendes Material handelt, welche Indikation ein Produkt besitzt oder in wie vielen Farben es erhältlich ist.



Angabe zur Materialzusammensetzung
Das vorliegende Produkt basiert auf Nanohybrid Technologie.



Angabe zur Materialanwendung
Zur Verwendung am Zahn ist keine vorbereitende Konditionierung der Zahnoberfläche notwendig. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.



Angabe der Indikationen
Das vorliegende Produkt ist zur semi-permanenten Patientenversorgung geeignet. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.



Angabe zur Materialapplikation
Das vorliegende Produkt wird vor der Anwendung automatisch im richtigen Verhältnis gemischt.



Angabe zur Materialanwendung
Vor der Anwendung des Adhäsivsystems (Bonding) ist kein separates Ätzen der Zahnoberfläche notwendig. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.



Angabe zur Materialverarbeitung
Das vorliegende Produkt muss nach der vollständigen Aushärtung nicht extra poliert werden. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.



Angabe zur Materialaushärtung
Das vorliegende Produkt härtet entweder durch Lichtzufuhr oder durch chemische Selbsthärtung aus. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.



Angabe zur Materialhärte
Das vorliegende Produkt besitzt die angegebene Shore-A-Härte.



Angabe zur Materialkompatibilität
Das vorliegende Material kann mit den genannten Materialien eingesetzt werden. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.



Angabe zur Materialaushärtung
Das vorliegende Produkt härtet durch chemische Selbsthärtung aus. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.



Angabe der Röntgenopazität
Das vorliegende Produkt weist nach der Verarbeitung eine hohe Röntgenopazität auf. Der angegebene Wert gibt die Röntgenopazität in Prozent zum Al-Gleichwert an.



Angabe zur Materialapplikation
Das vorliegende Produkt wird in der nachlaufreien, nichttropfenden NDT®-Spritze angeboten.



Angabe zur Materialaushärtung
Das vorliegende Produkt härtet durch Lichtzufuhr aus. Die angegebene Zeit entspricht der Durchschnittszeit. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.



Angabe der Anzahl an Farben
Das vorliegende Produkt ist in der angegebenen Anzahl von Farben erhältlich.

Bifix® SE

Dualhärtendes, selbstadhäsives Befestigungssystem auf Composite Basis



Indikationen

Definitive Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen, Brücken (keine Marylandbrücken) aus Keramik, Zirkoniumdioxid, Compositen und Metall

Definitive Befestigung von Metall-, Keramik-, Zirkoniumdioxid- und faserverstärkten Stiften

Produktvorteile

- Sicherer Halt an Zahn und Restauration
- Schnelle Verarbeitung: Kein Ätzen, kein Bonden
- Geruchsneutral
- Leichte Handhabung
- Lange Haltbarkeit
- Einfache Überschussentfernung
- Minimale Filmdicke von 10 µm für passgenaues Einkleben ohne Bisserrhöhung
- Auch für Zirkoniumdioxid geeignet
- Endo-Mischkanülen in jeder Packung, für feinste Applikation auch im Wurzelkanal

Anwendung



Einfache Überschuss-Entfernung in der Gel-Phase. Kurze Belichtung mit der Polymerisationslampe von 1 - 2 Sekunden je Fläche. Anschließend lässt sich der gelartige Überschuss einfach mit einem Scaler o. ä. entfernen.



REF 1784	Set QuickMix Spritze 3 × 5 g (universal, transparent, weiß-opak), Zubehör
REF 1785	QuickMix Spritze 5 g universal, Zubehör
REF 1786	QuickMix Spritze 5 g transparent, Zubehör
REF 1787	QuickMix Spritze 5 g weiß-opak, Zubehör
REF 2194	Mischkanülen Typ 14, 50 Stk.
REF 2195	Mischkanülen Typ 15 (mit Applikationsaufsatz Typ 1), 50 Stk.

Bifix® QM

Dualhärtendes, universelles Befestigungssystem auf Composite Basis



Auch für
Zirkoniumdioxid-
Befestigung

Indikationen

Adhäsive Befestigung von Inlays, Onlays, Veneers, Kronen, Teilkronen, Wurzelstiften, Brücken und Klebebrücken (Marylandbrücken)

Produktvorteile

- Für alle Materialien (Metalle, Composite-Inlays und Keramik, auch Zirkoniumdioxid) geeignet
- Fehler- und blasenfreies Anmischen
- Direkte Applikation
- Ausgezeichnete Haftung an Dentin, Schmelz, Metall
- Spezielles Ceramic Bond für extreme Haftung an Keramik
- Röntgenopazität
- Drei Farbalternativen
- Alles in einem Set



20 sec
light-curing

DC
dual-curing

auto
mix

3
shades

REF 1217	Set QuickMix Spritze 10 g U (universal), Futurabond DC Flasche je 4 ml Liquid 1 und 2, Ceramic Bond Flasche 5 ml, Zubehör
REF 1218	QuickMix Spritze 10 g universal, Zubehör
REF 1219	QuickMix Spritze 10 g transparent, Zubehör
REF 1759	QuickMix Spritze 10 g weiß-opak, Zubehör
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2191	Mischkanülen Typ 11, 50 Stk.
REF 2139	Applikationsaufsätze Typ 1, 50 Stk., zur Anwendung im Wurzelkanal
REF 2142	Applikationsaufsätze Typ 4, 50 Stk.

Befestigung

Reparatur

Provisorien

Unterfütterung

Abdruck

Reinigung

Andere

Meron (Applikationskapsel)

Röntgenopaker Glasionomer Befestigungszement



REF 1242	Applikationskapseln 50 Stk.
REF 2331	Applicator – AC Typ 1
REF 2334	Applicator – AC Typ 2

Indikationen

Befestigung von

- metallbasierten Kronen, Brücken, Inlays und Onlays
- hochfesten vollkeramischen Kronen und Brücken
- metallbasierten und hochfesten vollkeramischen Kronen und Brücken auf Implantatabutments
- Metall-Wurzelstiften bzw. indirekten Metall-Stift-Stumpfaufbauten
- konfektionierten Stahlkronen
- orthodontischen Bändern

Produktvorteile

- Hohe ausdrückbare Menge pro Kapsel – auch für große Restaurationen
- Sehr gutes Anfließverhalten
- Standfest
- Geringe Filmstärke
- Hohe Transluzenz für ein ästhetisches Ergebnis
- Einfache Überschussentfernung
- Kontinuierliche Fluoridabgabe
- Keine postoperativen Sensitivitäten bekannt

Jetzt in der neuen Applikationskapsel

- Schnelle und einfache Aktivierung ohne Aktivator
- Mischen, Kanüle öffnen und sofort mit einem Applikator anwenden
- Passend für alle handelsüblichen Applikatoren



Ceramic Bond

Haftvermittler zwischen Keramik (auch Zirkoniumdioxid) und Composite

Indikationen

Haftvermittler für optimalen chemischen Verbund zwischen Silikat-, Aluminiumoxid- bzw. Zirkoniumdioxidkeramiken, glasfaserverstärkten Composite Wurzelstiften und Compositematerialien

Produktvorteile

- Durch die Oberflächensilanisierung vollkeramischer Restaurationen werden optimale Bedingungen für einen dauerhaften Verbund zwischen Keramik (auch Zirkoniumdioxid) und Composite geschaffen



REF 1106	Flasche 5 ml
----------	--------------

Auch für
Zirkoniumdioxid-
Befestigung

Quick Up®

Selbsthärtendes Befestigungsmaterial für Attachments und Sekundärteile in Prothesen



Indikationen

Gingivafarbenes Composite für das Einkleben von Attachments wie Kugel-, Locator®- und Teleskopverankerungselementen in Prothesen mit Kunststoffbasis

Wiederbefestigung von Sekundärelementen in Prothesen mit Kunststoffbasis, wie z. B. Steghalterungen

Produktvorteile

- Sehr einfache Chairside-Anwendung
- Hohe Festigkeitswerte
- Komplettes Set für sofortige Anwendung inklusive Kontroll- und Ausblockmaterial für zu schützende Primärstrukturen, wie z. B. Implantate
- Ideale Kombination von selbsthärtendem Befestigungsmaterial und lichthärtendem Korrekturmateri

Locator® ist kein eingetragenes Warenzeichen der VOCO GmbH.

Anwendung



Implantat mit aufgesetzten Attachments



Prothesenbasis bereits mit Vertiefungen für die Attachments



Kontrolle der Passgenauigkeit mit Fit Test C & B



Kontrolle der Attachments auf korrekten Sitz mit Fit Test C & B



Ausblocken, Abdecken der Primärteile / Gingiva mit Fit Test C & B



Auftragen von Quick Up aus der QuickMix Spritze



Auftragen von Quick Up LC zur Korrektur von Unterschüssen und oberflächlichen Defekten



Eingeklebte Attachments in der Prothese



NDT
non dripping
technology

SC
self-curing

**auto
mix**

**for
implants**

REF 1625	Set QuickMix Spritze 7,5 g, Quick Up LC Spritze 2 g, Adhäsiv Flasche 4 ml, Fit Test C & B QuickMix Spritze 5 ml, Zubehör
REF 1626	QuickMix Spritze 7,5 g, Zubehör
REF 1627	Quick Up LC Spritze 2 g, Zubehör
REF 2189	Mischkanülen Typ 10, 50 Stk.
REF 2144	Applikationskanülen Typ 44, 100 Stk.
REF 2247	Single Tim, Applikationspinsel, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.

Cimara®

Keramik Reparaturmaterial mit lichthärtendem Composite

SÄUREFREIE
KERAMIKREPARATUREN
DIREKT IM MUND



Indikationen

Intraorale Reparaturen von Defekten an keramik- oder compositeverblendeten festsitzenden, prothetischen Arbeiten mit Metallgerüst

Produktvorteile

- Säurefreie Keramikreparatur in einer Sitzung
- Entfernen und Wiederbefestigen des Zahnersatzes entfällt
- Einfache Verarbeitungsschritte
- Keine Zusatzgeräte erforderlich
- Dauerhafter Verbund zwischen Keramik und Composite
- Hohe Scherhaftung

REF 1196	Set Haftsilan 8 × 0,3 ml, Adhäsiv Flasche 4 ml, Opaker LC Spritze 1,2 g, GrandioSO Caps 8 × 0,25 g (A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5, B2, GA3.25), Zubehör
REF 1197	Haftsilan 4 × 0,3 ml, Zubehör
REF 1198	Adhäsiv Flasche 4 ml
REF 1575	Opaker LC Spritze 1,2 g, Zubehör
REF 1201	SiC-Schleifkörper, 4 Stk.
REF 2147	Applikationskanülen Typ 45, 100 Stk.
REF 2309	Einwegpinsel, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.
REF 2338	Pinselhalter für VOCO Einwegpinsel und Micro Tim, 5 Stk.

Structur 3

Selbsthärtendes Composite-Material zur Herstellung provisorischer Kronen und Brücken



Indikationen

Herstellung von provisorischen Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers und Stiftprovisorien

Herstellung von Langzeitprovisorien

Unterfütterung von vorgefertigten, provisorischen Kronen aus Composite, Polycarbonat oder Metall

Produktvorteile

- **Verarbeitung**
 - schnell, einfach und sicher durch 1:1 Kartuschensystem
 - kurze Aushärtezeit
 - einfaches Entfernen vom präparierten Zahn durch elastische Phase
 - G(L)anz ohne Polieren – nur Entfernen der Inhibitionsschicht notwendig
- **Ästhetik**
 - natürlicher Glanz und Fluoreszenz
 - in acht Farben erhältlich
- **Haltbarkeit**
 - hohe Druckfestigkeit
 - ausgezeichnete Bruchresistenz

Klinischer Fall



Ausgangssituation



Präparierte Zahnstümpfe



Ausgearbeitete provisorische Brücke



Ansprechendes Ergebnis

Quelle: Dr. Walter Denner, Fulda / Deutschland



nanohybrid technology

SC
self-curing

auto mix

no polishing

semi-permanent

Long-term temporaries

8 shades

REF 2500	Set Kartusche 50 ml A2, Dispenser Typ 2, Zubehör	
REF 2501	Set Kartusche 50 ml A3, Dispenser Typ 2, Zubehör	
REF 2158	Dispenser – Typ 2	
REF 2261	Dispenser – QuickMix	
REF 2185	Mischkanülen Typ 6 für Kartusche, 50 Stk.	
REF 2189	Mischkanülen Typ 10 für QuickMix Spritze, 50 Stk.	
	Kartusche 50 ml, Mischkanülen Typ 6	Kartusche 5 × 50 ml, Mischkanülen Typ 6
Farbe	Typ 6	
A1	REF 2503	–
A2	REF 2504	REF 2512
A3	REF 2505	REF 2513
A3.5	REF 2506	–
B1	REF 2507	–
B3	REF 2508	–
C2	REF 2509	–
BL	REF 2510	–
	QuickMix Spritze 5 ml, Mischkanülen Typ 10	
Farbe		
A1	REF 2515	
A2	REF 2516	
A3	REF 2517	
B1	REF 2518	

Befestigung

Reparatur

Provisorien

Unterfütterung

Abdruck

Reinigung

Andere

Ufi Gel® hard C · Ufi Gel® hard

Hartes, direktes Unterfütterungsmaterial



SC
self-curing

auto
mix



Indikationen

Harte, dauerhafte, totale oder partielle Unterfütterung zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit von Teil- und Vollprothesen
Verlängerung der Prothesenränder

Produktvorteile

- Komplette, harte Unterfütterung chairside in nur einer Sitzung
- Methylmethacrylat-frei
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Keine Temperaturerhöhung im Mund
- Farbstabil
- So einfach wie eine Abdrucknahme
- Ästhetisch, gute Verträglichkeit und hoher Tragekomfort
- Glatte Oberfläche
- Schichtweise Ergänzung über Jahre möglich

Ufi Gel® hard C	
REF 2215	Set Kartusche 80 g, Adhäsiv Flasche 10 ml, Zubehör
REF 2218	Set + Dispenser Kartusche 80 g, Adhäsiv Flasche 10 ml, Zubehör
REF 2216	Kartusche 80 g, Zubehör
REF 2217	Adhäsiv Flasche 10 ml
REF 2158	Dispenser – Typ 2
REF 2187	Mischkanülen Typ 8, 50 Stk.
Ufi Gel® hard	
REF 2210	Set Pulver 60 g, Flüssigkeit Flasche 40 ml, Conditioner Flasche 20 ml, Zubehör
REF 2211	Pulver 60 g
REF 2212	Flüssigkeit Flasche 40 ml
REF 2213	Conditioner Flasche 20 ml

Klinischer Fall



Befestigung

Reparatur

Provisorien

Unterfütterung

Abdruck

Reinigung

Andere

Ufi Gel® SC · Ufi Gel® P

Weichbleibendes, kalthärtendes Unterfütterungsmaterial auf Silikonbasis



Indikationen

Permanente weichbleibende Unterfütterung von Total- und Teilprothesen

- zur Beseitigung von Druckstellen
- zur Abdämmung der A-Linie
- bei Schlotterkamm und Haftschwierigkeiten
- zur Abdämmung scharfkantiger Alveolarfortsätze
- zur Unterstützung des Heilungsprozesses in der Implantologie

Produktvorteile

- Unterfütterungssilikon der Spitzenklasse
- Komplette Unterfütterung chairside in einer Sitzung
- Bleibt dauerhaft weich
- Adhäsiv für extrem festen Haftverbund Prothese / Unterfütterung
- Biokompatibel (ohne Methacrylate)
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Farbstabil und ästhetisch, mit Farbanpassungseffekt
- Lab side: weniger Arbeitsschritte als mit anderen kalthärtenden Materialien
- Für alle PMMA-basierten Prothesen
- Einfache und schnelle Verarbeitung bei direkten und indirekten Unterfütterungen
- Ausgezeichnete Adaptationseigenschaften für exakten Prothesensitz
- Beständig gegenüber den üblichen Prothesenreinigungsmitteln

Klinischer Fall



EINSETZEN DER PROTHESE UND BEWEGUNGEN DER MANDIBULA



SC
self-curing

auto mix

Ufi Gel® SC	
REF 2041	Set Kartusche 50 ml, Adhäsiv Flasche 10 ml, Glazing Basis 10 ml, Glazing Katalysator 10 ml, Zubehör
REF 2040	Kartusche 50 ml, Zubehör
REF 2029	Adhäsiv Flasche 10 ml
REF 2047	Glazing Flasche 2 x 10 ml (Basis / Katalysator)
REF 2049	Polierscheiben, 10 Stk.
REF 2158	Dispenser – Typ 2
REF 2187	Mischkanülen Typ 8, 50 Stk.
Ufi Gel® P	
REF 2070	Set Tube Basis 50 ml, Katalysator 50 ml, Glazing Basis 10 ml, Glazing Katalysator 10 ml, Adhäsiv Flasche 10 ml, Zubehör
REF 2071	Tube 2 x 50 ml (Basis / Katalysator)
REF 2076	Adhäsiv Flasche 10 ml
REF 2077	Glazing Flasche 2 x 10 ml (Basis / Katalysator)
REF 2309	Einwegpinsel, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.
REF 2338	Pinselhalter für VOCC Einwegpinsel und Micro Tim, 5 Stk.

Befestigung

Reparatur

Provisorien

Unterfütterung

Abdruck

Reinigung

Andere

Registrado® X-tra

Additionsvernetzendes Silikon für die Bissregistrierung, extra hart, schnell abbindend

Indikationen

- Okklusale Bissregistrierung
- Fixierung bei Gesichtsbogenregistraten
- Verschlüsselung von Stützstiftregistraten

Produktvorteile

- Optimale Härte
- Applizieren ohne Zeitdruck
- Ausgeprägte thixotrope Eigenschaften
- Gut zu beschleifen
- Sehr hohe Übertragungsgenauigkeit
- Mit sparsamer Applikationskanüle



SC self-curing	auto mix	Shore-A 90
--------------------------	-----------------	-------------------

REF 2035	Kartusche 2 × 50 ml, Zubehör
REF 2036	Kartusche 8 × 50 ml, Zubehör
REF 2158	Dispenser – Typ 2
REF 2196	Mischkanülen Typ 16, 50 Stk.
REF 2140	Applikationsaufsätze Typ 2, 50 Stk.



Registrado® Clear

Transparentes, additionsvernetzendes Silikon für die Bissregistrierung, schnell abbindend

Indikationen

- Bissregistrierung
- Registrierschlüssel bei intraoraler Stützstiftregistrierung
- Fixierung von Röntgenkugeln
- Front- und Okklusaltempel
- Silikonsschlüssel für Compositefüllungen

Produktvorteile

- Hohe Endhärte mit gleichzeitig hoher Transparenz
- Überzeugende Konsistenz, garantiert den Verbleib auf der Zahnreihe
- Arbeiten ohne Zeitdruck dank des temperaturgesteuerten Aushärtungsprozesses (beschleunigte Aushärtung erst bei geschlossenem Mund)
- Hohe Dimensions- und Formstabilität (> 99 %)
- Perfekte Lichthärtung durch Registrado Clear möglich



SC self-curing	auto mix	Shore-A 80
--------------------------	-----------------	-------------------

REF 2037	Kartusche 50 ml, Zubehör
REF 2158	Dispenser – Typ 2
REF 2196	Mischkanülen Typ 16, 50 Stk.
REF 2140	Applikationsaufsätze Typ 2, 50 Stk.

Block Out Gel LC

Lichthärtendes Ausblockmaterial

Indikationen

- Ausblocken von Gipsmodellen

Produktvorteile

- Blaue Kontrastfarbe erleichtert die Applikationskontrolle
- Einfaches Auftragen direkt aus der Spritze



10-30 sec light-curing

REF 1661	Spritze 4 × 1,2 ml, Zubehör
REF 2144	Applikationskanülen Typ 44, 100 Stk.

Fit Test® C & B

Additionsvernetzendes Silikon für die Kontrolle prothetischer Rekonstruktionen

Indikationen

Kontrolle von Passgenauigkeit, Randschluss und Randspalt bei:

- Voll- und Teilkronen sowie Brücken
- Inlays / Onlays
- gegossenen Stiftaufbauten / Stiftkronen
- Metallbasen
- implantatgestützten Kronen und Brücken
- Attachments und anderen Sekundärteilen in Prothesen

Produktvorteile

- Schnelle diagnostische Hilfe bei allen Restaurationen
- Einfache Handhabung durch QuickMix Spritze – automatisches und fehlerfreies Anmischen
- Direkte Applikation
- Optimale Farbgebung für Metall- und Keramikrestaurationen
- Schnelles Ergebnis durch kurze Verarbeitungs- und Abbindezeit

auto
mix



REF 2095	QuickMix Spritze 5 ml, Zubehör
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2188	Mischkanülen Typ 9, 50 Stk.
REF 2191	Mischkanülen Typ 11, nur zusammen mit Applikationsaufsatz Typ 1, 50 Stk.
REF 2139	Applikationsaufsätze Typ 1, 50 Stk.

Individo® Lux

Vorgeformte, individuelle Abformplatten, lichthärtend

Indikationen

Anfertigen individueller Löffel aus vorgeformten Ober- und Unterkieferplatten

Produktvorteile

- In blau-transparenter und blau-opaker Farbe
- Ermöglicht genaues und materialsparendes Arbeiten
- Stabile und bruchfeste Löffel
- Angenehmes Pfefferminzaroma
- Nicht klebrige Konsistenz
- Lichthärtung mit handelsüblichem Halogenlicht oder UVA-Licht

3-5 min
light-curing



REF 2402	Oberkiefer 50 Stk. blau-opak
REF 2403	Unterkiefer 50 Stk. blau-opak
REF 2408	Oberkiefer 50 Stk. blau-transparent
REF 2409	Unterkiefer 50 Stk. blau-transparent

Profibase

Vorgeformte, rosa-transparente Abformlöffel / Basisplatten, lichthärtend

Indikationen

Gingivafarbene Kunststoffbasis zur Wachsauftellung totaler und partieller Prothesen

Anfertigen individueller Löffel aus vorgeformten Ober- und Unterkieferplatten

Produktvorteile

- Zahnfleischähnliche Farbgebung
- Einfache und zeitsparende Formung mit der Hand
- Dauerhafte Stabilität und Druckfestigkeit
- Angenehmes Pfefferminzaroma
- Nicht klebrige Konsistenz
- Lichthärtung mit handelsüblichem Halogenlicht oder UVA-Licht

3-5 min
light-curing



REF 2111	Oberkiefer / Unterkiefer 2 x 25 Stk.
REF 2112	Oberkiefer 50 Stk.
REF 2113	Unterkiefer 50 Stk.

Traypurol® tabs

Aktiv-Tabs zur Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten



REF 2355 50 Stk.

Indikationen

Selbsttätige Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten

Produktvorteile

- Löst Alginate und Zemente innerhalb kürzester Zeit
- Besonders leicht zu dosieren
- Kein umständliches Umrühren – die Tabs lösen sich selbständig in Wasser auf
- Materialschonend, für alle nicht rostenden Metalle (auch Aluminium) und Kunststoffe geeignet
- Biologisch abbaubar und pH-neutral
- Auch im Ultraschallgerät einsetzbar

Traypurol®

Wirkstoffkonzentrat zur Reinigung von Abdrucklöffeln und Instrumenten



REF 2289 Flasche 1 l
 REF 2290 Kanister 5 l
 REF 2304 Dosierpumpe – Kanister 5 l

Indikationen

Selbsttätige Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten

Produktvorteile

- Einfach mit Wasser anzusetzen
- Löst Reste von Alginaten, Glasionomer-, Carboxylat-, Phosphat- und Zinkoxyd-Eugenol-Zementen
- Reinigt Löffel und Instrumente zuverlässig über Nacht
- Auch im Ultraschallgerät einsetzbar
- Geeignet auch für nichtoxidierende Metalle und Kunststoffe
- Biologisch abbaubar und materialschonend

Dispenser Typ 2

Dispenser zum Ausbringen von Dentalmaterialien aus Kartuschen



Für 1:1 oder 1:2 Kartuschen (50 ml)

REF 2158 Dispenser – Typ 2

Dispenser QuickMix

Dispenser zum Ausbringen von Dentalmaterialien aus QuickMix Spritzen






Für 1:1 QuickMix Spritzen

REF 2261 Dispenser – QuickMix


Mischkanülen

REF 2185	Mischkanülen Typ 6 für Structur 3 in der Kartusche, 50 Stk.		REF 2191	Mischkanülen Typ 11 für Bifix QM, Fit Test C & B nur zusammen mit Applikationsaufsatz Typ 1, 50 Stk.	
REF 2187	Mischkanülen Typ 8 für Ufi Gel SC, Ufi Gel hard C, 50 Stk.		REF 2194	Mischkanülen Typ 14 für Bifix SE, 50 Stk.	
REF 2188	Mischkanülen Typ 9 für Fit Test C & B, 50 Stk.		REF 2195	Mischkanülen Typ 15 (mit Applikationsaufsatz Typ 1) für Bifix SE, 50 Stk.	
REF 2189	Mischkanülen Typ 10 für Structur 3 in der QuickMix Spritze, Quick Up, 50 Stk.		REF 2196	Mischkanülen Typ 16 (für Applikationsaufsatz Typ 2) für Registrado Clear, Registrado X-tra, 50 Stk.	

Applikationsaufsätze

REF 2139	Applikationsaufsätze Typ 1 für Mischkanülen Typ 11, 50 Stk.		REF 2142	Applikationsaufsätze Typ 4 für Mischkanülen Typ 11, 50 Stk.	
REF 2140	Applikationsaufsätze Typ 2 für Mischkanülen Typ 16, 50 Stk.				

Applikationskanülen

REF 2144	Applikationskanülen Typ 44 für Block Out Gel LC, Quick Up LC, 100 Stk.		REF 2147	Applikationskanülen Typ 45 für Cimara Opaquer LC, 100 Stk.	
----------	--	---	----------	--	---

Befestigung

Reparatur

Provisorien

Unterfütterung

Abdruck

Reinigung

Andere

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Deutschland
www.voco.de

VOCO-Kundenservice

Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de