

**VOCO**

# DIGITAL SOLUTIONS

CediTEC®

**LA SOLUTION CFAO  
POUR DES PROTHÈSES  
PERMANENTES**


Grandio® blocs & Grandio® disc

**L'EXPERTISE NANO-  
HYBRIDE POUR LE  
SECTEUR CFAO**

Déterminez vous-mêmes votre horaire de travail

Sans secouer –

**LES RÉSINES  
D'IMPRESSION  
VOCO – TOUJOURS  
HOMOGÈNES**



**Grandio® disc multicolor**

Le matériau hybride nano-céramique avec technologie multicouche invisible

**V-Print**

Matériaux d'impression 3D haut de gamme

**Structur CAD**

Composite CFAO pour restaurations temporaires

**VOCO**  
LES DENTALISTES



# Grandio® disc multicolor

permanent

Pour des restaurations particulièrement esthétiques, VOCO élargit désormais avec Grandio disc multicolor le spectre des teintes du matériau hybride nanocéramique Grandio disc : la coloration de Grandio disc multicolor donne à la restauration un aspect très vivant, rendu possible avec seulement trois couches grâce aux propriétés du matériau. La technologie dite multicouche invisible imite le dégradé des différentes teintes naturelles de la dent, du bord incisif jusqu'au collet.

## Aperçu des avantages :

- Le taux de charges le plus élevé (86 % en masse)
- Restaurations hautement esthétiques avec seulement trois couches
- Composition particulière du matériau créant dans une restauration multicolore un dégradé des teintes fidèle à celui d'une dent naturelle (technologie multicouche invisible)

## Grandio disc multicolor

15 mm (ø 98 mm)

1 × 15 mm A1	<b>REF 6216</b>
1 × 15 mm A2	<b>REF 6217</b>
1 × 15 mm A3	<b>REF 6218</b>
1 × 15 mm A3.5	<b>REF 6219</b>
1 × 15 mm B1	<b>REF 6220</b>
1 × 15 mm C2	<b>REF 6221</b>

523,80 €



# Grandio® blocs & Grandio® disc

permanent

Les matériaux hybrides nanocéramiques CFAO Grandio blocs et Grandio disc sont indiqués pour les restaurations définitives de dents unitaires et définissent de nouveaux standards avec leur résistance nettement supérieure à la moyenne. Grâce à un taux de charges de 86 %, ils dépassent les meilleurs de leur catégorie.



Également disponible pour PlanMill®

## Grandio blocs

5 × no. 12 LT/HT  
(REF voir tableau)

130,90 €

## Grandio blocs

5 × no. 14L LT/HT  
(REF voir tableau)

145,40 €

## Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98 mm)  
(REF voir tableau)

489,60 €

	Blocs 12	Blocs 14L	Disque 15 mm
A1 LT	6003	6018	6050
A2 LT	6004	6019	6051
A3 LT	6005	6020	6052
A3.5 LT	6006	6021	6053
B1 LT	6007	6022	6054
C2 LT	6008	6023	6055
BL LT	6009	6024	6056
A1 HT	6012	6027	6057
A2 HT	6013	6028	6058
A3 HT	6014	6029	6059
A3.5 HT	6015	6030	6060

# Structur CAD

temporary

Composite CFAO pour restaurations temporaires

Une restauration provisoire de longue durée qui tient ses promesses et dont la réalisation est rapide et facile ? Pas de problème avec Structur CAD, un matériau composite pour restaurations provisoires réalisées à l'aide de procédés CFAO. Structur CAD est un matériau composite dont les charges garantissent une grande qualité et donc une durée de port fiable, en particulier pour les restaurations provisoires de longue durée. Structur CAD représente ainsi la toute nouvelle génération de restaurations provisoires.



## Aperçu des avantages :

- Fabrication CFAO rapide et efficace de restaurations temporaires précises
- Qualité et esthétique les plus élevées pour un séjour en bouche durable et sûr – particulièrement indiqué pour les provisoires de longue durée et les restaurations semi-permanentes
- Excellente stabilité des bords
- Polissage et individualisation faciles – intra- et extra-buccal
- L'utilisation d'un primer MMA n'est pas nécessaire

## Blocs 5 × no. 40L

- 5 × no. 40L A1 REF 6076
- 5 × no. 40L A2 REF 6077
- 5 × no. 40L A3 REF 6078

100,30 €

## Disque 1 × 20 mm (Ø 98 mm)

- Disque A1 REF 6071
- Disque A2 REF 6072
- Disque A3 REF 6073

204,10 €



# V-Print® Trusted Partners

VOCO coopère avec de nombreux fabricants d'imprimantes renommés. Pour les résines V-Print, des réglages individuels de l'imprimante sont déterminés dans le cadre du partenariat. Des impressions parfaites et reproductibles sont le résultat de cette collaboration intense. Vous trouverez une liste actualisée des imprimantes 3D compatibles avec V-Print sur [www.voco.dental/3dprintingpartners](http://www.voco.dental/3dprintingpartners).

## V-Print



		c&b temp	SG clear	splint clear	splint comfort clear	model 2.0 beige	model fast blue	tray blue	Try-In beige	dent-base pink	cast blue
VOCO	SolFlex 650, 350, 170 / SMP	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	SolFlex 170 HD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W2P	SolFlex 650, 350, 170 / PLUS	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	SolFlex 163 FullHD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASIGA	MAX UV, PRO 4K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rapid Shape	D20 II, D30 II, D40 II, D10+, D20+, D30+, D50+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ackuretta	SOL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microlay	Versus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EVE Pro	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Straumann	P20, P30, P40, P10+, P20+, P30+, P50+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MiiCraft	Prime150Y, Ultra125Y/150Y, Hyper125Y, Profession250Y	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shining 3D	AccuFab-L4D	✓	✓	✓	✓	✓	—	■	■	✓	✓
Uniz	SLASH 2 PLUS	—	■	✓	✓	■	—	—	—	✓	—
Union Tech	EvoDent S300	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	—

✓ validé ■ en cours \*Seulement avec PowerVat

# V-Print®

Avec la gamme V-Print, VOCO propose aux utilisateurs professionnels des matériaux dentaires haut de gamme pour l'impression 3D.

Tous les matériaux d'impression 3D sont développés au siège de VOCO à Cuxhaven, par une équipe interdisciplinaire de chercheurs composée de prothésistes dentaires, d'ingénieurs dentaires et de chimistes tout au long de la chaîne de processus numérique, garantissant ainsi un maximum de facilité d'utilisation et d'adéquation à la pratique. Les matériaux d'impression V-Print de VOCO comportent des avantages pratiques qui facilitent votre travail quotidien.

**VOCO**



TRUSTED  
PARTNER

rapidshape

ASIGA®

ACKURETTA

MICROLAY®

W2P

straumann

3shape

exocad



Vous trouverez l'ensemble de nos partenaires sous [www.voco.dental/3dprintingpartners](http://www.voco.dental/3dprintingpartners)

Demandez votre échantillon  
d'impression 3D gratuit !



[www.voco.dental/3d-print](http://www.voco.dental/3d-print)

4 + 1  
flacon  
gratuit<sup>1</sup>

	Teinte	Indications	Classé	Flacon		
V-Print c&b temp	A1	Restaurations provisoires de longue durée comme couronnes, bridges et mock-ups	DM IIa	500 g	REF 6897	294,00 €
	A2				REF 6898	
	A3				REF 6899	
	A3.5				REF 6900	
	B1				REF 6901	
	BL				REF 6902	
V-Print SG	clear	Guides de forage dentaires	DM IIa	1000 g	REF 6043	352,10 €
V-Print splint	clear	Guides / splints thérapeutiques Pièces auxiliaires et fonctionnelles de diagnostic Gouttières de blanchiment (blanchiment ambulatoire)	DM IIa	1000 g	REF 6044	484,80 €
V-Print splint comfort	clear	Guides / splints thérapeutiques Pièces auxiliaires et fonctionnelles de diagnostic Gouttières de blanchiment (blanchiment ambulatoire) Plaques palatines	DM IIa	1000 g	REF 6126	518,40 €
V-Print dentbase	pink	Plaques de base pour prothèses amovibles	DM IIa	1000 g	REF 6048	430,80 €
V-Print tray	blue	Des porte-empreintes individuels et fonctionnels Plaques bases pour mordus et pour montages en cire dans la prothétique complète Enregistrements d'occlusion	DM I	1000 g	REF 6047	326,40 €
V-Print Try-In	beige	Pièce d'essayage pour la prothétique complète et partielle Maquettes de transfert et guides de meulage Empreintes de correction et prise d'occlusion	DM I	1000 g	REF 6049	313,90 €
V-Print model 2.0	beige	Modèles de travail et de présentation dentaires	Tec Resin	1000 g	REF 6128	211,60 €
V-Print model fast	blue	Modèles dentaires	Tec Resin	1000 g	REF 6125	310,00 €
V-Print cast	blue	Fabrication d'objets entièrement calcinables dans les processus de coulée et la céramique pressée	Tec Resin	1000 g	REF 6045	270,70 €



# CediTEC®

Esthétique, précis, individuel, tels sont les critères exigés également de prothèses totales fabriquées par technologie numérique. La planification et la confection numériques d'une prothèse vous apportent de nombreux avantages. Outre une reproductibilité rapide et simple de prothèses fabriquées par CFAO, la durabilité et les qualités esthétiques jouent un rôle important. Avec notre gamme de produits conçus spécialement pour la fabrication de prothèses, vous êtes en mesure de fabriquer des prothèses entièrement par CFAO.



Système CFAO complet pour la confection de prothèses amovibles



## CediTEC DB Denture Base

Disque 1 × 30 mm (ø 98 mm)

pink	REF 6195
dark-pink	REF 6196
orange-pink	REF 6197

107,90 €

## CediTEC DT Denture Teeth

Disque 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1	REF 6085
A2	REF 6086
A3	REF 6087
BL	REF 6088

215,80 €

## Coffret CediTEC Adhesive

1 × 80 g cartouche CediTEC Adhesive  
1 × 4 ml flacon CediTEC Primer  
+ accessoires

REF 6082

168,20 €



### Aperçu des avantages :

- Choix flexible de la base de la prothèse – par impression 3D avec V-Print dentbase ou par fraiseuse avec CediTEC DB
- Matériaux d'une qualité haut de gamme pour un confort en bouche élevé et durable
- Prothèses individuelles, à tout moment reproductibles et à individualiser



# Quick Up®

La tenue de prothèses complètes n'est pas souvent satisfaisante. Les raisons sont avant tout l'atrophie osseuse, des processus de résorption et des modifications de la zone de sustentation de la prothèse, se composant de tissus durs et mous.

Des implants sont très souvent utilisés pour la fixation de prothèses complètes. Cela signifie un gain de temps et d'argent pour le patient, et le chirurgien-dentiste peut se concentrer sur l'implantologie et ne doit qu'adapter des attachements ou parties secondaires (parties femelles) correspondants à la prothèse existante pour créer une liaison amovible avec l'implant. Le coffret Quick Up contient tous les composants nécessaires pour coller des parties femelles, attachements et autres éléments d'attachement sur des prothèses à base de résine.

Collage  
d'attachements et  
d'éléments secondaires  
sur la prothèse, sans  
temps d'attente

## Coffret QuickMix

1 x 7,5 g QuickMix seringue  
1 x 5 ml QuickMix seringue Fit Test C & B  
1 x 2 g Quick Up LC seringue  
1 x 4 ml Adhésif flacon  
+ accessoires

REF 1625

216,20 € ~~246,70 €~~

Avec l'achat  
d'un coffret,  
vous économisez

12%\*

### Aperçu des avantages :

- Utilisation très facile au fauteuil
- Des valeurs de dureté élevées
- Coffret complet pour l'application immédiate, incluant des matériaux de contrôle et de comblement pour protéger des structures primaires, comme par ex. les implants
- Combinaison idéale d'un matériau de collage autodurcissant avec un matériau de correction photopolymérisable
- Quick Up est un composite en teinte gingivale




## Votre commande

Pour commander les VOCO Highlights, merci de contacter votre dépôt ou votre délégué commercial VOCO. Les offres ne sont valables qu'auprès des dépôts partenaires. Des prix inférieurs de votre dépôt seront toujours pris en compte. Tous les prix indiqués sont des prix recommandés et s'entendent T.T.C. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

### Service Clients VOCO :

Numéro vert : 00800 44 444 555  
Fax : +49 (0) 4721-719-2931  
E-Mail : service@voco.de

Ce prospectus vous a  
été remis par :



VC 84 01.22.30 FR 09/23

\*Par rapport à un achat individuel \*\*Cumul des prix individuels <sup>1</sup>Une fois les produits commandés ont été livrés par votre dépôt, vous recevrez une boîte supplémentaire à titre gratuit. L'envoi de la gratuite se fait par VOCO.