

VOCO

DIGITAL SOLUTIONS

Molto simile al dente naturale

Il materiale ibrido in nanoceramica Grandio disc per restauri definitivi

Estetica e precisione

Il sistema CediTEC per la realizzazione di protesi personalizzate

Un vero tuttofare per i modelli dentali

Stampa rapida e ad alta precisione di modelli dentali con V-Print model 2.0



Grandio disc & Grandio blocs

Materiale CAD/CAM ibrido in nanoceramica per restauri definitivi di denti singoli

Grandio disc convince per le sue proprietà fisiche in termini di elasticità, resistenza e per l'elevato contenuto di riempitivo (86% in peso). Il materiale si avvicina quindi al dente naturale più di qualsiasi altro materiale per i restauri indiretti. Grandio disc è il materiale da prediligere e supera di gran lunga le ceramiche convenzionali.



Fonte: Prof. Breno de Mont'Alverne, Brasile



NUOVO

Grandio disc multicolor

1 × 12 mm (ø 98 mm)

A1	REF 6248
A2	REF 6249
A3	REF 6250
A3.5	REF 6251
B1	REF 6252
C2	REF 6253

369,00 €

Grandio disc multicolor

1 × 15 mm (ø 98 mm)

A1	REF 6216
A2	REF 6217
A3	REF 6218
A3.5	REF 6219
B1	REF 6220
C2	REF 6221

436,50 €

Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98 mm)

A1 LT	REF 6050
A2 LT	REF 6051
A3 LT	REF 6052
A3.5 LT	REF 6053
B1 LT	REF 6054
C2 LT	REF 6055
BL LT	REF 6056
A1 HT	REF 6057
A2 HT	REF 6058
A3 HT	REF 6059
A3.5 HT	REF 6060

408,00 €



Grandio blocs

5 × No. 12 LT/HT

5 × No. 14L LT/HT

MULTICOLOR

Il gradiente cromatico dei denti naturali

con la straordinaria Invisible-Layer-Technology

Viene imitato il gradiente cromatico dei denti naturali e i singoli strati si fondono perfettamente l'uno nell'altro.

Tre strati per un restauro altamente estetico

	Incisale	Colore di base dei denti	Area cervicale (colletto)
Disc 12 mm	3,0 mm	5,1 mm	3,9 mm
Disc 15 mm	3,8 mm	7,4 mm	3,8 mm

A seconda del grado di personalizzazione, il restauro può essere spostato all'interno dei tre strati. In questo modo è possibile enfatizzare il bordo incisale oppure l'area cervicale.



Per le presentazioni e i singoli colori, effettuare la scansione del codice QR o visitare il sito www.voco.dental

V-Print

Materiali per la stampa 3D con valore aggiunto

Con la famiglia V-Print, VOCO offre materiali odontoiatrici di alta qualità per la stampa 3D in studi e laboratori. I materiali vengono prodotti presso la sede originaria di Cuxhaven. Tutti i materiali per la stampa 3D sono sviluppati da un team di ricerca interdisciplinare costituito da odontotecnici, ingegneri dentali e chimici. Il loro impegno nell'intero processo digitale consente di ottenere risultati che facilitano il vostro lavoro quotidiano.

Effettuate subito una prova:

Basta scansionare il codice QR, selezionare il prodotto o caricare il proprio file STL ed effettuare un test.



4+1
in omaggio¹
Valido per tutti i prodotti V-Print

V-Print c&b temp (DM IIa)

Provvisori a lungo termine come corone, ponti e mock-up

A1	REF 6897
A2	REF 6898
A3	REF 6899
A3.5	REF 6900
B1	REF 6901
BL	REF 6902

500 g Flacone
252,40 €

V-Print model 2.0 beige (Resina tecnica)

Modelli dentali di lavoro e di presentazione

1000 g Flacone	5000 g Contenitore
REF 6128	REF 6129
187,10 €	819,00 €
	935,50 € **



V-Print dentbase pink (DM IIa)

Basi per protesi rimovibili, il complemento ideale per CedITEC DT


1000 g Flacone
REF 6048
359,00 €



V-Print Try-In beige (DM I)

Campioni di prova per protesi totali e parziali, Dime di trasferimento e di molatura, Registrazione della forma corretta e del morso

1000 g Flacone
REF 6049
277,70 €



V-Print tray blue (DM I)

Cucchiai portaimpronta e funzionali individuali, Basi per masticazioni e montaggi in cera in protesi mobile, Registrazione del morso

1000 g Flacone
REF 6047
280,20 €



V-Print cast blue (Resina tecnica)

Produzione di oggetti calcinabili senza residui per processi di fusione e pressatura di ceramiche

1000 g Flacone
REF 6045
239,40 €



V-Print splint comfort clear (DM IIa)

Splint terapeutici, Componenti ausiliarie e funzionali per la diagnosi, Mascherine per sbiancamento (sbiancamento domiciliare), Placche palatali

1000 g Flacone
REF 6126
445,10 €



V-Print splint clear (DM IIa)

Splint terapeutici, Componenti ausiliarie e funzionali per la diagnosi, Mascherine per sbiancamento (sbiancamento domiciliare)

1000 g Flacone
REF 6044
416,20 €



V-Print SG clear (DM IIa)

Mascherine chirurgiche, approvate per il contatto con le ferite

1000 g Flacone
REF 6043
311,40 €



V-Print IBT clear (DM I)

Mascherine dentali di trasferimento per il posizionamento dei bracket

1000 g Flacone
REF 6127
272,00 €

Trusted Partner



Partner convalidati di dispositivi e software per i nostri materiali CAD/CAM

VOCO collabora con un gran numero di noti produttori di dispositivi e software. Questo ci permette di offrire un'ampia gamma di soluzioni convalidate per i nostri materiali CAD/CAM additivi e sottrattivi. A questa intensa collaborazione si devono risultati ideali e riproducibili. La compatibilità dei materiali di stampa e di fresatura garantisce un'integrazione facile e perfetta nel vostro lavoro quotidiano.

L'elenco aggiornato dei partner di fiducia di VOCO è disponibile all'indirizzo www.voco.dental/systempartner



Software	Fresatura / Molatura		Stampa 3D	

Compatibilità con le stampanti 3D		V-Print									
		c&b temp	IBT	SG	splint	splint comfort	model 2.0	tray	Try-In	dentbase	cast
VOCO	SolFlex 650, 350, 170 / SMP, SolFlex 170 HD	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
Ackuretta	SOL, SOL Plus	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓ / ■	✓ / ■	✓	✓ / ■
ASIGA	MAX UV, PRO 4K	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dental-makers	LightBuilder 4K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microlay	Versus	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EVE Pro	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MiiCraft	Prime150Y, Ultra125Y/150Y, Hyper125Y, Profession250Y	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rapid Shape	D20 II, D30 II, D40 II, D10+, D20+, D30+, D50+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shining 3D	AccuFab-L4D	✓	■	✓	✓	✓	✓	■	■	✓	✓
Straumann	P20, P30, P40, P10+, P20+, P30+, P50+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Union Tech	EvoDent S300	—	—	—	—	✓	✓	—	—	✓	—
	E128, E280	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uniz	SLASH 2 PLUS	—	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	—
	NBEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W2P	SolFlex 650, 350, 170 / PLUS, SolFlex 163 FullHD	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

✓ validato ■ in processo *solo con la PowerVat

CediTEC

Sistema CAD/CAM completo per la realizzazione di protesi rimovibili

Estetica, precisione e personalizzazione: con CediTEC è stato sviluppato un sistema che riunisce base della protesi, denti protesici e materiale di fissaggio. Ciò consente una realizzazione rapida e semplice delle protesi in pochi passaggi.



I vantaggi in breve

- Realizzazione di protesi personalizzate, estremamente precise e riproducibili
- Materiali di alta qualità per un comfort elevato e prolungato nel tempo
- Colorazione traslucida ed elevata fluorescenza per un'estetica naturale
- Miscelazione del materiale da fissaggio senza errori e senza bolle d'aria

Structur CAD

Composito CAD/CAM per restauri provvisori

Massima qualità ed estetica per un lungo e sicuro periodo di utilizzo: particolarmente adatto per provvisori a lungo termine e restauri semipermanenti. Structur CAD è un composito riempito per il processo CAD/CAM in studi dentistici e laboratori.

Dopo la molatura e la fresatura, Structur CAD presenta un'eccellente stabilità dei bordi e la lucidatura può essere eseguita in modo rapido e semplice sia intraoralmente sia extraoralmente. La fluorescenza è simile a quella del dente naturale e aiuta i pazienti a sentirsi a proprio agio anche con un restauro provvisorio.

I vantaggi in breve

- Realizzazione rapida ed efficiente di restauri provvisori estremamente precisi
- Eccellente stabilità dei bordi
- Semplice lucidatura e personalizzazione, sia intraorale che extraorale
- Non è necessario utilizzare un primer MMA



V-Print dentbase
L'alternativa stampata come base di protesi

CediTEC DB Denture Base

Disc 1 × 30 mm (ø 98 mm)

pink **REF 6195**
orange-pink **REF 6197**

92,70 €

CediTEC DT Denture Teeth

Disc 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1 **REF 6085**
A2 **REF 6086**
A3 **REF 6087**
BL **REF 6088**

185,30 €

Set CediTEC Adhesive

1 × 80 g CediTEC Adhesive
1 × 4 ml Flacone CediTEC Primer
+ accessori

REF 6082

148,90 €



Structur CAD Block

5 × No. 40L

A1 **REF 6076**
A2 **REF 6077**
A3 **REF 6078**

88,90 €

Structur CAD Disc

1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1 **REF 6071**
A2 **REF 6072**
A3 **REF 6073**

175,30 €

Bifix Hybrid Abutment

in colori altamente opachi

Cemento composito universale, a doppia polimerizzazione per l'applicazione intraorale e extraorale

Per le massime esigenze in laboratorio – Gli abutment ibridi combinano il meglio di due mondi: l'alta resistenza alla frattura degli abutment in titanio e l'effetto estetico superiore della ceramica.

Bifix Hybrid Abutment assicura una cementazione affidabile e un'adesione ottimale tra l'altro anche tra titanio e ceramica.

I vantaggi in breve

- Tutto in uno: cementazione permanente di tutti i materiali dentali comuni
- Con paste try-in: precisa simulazione del colore per abutment ibridi, corone su abutment e restauri coronali
- Altamente estetico: la perfetta capacità di mascherare le superfici scure, è garantita dai colori altamente opachi



Risparmio fino al **22%*** acquistando un kit

Implant Set

10 g QuickMix siringa (universal HO)
+ 2,5 g Try-In siringa
+ 5 ml Ceramic Bond Flacone
+ 5 x Futurabond U SingleDose
+ accessori

REF 2410

224,00 € ~~287,40 €**~~

Altri confezionamenti e singole tinte trovate su www.voco.dental

Ceramic Bond

Agente adesivo per ceramica (compreso l'ossido di zirconio) e composito

Ceramic Bond viene utilizzato per ottenere una forza adesiva ottimale tra i restauri indiretti realizzati in ceramica al silicato, ossido di alluminio, ossido di zirconio, metallo e compositi, nonché dei perni in composito rinforzati con fibre di vetro e i compositi a base di metacrilato.

I vantaggi in breve

- Crea condizioni ottimali per un legame duraturo tra restauri indiretti e il cemento in composito
- Non è necessaria alcuna miscelazione
- *SingleDose*: in ogni momento materiale fresco per la lavorazione



Ceramic Bond

5 ml Flacone

REF 1106

91,10 €

50 pz. *SingleDose*
+ accessori

REF 1107

138,00 €

Per ordinare queste offerte di punta, contattate il deposito dentale di riferimento o il rispettivo agente VOCO.

*paragonato all'acquisto di una singola confezione **somma dei prezzi singoli

¹Dopo l'ordine e la fornitura delle quantità richieste tramite il deposito scelto, ricevi un'ulteriore confezione in omaggio direttamente da VOCO.

Le offerte sono solo valide dai partner commerciali. I prezzi speciali offerti dal vostro deposito sono sempre tenuti in considerazione. Tutti i prezzi sono IVA esclusa e raccomandati alla vendita. Salvo errori ed omissioni. Nessuna responsabilità per errori di stampa.

VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1-3

27472 Cuxhaven

Germania



[voco.dental](http://www.voco.dental)