

voco

DIGITAL SOLUTIONS

Bardzo blisko naturalnych zębów
Nanoceramiczny hybrydowy materiał Grandio disc do stałych uzupełnień protetycznych

Estetyczny i precyzyjny
System CediTEC do tworzenia protez ruchomych

Idealnie połączenie
V-Print splint 2.0 przekonuje maksymalną wytrzymałością na uderzenia i zginanie



Od korony do uzupełnień
na strukturach nośnych

Grandio disc & Grandio blocs



Trwałość w połączeniu z naturalnym wyglądem:
dla estetycznych uzupełnień

Nanoceramiczny, hybrydowy materiał CAD/CAM firmy VOCO jest przeznaczony do produkcji stałych uzupełnień protetycznych pojedynczych zębów lub uzupełnień na strukturach. Grandio disc charakteryzuje się elastycznością, wytrzymałością i niską ścieralnością zbliżoną do naturalnych zębów. Dzięki temu Grandio disc przewyższa konwencjonalną ceramikę cyrkonową i jest materiałem z wyboru do wykonywania stałych uzupełnień protetycznych.

MULTICOLOR

Dysk oferujący naturalny gradient kolorów, dużą stabilność krawędzi i wydajny proces obróbki bez konieczności wypalania.



Dzięki eliminacji wypalania jeden dysk pozwala na wyfrezowanie dwóch pełnych łuków zębowych i dodatkowych, pojedynczych zębów.

Wszeczhronność dzięki rozszerzonym wskazaniom:



Inlay / Onlay



Pojedyncze korony



Korony na implanatach



Uzupełnienia na strukturach nośnych

Grandio disc multicolor

1 × 12 mm (ø 98 mm)

A1	REF 6248
A2	REF 6249
A3	REF 6250
A3.5	REF 6251
B1	REF 6252
C2	REF 6253

Grandio disc multicolor


1 × 15 mm (ø 98 mm)

A1	REF 6216
A2	REF 6217
A3	REF 6218
A3.5	REF 6219
B1	REF 6220
C2	REF 6221

Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98 mm)

A1 LT	REF 6050
A2 LT	REF 6051
A3 LT	REF 6052
A3.5 LT	REF 6053
B1 LT	REF 6054
C2 LT	REF 6055
BL LT	REF 6056
A1 HT	REF 6057
A2 HT	REF 6058
A3 HT	REF 6059
A3.5 HT	REF 6060



Źródło: Alessandro Giacometti, Włochy



Grandio blocs

5 × no. 12 LT/HT

5 × no. 14L LT/HT



Aby uzyskać więcej informacji o zestawach, uzupełnieniach i odcieniach, zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę www.voco.dental

V-Print

Materiały do druku 3D – z wartością dodaną

Dzięki rodzinie V-Print firma VOCO oferuje wysokiej jakości materiały stomatologiczne do druku 3D w gabinetach i laboratoriach, które są produkowane w siedzibie głównej w Cuxhaven. Wszystkie materiały do druku 3D są opracowywane przez interdyscyplinarny zespół badawczy złożony z techników dentystycznych, inżynierów dentystycznych i chemików, w oparciu o cyfrowy proces, aby ułatwić Państwu codzienną pracę.

Wypróbuj nasze żywice!

Wystarczy zeskanować kod QR, wybrać produkt lub przesłać własny plik STL i przetestować go.



4+1

butelka gratis¹
Dotyczy wszystkich żywic V-Print

V-Print c&b temp (MD IIa)

Długoczasowe tymczasowe uzupełnienia protetyczne, np. korony, mosty i mock-up

A1	REF 6897
A2	REF 6898
A3	REF 6899
A3.5	REF 6900
B1	REF 6901
BL	REF 6902

Butelka 500 g

V-Print model 2.0 beige (żywica techniczna)

Modele robocze i do prezentacji

Butelka 1000 g

REF 6128



V-Print dentbase pink (MD IIa)

Płyty protez ruchomych, idealny dodatek do CediTEC DT

Butelka 1000 g

REF 6048



V-Print Try-In beige (MD IIa)

Próbné protezy całkowite i częściowe, szablony transferowe i do szlifowania, wyciski korekcyjne i zgryzowe

Butelka 1000 g

REF 6049



V-Print tray green (MD I)

Indywidualne łyżki wyciskowe, łyżki do wycisków czynnościowych, płyty wzorników zwarciovych i protez próbnych, rejestracja zwarcia

Butelka 1000 g

REF 6039



V-Print cast blue (żywica techniczna)

Wytwarzanie elementów, które można wypalić bez pozostałości przed procesem odlewania i prasowania ceramiki

Butelka 1000 g

REF 6045



V-Print splint comfort clear (MD IIa)

Szyny terapeutyczne, diagnostyczne elementy pomocnicze i czynnościowe, szyny do wybielania (wybielanie domowe), płyty podniebienne

Butelka 1000 g

REF 6126



V-Print splint 2.0 clear (MD IIa)

Szyny terapeutyczne, diagnostyczne elementy pomocnicze i czynnościowe, szyny do wybielania (wybielanie domowe)

Butelka 1000 g

REF 6124



V-Print SG clear (MD IIa)

Dentystyczne szablony chirurgiczne zatwierdzone do kontaktu z ranami

Butelka 1000 g

REF 6043



V-Print IBT clear (MD I)

Ortodontyczne szyny transferowe do klejenia zamków

Butelka 1000 g

REF 6127

Trusted Partner



Sprawdzeni partnerzy urządzeń i oprogramowania dla naszych materiałów CAD/CAM

VOCO współpracuje z wieloma renomowanymi producentami sprzętu i oprogramowania, oferując szeroką gamę sprawdzonych rozwiązań dla naszych materiałów CAD/CAM do technik addytywnych i subtraktywnych. Idealne i powtarzalne rezultaty to efekt intensywnej współpracy. Ta kompatybilność materiałów do druku i frezowania gwarantuje łatwą i bezproblemową integrację z codzienną pracą.

Aktualną listę partnerów VOCO Trusted Partners można znaleźć pod adresem www.voco.dental/systempartner



Oprogramowanie

3shape

exocad

hyperDENT

Frezowanie/szlifowanie

AMANN GIRRBACH

dental machine
DENTAL CAD-CAM SPECIALIST

imes-icore[®]
Dental & Medical Solutions

vhf

DGSHAPE

by TECNO-GAZ
INDUSTRIES

PLANMECA

ZirkonZahn
Human Zirconium Technology

Druk 3D

ACKURETTA

DENTAL MAKERS

MICROLAY[®]

SHINING 3D
DENTAL

ASIGA

MIIICRAFT

rapidshape

straumann


W2P

Bifix Veneer LC

Światłoutwardzalny, nanohybrydowy cement kompozytowy



Światłoutwardzalny, nanohybrydowy cement kompozytowy opracowany specjalnie do trwałego cementowania licówek ceramicznych i kompozytowych oraz wkładów i nakładów koronowych (inlay, onlay). Idealnie nadaje się do cementowania uzupełnień o grubości do 2 mm, zapewniając odpowiednią przezierność i łącząc precyzyjne dopasowanie koloru z optymalnym przepływem pracy.



Źródło: Prof. Carlos Torres, Brazylia

Zalety w skrócie

- Pasty próbne: ułatwiają wybór właściwego odcienia i sprawdzenie z wyprzedzeniem efektu końcowego
- Łatwe usuwanie nadmiaru materiału: po krótkiej częściowej polimeryzacji



Bifix Veneer zestaw

Strzykawkę 3 × 2 g Bifix Veneer LC
Strzykawkę 3 × 2,5 g Bifix Veneer Try-In
(bright, clear, warm)
+ akcesoria
REF 1428

Bifix Veneer system zestaw

Strzykawkę 3 × 2 g Bifix Veneer LC
Strzykawkę 3 × 2,5 g Bifix Veneer Try-In
(bright, clear, warm)
Strzykawkę 2 ml Vococid
20 szt. SingleDose Futurabond U
20 szt. SingleDose Ceramic Bond
10 szt. Sticky Tim
+ akcesoria
REF 1429

Więcej informacji o zestawach, uzupełnieniach i odcieniach można znaleźć na stronie www.voco.dental

Bifix Hybrid Abutment

z odcieniami
o wysokiej
opakerowości

Uniwersalny, podwójnie utwardzalny kompozyt mocujący do stosowania wewnątrz i poza jamą ustną

Aby sprostać najwyższym wymaganiom laboratoryjnym, łączniki hybrydowe łączą w sobie to, co najlepsze z obu światów: wysoką odporność na pęknięcia łączników tytanowych i doskonały efekt estetyczny ceramiki. Bifix Hybrid Abutment zapewnia bezpieczne cementowanie i optymalne połączenie między tytanem a ceramiką.

Zalety w skrócie

- All-in-one – trwale cementowanie wszystkich dostępnych na rynku materiałów stomatologicznych
- Z pastami Try-In – precyzyjna symulacja koloru przy łącznikach hybrydowych, koronach i odbudowach rdzenia
- Wysoka estetyka – doskonale maskowanie ciemnych podłoży odcieniami o wysokiej nieprzezierności



Źródło: dr Felipe Araujo, Brazylia



Implant zestaw

10 g strzykawka QuickMix (uniwersalny HO)
+ 2,5 g strzykawka Try-In
+ 5 ml Ceramic Bond butelka
+ 5 x Futurabond U SingleDose
+ akcesoria

REF 2410

Strzykawki, dostępne odcienie

10 g strzykawka QuickMix
+ 2,5 g strzykawka Try-In
uniwersalny HO REF 2411
biały HO REF 2412
translucent REF 2413

Ceramic Bond

Materiał łączący do ceramiki (w tym tlenku cyrkonu) i materiałów kompozytowych

Ceramic Bond pozwala uzyskać optymalną siłę łączenia pomiędzy uzupełnieniami protetycznymi z ceramiki krzemianowej, tlenku glinu, dwutlenku cyrkonu, metalu lub kompozytu oraz wkładami koronowo-korzeniowymi wzmocnionymi włóknami szklanymi a cementami kompozytowymi na bazie metakrylanów.



Ceramic Bond

5 ml butelka
REF 1106

Aby zamówić prezentowane w Highlights produkty VOCO, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub konsultantem VOCO.

*W porównaniu z zakupem pojedynczego produktu

¹Po złożeniu zamówienia i dostarczeniu zamówionego produktu przez wybranego dystrybutora, otrzymasz bezpłatnie dodatkowe opakowanie bezpośrednio z VOCO. Oferty obowiązują wyłącznie u partnerów handlowych biorących udział w programie. Zawsze bierzemy pod uwagę ceny specjalne oferowane przez Twój sklep. Oferta wyłącznie dla pracowni komercyjnych. Zmiany i błędy zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Niemcy



voco.dental