

voco

HIGHLIGHTS

Kompozyt o wysokiej wydajności


GrandioSO Unlimited – uniwersalny kompozyt zakładany warstwami do 4 mm, dostępny w pięciu odcieniach klastrowych

Przyżyciowy i przeznaczony do codziennego użycia

Zachowanie żywej miazgi i jej pokrycie biomateriałem MTA vpt (Vital Pulp Therapy)

Smakowity

Profluorid Varnish+BioMin z bioszkłem to nowa moc utwardzania szkliwa



GrandioSO
Unlimited

GrandioSO Unlimited

Uniwersalny kompozyt zakładany warstwami do 4 mm,
dostępny w pięciu odcieniach klastrowych

Estetyczne, uniwersalne materiały kompozytowe stosuje się warstwami do 2 mm, co sprawia, że proces wypełniania rozległych ubytków jest czasochłonny. Ogromnym ułatwieniem jest użycie materiałów bulk-fill, których warstwy mogą mieć grubość nawet 4 mm. Jednak, ze względu na niewystarczającą estetykę kompozyty te są zwykle stosowane w odcinku bocznym. VOCO znalazło rozwiązanie tworząc uniwersalny materiał GrandioSO Unlimited. Ten estetyczny kompozyt można nakładać warstwami do 4 mm w odcinku zarówno przednim, jak i bocznym. Mając GrandioSO Unlimited nie potrzebujesz innych kompozytów uniwersalnych!

System odcieni klastrowych

Mając tylko 5 odcieni w gabinecie jesteś optymalnie przygotowany na każdą sytuację i możesz znacznie zmniejszyć Twoje zapasy produktów. Dzięki uproszczonemu systemowi kolorystycznemu, 5 odcieni klastrowych zastępuje 16 klasycznych odcieni VITA®:

GrandioSO Unlimited	A1				A2				A3				A3.5				A4			
VITA® classical	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4				

Kompozyt o wysokiej wydajności

Dzięki imponującej zawartości wypełniacza wynoszącej 91% masy, GrandioSO Unlimited wyznacza również nowe standardy w zakresie stabilności i wytrzymałości. Niski skurcz objętościowy (1,44%) zmniejsza ryzyko powstawania szczelin i przebarwień brzeżnych oraz przyczynia się do uzyskania wypełnień o najwyższej jakości.



Test pack

Caps 10 × 0,3 g
(po 2 × A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ 10 × Futurabond U SingleDose,
+ karta odcieni

REF 6257

Oszczędzasz
20%*

Zestaw strzykawki

Strzykawki 5 × 4,5 g
(A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ karta odcieni

REF 6258

Zestaw Caps

Caps 75 × 0,3 g
(po 15 × A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ karta odcieni

REF 6270

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie www.voco.dental

Kompozyt o wysokiej wydajności

Uniwersalny

Stosowany w zębach przednich i bocznych

Najwyższa stabilność i wytrzymałość

91% wypełniacza

5 odcieni Cluster-Shade

Zastępuje wszystkie 16 odcieni VITA®

Bez nakładania cienkimi warstwami

Warstwy o grubości do 4 mm

Wyjątkowa estetyka

Doskonała polerowalność




MTA vpt

Utrzymanie żywotności miazgi w codziennej praktyce
– biogodność i brak monomerów

Biozgodne, stabilne i odporne na bakterie uszczelnienie miazgi jest niezbędne, aby utrzymać jej żywotność. Stworzony przez VOCO MTA vpt zawiera mineralny agregat trójtlenkowy (MTA) i doskonale spełnia to zadanie. W ramach leczenia przyżyciowego (Vital Pulp Therapy - VPT) MTA vpt można stosować do pośredniego i bezpośredniego pokrycia miazgi, pokrycia miazgi po amputacji (częściowej lub całkowitej) oraz jako materiał podkładowy typu liner. W ramach leczenia zmian próchnicowych, MTA vpt można stosować do niezawodnego uszczelnienia resztkowej zębiny próchnicowej.

Podczas wiązania MTA vpt uwalnia jony wapnia i wodorotlenku, które stymulują własne procesy regeneracyjne organizmu i tworzenie zębiny trzeciorzędowej. Wynikające z tego wysokie pH jest znane ze swojego działania bakteriostatycznego i wspomaga remineralizację. W ten sposób MTA vpt tworzy stabilną i szczelną barierę chroniącą przed bakteriami, zapewniając optymalne warunki do utrzymania żywotności miazgi.



- **Niezawodność:** mineralizuje, tworząc stabilne uszczelnienie odporne na bakterie
- **Oszczędność czasu:** natychmiastowe dalsze postępowanie dzięki nakładaniu warstw bez nacisku
- **Praktyczność:** do stosowania w metodach stopniowego lub selektywnego usuwania próchnicy i terapii żywej miazgi



MTA vpt

Mieszanie ręczne
10 g proszek + 10 ml płyn

REF 1645




MTA vpt AC

Kapsułki aplikacyjne 25 szt.

REF 1646

Unikaj Endo. Zachowaj miazgę.

Zachowanie żywej miazgi w codziennej praktyce





Fluorescencja, która niczego nie przeoczy:

Bifix Temp fluorescent

Podwójnie utwardzalny cement kompozytowy do tymczasowego osadzania uzupełnień protetycznych

QuickMix strzykawka 5 ml
+ akcesoria


REF 1056



AlignerFlow LC

Fluorescencyjny kompozyt do zaczepów nakładek

Strzykawki 2 × 2 g A1 REF 1526
Strzykawki 2 × 2 g A2 REF 1527
Strzykawki 2 × 2 g A3 REF 1528



Fluorescencyjny cement

Rękojeść, stacja ładująca, przewód zasilający, 2 akumulatory, gumowa osłonka, rękawy ochronne, okulary ochronne

REF 9070



CURE & CHECK

TwinWave

- Wysoka wydajność: najnowocześniejsze natężenie światła (ok. 1300 mW/cm²)
- Lekka i poręczna konstrukcja
- Łatwość użycia: tryb (polimeryzacja) wybrać za pomocą praktycznego pokrętełka
- Ciągła gotowość do pracy: doładowanie w 15 minut

Fluorescencyjny kompozyt do zaczepów nakładek

wykrywa pozostałości, oszczędza czas, zapewnia bezpieczeństwo



Inteligentna
i wydajna
lampa 2 w 1

do utwardzania światłem
i wykrywania fluorescencji

ave

NOWOŚĆ

zawszejsza technologia LED zapewniająca wysokie
(1000 mW/cm^2)

metalowa obudowa, waga całkowita zaledwie 75 g

izacja światłem, wykrywanie fluorescencji) można
tego pokręta

ładowany akumulator w zestawie

Fluorescencyjny materiał core build-up

Fluorescencyjny materiał do wypełnień tymczasowych

Rebilda DC fluorescent

Pierwszy podwójnie utwardzalny system do odbudowy
zrębu i osadzania wkładów, który oferuje fluorescencję na życzenie

Kartusz 50 g,
fluorescencyjny zębiny,
+ akcesoria

REF 1399

QuickMix strzykawka 10 g,
fluorescencyjny zębiny,
+ akcesoria

REF 1406



Clip F fluorescent

Światłoutwardzalny materiał
do wypełnień tymczasowych

Strzykawki 2 × 4 g

REF 1288



Profluorid Varnish + BioMin

Skutecznie utwardza osłabione szkliwo
– w czterech przyjemnych smakach

Uznany lakier fluorkowy – VOCO Profluorid Varnish – został wzbogacony o bioszko firmy BioMin. To niewidoczne bioszko rozpuszcza się w obecności śliny i uwalnia jony wapnia i fosforanu, które wspomagają remineralizację zęba. W połączeniu z fluorem z lakieru, na powierzchni zęba tworzą się krystaliczne struktury, które między innymi znacznie utwardzają osłabione kwasem szkliwo.

Prawdziwa podwójna ochrona w połączeniu z udowodnionym znośnieniem nadwrażliwości!



Oszczędzasz
25%*

200 × 0,40 ml SingleDose

Karmel	REF 2276
Wiśnia	REF 2277
Mięta	REF 2278
Guma balonowa	REF 2279

50 × 0,40 ml SingleDose

Karmel	REF 2270
Wiśnia	REF 2271
Mięta	REF 2272
Guma balonowa	REF 2273

10 ml Tuba

Karmel	REF 2266
Wiśnia	REF 2267
Mięta	REF 2268
Guma balonowa	REF 2269

Mixed Flavour

48 × 0,40 ml SingleDose
Asortyment: karmel, wiśnia, mięta, guma balonowa
REF 2274

Profluorid Varnish

Lakier fluorkowy do znośnienia nadwrażliwości (5% NaF)

Główną przyczyną nadwrażliwości jest odsłonięcie kanalików zębinowych, więc celem leczenia powinno być ich zamknięcie. Profluorid Varnish jest lakierem z fluorem, który skutecznie uszczelnia kanaliki zębinowe odsłonięte w okolicy szyjki zęba lub po opracowaniu ubytku.

Zalety w skrócie

- Szybkie znośnienie nadwrażliwości i uwalnianie fluoru (22.600 ppm fluoru)
- Łatwy w aplikacji i odporny na wilgoć
- Dostępny w siedmiu przyjemnych smakach
- Ekonomiczna aplikacja – nanosi się tylko cienką warstwę, wydajność

10 ml Tuba

Melon	REF 1267	Karmel	REF 2232
Mięta	REF 2234	Wiśnia	REF 2233
Pina Colada	REF 2237	Cola Lime	REF 2236

200 × 0,40 ml SingleDose

Melon	REF 1271	Guma balonowa	REF 2239
Mięta	REF 2231	Wiśnia	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola Lime	REF 2241
Karmel	REF 2229		



Oszczędzasz
25%*

5 × 1,70 ml Ampułki

Melon	REF 2235
-------	----------

Mixed Flavour

Tuba 4 × 10 ml
Asortyment: mięta, melon, wiśnia i karmel
REF 2971

Futurabond U

W praktycznym opakowaniu *SingleDose*

System Futurabond U powstał w oparciu o rozbudowany proces badań i rozwoju, któremu przyświecał jeden cel: stworzenie uniwersalnego systemu łączącego, który dla dentysty miałby same zalety, byłby niezawodny i sprawiłby, że w gabinecie stomatologicznym nie byłby już potrzebny żaden inny system łączący.

Futurabond U ustanawia nowe standardy pod względem siły łączenia oraz elastycznej i wszechstronnej aplikacji.

50 *SingleDose*

50 × Futurabond U
+ akcesoria

REF 1571

200 *SingleDose*

200 × Futurabond U
+ akcesoria

REF 1572

Oszczędzasz
12%*



Grandio blocs & Grandio disc

Nanoceramiczne, hybrydowe materiały CAD/CAM do stałych uzupełnień protetycznych i uzupełnień na strukturach nośnych

Grandio blocs/Grandio disc imponują swoimi właściwościami fizycznymi: doskonałą elastycznością, wytrzymałością i wysoką zawartością wypełniacza (86% wag.). Są zatem bardziej zbliżone do naturalnego zęba niż jakikolwiek inny materiał do uzupełnień protetycznych. Grandio blocs/Grandio disc to materiały pierwszego wyboru, lepsze od konwencjonalnych materiałów do wypełnień. Wykonane z nich uzupełnienia można łatwo opracowywać i polerować na wysoki połysk w jamie ustnej.



Dostępne w wersji
12, 15 i 18 mm

Grandio disc multicolor

1 × 15 mm (ø 98 mm)

Na przykład:

A2 REF 6217

A3 REF 6218

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie www.voco.dental



Źródło: dr Felipe Moura, Brazylia



Dostępne także dla
Planmill®

Grandio blocs

5 × no. 12 LT/HT

REF patrz tabela

Grandio blocs

5 × no. 14L LT/HT

REF patrz tabela

	Do zębów przednich							Do zębów bocznych			
	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
No. 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
No. 14L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030

Bifix Veneer LC


Bezpieczne i estetyczne mocowanie licówek z optymalnym protokołem postępowania



Szczególnie estetyczny, utwardzany światłem nanohybrydowy cement kompozytowy Bifix Veneer LC stworzono do prostego i bezpiecznego, adhezyjnego cementowania licówek oraz wkładów i nakładów wykonanych z kompozytu lub ceramiki. Materiał zawiera 81% wypełniacza.

Przejrzysta koncepcja kolorystyczna z trzema kolorami: jasnym, czystym i ciepłym ułatwia osadzanie licówek i ma pozytywny wpływ na efekt estetyczny. Dzięki precyzyjnie dopasowanym pastom próbnym można łatwo wybrać odpowiedni kolor i z wyprzedzeniem sprawdzić efekt ostateczny.

Intuicyjna i wydajna koncepcja kolorystyczna zapewniająca maksymalny efekt estetyczny



Źródło: prof. Carlos Torres, Brazylia

Aby zamówić prezentowane w tym katalogu produkty objęte ofertą specjalną, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy VOCO lub hurtownią stomatologiczną.

*w porównaniu z zakupem pojedynczej sztuki

Oferty obowiązują tylko u partnerów prowadzących sprzedaż detaliczną, biorących udział w programie. Zmiany i błędy zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.



Bifix Veneer zestaw

Strzykawki 3 × 2 g Bifix Veneer LC
Strzykawki 3 × 2,5 g Bifix Veneer Try-In (bright, clear, warm)
+ akcesoria

REF 1428



Bifix Veneer System zestaw

Strzykawki 3 × 2 g Bifix Veneer LC
Strzykawki 3 × 2,5 g Bifix Veneer Try-In (bright, clear, warm)
Strzykawki 2 ml Vococid
20 szt. SingleDose Futurabond U
20 szt. SingleDose Ceramic Bond
10 szt. Sticky Tim
+ akcesoria

REF 1429

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie www.voco.dental

VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Niemcy



voco.dental