

HIGHLIGHTS

LABORATORY



Grandio® disc multicolor

Nanoceramiczny, hybrydowy materiał oparty na Invisible Layer Technology

V-Print


Najwyższej klasy materiały do druku 3D

Structur CAD

Kompozyt CAD/CAM do uzupełnień tymczasowych

CediTEC®

Estetyczne, precyzyjne, indywidualne – to wymagania, jakie powinna spełniać proteza całkowita wykonana cyfrowo. Cyfrowe planowanie i tworzenie protez zębowych oferuje wiele korzyści. Oprócz oszczędności czasu uzyskanej dzięki cyfrowemu przepływowi pracy i odtwarzalności protez w razie potrzeby, szczególnie interesująca jest trwałość i estetyka. Możesz wykonywać protezy całkowicie w procesie CAD/CAM przy użyciu produktów z naszego portfolio, które zostały specjalnie do tego opracowane.



CAD/CAM
KOMPLETNY SYSTEM
DO PROTEZ
RUCHOMYCH



CediTEC DB Denture Base

Disc 1 × 30 mm (ø 98 mm)

pink	REF 6195
dark-pink	REF 6196
orange-pink	REF 6197

CediTEC DT Denture Teeth

Disc 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1	REF 6085
A2	REF 6086
A3	REF 6087
BL	REF 6088

Zestaw CediTEC Adhesive

kartusz 80 g CediTEC Adhesive
butelka 4 ml CediTEC Primer
+ akcesoria

REF 6082



Zalety w skrócie:

- Elastyczny wybór płyty protezy – druk 3D z użyciem V-Print dentbase lub frezowanie z CediTEC DB
- Wysokiej jakości materiały zapewniające długi czas i wyjątkowy komfort użycia
- Protezy ruchome – powtarzalne w dowolnym momencie i indywidualizowane



VOCO

Grandio® disc multicolor

Do uzupełnień o szczególnej estetyce możesz wykorzystać dyski Grandio disc multicolor, które są wielobarwną wersją nanoceramicznych dysków Grandio disc. Dzięki właściwościom materiału trzy wzajemnie przenikające się warstwy kolorystyczne krążka Grandio disc multicolor sprawiają, że uzupełnienie wygląda bardzo żywo. Tak zwana Technologia Niewidocznej Warstwy imituje naturalny gradient koloru zęba, od brzegu siecznego do szyjki zęba.

Zalety w skrócie:

- Wysoka estetyka uzupełnień z zaledwie trzema warstwami
- Specjalny skład materiału zapewnia uzupełnieniom gradient kolorystyczny wiernie naśladujący naturalne zęby (Invisible Layer Technology)

Grandio disc multicolor

15 mm (ø 98 mm)

1 × 15 mm A1	REF 6216
1 × 15 mm A2	REF 6217
1 × 15 mm A3	REF 6218
1 × 15 mm A3.5	REF 6219
1 × 15 mm B1	REF 6220
1 × 15 mm C2	REF 6221

Dostępne od 01.05.2023



Grandio® blocs & Grandio® disc

Nanoceramiczne hybrydowe materiały CAD/CAM Grandio blocs i Grandio disc przeznaczone są do wykonywania stałych uzupełnień pojedynczych zębów i wyznaczają nowe standardy dzięki niezwykłej wytrzymałości. Zawierają 86% wypełniacza, co jest najwyższą wartością w tej klasie materiałów.



Dostępne również dla PlanMill®

Grandio blocs

5 × no. 12 LT/HT
(REF zobacz tabelę)

Grandio blocs

5 × no. 14L LT/HT
(REF zobacz tabelę)

Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98 mm)
(REF zobacz tabelę)

	Blocs 12	Blocs 14L	Disc 15 mm
A1 LT	6003	6018	6050
A2 LT	6004	6019	6051
A3 LT	6005	6020	6052
A3.5 LT	6006	6021	6053
B1 LT	6007	6022	6054
C2 LT	6008	6023	6055
BL LT	6009	6024	6056
A1 HT	6012	6027	6057
A2 HT	6013	6028	6058
A3 HT	6014	6029	6059
A3.5 HT	6015	6030	6060

exocad

Wszystkich partnerów frezowania można znaleźć na stronie:

www.voco.dental/systempartner

DGSHAPE**PLANMECA****3shape****AMANNGIRRBACH****imes-icore®**
Dental & Medical Solutions**Zirkonzahn**
Human Zirconium Technology**vhf**

Structur CAD

Szukasz produktu do długoczasowych uzupełnień tymczasowych, który spełnia wszelkie obietnice i jednocześnie ułatwia i przyspiesza pracę? To żaden problem dla Structur CAD, kompozytu do uzupełnień tymczasowych wykonywanych w systemie CAD/CAM. Structur CAD to materiał, którego wypełniacz zapewnia wysoką jakość, a tym samym bezpieczne i niezawodne użycie przez długi czas, co jest szczególnie istotne w przypadku długoczasowych uzupełnień tymczasowych. Jako taki, Structur CAD reprezentuje najnowszą generację produktów do wykonywania prowizoriów.

Bez konieczności
stosowania
primera MMA

Blocs 5 × no. 40L

5 × no. 40L A1 REF 6076

5 × no. 40L A2 REF 6077

5 × no. 40L A3 REF 6078

Disc 1 × 20 mm (Ø 98 mm)

Disc A1 REF 6071

Disc A2 REF 6072

Disc A3 REF 6073

Zalety w skrócie:

- **Szybka i wydajna** produkcja precyzyjnie dopasowanych uzupełnień tymczasowych CAD/CAM
- **Najwyższa jakość i estetyka** dla długotrwałego, bezpiecznego stosowania – szczególnie nadaje się na uzupełnienia półstałe i długoczasowe tymczasowe
- **Wyjątkowa stabilność brzegów**
- **Łatwe polerowanie** indywidualizacja wewnątrz- i zewnątrzustna Bez konieczności stosowania primera MMA



TERAZ: WYPRÓBUJ BEZ RYZYKA



+ 200 g
gratis

Wypróbuj V-Print model 2.0, V-Print dentbase lub V-Print splint comfort już teraz.

Przy zakupie butelki 1000 g jednego z powyższych produktów, otrzymasz butelkę 200 g gratis. Jeżeli nie będziesz zadowolony z produktu, zwróć nieotwartą butelkę 1000 g i otrzymaj zwrot pieniędzy. Wysyłkę butelki 200 g realizuje firma VOCO.

V-Print®

Dzięki rodzinie V-Print firma VOCO oferuje profesjonalnym użytkownikom sprawdzone w praktyce, najwyższej jakości materiały stomatologiczne do druku 3D. Wszystkie materiały do druku 3D są opracowywane w centrali VOCO w Cuxhaven przez interdyscyplinarny zespół badawczy składający się z techników dentystycznych, inżynierów dentystycznych i chemików w całym łańcuchu procesów cyfrowych – zapewnia to najwyższy poziom przyjazności dla użytkownika i praktyczności. Funkcjonalne zalety materiałów do druku V-Print firmy VOCO ułatwiają codzienną pracę.

VOCO



TRUSTED
PARTNER



**4 + 1
butelka
gratis¹**

rapidshape

ASIGA®

ACKURETTA

MICROLAY®

W2P

straumann

dental wings

3shape

exocad

	Kolor	Wskazania	Klasa	Butelka	
V-Print c&b temp	A1	Długoczasowe tymczasowe uzupełnienia protetyczne, np. korony, mosty i mock-up	MP IIa	500 g	REF 6897
	A2				REF 6898
	A3				REF 6899
V-Print SG	clear	Dentystyczne szablony chirurgiczne	MP IIa	1.000 g	REF 6043
V-Print splint	clear	Szyny terapeutyczne Diagnostyczne elementy pomocnicze i czynnościowe Szyny do wybielania (wybielanie domowe)	MP IIa	1.000 g	REF 6044
V-Print splint comfort	clear	Szyny terapeutyczne Diagnostyczne elementy pomocnicze i czynnościowe Szyny do wybielania (wybielanie domowe) Płyty podniebienne	MP IIa	1.000 g	REF 6126
V-Print dentbase	pink	Płyty protez ruchomych	MP IIa	1.000 g	REF 6048
V-Print tray	blue	Indywidualne łyżki wyciskowe, łyżki do wycisków czynnościowych Płyty wzorników zwarciovych i protez próbnych Rejestracja zwarcia	MP I	1.000 g	REF 6047
V-Print Try-In	beige	Próbne protezy całkowite i częściowe Szablony transferowe i do szlifowania Wyciski korekcyjne i zgryzowe	MP I	1.000 g	REF 6049
V-Print model 2.0	beige	Modele robocze i do prezentacji	Tec Resin	1.000 g	REF 6128
V-Print model fast	blue	Modele dentystyczne	Tec Resin	1.000 g	REF 6125
V-Print cast	blue	Wytwarzanie elementów, które przed procesem odlewania lub prasowania podlegają całkowitemu usunięciu z formy, bez pozostawienia resztek	Tec Resin	1.000 g	REF 6045

Poproś o bezpłatny wydruk próbny:
www.voco.dental/3d-print



Wszystkich partnerów druku
można znaleźć tu:
[www.voco.dental/
3dprintingpartners](http://www.voco.dental/3dprintingpartners)



Quick Up®

W wielu przypadkach przyleganie protez całkowitych jest niezadowalające. Głównymi tego przyczynami są zaniki kości, procesy resorpcji oraz zmiany w podłożu protetycznym, związane z tkankami zarówno twardymi, jak i miękkimi. Bardzo często do mocowania protez całkowitych stosuje się implanty. Oszczędza to pacjentom czas, niedogodności i koszty. Dentysta może skoncentrować się na implantacji i wykonać ruchome połączenie z implantami, w prosty sposób dopasowując odpowiednie mocowania lub elementy drugorzędne (części żeńskie) do istniejącej protezy. Zestaw Quick Up zawiera wszystkie elementy potrzebne do mocowania żeńskich części, zaczepów i innych elementów do protez wykonanych z kompozytów.

Łączenie zaczepów
i łączników w protezach
– bez czekania

Zalety w zarysie:

- Bardzo proste stosowanie w gabinecie
- Duża wytrzymałość
- Kompletny zestaw do natychmiastowego użycia, zawierający materiał do kontroli dopasowania elementów i materiał blokujący do struktur pierwszorzędowych, takich jak np. implanty
- Idealne połączenie samoutwardzalnego materiału do mocowania i światłoutwardzalnego
- Quick Up jest w kolorze dziąsła



Zestaw QuickMix

1 x 7,5 g strzykawka QuickMix
1 x 5 ml strzykawka QuickMix Fit Test C & B
1 x 2 g strzykawka Quick Up LC
1 x 4 ml butelka system łączącego
+ akcesoria

REF 1625


Przy zakupie
zestawu
oszczędzasz

12%*

Twoje zamówienie

Aby zamówić prezentowane w Highlights produkty VOCO, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub konsultantem VOCO. Oferty są dostępne wyłącznie u uczestniczących w programie partnerów detalicznych. Zawsze uwzględniamy ceny seny specjalne oferowane przez Twojego dystrybutora.

Ta broszura została
przekazana przez:



*W porównaniu z zakupem pojedynczego produktu ¹Po złożeniu zamówienia i dostarczeniu zamówionego produktu przez wybranego dystrybutora, otrzymasz bezpłatnie dodatkowe opakowanie bezpośrednio z VOCO. Oferta wyłącznie dla pracowni komercyjnych.