



**EXCELENTES PRODUCTOS DE VOCO –  
SEGURO E INNOVADOR**

# A escala mundial, el primer composite con tecnología termoviscosa

- Material innovador  
Mediante el calentamiento, el material es fluido durante la aplicación y puede modelarse al instante (tecnología termoviscosa)
- Ahorrar tiempo  
Restauraciones eficientes con sólo un material
- Manipulación excelente  
Aplicación sin burbujas con una cánula estrecha



... calentar



... aplicar



... modelar




## VisCalor bulk

REF 6062 Set Dispenser  
Caps 80 × 0,25 grs. (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

REF 6063 Set Caps Warmer  
Caps 80 × 0,25 grs. (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer



Aplicación del VisCalor bulk calentado con una consistencia excelentemente fluida y con una cánula fina



Adaptación del VisCalor bulk modelable



Cavidad de la clase II pulida y rehidratada; un día después de la aplicación de la restauración

Fuente: Dr. Fernando Feitosa, Americana / Brasil

## Celalux® 3


- La última tecnología LED con alta intensidad de luz (aprox. 1.300 mW / cm<sup>2</sup>)
- Rango de longitud de onda de 450 - 480 nm
- Diseño grácil y exquisito (pen-shaped), peso de la pieza de mano inclusive cargador y guía de luz – solamente 70 g
- Vibración al principio, después de 10 y 20 s para una orientación temporal
- Simple manipulación, inalámbrico
- Guía de luz de 8 mm autoclavable
- Utilizable continuamente por la batería de recambio incluida
- Fácil de cambiar la batería

REF 9090 Celalux 3 (pieza de mano, cargador, cable de red con adaptadores cambiables, 2 baterías de polímero de litio, guía de luz de 8 mm, protección antideslumbrante, instrucciones de manejo)



# Take FIVE to match them all!

- Se cubren todos los 16 tonos VITA® classical con tan sólo 5 cluster shades
- Tiempo de fotopolimerización de tan sólo 10 segundos para todos los tonos
- Excelente biocompatibilidad por la ausencia de monómeros clásicos
- Presenta, con diferencia, el menor nivel de contracción (1,25 % en vol.)
- Compatible con todos los adhesivos



## Admira® Fusion 5

- REF 6243 Pack de prueba  
10 x 0,2 grs. Caps (de cada 2 x A1, A2, A3, A3.5, A4),  
10 x Futurabond U *SingleDose*,  
tarjeta de colores, accesorios
- REF 6225 Set jeringa 5 x 3 grs. (A1, A2,  
A3, A3.5, A4), tarjeta de colores
- REF 6235 Caps 75 x 0,2 grs. (de cada  
15 x A1, A2, A3, A3.5, A4),  
tarjeta de colores

### Admira Fusion 5

VITA®  
classical

A1				A2		A3			A3.5				A4		
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

Mi restauración:  
¡Naturalmente  
biocompatible!



## Admira® Fusion

REF 2750 Set + bond  
Jeringa 5 x 3 grs.  
(A2, A3, GA3.25, A3.5,  
Admira Fusion x-tra),  
colorímetro + Futurabond U  
*SingleDose* 20 u.

REF 2780 Set + bond  
Caps 75 x 0,2 grs. (de cada  
15 x A2, A3, GA3.25, A3.5,  
Admira Fusion x-tra),  
colorímetro + Futurabond U  
*SingleDose* 20 u.

Jeringa 3 grs.<sup>1</sup> Caps 15 x 0,2 grs.<sup>1</sup>

## Admira® Fusion Flow

REF 2816 Set Jeringa 5 x 2 grs.  
(A1, A2, A3, A3.5, WO)  
colorímetro, accesorios

Jeringa 2 x 2 grs., varios colores<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Para más referencias y colores individuales,  
vea también [www.voco.dental](http://www.voco.dental) o nuestro  
catálogo general.

## Admira® Fusion x-base

REF 2812 Jeringa 2 x 2 grs. universal

## Admira® Fusion x-tra

REF 2810 Jeringa 3 grs. universal

REF 2811 Caps 15 x 0,2 grs. universal



# “¡La semejanza de GrandioSO con el diente natural, me ha convencido!”

Dra. H. Gräber, Múnich, Alemania

## Grandio®SO

Nuestro composite para altas exigencias. El material de restauración gana prestigio con sus propiedades similares a las del diente con al mismo tiempo una alta facilidad de uso y estética natural.

- Material de restauración nano-híbrido universal
- Excelentes propiedades físicas  
Muy alto contenido de relleno del 89 % en peso
- Universal  
Para las más altas exigencias en el área de los dientes anteriores y posteriores

REF 2600 Set jeringa 5 × 4 grs. (A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), colorímetro

REF 2640 Set Caps 80 × 0,25 grs. (de cada 16 × A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), colorímetro

Jeringa 4 grs. / Caps 16 × 0,25 grs.<sup>1</sup>



## Grandio®SO Light Flow

- Material de restauración nano-híbrido fluido – de baja viscosidad
- Aplicación precisa gracias a una cánula extrafina y así es óptimamente adecuada para áreas de difícil acceso y cavidades pequeñas



REF 2585 Set jeringa 5 × 2 grs. (A1, A2, A3, A3.5, WO), colorímetro, accesorios

Jeringa 2 × 2 grs.<sup>1</sup>

## Grandio®SO Flow

- Material de restauración nano-híbrido fluido y universal – de media viscosidad
- Un comportamiento de fluidez excelente, utilizable universalmente y aplicación precisa



REF 2720 Set jeringa 5 × 2 grs. (A1, A2, A3, A3.5, WO), colorímetro, accesorios

Jeringa 2 × 2 grs. / Caps 16 × 0,25 grs.<sup>1</sup>

## Grandio®SO Heavy Flow

- Material de restauración nano-híbrido fluido y universal – de alta viscosidad
- Estabilidad elevada, es decir no se derrama cuando no se desea y es utilizable universalmente



REF 2680 Set Jeringa 5 × 2 grs. (A2, A3, A3.5, WO, GA5), colorímetro, accesorios

Jeringa 2 × 2 grs. / Caps 16 × 0,25 grs.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Para más referencias y colores individuales, vea también [www.voco.dental](http://www.voco.dental) o nuestro catálogo general.

# Adhesivo universal – ¡usted puede elegir!

¡Un Bond para todos los casos! Con Futurabond U, el único adhesivo universal de curado dual en versión de aplicación individual, seguimos sólo una misión clara: De ofrecerle un adhesivo que presente solamente ventajas así como fiabilidad y que haga superfluo cada otro sistema adhesivo en su clínica.

## Futurabond® U

- Adhesivo universal de curado dual
- Un “bond” para todos los casos – no necesita ningún adhesivo adicional
- Autograbado, grabado selectivo o grabado total – usted puede elegir libremente
- Extraordinaria variedad de aplicación



REF 1571 SingleDose 50 u., accesorios

REF 1572 SingleDose 200 u., accesorios

### Autograbado



### Grabado selectivo



### Grabado total



¡Cada gota un beneficio! Un adhesivo universal que es siempre adecuado para cualquier situación.

## Futurabond® M+

- Adhesivo universal
- Utilizable con o sin grabado de ácido fosfórico
- Excelente apropiado para restauraciones directas e indirectas
- Se aplica en una capa – trabajo rápido en sólo 35 segundos



REF 1515 Frasco 5 ml, accesorios

REF 1516 Frasco 3 x 5 ml

Futurabond DC es el probado y solicitado adhesivo de autograbado para la aplicación entre todos los materiales de restauración fotopolimerizables, de autocurado o de curado dual – ¡para una unión fuerte y duradera!

## Futurabond® DC

- Adhesivo autograbable y de curado dual reforzado con nano-partículas
- Endurecimiento químico para áreas mal accesibles con la luz
- Futurabond DC consigue, sin un grabado separado de la sustancia dentaria, las mismas propiedades de adhesión que preparados de grabado total
- Tolerante a la humedad



REF 1164 SingleDose 50 u., accesorios

REF 1165 SingleDose 200 u., accesorios

# Grandio – El clásico nano-híbrido

Con Grandio, VOCO ya ha sentado bases en 2003 como el primer fabricante de la nueva generación de composites de nano-híbrido. ¡Probado un millón de veces a escala mundial, Grandio aún sigue siendo hoy el nano-composite de primera opción! La nano-tecnología innovadora hace que Grandio sea un composite de alto rendimiento y que convence siempre de nuevo tanto con sus calidades físicas así como también con sus óptimas propiedades de manipulación – donde quiera que sea.

## Grandio®

- Consistencia óptima y manipulación muy fácil
- Módulo de elasticidad como el de la sustancia del diente natural
- Resistencia a la abrasión pronunciada y estabilidad masticatoria
- Alta biocompatibilidad gracias a la baja parte de resina



REF 1800 Set jeringa 5 x 4 grs. (A1, A2, A3, A3.5, B2), colorímetro

REF 1830 Set Caps 50 x 0,25 grs. (de cada 10 x A1, A2, A3, A3.5, B2), colorímetro

Para más referencias y colores individuales, vea también [www.voco.dental](http://www.voco.dental) o nuestro catálogo general.



Situación inicial

Fuente: Dr. Marcelo Balsamo, Brasil



Preparación y relleno de Grandio Flow



Restauración lista con Grandio

# Grandio Flow – composite fluido inigualable

Desde el tratamiento de cavidades mínimamente invasivas a sellados de fisuras ampliadas hasta reparaciones de revestimientos – con Grandio Flow también se puede beneficiar de todas las ventajas de Grandio en la versión fluida. Gracias al considerable avance tecnológico, Grandio Flow deja muy atrás a los fluidos convencionales: La parte de resina está aprox. un 50 % por debajo de la parte de materiales fluidos convencionales, lo que conduce p.ej. a excelentes resultados en el área de la dureza superficial y la resistencia a la abrasión.


## Grandio® Flow

- Fluidez óptima
- Contenido de relleno del 80 % en peso
- Coincidencia exacta en el matiz con Grandio
- Excelentes propiedades físicas




REF 1860 Set jeringa 8 x 2 grs. (A1, 2 x A2, 2 x A3, A3.5, B2, OA2), colorímetro, accesorios

Para más referencias y colores individuales, vea también [www.voco.dental](http://www.voco.dental) o nuestro catálogo general.



Fluidos convencionales, área no rellenada



Grandio Flow rellenado con nano-partículas

# Amaris – para brillantes resultados

¡Naturalmente simple, simplemente bonito! Cuando se trata de la más alta estética, recomendamos Amaris. La característica distintiva de este composite de excepción: El sistema le permite una alta flexibilidad en cuanto al color, ya que puede ser cambiado continuamente gracias a los dos pasos de trabajo coordinados – ¡justo durante la estratificación! Por lo que un resultado final altamente estético no sólo depende de la selección inicial del color.

## Amaris®

- Pulido óptimo, resistente a la abrasión y al brillo
- Dos pasos simples, baja pérdida de material
- Capas como en naturaleza
- Cobertura del espectro completo de colores por la combinación de solamente ocho componentes



Para más referencias y colores individuales, vea también [www.voco.dental](http://www.voco.dental) o nuestro catálogo general.

REF 1930 Set jeringa 8 × 4 grs. (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow jeringa 2 × 1,8 grs. (HT, HO), colorímetro, accesorios

REF 1949 Starter-Set Caps 32 × 0,25 grs. (de cada 4 × O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow jeringa 2 × 1,8 grs. (HT, HO), colorímetro, accesorios



Aplicación de Amaris TL para reconstruir la parte de esmalte palatinal

Fuente: Dr Sânzio Marques – Passos, Brasil



Modelación con Amaris O1, elaboración parecida a la naturaleza de los mamelones con Amaris Flow HO



Restauración terminada del diente anterior

# x-tra fil: amalgama – ¡no, gracias!

Ustedes todos conocen el deseo del paciente de una restauración sin amalgama. x-tra fil fue concebido especialmente para el tratamiento básico en los dientes posteriores (clase I y II) así como para las reconstrucciones de muñones. Gracias a la posibilidad de aplicar unos incrementos de hasta 4 mm en sólo un paso así como los cortos tiempos de exposición de luz de sólo 10 segundos, tanto ustedes como los pacientes se benefician de un tratamiento muy rápido.

## x-tra fil®

- Profundidad de curado 4 mm
- Tiempo de curado de sólo 10 s
- Color universal
- Tiempo de trabajo reducido especialmente en combinación con cada adhesivo de Futurabond en *SingleDose*



REF 1739 Jeringa 10 × 5 grs.

REF 1740 Jeringa 5 grs.

REF 1741 Caps 20 × 0,25 grs.


<sup>2</sup>basado en cifras de ventas

# El hilo del compule

VOCO Retraction Paste es una ayuda indispensable para la apertura provisional efectiva y el secado del surco. Por ello, proporciona la condición previa para obtener con éxito una toma de impresión convencional o digital.

## VOCO Retraction Paste

- Pasta con efecto astringente para una efectiva ampliación provisional y secado del surco
- Cánula fina con punta flexible – aplicación fácil y precisa en el surco
- “Viscosity Change” (cambio de viscosidad) – la consistencia de la pasta varía durante la aplicación y la ampliación del surco
- Buena visibilidad – buen contraste con la gingiva



Fácil de aplicar en el surco



REF 1012 Caps 25 × 0,3 grs.

REF 1013 Caps 100 × 0,3 grs.

# ¡Impresionantemente preciso!

Las restauraciones con ajuste de precisión requieren un material cuyas propiedades permitan una óptima toma de impresión – desde el inicio hasta el colado. El desarrollo de V-Posil ha tenido como objetivo realizar este concepto de prestación de servicio.

## V-Posil®

- Material de impresión de precisión, VPS
- Silicona A muy hidrófila para la más alta precisión
- Largo tiempo de elaboración y a la vez un corto tiempo en la boca
- La alta resistencia a la rotura y la alta recuperación elástica garantizan una seguridad durante y después de la toma
- Buena hidrofilia, incluso en el estado fraguado, hace perfectamente el vaciado y así el tratamiento protésico



### Starter-Set Putty Fast / Light Fast

REF 2991

Putty Fast Cartucho 2 × 380 ml  
Light Fast Cartucho 2 × 50 ml

### Starter-Set Heavy Soft Fast / Light Fast

REF 2985

Heavy Soft Fast Cartucho 2 × 380 ml  
Light Fast Cartucho 2 × 50 ml

### Starter-Set Mono Fast / Light Fast

REF 2987

Mono Fast Cartucho 2 × 380 ml  
Light Fast Cartucho 2 × 50 ml

### Starter-Set Putty Fast / Light Fast

REF 2984

Putty Fast Bote 2 × 450 ml  
Light Fast Cartucho 2 × 50 ml

### Starter-Set Putty Soft Fast / Light Fast

REF 2904

Putty Soft Fast Bote 2 × 450 ml  
Light Fast Cartucho 2 × 50 ml



# Bases cavitarias para todos los días

Un buen relleno de base es la base para una exitosa aplicación de una restauración. Sea para el recubrimiento directo o indirecto de la pulpa o fotopolimerizable – con nuestros rellenos de base puede optar según el área de aplicación.

## Ionoseal®

- Composite de ionómero de vidrio fotopolimerizable, para rellenos de base
- Material de un componente listo para usar
- Ahorro de tiempo: fotopolimerización en segundos
- Aplicación rápida e higiénica



REF 1326 Jeringa 3 x 2,5 grs., accesorios



Cavidad preparada



Aplicación directa de Ionoseal



Recubrimiento listo



Restauración definitiva

Fuente: Dr. Marcelo Balsamo, Brasil

## Calcicur®


- Pasta de hidróxido de calcio lista para el uso
- Adecuado debajo de cualquier material de recubrimiento o de restauración
- Inmediatamente utilizable
- Con un alto valor pH (12,5) que es conocido para un efecto antimicrobiano



REF 1096 Jeringa 3 x 2,5 grs., accesorios

## Calcimol LC

- Pasta de hidróxido de calcio fotopolimerizable y radiopaca
- Efectiva protección pulpar
- Material de un sólo componente listo para usar, fotopolimerizable
- Ahorro de tiempo por fotopolimerización y aplicación directa desde la jeringa NDT® sin derrame



REF 1307 Jeringa 2 x 2,5 grs., accesorios

REF 1047 Tubo 2 x 5 grs., accesorios

# Fuertes provisionales

La función masticatoria, fonética y estética también tienen que concordar en un tratamiento provisional. Con Structur, nuestro material de composite de curado dual para la rápida fabricación de coronas y puentes provisionales de alta calidad, hasta mismo se pueden hacer, en pocos pasos, restauraciones provisionales a largo plazo. La base del material es la probada tecnología nano-híbrida de VOCO.

## Structur 2

- Pasos de elaboración simples y rápidos
- Menos de 1 minuto de tiempo de endurecimiento en la boca
- Fácil de modelar y pulir



- REF 1492 Cartucho 5 x 75 grs. A2, puntas de mezcla tipo 6
- REF 1491 Cartucho 5 x 75 grs. A3, puntas de mezcla tipo 6

Cartucho 75 grs., accesorios<sup>1</sup>

## Structur 3

- Elaboración
  - rápido, sencillo y seguro gracias al sistema de cartuchos 1:1
  - fraguado rápido
  - sencilla retirada del diente preparado gracias a la fase elástica
  - brillo sin pulido – solo es necesario eliminar la capa de inhibición
- Durabilidad
  - gran resistencia a la compresiva y a las fracturas
  - superficie lisa que evita la decoloración



¡Brillo sin pulido!

- REF 2512 Cartucho 5 x 50 ml A2, puntas de mezcla tipo 6
- REF 2513 Cartucho 5 x 50 ml A3, puntas de mezcla tipo 6

Cartucho 50 ml, accesorios<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Para más referencias y colores individuales, vea también [www.voco.dental](http://www.voco.dental) o nuestro catálogo general.



Tras la retirada durante la fase elástica, fraguado extraoral

Fuente: Prof. Jürgen Manhart, Universidad de Múnich / Alemania



Puente provisional ya finalizado



Puente de Structur 3 colocado


## Clip

- Material de restauración fotopolimerizable para tratamientos provisionales
- Fácil de colocar – fácil de retirar en una pieza
- Se mantienen los márgenes de la preparación
- Ahorra tiempo por fotopolimerización



- REF 1285 Jeringa 3 x 4 grs.

- REF 1287 Caps 25 x 0,2 grs.



## Reconstrucción del muñon – de manera sencilla

Cuando el diente natural tiene aún una sustancia suficiente, el objetivo debería ser, por regla general, de mantenerla. Con nuestro clásico para la reconstrucción de muñones, **Rebilda DC**, y con los postes radiculares de composite, **Rebilda Post**, ofrecemos un sistema de reconstrucción de postes, que actúa como un diente natural bajo cargas.

### Rebilda® Post

- Poste radicular de composite reforzado con fibra de vidrio
- Comportamiento elástico similar al diente, alta resistencia a la flexión
- Alta radiopacidad (350 %Al)
- Forma anatómica



REF 1782 Set II 5 poste de (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), 1 fresa piloto de (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), Ceramic Bond frasco 5 ml, Futurabond U *SingleDose* 20 u., Rebilda DC jeringa QuickMix 10 grs. dentina, accesorios

### Rebilda® DC

- Sistema de fijación para reconstrucción de muñones y poste radicular fluido y de curado dual
- Fotopolimerizable para una aplicación más rápida
- Elaboración segura por un curado químico adicional
- Disponible en jeringas QuickMix de 10 grs. y cartuchos de 50 grs.



REF 1396 Cartucho 50 grs. dentina, accesorios

REF 1397 Cartucho 50 grs. azul, accesorios

REF 1398 Cartucho 50 grs. blanco, accesorios

REF 1403 Jeringa QuickMix 10 grs. dentina, accesorios

REF 1404 Jeringa QuickMix 10 grs. azul, accesorios

REF 1405 Jeringa QuickMix 10 grs. blanco, accesorios

Para más referencias y colores individuales, vea también [www.voco.dental](http://www.voco.dental) o nuestro catálogo general.



## EL producto de éxito global

Ya no es posible imaginarse una desensibilización dental sin Profluorid Varnish. El barniz es fácil de aplicar y seca en segundos. No tiene sólo un buen tacto, sino que también sabe bien – con siete sabores atractivos encontrará algo para cada paciente. Está disponible en tubos y ampollas cilíndricas.

### VOCO Profluorid® Varnish

- Desensibilización rápida y liberación de fluoruro (5 % NaF  $\pm$  22.600 ppm fluoruro)
- Simple aplicación – tolerante a la humedad
- Disponible en siete sabores agradables



Sabor	SingleDose 200 x 0,40 ml	Tubo 10 ml
Melón	REF 1271	REF 1267
Caramelo	REF 2229	REF 2232
Cereza	REF 2230	REF 2233
Menta	REF 2231	REF 2234
Bubble gum	REF 2239	-
Cola lime	REF 2241	REF 2236
Pina Colada	REF 2243	REF 2237
<hr/>		
Sabor	4 x 10 ml Tubo	
Mixed	REF 2971	

Para más referencias y colores individuales, vea también [www.voco.dental](http://www.voco.dental) o nuestro catálogo general.



# El “gold standard” de la fluorización

Bifluorid 10 es el ayudante diario cuando se quieren tratar las hipersensibilidades. Versátil y sin complicaciones, el barniz puede ser aplicado muy fácil – también es ideal para los tratamientos ortodónticos y de blanqueamiento.

## Bifluorid 10®

- Laca fluorídica para el tratamiento de hipersensibilidades
- Inmediatamente desensibilizante
- Forma una capa protectora contra influencias térmicas y mecánicas
- Transparente – ninguna decoloración de los dientes



REF 1616 Frasco 10 grs.

REF 1617 Frasco 3 x 10 grs., Solvent frasco 10 ml, Pele Tim No. 1

REF 1618 SingleDose 50 u., accesorios

REF 1619 SingleDose 200 u., accesorios



# Fuertes restauraciones sin bonding

## Ionolux®

- Material de obturación de ionómero de vidrio fotopolimerizable
- Excelente tiempo de elaboración – tiempo de fraguado ajustable individualmente mediante fotopolimerización
- Sin necesidad de acondicionamiento de la sustancia dental dura
- No se pega al instrumento y es simple de modelar



REF 2115 Set cápsula de aplicación 50 u. (10 x A1, 10 x A2, 30 x A3)

REF 2122 Cápsula de aplicación 150 u. A2

REF 2123 Cápsula de aplicación 150 u. A3

# Multicolores para niños – probado desde hace años

## Twinky Star®

- Material de restauración de color y fotopolimerizable a base de compómero con efecto brillante
- Ocho colores atractivos con efecto brillante
- Simple y rápida aplicación desde las cápsulas
- Pulido sobresaliente



REF 1680 Set Caps 40 x 0,25 grs. (5 de cada color), colorímetro



# Los ayudantes cotidianos para su clínica

## Fissurit® F

- Sellador de fisuras fotopolimerizable con fluoruro, blanco
- Aplicación rápida y simple desde la jeringa NDT® sin derrame
- Blanco para controlar la aplicación
- Excelentes propiedades de fluidez y baja viscosidad




REF 1292 Jeringa 2 x 2 grs., accesorios

REF 1293 Set jeringa 5 x 2 grs., accesorios

## Pele Tim

- Bolitas de espuma para la aplicación, sin cualquier presión, de preparados líquidos y pastosos
- 5 tamaños adecuados para el consultorio
- Aplicación indolora sin presión
- Aplicación económica



REF 2250 No. 0 3.000 x ø 3 mm

REF 2252 No. 1 3.000 x ø 4 mm

REF 2253 No. 2 1.000 x ø 5 mm

REF 2254 No. 3 500 x ø 8 mm

REF 2255 No. 4 500 x 6 x 8 mm

## Perfect Bleach – blanco natural

Efectivo, suave y duradero: Con nuestro sistema de blanqueamiento para casa, le posibilitará a sus pacientes un blanqueamiento cómodo y actual que cumple con los más altos requisitos estéticos – y eso a una relación calidad-precio atractiva.



## Perfect Bleach®

- Aplicación simple y sencilla
- Protege la sustancia dentaria y las restauraciones existentes
- Efecto de blanqueamiento significativo aún después de corto tiempo



REF 1660 Set jeringa 6 x 2,4 ml con un 10 % de peróxido de carbamida, Block Out Gel LC jeringa 1,2 ml, material para 2 cubetas, bolso cosmético, estuche, colorímetro, accesorios

REF 1664 Set jeringa 6 x 2,4 ml con un 16 % de peróxido de carbamida, Block Out Gel LC jeringa 1,2 ml, material para 2 cubetas, bolso cosmético, estuche, colorímetro, accesorios

Para más referencias y colores individuales, vea también [www.voco.dental](http://www.voco.dental) o nuestro catálogo general.

# Es resistente – ¡sin grabado ni bonding!

Para una sujeción segura al diente y restauración: Con Bifix SE, del sistema de fijación de curado dual y autoadhesivo, se pueden fijar las restauraciones indirectas y postes radiculares de manera rápida y fiable. El material a base de composite es apropiado para materiales como cerámica, dióxido de zirconio, composite o también metal. No son necesarios agentes adhesivos o agentes acondicionadores, ya que contiene todos los componentes necesarios del sistema.

## Bifix® SE

- Elaboración rápida: no se requiere ningún grabado ni adhesivo
- Olor neutro
- Fácil manipulación

<sup>1</sup>Para más referencias y colores individuales, vea también [www.voco.dental](http://www.voco.dental) o nuestro catálogo general.



REF 1784 Set jeringa QuickMix 3 x 5 grs. (universal, transparente, blanco-opaco), accesorios

Jeringa QuickMix 5 grs., accesorios<sup>1</sup>

# Rebases de prótesis – ¡saber cómo!

Un rebase perfecto - en una sola sesión. Ufi Gel hard C y Ufi Gel SC son el equipo ideal en el trabajo protésico de cada día. El sistema ofrece para cada caso una especial solución de rebase, que puede ser aplicado fácilmente y con ahorro de tiempo en una sola sesión. En caso de que hubiera que hacer unos ajustes posteriores, se podrán hacer durante unos años.

## Ufi Gel® hard C

- Material duro para rebases en la clínica
- Rebase completo y duro en una sola sesión
- Sin metilmetacrilato
- Sabor y olor neutros



REF 2215 Set cartucho 80 grs., adhesivo frasco 10 ml, accesorios

## Ufi Gel® SC

- Material de rebase permanentemente blando y de curado frío a base de silicona
- Silicona de rebase de excelente calidad
- Rebase completo en una sola sesión en el consultorio
- Se mantiene permanentemente blando



REF 2041 Set cartucho 50 ml, adhesivo frasco 10 ml, glazing base 10 ml, glazing catalizador 10 ml, accesorios



# CLEAN and enJOY

¡Con CleanJoy, la limpieza dental será un gran placer! La pasta remueve suavemente la placa dental y decoloraciones. Además sabe muy bien, ya que está disponible en los sabores menta, cereza y caramelo. El xilitol y fluoruro (700 ppm) contribuyen, además, a la remineralización y fortalecimiento de la sustancia dura del diente natural.

## CleanJoy®

- Consistencia estable, homogénea, no salpica (2.000 - 3.000 r. / min.)
- Sin parabenos
- Disponible en tres intensidades de abrasión, por eso adaptable a cada situación individual


Sabor	Gruesa (rojo) Tubo 100 grs.	Media (amarillo) Tubo 100 grs.	Fina (verde) Tubo 100 grs.
Menta	REF 2092	REF 2091	REF 2090
Caramelo	REF 6092	REF 6091	REF 6090
Cereza	REF 6100	REF 6099	REF 6098



**Tubo 4 x 100 grs. fina (verde)**  
Menta  
REF 2089



mint



caramel



cherry

## Su pedido


Las ofertas son solamente vigentes en socios comerciales participantes. Los precios especiales de su depósito serán considerados de todas formas. Salvo error u omisión. No nos hacemos responsables de los errores de imprenta.

### Atención al cliente VOCO:

Línea gratuita: 00 800 44 444 555

Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de

Este folleto ha sido  
entregado por:



VC 84-009900 ES 1123

