

VOCO Digital




Válidas de 01/10/2018 a 31/03/2019

Grandio® blocs · Grandio® disc

Material CAD / CAM nano-cerâmico híbrido

- Para a confecção de coroas, inlays, onlays, facetas e coroas implantossuportadas definitivas
- Altíssimo conteúdo de carga inorgânica (86 % p/p)
- Perfeita semelhança com o dente
- Excelente grau de resistência à flexão e à abrasão
- Dispensa procedimentos de queima
- Pode ser trabalhado com todas as unidades de fresagem / maquinagem abrasiva disponíveis no mercado
- Excepcionais propriedades de polimento e facilidade de reparação
- Permite uma fresagem / maquinagem abrasiva ideal, mesmo em margens finas
- Baseado na tecnologia dos nano-híbridos



NOVO



Grandio blocs

5 × n.º 12 5 × n.º 14L
(REF ver tabela em baixo) (REF ver tabela em baixo)

Kit blocos 2 × n.º 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × n.º 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM seringa QuickMix 10 g universal, Futurabond U *SingleDose* 5 un., Ceramic Bond frasco 5 ml, set Dimanto, acessórios

REF 6000

Grandio disc

1 × 15 mm (Ø 98,4 mm) 1 × 15 mm (Ø 98,4 mm)
LT (low translucent) HT (high translucent)

A1	REF 6050	A1	REF 6057
A2	REF 6051	A2	REF 6058
A3	REF 6052	A3	REF 6059
A3.5	REF 6053	A3.5	REF 6060

n.º 12	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed	n.º 14L	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	Mixed
LT	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6033	LT	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6034
HT	6012	6013	6014	6015	-	-	-		HT	6027	6028	6029	6030	-	-	-	

Mixed: A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT

SolFlex 170 · 170 SMP

Medicina dentária digital aditiva

- A tecnologia DLP, com uma durável fonte de luz LED UV com 385 nm, permite obter impressões incolores e transparentes, por exemplo de goteiras
- Flex-Vat patenteado – económico, pois requer muito menos material de suporte
- O grande volume da plataforma permite executar a produção durante a noite
- Trabalha com o formato STL, que é o mais utilizado

SMP

- Máxima velocidade de produção e alta qualidade das peças produzidas, graças à tecnologia SMP
- Com a tecnologia SMP, a velocidade de impressão é reduzida até 40 %



SolFlex 170
Impressora 3D

REF 9100

SolFlex 170
SMP – Impressora 3D
(com tecnologia de sensor)

REF 9101

V-Print

Material para impressões em 3D

- **V-Print model beige**
para toda a gama de modelos dentários
- **V-Print SG**
para a produção de guias cirúrgicas
- **V-Print splint**
para goteiras terapêuticas, peças de diagnóstico auxiliares e funcionais, bem como para goteiras de branqueamento (branqueamento caseiro)

LED UV
385 nm



NOVO

V-Print model
Frasco 1000 g beige

REF 6042

V-Print SG
Frasco 1000 g clear

REF 6043

V-Print splint
Frasco 1000 g clear

REF 6044

ENCOMENDAS

Para encomendar os produtos, entre em contacto com o seu promotor VOCO ou com o seu depósito. As ofertas são válidas apenas nos parceiros comerciais participantes das promoções. Os preços promocionais do seu depósito serão levados em consideração.

SERVIÇO AO CLIENTE:

Linha Gratuita: 00 800 44 444 555 · Fax: +49 (0) 4721-719-2931
E-Mail: service@voco.de

ESTE FOLHETO FOI DISTRIBUÍDO POR: