



AlignerFlow LC

COMPOSITE PARA ATACHES DE ALINEADORES
FLUORESCENTE – ROBUSTO – RESISTENTE A LA ABRASIÓN

AlignerFlow LC

FLUJO DE TRABAJO DEL ATACHE OPTIMIZADO DESDE LA FABRICACIÓN HASTA LA ELIMINACIÓN

El novedoso tratamiento con alineadores abre la vía a nuevas opciones de tratamiento en los consultorios odontológicos y ortodónticos. La gama de correcciones en casos de disgnatia o mordida profunda y sus perspectivas de aplicación se ven incrementados gracias al uso de ataches. La precisión del asiento y la forma de los ataches son dos aspectos fundamentales para el éxito del tratamiento.

AlignerFlow LC se ha desarrollado especialmente para la fabricación de ataches para alineadores, tomando como base composites acreditados. Es fluorescente bajo la luz ultravioleta A y optimiza el flujo de trabajo del atache, desde la fabricación hasta la eliminación.

Gracias a la fluidez especialmente adaptada de AlignerFlow LC, puede rellenarse el modelo de alineador de manera precisa; así se evitan tanto el exceso como la falta de material. Esto evita el desprendimiento y un posicionamiento inadecuado de los ataches. La fluorescencia, visible únicamente bajo luz ultravioleta A, permite un control preciso de excesos o artefactos. Una vez finalizado el tratamiento, incluso los residuos más pequeños de AlignerFlow LC pueden hacerse

visibles. De este modo es posible retirar los ataches de forma rápida y sin complicaciones, dejando el esmalte intacto.

Los ataches de AlignerFlow LC destacan por su elevada estabilidad y resistencia a la abrasión, propiedades que se logran con un contenido de relleno del 83 % de su peso. De este modo, la fuerza de las férulas de alineación se transfiere de forma dirigida desde los ataches hasta los dientes durante todo el curso del tratamiento.

Además de la fabricación de ataches para alineadores, AlignerFlow LC también puede utilizarse para realizar reconstrucciones oclusales (en la técnica inyectable) o para la fijación de retenedores linguales.

AlignerFlow LC está disponible en el formato de jeringas NDT® de 2 x 2 grs. en los tonos dentales A1, A2 y A3 (accesorios incluidos). Las cánulas de aplicación suministradas (diámetros de 0,9 mm y 1,2 mm) pueden ser manejadas de forma individual, pero también pueden utilizarse para ataches especialmente finos o para una aplicación más extensa en retenedores linguales.



Aplicación



Preparación con protocolo estándar de grabado y adhesión



Aplicación de AlignerFlow LC en el template (modelo)



Colocación del modelo



Correcto posicionamiento del modelo



Fotopolimerización en 10 s a través del modelo transparente



Retirada del modelo tras la fotopolimerización



Acabado de los ataches bajo luz ultravioleta A



Finalización del tratamiento: los restos son visibles bajo luz ultravioleta A



Situación final tras la eliminación de todos los restos



Opinión de un experto

“Los ataches para alineadores son para nosotros una práctica rutinaria: tanto el ajuste como la forma son decisivos para el éxito del tratamiento. Un composite fluido que permite la comprobación de una aplicación y una posterior extracción bajo luz ultravioleta A supone un gran valor añadido y proporciona un resultado satisfactorio con menos esfuerzo y en poco tiempo.” *Odontólogo Thomas Kober, Alemania*



AlignerFlow LC

COMPOSITE FLUORESCENTE PARA ATACHES DE ALINEADORES

Indicaciones

- Fabricación de ataches de alineadores (aligner attachments)
- Retención de alineadores
- Fijación de retenedores linguales
- Reconstrucciones oclusales

Ventajas

- Tallado y extracción seguros bajo luz UV-A
- Aplicación precisa con una fluidez perfecta
- Fotopolimerización a través de un modelo transparente
- Estable y resistente a la abrasión durante todo el tiempo de uso
- Estética agradable los tonos del diente



Presentaciones

- REF 1526 Jeringa 2 x 2 grs. A1, accesorios
- REF 1527 Jeringa 2 x 2 grs. A2, accesorios
- REF 1528 Jeringa 2 x 2 grs. A3, accesorios
- REF 2144 Cánulas de aplicación tipo 44, 100 u.
- REF 2148 Cánulas de aplicación tipo 46, 100 u.



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven · Alemania
www.voco.dental

Servicio de atención al cliente de VOCO

Línea gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Distribuidor: