



	vhf camufacture	www.vhf.de
	Structur CAD Blocks	Structur CAD Disc
Modell / device model	Impression S1 / S2, K4 edition, K5, K5+, R5, Z4, N4	Impression S1 / S2, K4 edition, K5, K5+, R5
Strategie / modus	Nass + trocken / wet + dry	Nass + trocken / wet + dry
Bearbeitungsart / type of processing	Fräsen / milling	Schleifen + Fräsen / grinding + milling
Aufnahme / holder	Universal	98er Aufnahme / 98 mm holder
Software	DentalCAM 7	DentalCAM 7

	Zirkonzahn	www.zirkonzahn.com
	Structur CAD Blocks	Structur CAD Disc
Modell / device model	Milling Unit M (M1 - M5)	M2, M2 Dual, M4
Strategie / modus	Nass / wet	Auf Anfrage bei Zirkonzahn / on request at Zirkonzahn
Bearbeitungsart / type of processing	Schleifen / grinding	Mit Schleifer und Fräser bearbeitbar / machinable with grinder and milling cutter
Aufnahme / holder	Universal	98er Aufnahme / 98 mm holder (Adapter)
Software	Zirkonzahn Nesting	-

	imes-icore	www.imes-icore.de
	Structur CAD Blocks	Structur CAD Disc
Modell / device model	CORiTEC 150I - 650I series, One/+ series	CORiTEC 150I - 650I series, One+
Strategie / modus	Nass (Kategorie Hybrid Keramik) / wet (category Hybrid ceramic)	Nass + trocken (Composite) / wet + dry (composite)
Bearbeitungsart / type of processing	Schleifen / grinding	Fräsen / milling
Aufnahme / holder	Universal	98er Aufnahme / 98 mm holder
Software	icam V4.7 / V5 smart	icam V4.7 / V5 smart

	Roland DG	www.rolandeasyshape.com
	Structur CAD Blocks	Structur CAD Disc
Modell / device model	DWX-4, -4W, -51D, -52D, -52DC, -52DCi	DWX-51D, -52D, -52DC, -52DCi
Strategie / modus	Composite	Composite
Bearbeitungsart / type of processing	-	-
Aufnahme / holder	Universal	98er Aufnahme / 98 mm holder
Software	Millbox	Millbox

	exocad GmbH	www.exocad.com
	Structur CAD Blocks	Structur CAD Disc
Software	DentalCAD / Chairside CAD	DentalCAD

11/2021, mit kontinuierlichem Update / updated continuously, www.voco.dental/devicesstructurcad